

Nous avons le plaisir de vous inviter à une après-midi exceptionnelle **avec buffet de lunch !**

Atelier

"FABRIQUER UN PROTÈGE-DENTS, UNE GOUTTIÈRE DE BLANCHIMENT ET UNE ATTELLE AVEC LE VACUFORMER CAVEX"



le Jeudi **28 Mai 2026** de **12h00** à **16h30**

par **Betty Guns** (Cavex)

NAXHELET, Rue Naxhelet 1, 4520 **Wanze**



Qu'il s'agisse d'un protège-dents, d'une attelle, d'une gouttière pour un traitement de blanchiment, le système Cavex VacuFormer permet de passer toutes les étapes nécessaires pour passer d'une empreinte d'alginate au produit final souhaité.

Programme du workshop VacuFormer

- Coulée d'une empreinte d'alginate avec le plâtre Cavex Instant Stone
- Préparation avec le Cavex Barrier/Spacer
- Thermoformage de plaques avec le Cavex VacuFormer
- Finitions de la gouttière

Au cours du workshop, vous recevrez de conseils pratiques pour la création de gouttières parfaitement ajustées. Vous suivrez un cours que vous pourrez mettre directement en pratique dans votre cabinet. Blanchiment des dents sûr et efficace. Vous recevrez également plus d'informations sur les matériaux de blanchiment, la législation et les méthodes de blanchiment efficaces.

Le workshop convient à toute l'équipe dentaire. Que vous soyez **dentiste, assistant** ou **hygiéniste dentaire** : tout le monde peut apprendre à travailler avec le système ingénieux VacuFormer.



Pour une assistance personnelle optimale: maximum 14 participants


Workshop + buffet de lunch 89 euros HTVA par personne.

La deuxième inscription (par cabinet) est à **67 euros** HTVA par personne.

Veuillez également apporter deux empreintes en alginate dans des porte-empreintes en plastique (par personne), s'il vous plaît.

Votre paiement tient lieu d'inscription. Le prix du cours sera déduit de votre commande de produits Cavex pendant le cours avec un minimum de **400 euros** HTVA.

Inscrivez-vous en formant le **03 450 93 20** ou e-mail: **vente@denta.be**
ou **www.denta.be**



**Avec
buffet de lunch**



**COMPTOIR DENTAIRE
DE BRUXELLES**