

COLTENE GROUP

Januari – Maart 2026

Promoties



.....

BRILLIANT EverGlow

→ p. 4



.....

HyFlex OGSF Sequence

→ p. 12



.....

ROEKO Gelatamp

→ p. 20

SciCan BRAVO G4

Autoclaven met kamers verkrijgbaar
in 3 maten: 17 L, 22 L en 28 L



G4-technologie



Intelligente
en efficiënte
features



Verschillende
vulopties

SciCan BRAVO G4
Dim. 60 × 48 × 46 cm

17 l	7A620000	5 713,93 €
22 l	7A621000	6 402,35 €
28 l	7A622000	7 178,11 €

Cyclus	Type Cyclus	17 L		22 L		28 L	
		Duur Cyclus	Max. Lading	Duur Cyclus	Max. Lading	Duur Cyclus	Max. Lading
134°C Universeel	B	42 min	6 kg	46 min	7,5 kg	56 min	9 kg
134 °C Holle instrumenten niet verpakt	S	35 min	6 kg	39 min	7,5 kg	44 min	9 kg
134 °C Volle instrumenten verpakt	S	33 min	6 kg	39 min	7,5 kg	45 min	9 kg
134 °C Prionen	B	56 min	6 kg	60 min	7,5 kg	70 min	9 kg
121 °C Universeel	B	58 min	6 kg	63 min	7,5 kg	69 min	9 kg
134 °C Helixtest	n.a.	20 min	n.a.	24 min	n.a.	24 min	n.a.
Vacuümtest	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.
Gepersonaliseerd 134° of 121°	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.



Voor meer
informatie over
SciCan BRAVO G4,
scan deze QR-code



PROFESSIELEEL TANDBLEEKMIDDEL

BRILLIANT Lumina

Een stralende natuurlijke glimlach

H₂O₂

is old
school!

PAP

is de toekomst
van teeth whitening.

Formule zonder
waterstofperoxide

Met BRILLIANT Lumina, heeft u een vooruitstrevend in-office bleeksysteem, dat als eerste geen waterstofperoxide of carbamideperoxide bevat. BRILLIANT Lumina werkt met het actief bestanddeel PAP (phthalimidoperoxycaproic acid). Wat Lumina uniek maakt: haar formulering is zodanig dat de concentratie PAP voldoende hoog blijft om al na één behandeling een stralende glimlach te bekomen.

BRILLIANT Lumina – Basiskit

65002864

101,94 €

4 x Gel
1 x Activator
1 x Patiëntenbrochure



Krijg een tweede
kit voor de prijs van

1€



BRILLIANT EverGlow

Uitzonderlijke polijstbaarheid
en langdurig stralende glans

- DuoShade Systeem
- 7 dentinekleuren voor de meeste restauraties
- 2 glazuurtinten
- 5 opakers voor complexere restauraties



PRODUCT VAN DE MAAND
FEBRUARI en MAART
-50%
op BRILLIANT
EverGlow
Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE Greengenoordiger

BRILLIANT EverGlow
Refills Spuitjess

58,37 €

1 x Draaispuit 3 g

BRILLIANT EverGlow
Refills Tips

85,34 €

20 x Tips 0,2 g

BRILLIANT EverGlow Flow

Universeel submicron hybride composiet

BRILLIANT EverGlow Flow
Refills Spuiten

34,48 €

1 x Spuit 2 g
5 x Standaard applicatietips
5 x Fijne applicatietips



PRODUCT VAN DE MAAND
FEBRUARI en MAART
-33%
op BRILLIANT
EverGlow Flow
Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE Greengenoordiger

		BRILLIANT EverGlow		BRILLIANT EverGlow Flow
		Draaispuit	Tips	Draaispuit
DENTINE	BL	60019697	60019706	60019752
	A1/B1	60019698	60019707	60019753
	A2/B2	60019699	60019708	60019754
	A3/D3	60019700	60019709	60019755
	A3.5/B3	60019701	60019710	60019756
	C2/C3	60019702	60019716	-
	A4/C4	60019703	60019717	60019757
GLAZUUR	BL TRANS	60019705	60019719	-
	TRANS	60019704	60019718	60019758
OPAQUE	OBL	60019743	60019746	-
	OA1	60019744	60019747	-
	OA2	60023819	60023823	60019751
	OA3	60019745	60019748	60023825
	OA4	60023820	60023824	-

BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow is het ideale vulmateriaal voor snelle en eenvoudige restauraties. Gebaseerd op de BRILLIANT vulstoftechnologie is het de perfecte partner voor BRILLIANT EverGlow en EverGlow Flow.



BRILLIANT Bulk Fill Flow - Refill Sduit
1 enkele tint, Multi Shade adaptief materiaal


60033280 45,32 €

1 x Sduit 2,3 g
11 x Applicatietips

Geen bovenlaag nodig
Dankzij de hoge slijtvaste eigenschappen kunnen kwaliteitsrestauraties in één efficiënte stap worden gemaakt, aangezien er geen afdeklaag nodig is.

Tot 4 mm betrouwbare uithardingsdiepte
Incrementen met een dikte tot 4 mm worden binnen 20 sec betrouwbaar uitgehard ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Deze eigenschap in combinatie met de oppervlaktebevochtiging en de vloeibaarheid van het materiaal zorgt ervoor dat u tijdens uw werk veel tijd kunt besparen.

Eén adaptief Multi Shade materiaal
Dankzij het kameleoneffect van BRILLIANT Bulk Fill Flow kan het Multi Shade materiaal zich aanpassen aan een scala aan kleuren van gebitselementen.



Klinische procedure →



VERSTERKT COMPOSITBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES

BRILLIANT Crios

Blokje en schijf 100 % versterkte composiet voor permanente restauraties. Het wordt gebruikt met het CAD/CAM Cerec*-systeem voor indirecte restauraties in de stoel.

*Is geen merk van COLTENE



BRILLIANT Crios
CEREC/inLab - 5 Blokken

130,72€ 104,58€

5 x Blokken (maat 12 mm of 14 mm)



BRILLIANT Crios
Schijven 14 mm

470,61€ 376,49€

1 x Schijf 14 mm

BRILLIANT Crios
Schijven 18 mm

522,91€ 418,33€

1 x Schijf 18 mm

	BLOKKEN CEREC/INLAB					SCHIJF					
	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
	5 stuks.					1 stuk.					
	Maat 12	Maat 14	Maat 12	Maat 14	Maat 14	Maat 14	Maat 18	Maat 14	Maat 18	Maat 14	Maat 18
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
B2	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strong individually, unbeatable together:

De **SoloCem** + **ONE COAT 7 UNIVERSAL** bondingsysteem

**THE NEW
SUPERKRAFT**

SoloCem

Betrouwbaar
cementer in 1 stap

SoloCem Refills

~~121,25€~~ **90,94€**

1 × Automix spuit 5 ml (kleur naar keuze)
5 × Mengtips kort fijn
5 × Mengtips kort superfijn

Dentine	60014062
Opaque white	60014061
Trans	60019840



Esthetische
cementering



Duurzame
restauraties



-25%
op SoloCem
en ONE COAT 7
UNIVERSAL in fles

ONE COAT 7 UNIVERSAL

De hechting in alle situaties

ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Unidose

60019540 **134,19€**

50 × Unidose 0,1 ml
50 × Applicatieborstel



ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Flesje

60019539 ~~104,62€~~ **78,47€**

1 × Flesje 5 ml



Voor meer
informatie,
scan deze QR-code



ParaCore

Duaal uithardend composietcement, versterkt met glaspartikels:

3 indicaties – 1 materiaal



- Stiftcementatie
- Stompopbouw materiaal
- Cementatie van kroon en brugwerk zonder metaal = monoblok!



Stiftcementatie



Stompopbouw



Cementeren van kronen, bruggen, inlays en onlays

Navulling ParaCore automix, 2 x 5 ml

112,03 €

2 x 5 ml Kleur naar keuze
20 x Mixing tips met intra-orale tip

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

Navulling Paracore cartridge automix, 1 x 25 ml

236,85 €

1 x 25 ml Kleur naar keuze
20 x Mixing tips met intra-orale tip

White	5854
Dentine	5853

DuoTEMP

Tijdelijk vulmateriaal met dubbele zekerheid



- Dual-cure
- Hoge randaanluiting
- Gemakkelijk te verwijderen
- 1 materiaal met meerdere toepassingen

Vergelijking randaanluiting



Dwarsdoorsnede humane molaren gevuld met DuoTEMP en vervolgens ondergedompeld in methyleenblauwe kleurstof om de marginale afsluiting te bepalen. DuoTEMP toonde excellente eigenschappen. Interne data. *:geen trademark van COLTENE

Gemakkelijke, snelle applicatie



Eén component zonder menging. Goede hechting aan de caviteit. Gemakkelijk verwijderbaar.

DuoTEMP Eco kit

7090 91,94 €

5 x Spuitje van 5 g



CanalPro X-Move


Volledige bewegingsvrijheid

- Geïntegreerde apexlocator
- Roterende of reciprokerende beweging (instelbare draaihoeken)
- Isolierend hoekstuk met minikopje
- Toerental tot 2500 tpm
- Snoerloos: 2,5u autonomie
- Intuïtieve bediening
- Voorgeprogrammeerd voor alle vijlen van COLTENE
- Instelbaar voor alle beschikbare vijlssystemen op de markt: snelheid, koppel en type beweging zijn programmeerbaar
- Auto-reversemodus instelbaar van zodra de vijl het referentiepunt (apex) heeft bereikt



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hoekstuk: 360° draaibaar
- Koppelbereik: 0,4 - 5,0 Ncm
- Snelheidsbereik: 100 - 2500 tpm
- Aanpasbare reciproke hoeken met 10° interval
- Instelbaar tussen 20° en 400°
- Geïsoleerd hoekstuk met minikopje van 8 mm en een hoogte van 9,7 mm



CanalPro X-Move

65002739

1 552,95 €

- 1 × Motorhandstuk
- 1 × Laadstation
- 1 × Hoekstuk
- 1 × Spuitmond
- 1 × Meetkabel
- 4 × Vijlhouder
- 2 × Lipklem
- 2 × O-ring
- 1 × Universele AC-adaptor
- 1 × Batterij



Hoekstuk met normale hals en kopje



CanalPro X-move hoekstuk met super minikopje en slankere hals


ENDODONTISCHE HERBEHANDELING

HyFlex Remover

- Slechts één vijl nodig voor de verwijdering van afdichtingsmaterialen
- Respect voor de anatomie van het wortelkanaal
- Efficiënt zonder enig oplosmiddel
- Inactieve tip

Rotatiesnelheid
400 - 800 tpm

Maximum torque
2,5 N.cm



30/.07

Maximum torque: **2.5 N.cm**
Rotatiesnelheid: **400-800 tpm**
Thermische behandeling: **C.Wire**

HyFlex Remover

5 x B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

66,64 €

19 mm	60023649
23 mm	60023648



roeko GuttaFlow bioseal

Gelijke & ideale consistentie gedurende de volledige werktijd

12 - 16 min

Working time: 5 min

Curing: 12 - 16 min

**NIET ALLEEN
VULLEN,
MAAR OOK
GENEZEN**



ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking spuit

60019561 160,69 €

1 x Automix-spuut 5 ml

ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set

60019560 177,55 €

1 x Automix-spuut 5 ml
12 x Mengtips
1 x Mengblok



Voor meer informatie,
scan deze QR-code



HyFlex EDM

Een breukweerstand tot **700% hoger***

*Bron : interne studies COLTENE

HyFlex EDM Refills

~~54,38 €~~ **40,79 €**

3 x Vijlen naar keuze (tabel hiernaast)

HyFlex EDM Kit Shaping Set

~~54,38 €~~ **40,79 €**

- 1 x ● 25/.12 Orifice Opener
- 1 x ● 10/.05 Glijpadvijl
- 1 x ● 25/~ Vormgevende vijl

Lengte

21 mm	60022267
25 mm	60019363

HyFlex EDM Kit Shaping Set Medium

~~54,38 €~~ **40,79 €**

- 1 x ● 10/.05 Glijpadvijl
- 1 x ● 20/.05 Preparatievijl
- 1 x ● 25/~ Vormgevende vijl

Lengte

21 mm	60022277
25 mm	60022278



-25%
op HyFlex EDM



Orifice Opener
25/.12



HandFiles



Glijpadvijl naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal

15/.03



10/.05



Voorbereiding

20/.05



Vormgeving

25/~ OneFile



Lengte	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 300 tpm 1,8 Ncm	Refill x 3 300 tpm 1,8 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm
15 mm	60019596	-	-	-	-
21 mm	-	60023493	60022269	60022275	60022270
25 mm	-	60023492	60019594	60022276	60019595
31 mm	-	60041082	60041081	60041084	60041085

Handvijl
naar keuze

HyFlex – OGSF Sequence

Voordelen

- **Voorspelbare resultaten** dankzij het standaard OGSF-protocol
- **Snelle preparatie van dagdagelijkse** endo's dankzij een uitgekende opeenvolging van diameters en tapers voor de volledige sequentie
- **Hogere mate van veiligheid voor de patiënt** dankzij de breukresistentie van het materiaal en toepassing van het standaard OGSF-protocol




— Werklengte

NIEUW! 31mm OGSF-vijlen zijn nu beschikbaar

HyFlex OGSF Sequence 4 stks.

~~72,30 €~~ **54,23 €**

21 mm	60036141
25 mm	60036142
31 mm	60041090



-25%
op HyFlex
OGSF

HyFlex OGSF Refills 3 stks.

~~54,38 €~~ **40,79 €**



18 mm	60036140	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138
25 mm	-	60023492	60036137	60036139
31 mm	-	60041082	60041083	60041086

HyFlex

Papier- en Gutta-punten

-20%
op HyFlex-
punten



HyFlex EDM-OGSF Guttapercha punten

~~24,44 €~~ **19,55 €**


60 × Guttapercha punten

Maat	60 stuks
20/.05	60022706
OneFile 25/~	60022707
30/.04	60036504
40/.04	60022708
50/.03	60022709
60/.02	60022710
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022705

HyFlex EDM-OGSF Papierpunten

~~14,85 €~~ **11,88 €**

100 × Papierpunten



Maat	100 stuks
20/.05	60022742
OneFile 25/~	60022743
30/.04	60036503
40/.04	60022676
50/.03	60022741
60/.02	60022740
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022744

roeko

Top color Papier- en Gutta-punten

ROEKO Top color Papierpunten

~~10,84 €~~


8,67 €

200 × Top color Papierpunten

~~10,12 €~~

8,10 €


120 × Top color Papierpunten



Maat	200 stuks
Assortiment 15–40	344596
15	344515
20	344520
25	344525
30	344530
35	344535
40	344540

Maat	120 stuks
Assortiment 45–80	344597
45	344545
50	344550
55	344555
60	344560
70	344570
80	344580

-20%
op ROEKO-
punten



ROEKO Top color Guttaperchapunten

~~23,39 €~~

18,71 €

100 × Top color Guttaperchapunten



Maat	100 stuks
Assortiment 15–40	365196
15	365115
20	365120
25	365125
30	365130
35	365135
40	365140
Assortiment 45–80	365197
45	365145
50	365150
55	365155
60	365160
70	365170
80	365180
Assortiment 90–140	365198
90	365190
100	365191
110	365192
120	365193
130	365194
140	365195



BEETREGISTRATIEMATERIAAL OP BASIS VAN SILICONEN

Jet Blue Bite

Beetregistratie met uitmuntende precisie

Een precieze beetregistratie is noodzakelijk om de realistische occlusie van inferieure en superieure dentitie te reproduceren in de articulator. Het materiaal moet bijgevolg aan specifieke eisen voldoen.


De jarenlange expertise van COLTENE in siliconen afdruckmaterialen is terug te vinden in de Jet Blue Bite, een beetregistratiemateriaal dat snelle en accurate resultaten oplevert.

Beetregistratie	Silicone	Kleur	Shore hardheid*	Dimensionele stabiliteit	Werktijd	Uithardingstijd	Smaak
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutraal
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutraal

*Shore hardheid varieert tussen +/- 2

Zachte consistentie

- ✓ Perfect natuurlijke occlusie dankzij de mousse-achtige consistentie
- ✓ Geen terugvering tijdens het inbijten
- ✓ Sijpelt niet in de interdentale ruimtes



Jet Blue Bite, 1 x 50 ml

36,36 €

1 x 50 ml
6 x Mengtips
6 x Spreidertips

Fast	6491
Super Fast	6493



Jet Blue Bite, 4 x 50 ml

122,38 €

4 x 50 ml
12 x Mengtips
12 x Spreidertips

Fast	6495
Super Fast	6497

AFFINIS PRESIDENT The Original

A-siliconen gebaseerd
afdruk materiaal

PUTTY

AFFINIS putty

112,82 €

2 × 300 ml Basis en katalysator
2 × Lepels



PRESIDENT The Original putty

91,25 €

2 × 300 ml Basis en catalysator
2 × Lepel



PUTTY	AFFINIS	PRESIDENT The Original
putty	-	 60019942
putty soft	 6530	 60019943
putty soft fast	 6531	 60022166
putty super soft	 6535	 60019944

LIGHT

AFFINIS en AFFINIS PRECIOUS

75,32 €

2 × 50 ml
12 × Universele mixing tips



PRESIDENT The Original light cartridge 50 ml

60,25 €

2 × 50 ml
12 × Universele mixing tips



LIGHT	AFFINIS	PRESIDENT The Original
Xtra light	-	 60019937
light	 6501	 60019938
light fast	 6601	-
regular	 6511	 60019939
regular fast	 6611	-
PRECIOUS light	 6775	-
PRECIOUS regular	 6776	-

ACCESSOIRES

Tips voor gebruik met **AFFINIS**
en **PRESIDENT** The Original



Universal Mixing Tip, × 40 stks.

60019663

42,89 €

Universal Mixing Tip, × 100 stks.

60019694

79,18 €



Oral Tips Yellow, × 100 stks.

6555

77,92 €



Oral Tips White, × 100 stks.

6210

61,13 €

SYSTEM 360

AFFINIS system 360

220,91 €

2 × 380 ml Navulling
1 × Fixatiering




PRESIDENT The Original system 360

190,03 €

2 × 380 ml
1 × Fixatiering



SYSTEM 360	AFFINIS	PRESIDENT The Original
MonoBody	 6482	 60019946
heavy body	 6487	 60019948
putty	 6472	-



HySolate Dental Dam

HySolate latex cofferdam, poedervrij en een laag proteïnegehalte

Afmetingen	Kleur	Dikte								Hoeveelheid
			Fine	Medium		Heavy		X-heavy		
152 x 152 mm	Groen	60034418	21,47 €	60034419	23,84 €	60034420	27,36 €	60034421	28,19 €	x36
	Black Edition	-	-	60031352	27,44 €	60031353	31,46 €	60031354	32,43 €	
	Blauw	-	-	60034442	23,84 €	60034443	27,36 €	-	-	
	Light	60034427	21,47 €	60034428	23,84 €	60034429	27,36 €	60034430	28,19 €	
	Fiesta (assortiment)	60034433	21,47 €	60034436	24,77 €	60034438	27,44 €	-	-	

HySolate cofferdam zonder latex

Afmetingen	Kleur	Medium	Hoeveelheid
152 x 152 mm	Groen	H09105	41,30 €
	Groen	H09106	213,96 €

HySolate Flexi Dam cofferdam zonder latex

Afmetingen	Kleur	Ref.	Hoeveelheid
152 x 152 mm	Groen	H09946	47,08 €
	Paars	H09945	47,08 €

Sommige
cofferdamvellen
zijn ook beschikbaar
in 127 x 127 mm:
contacteer ons voor
meer info.

HySolate Liquid Dam

65003064 33,39 €

1 x Spuit 2 ml

NIEUW!



HySolate SyntX

NIEUW!
Binnenkort
beschikbaar

- Voorgedrukt sjabloon
- Uitzonderlijke elasticiteit en scheurbestendigheid (polyisopreen)
- Blauwe kleur voor een uitstekend contrast
- Zonder latex – geen risico's op allergieën

Ontdek de nieuwe generatie cofferdam zonder latex met HySolate SyntX Dam, voor een snelle positionering en een betrouwbare retractie.

Dit materiaal is vervaardigd uit polyisopreen en biedt dezelfde tactiele eigenschappen als natuurlijk latex, zoals de scheurbestendigheid en een voortreffelijke elasticiteit zonder het risico op allergieën die gepaard gaan met latex.

Er werd gekozen voor de blauwe tint die goed contrasteert en de zichtbaarheid verbetert; de cofferdam heeft eveneens een voorgeprint sjabloon zoals ook bij onze HySolate Latex BLACK EDITION.

De dikte biedt een mooi evenwicht tussen flexibiliteit en duurzaamheid, wat hem inzetbaar maakt voor een breed spectrum aan behandelprocedures.

Cofferdamvellen zonder latex HySolate SyntX

Afmetingen	Kleur	Medium	Hoeveelheid
127 x 127 mm	Blauw	60037566 42 €	33,60 € x30
	Blauw	60037567 45,12 €	36,10 € x30
152 x 152 mm	Blauw	60037568 109,90 €	87,92 € x75



-20%
op HySolate
SyntX
cofferdam

roeko Gelatamp white

Extra absorptievermogen



ABSORPTIE

- ROEKO Gelatamp white is een universeel sponsje voor algemene chirurgische procedures.
- Standaard kubusvormig sponsje van 10 × 10 × 10 mm.
- Het is doeltreffend voor de controle van bloedingen, het absorberen van vloeistoffen en de bevordering van coagulatie.
- Goed absorptievermogen, hoge biocompatibiliteit en gebruiksgemak voor diverse chirurgische toepassingen.



ROEKO Gelatamp white 10 × 10 × 10 mm

Doos van 24 st. 60052842 **18,45 €**



NIEUW!

roeko Gelatamp

Snelle eerste hemostase

- Preventief tegen de infectie van wonden en ontstaan van secundaire bloedingen na extracties
- Het enige gelatinesponsje op basis van colloïdaal zilver
- Hemostatisch en antibacterieel



ROEKO Gelatamp 14 × 7 × 7 mm


Doos van 20 st.	274002	22,02 €
Doos van 50 st.	274007	50,65 €
1 × doos van 10 dubbele blisters (20 st.)	274008	24,47 €



ABSORPTIE



COLLOÏDAAL
ZILVER



roeKO Gelatamp forte

Uiterst snelle absorptie

- Absorbeert tot 60x zijn gewicht in de eerste minuten.
- Reduceert de chirurgietijd.
- Laat hemostase sneller intreden zelfs bij het gebruik van bloedverdunners.
- Sponsformaat 10 × 10 × 4 mm.
- Volledige resorptie.



ABSORPTIE

De ROEKO Gelatamp forte heeft een speciale sponsstructuur voor snelle absorptie. Het absorbeert tot 60x zijn gewicht in de eerste minuten. Het is een dun wit sponsje van 4 mm, dat de chirurgietijd reduceert en de hemostase sneller laat intreden zelfs bij het gebruik van bloedverdunners.



NIEUW!

ROEKO Gelatamp forte 10 × 10 × 4 mm

Doos van 24 st. 60036568 38,57 €

KENDA Polishette

1-staps gediamenteerd polijststelsel
voor excellente glans van anterieure composietrestauraties

- ✓ Polishers in mini vormpjes met een getaperede schachtnak
- ✓ Drie grofheden om alle toepassingen van vormgeving tot hoogglansafwerking te dekken
- ✓ Excellente toegang en zichtbaarheid
- ✓ Voor precies polijsten



Polishers voor composiet en hybride-keramiek

Polisher type 6, 15, 30 pcs.	PS715C		PS716C		PS715M		PS716M		PS715F		PS716F	
	.006	.030	.006	.030	.006	.030	.006	.030	.006	.015	.006	.015
Ø mm	6,4		3		6,4		53		6,4		3	
Kopje L in mm	5,5		7		5,5		7		5,5		7	
TPM	Rec	5 000 - 7 500	5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500	
	Max		7 500			7 500		7 500		7 500		7 500



Bekijk de
KENDA-katalogoog



KENDA Deluxe

Het luxegamma voor polijsten van composiet

De KENDA Deluxe is ontwikkeld in samenwerking met klinisch deskundigen en is een performant tweestaps gediamanteerd polijstsysteem voor moderne esthetische tandheelkunde.




Eén Pre-Polisher - Adaptive & Gentle
Smoothing zonder de wezenlijke morfologie
van het oppervlak te veranderen.



Eén High-Gloss Polisher
- briljante resultaten in
slechts enkele seconden



ShapeGuard - 1 vorm voor
alle oppervlaktes



Polishers voor composieten, compomeren en hybride-keramiek



ISO 838 206 030 513 065



ISO 838 206 248 515 033



ISO 838 205 543 512 140



ISO 838 206 250 513 050



ISO 838 205 304 513 100



ISO 838 206 030 503 065



ISO 838 206 248 504 033



ISO 838 205 543 502 140



ISO 838 206 250 503 050



ISO 838 205 304 503 100



Polisher type 6, 12, 20, 25, 100 pcs.	.006			.006			.006			.006			.006			.006		
	.012			.012			.012			.012			.012			.012		
	.025			.025			.025			.025			.025			.025		
	.100			.100			.100			.100			.100			.100		
	.100			.100			.100			.100			.100			.100		
Ø mm	6,5			3,3			14			5			10			6,5		
Kopje L in mm	10			7,4			2			10			5,5			10		
TPM	Rec			7 500 - 10 000			5 000 - 7 000			7 500 - 10 000			5 000 - 7 500			6 000 - 8 000		
	Max			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000		


Voor het volledige gamma, bezoek **coltene.com**
of contacteer je sales promoter.



Restauratie



Endodontie



Prothese



Behandelings-
accessoires



Infection control



Rotary
instruments

AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:

Regional Manager Benelux
Sabien.Baisier@coltene.com
+32 472 095 035

België - Vlaanderen
(NL) Carine.Bulte@coltene.com
+32 468 17 24 96

Niet contractuele documenten en foto's. prijzen mogen op ieder oogenblik aangepast worden zonder verwittiging. Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen. aanbiedingen geldig tot en met 31 Maart 2026.
Design : www.filigranestudio.fr. © COLTENE, Adobe Stock.

Afdruk / Uitgever

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contact verkoop

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com
www.coltene.com

Service Centrum

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Ma. t/m vr.: 08:00 tot 17:00 CEST

 **COLTENE GROUP**