

COLTENE GROUP

Janvier – Mars 2026

Promotions



.....

BRILLIANT EverGlow

→ p. 4



.....

HyFlex Séquence OGSF

→ p. 12



.....

ROEKO Gelatamp

→ p. 20

SciCan BRAVO G4

Autoclave à chambre disponible
en 3 tailles : 17L, 22L et 28L



Technologie G4



Fonctionnalités
intelligentes
et efficaces



Diverses options
de remplissage

SciCan BRAVO G4
Dim. 60 × 48 × 46 cm

17 l	7A620000	5 713,93 €
22 l	7A621000	6 402,35 €
28 l	7A622000	7 178,11 €



Cycle	Type de cycle	17 l		22 l		28 l	
		Durée du cycle	Charge max.	Durée du cycle	Charge max.	Durée du cycle	Charge max.
134°C Universel	B	42 min	6 kg	46 min	7,5 kg	56 min	9 kg
134°C Instruments creux non emballés	S	35 min	6 kg	39 min	7,5 kg	44 min	9 kg
134°C Instruments pleins emballés	S	33 min	6 kg	39 min	7,5 kg	45 min	9 kg
134°C Prion	B	56 min	6 kg	60 min	7,5 kg	70 min	9 kg
121°C Universel	B	58 min	6 kg	63 min	7,5 kg	69 min	9 kg
134°C Test Hélix	n.a.	20 min	n.a.	24 min	n.a.	24 min	n.a.
Test à vide	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.
Personnalisé (134 °C ou 121 °C)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Plus d'infos en
flashant ce QR-Code



BRILLIANT Lumina

Un sourire naturellement lumineux

H_2O_2
n'est plus
d'actualité !

PAP
est l'avenir du
blanchiment dentaire.

Formule
sans peroxyde
d'hydrogène

Avec BRILLIANT Lumina, vous disposez, en cabinet, d'une solution innovante pour le blanchiment dentaire, la formule étant, pour la première fois, sans peroxyde d'hydrogène ni peroxyde de carbamide. En effet, BRILLIANT Lumina est basé sur la substance active PAP (acide phtalimidoperoxyacétique). La particularité de ce produit : sa formule unique permet de maintenir la concentration de PAP à un niveau suffisamment élevé pour obtenir un sourire naturellement plus clair pendant un traitement.

BRILLIANT Lumina – kit de base

65002864	101,94€
----------	---------

4 × Gel
1 × Activateur
1 × Brochure patient



Recevez
un deuxième kit
au prix de

1€



BRILLIANT EverGlow

Aptitude au polissage exceptionnelle
et brillant durable

- Système DuoShade
- 7 teintes dentine pour la plupart des restaurations
- 2 teintes email
- 5 opaques pour les restaurations plus complexes



PRODUIT DU MOIS
FÉVRIER et MARS
-50%
sur BRILLIANT
EverGlow
Offre valable uniquement
auprès de votre responsable
secteur COLTENE

BRILLIANT EverGlow
Réassorts Seringues

58,37 €

1 x Seringue 3 g

BRILLIANT EverGlow
Réassorts Tips

85,34 €

20 x Tips 0,2 g

BRILLIANT EverGlow Flow

Le complément idéal

BRILLIANT EverGlow Flow
Réassorts Seringues

34,48 €

1 x Seringue 2 g
5 x Aiguilles d'application standards 0,8 mm
5 x Aiguilles d'application fines 0,4 mm



PRODUIT DU MOIS
FÉVRIER et MARS
-33%
sur BRILLIANT
EverGlow Flow
Offre valable uniquement
auprès de votre responsable
secteur COLTENE

		BRILLIANT EverGlow		BRILLIANT EverGlow Flow
		Seringue	Tips	Seringue
DENTINE	BL	60019697	60019706	60019752
	A1/B1	60019698	60019707	60019753
	A2/B2	60019699	60019708	60019754
	A3/D3	60019700	60019709	60019755
	A3.5/B3	60019701	60019710	60019756
	C2/C3	60019702	60019716	-
	A4/C4	60019703	60019717	60019757
ÉMAIL	BL TRANS	60019705	60019719	-
	TRANS	60019704	60019718	60019758
OPAQUE	OBL	60019743	60019746	-
	OA1	60019744	60019747	-
	OA2	60023819	60023823	60019751
	OA3	60019745	60019748	60023825
	OA4	60023820	60023824	-

BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow est le matériau d'obturation idéal pour des restaurations faciles et rapides. Reposant sur la technologie de charges BRILLIANT, il est le partenaire parfait pour BRILLIANT EverGlow et EverGlow Flow.



Réassorts BRILLIANT Bulk Fill Flow
1 seule teinte, matériau adaptatif Multi Shade

60033280 45,32 €

1 x Seringue de 2,3 g
11 x Aiguilles d'application

Procédure
clinique →



Pas de couche supérieure nécessaire


La résistance élevée à l'abrasion permet d'obtenir efficacement des restaurations de qualité en une seule étape dans la mesure où la couche supérieure n'est plus nécessaire.

Profondeur de polymérisation fiable de 4 mm

Des couches successives ayant jusqu'à 4 mm d'épaisseur sont polymérisées correctement en 20 s ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Cette caractéristique, associée à la mouillabilité de la surface et à la fluidité du matériau, permet de gagner du temps en réduisant le nombre d'étapes.

Un matériau adaptatif Multi Shade


L'effet caméléon de BRILLIANT Bulk Fill Flow permet au matériau Multi Shade de s'adapter à une large palette de teintes dentaires.



COMPOSITE RENFORCÉ POUR RESTAURATIONS ESTHÉTIQUES DÉFINITIVES

BRILLIANT Crios

BRILLIANT Crios est le choix idéal pour les restaurations dentaires unitaires dans la région antérieure comme dans la région postérieure. Cela englobe toutes les indications classiques telles que les **inlays**, **onlays**, **couronnes** et **facettes**.



BRILLIANT Crios
CEREC/INLAB - 5 blocs

130,72 € 104,58 €

5 x Blocs (taille 12 mm ou 14 mm)



BRILLIANT Crios
Disque 14 mm

470,61 € 376,49 €

1 x Disque 14 mm

BRILLIANT Crios
Disque 18 mm

522,91 € 418,33 €

1 x Disque 18 mm

	BLOC CEREC/INLAB					DISQUE					
	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
	5 unités					1 unité					
	Taille 12	Taille 14	Taille 12	Taille 14	Taille 14	Taille 14	Taille 18	Taille 14	Taille 18	Taille 14	Taille 18
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
B2	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Forts individuellement, imbattables ensemble :

Le système adhésif

SoloCem + **ONE COAT 7 UNIVERSAL**

**LE NOUVEAU
SUPERKRAFT**

SoloCem

Scellement fiable
en une seule étape

SoloCem Réassorts

~~121,25€~~

90,94€

1 x Seringue Automix 5 ml

5 x Embouts mélangeurs marrons courts super fins

5 x Embouts mélangeurs marrons courts fins

Dentine	60014062
Blanc opaque	60014061
Trans	60019840



Scellement
esthétique



Restaurations
durables



-25%

sur SoloCem et sur le
flacon ONE COAT
7 UNIVERSAL

ONE COAT 7 UNIVERSAL

La cohésion dans toutes les situations

ONE COAT 7 UNIVERSAL
Réassort unidoses

60019540

134,19€

50 x Unidose 0,1 ml

50 x Brossettes noires



ONE COAT 7 UNIVERSAL
Réassort flacon

60019539

~~104,62€~~

78,47€

1 x Flacon 5 ml



Pour plus
d'informations,
consultez
la brochure



ParaCore

Composite pour la reconstitution
corono-radriculaire : **1 produit, 3 indications**



Résine composite renforcée avec des particules de verre, à polymérisation duale, radio-opaque et disponible en trois teintes : dentine, blanc et translucide.

- ✓ Reconstitution des moignons
- ✓ Collage des tenons fibrés
- ✓ Collage des couronnes et des bridges sans métal



Scellement
de tenon



Reconstitution
coronaire



Scellement des
couronnes, bridges,
inlays et onlays

Réassort seringue automix,
2 x 5 ml

112,03 €

2 x 5 ml Teinte au choix
20 x Embouts mélangeurs

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

Réassort cartouche automix,
1 x 25 ml

236,85 €

1 x 25 ml Teinte au choix
20 x Embouts mélangeurs,
embouts intra-oraux

White	5854
Dentine	5853


DuoTEMP

Matériau d'obturation provisoire sans eugénol



- Durcissement dual
- Matériau avec indications multiples
- Intégrité marginale élevée
- Retrait facile

Comparaison de joints marginaux



Coupes de molaires humaines extraites, obturées avec DuoTemp puis plongées dans du bleu de méthylène pour caractériser le joint marginal. Les propriétés obtenues avec DuoTEMP étaient excellentes. Source : données internes. (*N'est pas une marque de COLTENE)

Application facile et rapide



Un seul composant, pas de mélange.
Bonne rétention dans la cavité. Dépense facile.

Kit Éco DuoTEMP

7090	91,94 €
------	---------

5 x Seringues de 5 g



CanalPro X-Move


Totale liberté de mouvement

- Localisateur d'apex intégré
- Mouvement en rotation continue ou en réciprocité (angles ajustables)
- Sans fil : 2,5 heures d'autonomie
- Interface intuitive
- Utilisable avec toutes les limes endodontiques du marché : possibilité de programmer les mouvements, vitesses de rotation et couples
- Fonction auto-reverse apical, lorsque la lime atteint le point de référence (apex)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Contre-angle : rotation à 360 degrés
- ✓ Plage de couple : 0,4 - 5,0 Ncm
- ✓ Plage de vitesse : 100 - 2500 tr/min
- ✓ Angle de mouvement oscillatoire réglable : intervalle de 10°
- ✓ Plage de réglage : 20 - 400°
- ✓ Mini contre-angle isolé d'un diamètre de 8 mm et d'une hauteur de 9,7 mm



CanalPro X-Move

65002739

1 552,95 €

- 1 × Pièce à main motorisée
- 1 × Base de chargement
- 1 × Contre-angle
- 1 × Buse de pulvérisation
- 1 × Câble de mesure
- 4 × Porte-lime
- 2 × Clip labial
- 2 × Sonde de contact
- 2 × Joint torique
- 1 × Adaptateur secteur universel
- 1 × Batterie



Tête et col de contre-angle normaux



Contre-angle CanalPro X-Move avec une tête minuscule et un col mince


RETRAITEMENT ENDODONTIQUE

HyFlex Remover

- Une seule lime nécessaire pour le retrait des matériaux d'obturation
- Respect de l'anatomie canalaire
- Efficace sans aucun solvant
- Pointe inactive

Vitesse de rotation
400 - 800 tr/min

Couple maximum
2,5 N.cm



30/.07

Couple maximum : **2.5 N.cm**

Vitesse de rotation : **400-800 rpm**

Traitement thermique : **C.Wire**

HyFlex Remover

5 x B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

66,64 €

19 mm	60023649
23 mm	60023648



roeko GuttaFlow bioseal

Consistance idéale et identique pendant toute la durée du temps de travail

12 - 16 min

Temps de travail : 5 min
Polymérisation : 12 - 16 min

BIEN PLUS QU'UN SYSTÈME D'OBTURATION : UN OUTIL DE GUÉRISON



Réassort ROEKO GuttaFlow bioseal

60019561 **160,69 €**

1 x Seringue à corps double 5 ml

Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560 **177,55 €**

1 x Seringue à corps double 5 ml
12 x Embouts mélangeurs
1 x Bloc de papier pour mélange



Pour plus d'informations, scannez ce QR code



HyFlex EDM

Une résistance à la rupture jusqu'à **700% supérieure***

*Source : essais internes COLTENE

HyFlex EDM Réassort

~~54,38 €~~ 40,79 €

3 x Lime de votre choix (tableau ci-contre)

HyFlex EDM Kit de mise en forme simple

~~54,38 €~~ 40,79 €

- 1 x 25/.12 Orifice Opener
- 1 x 10/.05 Lime de cathétérisme
- 1 x 25/~ Lime de mise en forme

Long.

21 mm	60022267
25 mm	60019363

HyFlex EDM Kit de mise en forme medium

~~54,38 €~~ 40,79 €

- 1 x 10/.05 Lime de cathétérisme
- 1 x 20/.05 Lime de préparation
- 1 x 25/~ Lime de mise en forme

Long.

21 mm	60022277
25 mm	60022278



-25%
sur HyFlex
EDM

Orifice
Opener
25/.12



HandFiles



Limes de sécurisation au choix
suivant l'anatomie canalaire
15/.03 10/.05



Lime de
préparation
20/.05



Mise
en forme
25/~ OneFile



Long.	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm	Lime de votre choix	Réassort x 3 300 tr/min 1,8 Ncm	Réassort x 3 300 tr/min 1,8 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm
15 mm	60019596		-	-	-	-
21 mm	-		60023493	60022269	60022275	60022270
25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595
31 mm	-		60041082	60041081	60041084	60041085

HyFlex – Séquence OGSF

Avantages

- **Résultats prévisibles** en appliquant le protocole standard OGSF
- **Préparation rapide des cas quotidiens** grâce à la correspondance optimisée entre l'extrémité et la conicité pour toute la séquence
- **Sécurité du patient accrue** grâce à une plus grande résistance à la rupture du matériau et à l'application du protocole standard OGSF




— Longueur de travail

HyFlex OGSF
Séquence 4 pcs.

~~72,30 €~~ **54,23 €**


21 mm	60036141
25 mm	60036142
31 mm	60041090



-25%
sur HyFlex OGSF

HyFlex OGSF
Réassorts 3 pcs.

~~54,38 €~~ **40,79 €**



18 mm	60036140	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138
25 mm	-	60023492	60036137	60036139
31 mm	-	60041082	60041083	60041086

HyFlex

Pointes Papier et Gutta

-20%
sur les pointes HyFlex



HyFlex EDM-OGSF
Pointes de Guttapercha

~~24,44 €~~ **19,55 €**


60 × Pointes de Guttapercha EDM-OGSF

Taille	60 pcs.
20/.05	60022706
OneFile 25/~	60022707
30/.04	60036504
40/.04	60022708
50/.03	60022709
60/.02	60022710
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022705

HyFlex EDM-OGSF
Pointes de Papier

~~14,85 €~~ **11,88 €**

100 × Pointes de Papier EDM-OGSF



Taille	100 pcs.
20/.05	60022742
OneFile 25/~	60022743
30/.04	60036503
40/.04	60022676
50/.03	60022741
60/.02	60022740
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022744

roeko

Pointes Papier et Gutta Top color

ROEKO Top color
Pointes de Papier

~~10,84 €~~


8,67 €

200 x Pointes de Papier Top color

~~10,12 €~~

8,10 €


120 x Pointes de Papier Top color



Taille	200 pcs.
Assortiment 15-40	344596
15	344515
20	344520
25	344525
30	344530
35	344535
40	344540

Taille	120 pcs.
Assortiment 45-80	344597
45	344545
50	344550
55	344555
60	344560
70	344570
80	344580

-20%
sur les pointes
ROEKO




ROEKO Top color
Pointes de Guttapercha

~~23,39 €~~

18,71 €

100 x Pointes de Guttapercha Top color



Taille	100 pcs.
Assortiment 15-40	365196
15	365115
20	365120
25	365125
30	365130
35	365135
40	365140
Assortiment 45-80	365197
45	365145
50	365150
55	365155
60	365160
70	365170
80	365180
Assortiment 90-140	365198
90	365190
100	365191
110	365192
120	365193
130	365194
140	365195



MATÉRIAU POUR ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION À BASE DE SILICONE A

Jet Blue Bite

Enregistrement de l'occlusion de la plus haute précision

Un enregistrement précis de l'occlusion est essentiel pour garantir une reproduction de l'occlusion fidèle à la réalité entre les dents supérieures et inférieures dans l'articulateur. Les exigences à l'égard du matériau sont par conséquent variées. Les décennies d'expertise de COLTENE en matière de matériaux à base de silicone de haute qualité se reflètent dans Jet Blue Bite, un matériau d'enregistrement de l'occlusion qui permet d'obtenir des résultats rapides et précis.

Enregistrement de l'occlusion	Silicone	Teinte	Dureté Shore*	Stabilité dimensionnelle	Temps de travail	Temps de prise	Goût
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutre
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutre

*La dureté Shore peut varier d'environ +/-2

Consistance crémeuse

- ✓ Occlusion parfaitement naturelle grâce à la consistance crémeuse
- ✓ Pas d'effet rebond lors de la fermeture
- ✓ Ne s'infiltre pas dans les espaces interdentaires



Jet Blue Bite, 1 x 50 ml

36,36 €

1 x 50 ml
6 x Embouts mélangeurs
6 x Embouts plats

Fast	6491
Super Fast	6493



Jet Blue Bite, 4 x 50 ml

122,38 €

4 x 50 ml
12 x Embouts mélangeurs
12 x Embouts plats

Fast	6495
Super Fast	6497

AFFINIS PRESIDENT The Original

Matériaux pour empreinte
à base de silicone A

PUTTY

AFFINIS putty

112,82€

2 × 300 ml Base et catalyseur
2 × Cuillères



PRESIDENT The Original putty

91,25€

2 × 300 ml Base et catalyseur
2 × Cuillères



PUTTY	AFFINIS	PRESIDENT The Original
putty	-	 60019942
putty soft	 6530	 60019943
putty soft fast	 6531	 60022166
putty super soft	 6535	 60019944

LIGHT

AFFINIS et AFFINIS PRECIOUS

75,32 €

2 × 50 ml
12 × Embouts mélangeurs universels



PRESIDENT The Original light cartouche 50 ml

60,25 €

2 × 50 ml
12 × Embouts mélangeurs universels



LIGHT	AFFINIS	PRESIDENT The Original
Xtra light	-	 60019937
light	 6501	 60019938
light fast	 6601	-
regular	 6511	 60019939
regular fast	 6611	-
PRECIOUS light	 6775	-
PRECIOUS regular	 6776	-

ACCESSOIRES

Embouts utilisables
avec les produits **AFFINIS**
et **PRESIDENT The Original**



Embouts-mélangeurs universels, × 40 pcs.

60019663 42,89 €

Embouts-mélangeurs universels, × 100 pcs.

60019694 79,18 €



Embouts intra-oraux jaunes, × 100 pcs.

6555 77,92 €



Embouts intra-oraux blancs, × 100 pcs.

6210 61,13 €

SYSTEM 360

AFFINIS system 360

220,91 €

2 × 380 ml Réassort
1 × Bague de serrage




PRESIDENT The Original system 360

190,03 €

2 × 380 ml
1 × Bague de serrage



SYSTEM 360	AFFINIS	PRESIDENT The Original
MonoBody	 6482	 60019946
heavy body	 6487	 60019948
putty	 6472	-



HySolate Digues dentaires

Digues latex HySolate - Sans poudre, faible teneur en protéines

Taille	Couleur	Épaisseur								Quantité
		Fine		Medium		Épaisse		Très épaisse		
152 x 152 mm	 Verte	60034418	21,47 €	60034419	23,84 €	60034420	27,36 €	60034421	28,19 €	x36
	 Black Edition	-		60031352	27,44 €	60031353	31,46 €	60031354	32,43 €	
	 Bleue	-		60034442	23,84 €	60034443	27,36 €	-		
	 Claire	60034427	21,47 €	60034428	23,84 €	60034429	27,36 €	60034430	28,19 €	
	 Fiesta (assortiment)	60034433	21,47 €	60034436	24,77 €	60034438	27,44 €	-		

Digues sans latex HySolate

Taille	Couleur	Medium	Quantité
152 x 152 mm	Verte	H09105	41,30 €
	Verte	H09106	213,96 €

Digues sans latex HySolate Flexi Dam

Taille	Couleur	Réf.	Quantité
152 x 152 mm	Verte	H09946	47,08 €
	Violette	H09945	47,08 €

Certaines digues
sont également
disponibles en taille
127 x 127 mm : nous
consulter.

HySolate Liquid Dam

65003064 33,39 €

1 x Seringue de 2 ml

NOUVEAU !



HySolate SyntX

NOUVEAU !
BIENTÔT
DISPONIBLE

- Gabarit **pré-imprimé**
- **Élasticité et résistance exceptionnelle** à la déchirure (polyisoprène)
- Couleur bleue pour un **excellent contraste**
- **Sans latex** – supprime les risques d'allergies

Découvrez la nouvelle génération de digues sans latex avec HySolate SyntX Dam, conçue pour une mise en place rapide et une rétraction fiable.

Fabriquée à partir de polyisoprène, cette matière avancée offre les mêmes performances tactiles que le latex naturel, notamment une résistance à la déchirure et une élasticité supérieures, sans le risque d'allergies liées au latex.

Conçue dans une teinte bleue très contrastée pour améliorer la visibilité, la digue est dotée d'un gabarit préimprimé, similaire à celui de notre digue dentaire HySolate Latex BLACK EDITION.

Son épaisseur moyenne offre un équilibre parfait entre flexibilité et durabilité, ce qui en fait un choix polyvalent pour un large éventail de procédures.

Digues sans latex HySolate SyntX

Taille	Couleur	Medium	Quantité
127 x 127 mm	Bleue	60037566 42 €	33,60 € x30
152 x 152 mm	Bleue	60037567 45,12 €	36,10 € x30
	Bleue	60037568 109,90 €	87,92 € x75



-20%
sur les digues
HySolate SyntX

roeko

Gelatamp white

Grande capacité d'absorption



- ROEKO Gelatamp white est une éponge universelle pour les procédures chirurgicales générales.
- Éponge cubique blanche standard de 10 × 10 × 10 mm.
- Elle est efficace pour le contrôle des saignements, l'absorption des liquides et l'aide à la coagulation.
- Bonne capacité d'absorption, biocompatibilité élevée et facilité d'utilisation pour diverses applications chirurgicales.



ROEKO Gelatamp white 10 × 10 × 10 mm

Boîte de 24 pcs 60052842 18,45 €



NOUVEAU !

roeko

Gelatamp

Hémostase initiale rapide

- Prévention de l'infection des plaies et des héorragies secondaires
- Éponge de gélatine à base d'argent colloïdal
- Hémostatique et antibactérien



ROEKO Gelatamp 14 × 7 × 7 mm


Boîte de 20 pcs	274002	22,02 €
Boîte de 50 pcs	274007	50,65 €
Boîte de 10 blisters doubles (soit 20 pcs)	274008	24,47 €



ABSORPTION



ARGENT
COLLOÏDAL



roeko Gelatamp forte

Absorption très rapide

- Absorbe jusqu'à 60 fois son poids en 1 minute
- Contribue à réduire la durée de l'intervention chirurgicale
- Induction de l'hémostase même après un traitement anticoagulant
- 10 × 10 × 4 mm
- Résorption complète



ABSORPTION

ROEKO Gelatamp forte se compose d'une structure spéciale en éponge pour une absorption rapide. Absorbe jusqu'à 60 fois son poids dans la première minute; favorise la coagulation en quelques minutes. Il s'agit d'une éponge blanche mince de 4 mm qui aide à réduire le temps de traitement et induit de l'hémostase même après un traitement anticoagulant.



ROEKO Gelatamp forte 10 × 10 × 4 mm

Boîte de 24 pcs	60036568	38,57 €
-----------------	----------	---------



NOUVEAU !

KENDA Polishette

Système de polissage en 1 étape pour une excellente brillance des restaurations antérieures en composite

- ✓ Usage unique
- ✓ Mandrin plastique pour contre-angle
- ✓ Vitesse de rotation conseillée/maximum : 5 000 tr/min
- ✓ Pression : 0,3-1N



Polissoirs pour tous les composites et céramiques hybrides

						 											
																	
ISO 658 245 030 533 065			ISO 658 246 248 523 030			ISO 638 245 030 523 065			ISO 638 246 248 523 030			ISO 638 245 030 503 065			ISO 638 246 248 503 030		
Type de polissoir 6, 15, 30 unités	PS715C	.006	PS716C	.006	PS715M	.006	PS716M	.006	PS715F	.006	PS716F	.006					
		-		-		-		-		.015		.015					
		.030		.030		.030		.030		-		-					
Ø mm	6,4		3		6,4		53		6,4		3						
L tête en mm	5,5		7		5,5		7		5,5		7						
TPM	Rec	5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500					
	Max	7 500				7 500				7 500							

Consulter le
catalogue KENDA



KENDA Deluxe

Le luxe du polissage de composite

Développé en étroite collaboration avec des experts cliniques, KENDA Deluxe est un système de polissage diamanté en deux étapes très performant, conçu pour la dentisterie esthétique moderne.




Un pré-polissoir - lissage adaptatif et délicat sans modifier la morphologie de la surface établie



Un seul polissoir haute brillance - des résultats brillants en quelques secondes



ShapeGuard - Une forme pour toutes les surfaces



Polissoirs pour tous les composites, compomères et céramique hybrides



Type de polissoir 6, 12, 20, 25, 100 unités	.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006	
	0405		0406		0407		0408		0409		0455		0456		0457	
	.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012	
	.025		.025		.020		.025		.025		.025		.025		.025	
	.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100		.100	
Ø mm	6,5		3,3		14		5		10		6,5		3,3		14	
L tête en mm	10		7,4		2		10		5,5		10		7,4		2	
TPM	Rec		7 500 - 10 000		5 000 - 7 000		7 500 - 10 000		5 000 - 7 500		6 000 - 8 000		5 000 - 7 500		10 000	
	Max				10 000											


Pour découvrir la gamme complète, visitez le site **coltene.com**
ou contactez votre représentant commercial.



Restauration



Endodontie



Prothèse



Accessoires pour
le traitement



Contrôle des
infections



Instruments
rotatifs

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS :

Regional Manager Benelux
Sabien.Baisier@coltene.com
+32 472 095 035

Belgique - Flandres
(NL) Carine.Bulte@coltene.com
+32 468 17 24 96

Belgique - Wallonie
(FR) Celine.Poels@coltene.com
+32 475 36 07 99

Documents et photos non contractuels. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.
En cas d'erreur de prix sur un produit, COLTENE se réserve le droit de modifier ce prix.
Offres valables jusqu'au 31 mars 2026. Design : www.filigranestudio.fr.
Crédits photo : banque d'images COLTENE, Adobe Stock.

Mentions légales / Éditeur

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contact du service commercial

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com
www.coltene.com

Centre de service

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UJFN)
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 (CEST)

 **COLTENE GROUP**