




BESCHERMING VAN HOOFD TOT TEEN

Maskers	2 -3
Handschoenen	4
Papieren bekers	5
Patiëntenservetten	6
Gezichtsdoeken	7
Speekselzuigers	8
Sterilisatiezakjes	9
Disposable matrixbandjes	10-11




SafeMask® medisch gelaatsmasker type IIR

Medicom biedt een breed assortiment aan hoogwaardige medische maskers voor elke behoefte.

Medicom® SafeMask® SofSkin®, een type IIR vochtbestendig masker, is zeer zacht en biedt onovertroffen comfort. Het is bijzonder geschikt voor mensen met een gevoelige huid.

Draag je een bril? De unieke „fog-free” strip op het neusstuk voorkomt dat lenzen en vizieren beslaan.



ANTICONDENSEEFFECT

De meeste maskers zijn verkrijgbaar in een „condensvrije” versie met een speciale strook op het neusstuk die voorkomt dat veiligheidsbrillen en/of spatschermen beslaan.

Gewoon de binnenste strook optillen en over de neusbrug plaatsen.



SUPERIEUR COMFORT

Latexvrij Medicom type IIR maskers bieden ongeëvenaard comfort.

SoftSkin maskers met een superzachte binnenlaag worden speciaal aanbevolen voor gebruikers met een gevoelige huid.

SPATBESTENDIG

Medische beschermende maskers Type IIR hebben een uitstekende, vochtbestendige niet-geweven binnen- en buitenzijde die een veilige barrière bieden tegen spuitnevel, spatten en deeltjes.

EXTREEM ADEMEND

Het ademend vermogen van de maskers is uniek in de markt en overtreft de vereisten van de norm EN 14683: 2019.

EFFICIËNTIE VAN BACTERIËLE FILTRATIE

De hoge filtratie-efficiëntie (BFE) van de maskers zorgt voor een veilige barrière tegen bacteriële contaminatie.

De dubbele barrière

Medische maskers type IIR bieden een fysieke barrière die voorkomt dat andere mensen worden blootgesteld aan bacteriën en beschermen tegelijkertijd de drager tegen biologische vloeistoffen, aerosols, spatten en partikels in de lucht.



Medische gelaatsmasker met oorelastieken



Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free met oorelastieken

Inhoud: 50 stuks

Kleur	V48865	
Blauw	2155-FF-30	Lavendel 2153-FF-30
Wit	2159-FF-30	Pink 2156-FF-30
Groen	2158-FF-30	Oranje 2162-FF-30



V48865

Prijs: 20,47

Promo
16,90

Per 10 / stuk
15,90



Medicom® SafeMask® Standard met oorelastieken

Inhoud: 50 stuks

Kleur	V48626	
Blauw	2115-30	Lavendel 2113-30
Wit	2119-30	Pink 2116-30
Groen	2118-30	Oranje 2122-30



V48626

Prijs: 9,96

Promo
7,20

Per 10 / stuk
6,90

Kolmi® Oxygen ademhalingsgelaatsmasker EU-norm FFP2 en type IIR

Halfmasker met hoge filtratie, efficiëntieklasse FFP2, type IIR. Dit masker filtert op effectieve wijze vaste en vloeibare aerosolen voor betrouwbare bescherming tegen infectieziekten (BFE 99,9%). Zachte, lichte fleecestof levert maximaal comfort en een buitengewoon ademend vermogen. De twee ultrasoon gesealde elastische hoofdbanden zorgen voor een gepersonaliseerde pasvorm en nauwe sluiting rond het gelaat. Maximale draagtijd 8 uur.



Kolmi® Oxygen FFP2 masker – Medium

Kleur: wit, Inhoud: 50 stuks A51002-M

Standaardpakket Art.-nr.: M52014-WH-MB



Prijs: 36,35

Promo
29,90



Poedervrije nitril handschoenen

Kwaliteitshandschoenen van nitril bieden door hun zachte textuur een gevoel van een tweede huid. De verbeterde polymeertechnologie zorgt voor een comfortabele pasvorm om optimale vingervaarigheid in natte en droge condities te bieden. De ruwe vingertoppen verzekeren een betere gripcontrole. Nitril handschoenen bieden een hoge prikweerstand, die driemaal beter is dan die van latex en een hoge schuurbestendigheid.

V49388 Prijs: 16,12
Promo: 13,70
Per 10: 10,95 per stuk



met
lanoline en
vitamine E

Medicom® SafeTouch® Advanced™ Rejuvenate

Gewicht: 4,0g (maat M)
Kleur: Wit
Inhoud: 100stuks

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1176-A	9 L	1176-D
7 S	1176-B	10 XL	1176-E
8 M	1176-C		



V40367 Prijs: 10,33
Promo: 7,40
Per 10: 6,95 per stuk



Medicom® SafeTouch® Advanced™ Slim

Gewicht: 3,5g (maat M)
Kleur: Violetblauw
Inhoud: 100stuks

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1175N-A	9 L	1175N-D
7 S	1175N-B	10 XL	1175N-E
8 M	1175N-C		



V49393 Prijs: 6,00
Promo: 4,30
Per 10: 3,99 per stuk



Medicom® SafeTouch® Advanced™ Vitals™

Gewicht: 3,2g (maat M)
Kleur: Blauw
Inhoud: 100stuks

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1193N-A	9 L	1193N-D
7 S	1193N-B	10 XL	1193N-E
8 M	1193N-C		



Poedervrije latex handschoenen

Latex handschoenen zijn zeer flexibel en elastisch. Zij bieden een uitstekende pasvorm, comfort en vingervaarigheid en hebben een extreme gevoeligheid en daardoor een goede gripcontrole. Latex biedt een uitstekende mechanische weerstand tegen scheuren en vouwen en een effectieve barrière tegen biologische contaminerende stoffen. Let op: Latex brengt een mogelijk risico van allergieën met zich mee bij langdurig en rechtstreeks huidcontact.

V49378 Prijs: 16,12
Promo: 13,70
Per 10: 10,95 per stuk



met
lanoline en
vitamine E

Medicom® SafeTouch® Connect™ Rejuvenate™

Gewicht: 5,2g (maat M)
Kleur: Naturel (beige)
Inhoud: 100stuks

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1163-A	9 L	1163-D
7 S	1163-B	10 XL	1163-E
8 M	1163-C		



V51785 Prijs: 9,25
Promo: 7,40
Per 10: 6,95 per stuk



Medicom® SafeTouch® Connect™ Soft

Gewicht: 6,2g (maat M)
Kleur: Naturel (beige)
Inhoud: 100stuks

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1130-A	9 L	1130-D
7 S	1130-B	10 XL	1130-E
8 M	1130-C		



V50398 Prijs: 6,88
Promo: 5,50
Per 10: 4,99 per stuk



Medicom® SafeTouch® Connect™ Vitals

Gewicht: 5,5g (maat M)
Kleur: Naturel (beige)
Inhoud: 100stuks

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1122-A	9 L	1122-D
7 S	1122-B	10 XL	1122-E
8 M	1122-C		



Papieren bekens

Medicom papieren bekens zijn gemaakt van materiaal met een hoge dichtheid. Hun gewicht van 190 g/m² verzekert temperatuurbestendigheid om de handen te beschermen tegen heet en koud. Ze zijn stevig en stabiel om morsen te voorkomen. Alle papieren bekens hebben een capaciteit van 180 ml en passen in de meeste bekerdispensers.



Medicom® papieren bekens

Capaciteit: 180 ml
 Hoogte: 8,0 cm
 Dikte: 190 g/m²
 Inhoud: 60 verpakkingen à 50 stuks (3.000 stuks)

Kleur	V49360	Kleur	
 Blauw	120	 Roze	125
 Wit	121	 Oranje	126
 Groen	122	 Donkerblauw	127
 Geel	123	 Assortiment	128
 Lavendel	124		

Prijs:
118,91

Promo
95,00



Medicom® "Green for You" papieren bekens

Composteerbare bekens, in overeenstemming met de normen ISODINEN 13432 alsmede ASTM D6400.

Capaciteit: 180 ml
 Hoogte: 8,0 cm
 Dikte: 190 g/m²
 Inhoud: 1.000 stuks

Kleur	A48861
 Wit/licht beige	150

Prijs:
81,25

Promo
69,00



Geeft u de voorkeur aan duurzame en milieuvriendelijke producten? Medicom® "Green for You" papieren bekens zijn gemaakt van stevig papier met een coating die lekkage voorkomt.



Medicom® bekens zijn een kleurrijke toevoeging aan uw praktijk! Kies uit acht levendige tinten en combineer de bekens met kleurrijke Medicom speekselzuigers, hoofdsteenbeschermers en servetten.

Patiënten servetten

Deze gekleurde servetten bieden een uitstekende absorptie plus effectieve patiëntbescherming en comfort dankzij hun extra papierlaag en folie-achterzijde. Horizontaal patroon met reliëf en unieke wateraf-stotende randen bieden aanvullende bescherming. Dankzij de praktische dispenser kunnen de servetten gemakkelijk direct bij het behandelstation worden afgenomen.

Dry-Back® Patiënten servetten

Maat: 33,0 x 45,5 cm

Materiaal: 2 papierlagen + 1 polyethyleenlaag

Inhoud: Dispenser met 100 stuks of 500 stuks zoner dispenser



Kleur	100 stuks V48842	500 stuks V32409
Lavendel	8280-100	8280-N
Blauw	8282-100	8282-N
Wit	8283-100	8283-N
Geel	8284-100	8284-N
Groen	8285-100	8285-N
Roze	8286-100	8286-N
Perzik	8288-100	8288-N

Kleur	100 stuks V48842	500 stuks V32409
Aqua	8289-100	8289-N
Donkerblauw	8290-100	8290-N
Oranje	8291-100	8291-N
Zwart	8292-100	8292-N
Limoen	8293-100	8293-N
Turquoise	8294-100	8294-N



100 stuks

Prijs: 10,47

Promo

8,90

500 stuks

Prijs: 24,59

Promo

20,90

Hoofdsteunbeschermers

Hygiënische hoofdsteunbeschermers zorgen voor een extra hygiënemaatregel voor de patiënt. De uit twee lagen bestaande beschermer is gemaakt van papier en folie en beschermt tegen infecties, voorkomt vervuiling van de hoofdsteun en geeft patiënten de indruk van een hygiënische behandelkamer.

Medicom® SafeBasics™ hoofdsteunbeschermers

Maten: 25 x 25 cm en 25 x 33 cm

Materiaal: Papierlaag + polyethyleenlaag

Inhoud: 500 stuks

Kleur	25 x 25 cm V48494	25 x 33 cm V48501
Wit	3014	3017
Blauw	3015	3018
Roze	3019	3023
Paars	3020	3024

Kleur	25 x 25 cm V48494	25 x 33 cm V48501
Donkerblauw	3021	3025
Groen	3022	3026
Orange	3028	3027

25 x 25 cm

Prijs: 39,41

Promo

26,90

25 x 33 cm

Prijs: 45,76

Promo

29,90

Gezichtsdoeken

De ingenieuze SafeDrape™ gezichtsdoeken beschermen uw patiënten tijdens professionele gebitsreiniging. Of het nu gaat om aerosol of poederstof, het gezicht en de hals worden tijdens de behandeling afgedekt en veilig beschermd. De mesh-stof in het bovenste gedeelte zorgt altijd voor een vrij zicht. Deze extra beschermende maatregel is uiterst aangenaam en comfortabel voor de patiënt. Vooral vrouwelijke patiënten stellen het op prijs als de make-up na de behandeling nog in goede staat is. Verkrijgbaar als bijzonder hygiënisch wegwerpproduct of duurzaam, wasbaar herbruikbaar product.

SafeDrape™ Gezichtsdoeken voor eenmalig gebruik

Maat: 38,0x34,0 cm

Inhoud: Dispenser met 50 stuks

Kleur V39697



☒ Blauw 8-1110B

☐ Wit 8-1110W

Prijs:
86,90

Promo
73,50



SafeDrape™ Herbruikbare gezichtsdoeken

Maat: 38,0x34,0 cm

Materiaal: Badstof

Inhoud: Dispenser met 12 stuks

Kleur V39698



☒ Blauw 8-4020B

☐ Wit 8-4020W

Prijs:
107,90

Promo
91,50



Gezichtsdoek met royaal geponste mondopening voor onbelemmerde toegang tot het mondgebied. De mesh-stof in het bovenste deel de afdekdoek zorgt voor een vrij zicht tijdens de behandeling.

Speekselzuigers

Medicom speekselzuigers zorgen voor een continue afzuiging van vloeistoffen en kleine deeltjes uit de mond van de patiënt om een duidelijk operatieveld te behouden. De metaaldraad van de speekselzuiger is stevig geïntegreerd, hij houdt zijn vorm perfect vast zodra hij gebogen is en aangepast aan de mond van de patiënt. Het afgeronde zachte spuitstuk houdt rekening met het gevoelige tandvlees en vermijdt de aspiratie in de mond, maar kan indien nodig ook worden verwijderd.



Medicom® speekselzuigers

Inhoud: 100 stuks

Kleur	Lengte: 13 cm V49402	Lengte: 15 cm V49409
● Lavendel	510-L	710-L
● Blauw	505-B	705-B
○ Transparant	504-C	704-C
● Geel	508-Y	708-Y

13 cm:

Prijs: 4,47

Promo

3,70

Per 10 / stuk

3,25

Kleur	Lengte: 13 cm V49402	Lengte: 15 cm V49409
● Groen	506-G	706-G
● Oranje	511-O	711-O
● Roze	512-P	712-P

15 cm:

Prijs: 5,07

Promo

4,20

Per 10 / stuk

3,99



Wattenrollen

Het flexibele bolletje behoudt zijn vorm tijdens gebruik. Geschikt voor een breed scala van behandelingen, zelfs bij gevoelige patiënten. Niet irriterend voor het slijmvlies en gemakkelijk te verwijderen. Zacht, flexibel en zeer absorberend (absorbeert vijf maal zijn gewicht). Gemaakt van 100% katoen. Latex- en chloorvrij; niet fluorescerend.

Medicom® wattenrollen

Inhoud: 300 g

Maat	V49398
#1 (0,8 x 3,8 cm)	4551-300
#2 (1,0 x 3,8 cm)	4552-300
#3 (1,2 x 3,8 cm)	4553-300
#4 (1,4 x 3,8 cm)	4554-300



Prijs: 6,56

Promo

5,95

Per 4 / stuk

5,45

Sterilisatiezakjes

Maximale efficiëntie! Medicom® SafeSeal® Quattro zelfafsluitende sterilisatiezakjes zijn verkrijgbaar in diverse maten. Vul het zakje en sluit het af door de kleefstrip te verwijderen en de flap voorzichtig omlaag te drukken.

Platte sterilisatiezakjes – zelfklevend



Inhoud: 200 stuks/pak

Maat:	57 x 102 mm	70 x 229 mm	89 x 133 mm	89 x 229 mm
V47879	88015	88000	88005	88010
	Prijs: 16,24	Prijs: 20,24	Prijs: 19,30	Prijs: 22,00
	Promo 13,50	Promo 16,90	Promo 16,10	Promo 18,30
Maat:	133 x 254 mm	191 x 330 mm	254 x 356 mm	305 x 432 mm
V47879	88025	88030	88035	88040
	Prijs: 46,24	Prijs: 56,82	Prijs: 68,94	Prijs: 116,82
	Promo 38,50	Promo 47,30	Promo 57,25	Promo 97,30



LM Dental- Innovatieve instrumenten voor de moderne tandheelkunde

LM Dental is sinds 1973, opgericht in Finland, een toonaangevende producent van hoogwaardige tandheelkundige instrumenten en apparatuur. Wereldwijd vertrouwen tandheelkundige professionals op LM Dental vanwege de uitzonderlijke kwaliteit, ergonomie en precisie van de producten. Elk instrument is ontworpen om de efficiëntie, veiligheid en het werkcomfort in de praktijk te optimaliseren.

Alle instrumenten te vinden op:
www.denta.be

Zirc

producent van innovatieve oplossingen voor een optimale organisatie, hygiëne en comfort in de tandartspraktijk.

Alle Zirc-producten te vinden op:
www.denta.be




Disposable matrixbandjes

SafeMatrix™ is een eenvoudig hulpmiddel dat veel restauraties veel gemakkelijker maakt voor elk behandelteam. De geprefabriceerde matrixband maakt een veilige toepassing en een hoog patiëntencomfort mogelijk.



Scan de QR-code voor meer informatie over SafeMatrix™!



© Dr. Maximilian Dobbertin



OPTIMALE PASVORM

Spanningsmechanisme en conische aanpassing aan de tand verzekeren nauw interproximaal contact.

UNIVERSELE TOEPASSING

SafeMatrix is geschikt voor alle MO-/OD- en MOD-caviteiten alsmede voor cuspidaat-opbouw en als bescherming voor de naastliggende tanden tijdens het prepareren.

PRAKTISCH ONTWERP

Smalle hals en afgeronde hoeken bieden veilige en gemakkelijke toegang tijdens de behandeling.

HYGIËNISCH

Elke matrix wordt individueel verpakt. Als product voor eenmalig gebruik is reprocessing niet nodig.

COMPATIBILITEIT

Kan worden gebruikt met alle restauratiematerialen en met wigjes en rubberdams.

TIJD- EN KOSTENBESPARING


Geen tijdrovende montage van bandje en houder.

ZACHT

Geen risico op letsel aan gingiva en kaken zoals vaak gebeurt.

Disposable matrixbandjes

3 STAPPEN NAAR EEN PERFECTE VULLING



Maak het SafeMatrix-bandje gereed door de pen te drukken aan de kant waar u het bandje nauwer wilt maken tot de pin is uitgelijnd met de houder. Deze zijde moet worden geplaatst naar de gingiva toe. Het bandje past zich conisch aan aan de tandanatomie,



Plaats het matrixbandje rond de tand en begeleid het voorzichtig op zijn plaats. Zet het bandje vast door de duimschroef rechtsonder te draaien. Het bandje kan indien nodig worden gepolijst. Gebruik indien nodig wigjes.



Maak uw restauratieve vulling en hard deze uit zoals gebruikelijk. Verwijder het bandje door de duimschroef linksom te draaien om het los te maken en u bent klaar!

© Dr. Maximilian Dobbertin



Medicom® SafeMatrix™



Disposable matrixbandjes

Inhoud: 50 stuks

V49369

Wide – Bandbreedte: 6,0 mm

Narrow – Bandbreedte: 4,5 mm

Prijs:

58,71

Promo

49,50



Medicom® SafeMatrix™ Contour



Voorgevormde disposable matrixbandjes

Inhoud: 50 stuks

V49371

Wide – Bandbreedte: 6,0 mm

Narrow – Bandbreedte: 4,5 mm

Prijs:

66,94

Promo

51,00

STANDAARD VS CONTOUR



recht

De standaardversie van de Safe-Matrix disposable matrix is recht en niet voorgevormd.



voorgevormd

De SafeMatrix Contour disposable matrix is voorgevormd en past zich aan de vorm van de tand aan.



DENTA

www.denta.be

verkoop@denta.be

03 450 93 20



Recupel-bijdrage: 0,10. Prijzen zijn in euro exclusief btw en per stuk of verkoopseenheid. Druk- en zettfouten voorbehouden.
Foto's zijn niet bindend. Bij bestellingen boven de 150 euro exclusief btw worden geen administratie - en verzendkosten aangerekend.
Toestellen boven de 5000 euro (excl. btw) worden gratis geleverd en geplaatst. Plaatsing omvat steeds de levering, installatie
(op de benodigde aansluitingen en leidingen, te voorzien door de klant zelf volgens onze instructies) de oplevering en een korte opleiding.
Promoties geldig van **01/02/2026** tot **31/05/2026** en zolang de voorraad strekt. Acties niet cumuleerbaar met andere promoties.

Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be