

Brochure

KaVo eSCALER-tips

Overzicht van KaVo eSCALER-tips



KAVO

PROFYLAXE EN PARODONTOLOGIE



Veelzijdig en klaar voor de toekomst:
Het assortiment KaVo eSCALER-tips

Een veelzijdig assortiment tips, ontworpen voor alles van het verwijderen van oppervlaktevlekken tot het verwijderen van plaque en tandsteen in het sub- en supragingivale gebied.



eSCALER-tip K201

Universele scalingtip

- Voor het verwijderen van supragingivaal tandsteen in alle vier de kwadranten
- Tandweefsel: dentaal glazuur
- Tangentiale toepassing op de tanden



Mat. nr.: 1.015.4741*





eSCALER-tip K202

Universele scalingtip

- Voor het verwijderen van supragingivale plaque en subgingivaal tandsteen tot een pocketdiepte van 4 mm in alle kwadranten
- Tandweefsel: dentaal glazuur en worteloppervlak
- Tangentiale toepassing op de tanden



Mat. nr.: 1.015.4742*




* zonder momentsleutel

PROFYLAXE EN PARODONTOLOGIE



eSCALER-tip K203

Paro-tip

- Voor het verwijderen van subgingivale afzettingen en tandsteen voor diepe periodontale pockets (tot 10 mm)
- Tandweefsel: dentaal glazuur en worteloppervlak
- Tangentiale toepassing op de tanden



Mat. nr.: 1.015.4743*





eSCALER-tip K214

Paro-tip

- Voor gebruik in parodontale pockets. In het bijzonder geschikt voor controle- en herhalingsbehandelingen
- Tandweefsel: worteloppervlak
- Tangentiale toepassing op de tanden



Mat. nr.: 1.015.4744*



ACCESSOIRES



eSCALER-tipset


1.015.2050

(Bevat: 1 x eSCALER K201-, K202- en K203-tips;
3 x eSCALER-momentsleutels)



eSCALER-momentsleutel

1.015.4733




eSCALER-tipslijtagekaart

1.015.4738



Reinigingsadapter voor eSCALER-tips

1.009.7879



Houd rekening met onze
aanbevolen tipinstellingen

* zonder momentsleutel

KaVo eSCALER

(Mat. nr.: 1.014.0600)

Behandeloplossingen voor alle gevallen

Tips voor sub- en supragingivale toepassingen.

Dynamic Performance Technology™

De dynamische vermogensinstelling maakt zorgvuldige maar effectieve patiëntbehandelingen mogelijk.

'Made by KaVo' in Duitsland

- kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.

Uitstekend zicht

Perfekte verlichting dankzij innovatieve, ringvormige led-verlichting.

Maximale flexibiliteit

Kan geïntegreerd worden in alle actuele tandheelkundige units van KaVo en al bestaande tandheelkundige units met PiezoLED.

Intuïtief en nauwkeurig tegelijk

Lineair oscillerende tipbeweging en traploze vermogensinstelling.

Eenvoudige reiniging

Alle componenten kunnen thermisch worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd.



Dental Excellence op elk gebied

Waar ons merk voor staat

KaVo is een betrouwbare fabrikant die zich al heel lang bewijst en dat ook blijft doen. Wij en onze producten staan al meer dan 100 jaar voor de hoogste kwaliteiten en betrouwbaarheid, zodat onze klanten zich kunnen concentreren op wat belangrijk is.

KaVo is flexibel en compromisloos als het gaat om het combineren van essentiële voorwaarden, ergonomie, de hoogste hygiëne- en designstandaarden om te komen tot het beste totaalpakket. Door ons perfecte samenspel van dynamiek en expertise lopen wij altijd voorop.



KaVo tandheelkundige units –
Een investering in uw gezondheid



KaVo-instrumenten –
Voel het verschil



KaVo-beeldvorming –
Zie meer, plan beter



Tandheelkundige training –
Effectief leren

De producten, apparatuur en diensten die in deze catalogus worden weergegeven en beschreven, zijn mogelijk niet in ieder land verkrijgbaar.

De hier gegeven informatie is een afspiegeling van de kennis die op het moment van afdrucken beschikbaar is.

KaVo Dental GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor afwijkingen voor wat betreft kleur of vorm in de afbeeldingen, of mogelijke fouten of drukfouten, en behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen in de brochures.

KaVo, ESTETICA, uniQa, amiQa, Lumina en eSCALER zijn gedeponeerde handelsmerken van KaVo Dental GmbH.

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Duitsland | www.kavo.com

KAVO