

KaVo eSCALER

Brochure pour inserts

Aperçu des inserts KaVo eScaler



KaVo

PROPHYLAXIE & PARODONTIE



Polyvalents et prêts à affronter les défis de demain : la gamme d'inserts KaVo eSCALER

Une gamme d'inserts polyvalents conçus pour tout type d'utilisation : du retrait des tâches de surface à l'élimination du tartre et des calculs dentaires dans la zone sous-gingivale et supra-gingivale.



eSCALER Insert K201

Insert de détartrage universel

- Pour le retrait du tartre supra-gingival
- Substance dentaire : émail dentaire
- Application tangentielle à la dent



Réf. 1.015.4741*





eSCALER Insert K202

Insert de détartrage universel

- Elimination du tartre supra-gingival et sous-gingival jusqu'à une profondeur de poche de 4 mm
- Application tangentielle à la dent



Réf. 1.015.4742*




* sans clé de serrage dynamométrique

PROPHYLAXIE & PARODONTIE



eSCALER Insert K203

Insert Paro

- Elimination du tartre en sous-gingival jusqu'à 10 mm de profondeur
- Substance dentaire : émail dentaire et surface des racines
- Application tangentielle à la dent



Réf. 1.015.4743*





eSCALER Insert K214

Insert Paro

- Indication : poches parodontales. Particulièrement adapté aux traitements de contrôle
- Substance dentaire : surface des racines
- Application tangentielle à la dent



Réf. 1.015.4744*



* sans clé de serrage dynamométrique

ACCESSOIRES



Set d'inserts eSCALER


1.015.2050

(contenu : 1 x inserts eSCALER K201, K202 et K203 ;
3 x clés de serrage dynamométriques eSCALER)



eSCALER clé de serrage dynamométrique

1.015.4733




eSCALER carte de contrôle de l'usure d'insert

1.015.4738



Adaptateur de retraitement pour inserts eSCALER 1.009.7879



Veuillez tenir compte du réglage recommandé des inserts

KaVo eSCALER

(Réf. : 1.014.0600)

Des solutions de traitement polyvalentes

Inserts pour applications sous-gingivales et supra-gingivales

Dynamic Performance Technology™

Ajustement dynamique de la puissance garantissant des traitements doux mais efficaces.

Made by KaVo en Allemagne :

une qualité digne de confiance.

Visibilité exceptionnelle

Éclairage parfait grâce aux LED innovantes en forme d'anneau.

Flexibilité maximale

S'intègre à tous les fauteuils dentaires KaVo actuels. Peut remplacer PiezoLED.

Inuitif et précis

Mouvement d'insert oscillant linéaire et ajustement en continu de la puissance.

Retraitement facile

Possibilité de thermodésinfecter et de stériliser tous les composants.



Dental Excellence dans tous les domaines

Les valeurs de notre marque

KaVo est un fabricant très estimé établi de longue date. Une qualité immuable. Depuis plus de 100 ans, nos produits et notre entreprise sont synonymes de qualité et de fiabilité maximales : nos clients peuvent donc se concentrer sur l'essentiel.

KaVo fait preuve d'expertise et d'intransigeance lorsque la création de la meilleure formule globale implique d'associer exigences élevées, ergonomie, normes d'hygiène strictes et design. Une combinaison parfaite entre dynamisme et expertise nous permet d'être toujours à la pointe du progrès.



Fauteuils dentaires KaVo –
un investissement pour votre santé



Instruments KaVo –
sentez la différence



Imagerie KaVo –
mieux voir, mieux planifier



Formation dentaire –
un apprentissage d'excellence

Les produits, équipements et services présentés et décrits dans ce catalogue ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Les informations données ici reflètent les connaissances disponibles au moment de l'impression.

KaVo Dental GmbH décline toute responsabilité légale quant aux différences de couleur et de forme figurant dans les illustrations, aux erreurs ou fautes d'impression. KaVo Dental GmbH se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications aux brochures.

KaVo, ESTETICA, uniQa, amiQa, Lumina et eSCALER sont des marques commerciales déposées de KaVo Dental GmbH.

eScaler et les inserts respectifs sont des dispositifs médicaux de Classe IIA. Non remboursés par les organismes de santé.

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Allemagne | www.kavo.com

KAVO