

OFFRES PROMOTIONNELLES*



Valable du 2 février au 30 juin 2026

Uniquement pour les revendeurs participants Benelux.
Tous les prix sont en €, hors TVA.

opus YOUR WAY

A51491

Demandez le prix promotionnel !

A51492

Demandez le prix promotionnel !

Opus cart

Découvrez l'appareil OPUS dans votre cabinet et vivez l'innovation de près !

**Démonstration sans engagement
via marketing@denta.be**



C20

UN JEU D'ENFANT UNE MAÎTRISE DE PRO

Plus qu'un simple outil, la C20 améliore le processus de diagnostic en créant une expérience engageante et interactive tant pour l'équipe dentaire que pour les patients.

En simplifiant la communication et en optimisant l'efficacité au fauteuil, la C20 aide à transformer les cabinets en environnements performants et axés sur les patients.



Rejoignez
la partie
**OF MODERN
DENTISTRY**



Montez
de niveau
YOUR PRACTICE



Appuyez
sur start
ET C'EST PARTI

FABRIQUÉ EN
EUROPE



A51758

Demandez le prix promotionnel !

Ref. avec AIS: S_C20_0002

Ref. sans AIS: S_C20_0001


C50

Lumière du jour



Transcription des **couleurs naturelles** pour une meilleure interprétation de la teinte dentaire et aide à l'identification des pathologies et au contrôle post-traitement.

Lumière du jour⁺



Contraste élevé soulignant les fissures anatomiques et les détails de la structure/profondeur de la dentine.

- Full HD: 1920x1080
- Conception ergonomique avec un petit embout (facile à utiliser pour les petites bouches/enfants)
- Autofocus
- Caractéristique diagnostique : détection de la plaque dentaire et des caries (C50 Fluo)

A49262

Demandez le prix promotionnel !

(lumière du jour)

Ref. S_C50_0002 DAY LIGHT

A49261

Demandez le prix promotionnel !

(technique de fluorescence)

Ref. S_C50_0001 FLUO



newtron p5XS

1

Ref. F00246



1S

Ref. F00245



H3

Ref. F00369



P5XS b-LED incl. livré avec les inserts suivants :
Ref. F62100

Une remise de 47%

A38077

Prix: 2857,89

Promo: 1490,00



N°4

Ø22

Ref. MP3622PH

Une remise de 48%

Package Deal PD0368

Achetez l'Acteon **Newtron P5 XS B.LED** à prix promo
de **1490,00 euros** (valeur: 2857,89 euros) et
achetez l'Acteon **Miroir buccal Pure Reflect #4 ou #5**
à **1 euro** (valeur: 56,53 euros)

Newtron® pièce à main standard



ref. F12281 - Autoclavable

A29690

Prix: 651,37

Promo: 268,50

Pièce à main Newtron® LED



ref. F12609

A32227

Prix: 901,61

Promo: 378,50

Pièce à main Newtron® Slim B. LED



• with blue LED ring: ref. F12900 A38204

• with white LED ring: ref. F12905 A39457

Prix: 875,34 **Promo: 548,00**

hygiène

Kit hygiène



ref. F00935


A31336

Prix: 542,35

Promo: 473,99

periodontics

Kit pério



ref. F00936

A33170

Prix: 687,72

Promo: 599,99

implantprotect pure titanium

Kit implant protect



ref. F02120

A39303

Prix: 753,91

Promo: 682,38

endosuccess retreatment

Kit endo succes retraitement



ref. F00737

A29752

Prix: 719,91

Promo: 632,40

piezotome cube

Dynamic power adaptation for
safe bone surgeries

Ref. F50100

Delivered with a multifunction footswitch,
a Piezotome® CUBE LED handpiece,
1 handpiece holder, an Essential II kit
(6 tips BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3 et LC2),
a Piezotome® dynamometric wrench,
1 irrigation pole, 2 autoclavable irrigation
lines, 5 clips and 15 perforators.



A41280

Demandez le prix promotionnel !



Intraoral surgery ultrasonic control console.
Class IIa medical devices (GMED) - CE 0459
Manufacturer: SATELEC® a company of ACTEON® group - France

implant center 2

3 modes:

- Piezotome® (chirurgie osseuse).
- Newtron® (soins paro, endo,...).
- I-Surge™ (moteur d'implantologie).

Ref. F27200 - Livré avec un moteur à LED, un cordon moteur LED, une pédale progressive, 2 supports, 2 porte-pièces à main, 2 lignes d'irrigation stérilisables et 30 perforateurs stérilisables et 30 perforateurs.



Une remise de 34%

PACKAGE DEAL PD0097

Achetez l'Implant Center 2 à prix promo de **9790,99 euros** (valeur: 14901,47 euros) et achetez une **pièce à main lumière Newtron LED + cordon** à **1295,00 euros** (valeur: 2022,97 euros).

Une remise de 34%

A34090

Prix: 14901,47

Promo: 9790,99

Ultrasonic control console for conventional dentistry and intraoral dentistry and motor control console for dental implantology
Class IIa medical devices (GMED) - CE 0459 - Manufacturer: SATELEC® a company of ACTEON® group - France



Bone Surgery™ II Kit*

Ref. F87509 - Tips BS1S II, BS2L II, BS2R II, BS4 II, BS5 II, BS6 II.

A34094 Prix: 1468,12

Promo: 1111,99



Sinus Lift™ II Kit*

Ref. F87519 - Tips SL1 II, SL2 II, SL3 II, SL4 II, SL5 II.

A34094 Prix: 1104,84

Promo: 1009,99



Intralift™ II Kit*

Ref. F87536 - Tips TKW1 II, TKW2 II, TKW3 II, TKW4 II, TKW5 II (Ø 3 mm).

A34089 Prix: 1401,87

Promo: 1111,99



Extraction™ II Kit*

Ref. F87546 - Tips LC1 II, LC2 II x2, LC2L II, LC2R II, Ninja II.

A34088 Prix: 1114,76

Promo: 1009,99

* Les kits sont livrés avec un porte-inserts métallique autoclavable et une clé universelle autoclavable.

Class IIa medical devices (GMED) - CE 0459 - Manufacturer: SATELEC® a company of ACTEON® group - France

Accessoires

Pièce à main Newtron® LED



A32227 Prix: 901,61
Promo: 378,50

Ref. F12609

Pour Piezotome® 2 et ImplantCenter™ 2

Class IIa medical devices (GMED) - CE 0459
Manufacturer: SATELEC® a company of ACTEON® group - France

Cordon Newtron® LED



A34077 Prix: 922,81
Promo: 779,00

Ref. F12830

Pour Piezotome® 2 et ImplantCenter™ 2

Lignes d'irrigation universelles Stériles x10



A32384 Prix: 188,67
Promo: 147,99

Ref. F59905 - A usage unique avec cassette intégrée et système de contrôle du débit.

Class Is medical device (GMED) - CE 0459
Manufacturer: SATELEC® a company of ACTEON® group - France

Pièce à main PIEZOTOME® LED + cordon



A46435 Prix: 1676,00
Promo: 1324,99

Ref. F12815

Class IIa medical devices (GMED) - CE 0459
Manufacturer: SATELEC® a company of ACTEON® group - France



Universal II Kit*

Ref. F87539 - Tips BS6, LC1, LC2, CE1, CE3 et PZ1.

A46420 Prix: 1428,27
Promo: 1111,99



Essential II Kit*

Ref. F87528 - Tips BS1S II, BS4 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II, LC2 II.

A41909 Prix: 1468,12
Promo: 1111,99



Crest Splitting II Kit*

Ref. F87567 - Tips CS1 II, CS2 II, CS3 II, CS4 II, CS5 II, CS6 II.

A39232 Prix: 950,34
Promo: 938,70



Crown Extension II Kit*

Ref. F87554 - Tips BS6 II, CE1 II, CE2 II, CE3 II.

A43497 Prix: 719,03
Promo: 630,99

* Les kits sont livrés avec un porte-inserts métallique autoclavable et une clé universelle autoclavable.

miniled ortho 2

Une remise de 32%

A34280

Prix: 1486,25

Promo: 999,00

- **Signal personnalisé**

Une alerte (bip, micro-flash, alerte mixte ou pas d'alerte) invite l'utilisateur à passer à la polymérisation suivante toutes les 4 sec.

- **Puissance**

3000mW/cm²

(avec guide optique Ø5,5mm).

- **Batterie longue durée**

MiniLED Ortho 2 peut soigner 15 patients à puissance maximale, sans qu'il soit nécessaire de le recharger pendant la journée.

- **Ortho friendly**

Temps d'exposition personnalisables de 4, 8, 12 et 32 sec, spécifiquement étudiés pour passer d'un bracket à l'autre ou pour soigner une arcade complète.

- **Efficacité & sécurité**

Durcit efficacement et rapidement tout type de matériau en orthodontie.

Aucun ventilateur bruyant et peu hygiénique n'est nécessaire pour refroidir la lampe.

Traitements Orthodontiques

Polymérisation en quelques secondes
de quelques brackets à un quadrant entier.



Simplement Puissant

Plus performant en termes
de puissance, efficacité et vitesse

Une remise de 33%

A34219

Prix: 1435,51

Promo: 950,00

miniled supercharged

• Visibilité

Écran lumineux avec modes et
durées personnalisables,
décompte du temps de
polymérisation et indicateur de charge.




• Puissance

2000mW/cm²
(avec guide optique Ø7,5mm).

3000mW/cm²
(avec guide optique Ø5,5mm - optional).

• Résultats optimaux


3 modes pour répondre à tous les besoins cliniques.



MODE RAPIDE

Rapide et facile


Pleine puissance pendant 3, 4,
5 ou 10 secondes, selon l'épaisseur du composite.



MODE PULSÉ

Augmentation de température limitée

5 ou 10 flashes de 1 sec pour une
polymérisation en sécurité.



MODE PROGRESSIF

Évite la rétraction des composites

Augmentation progressive de la
puissance pendant 9 ou 15 secondes
pour assurer une parfaite étanchéité
de la restauration.

miniled standard

- **Rapide**

Seulement 6 à 12 sec pour polymériser un composite de 2mm.

Une remise de 38%

A27384

Prix: 1117,47

Promo: 690,00

- **Puissance**

1250mW/cm²
(avec guide optique Ø7,5mm).

2000mW/cm²
(avec guide optique Ø5,5mm - optional).

Très Polyvalent


L'alliance de la puissance
et de la sécurité

- **Sécurité**

Le chargeur de base comprend un radiomètre pour vérifier l'intensité de la lumière.

- **Résultats optimaux**


3 modes pour répondre à tous les besoins cliniques.



MODE RAPIDE

Rapide et facile


Pleine puissance pendant 10 sec (bip à 5 secondes) en profondeur régulière.



MODE PULSÉ

Rapidité & sécurité des alliés

10 flashes de 1 sec (bip après 5 flashes) avec des temps d'arrêt pour préserver la pulpe dentaire.



MODE PROGRESSIF

Pas de fissures dues à la contrainte

Augmentation progressive de la puissance (bip toutes les 5 sec) pour un durcissement complet et sûr.





servotome

Livré avec une pédale simple,
un porte-électrodes autoclavable,
un coffret de 10 électrodes et
un bracelet conducteur.

Ref. F57210



Une remise de 28%

A30972

Prix: 2076,45

Promo: 1490,00

Une remise de 60% **Package Deal PD0335**

Achetez **10 x Riskontrol classic** et/ou
Riskontrol art au choix à **prix promo**
et achetez un **Riskontrol adapteur**
à **1 euro** au choix (valeur: 115,90 euros).

Découvrez notre la gamme RISKONTROL®

Adaptez vos conseils au goût

de vos patients



art
by **riskontrol**

V38000

Prix: 62,76

Promo: 32,99



Ref. 201 700 - Menthe



Ref. 201 701 - Mandarine



Ref. 201 702 - Régilisse



Ref. 201 703 - Anis



Ref. 201 704 - Cassis

Embouts non stériles à usage unique (x 250)

Ajoutez de la couleur

à l'expérience de soins de vos patients



V10811

Prix: 57,78

Promo: 27,50

classic
by **riskontrol**



Ref. 201 664 - Blanc



Ref. 201 665 - Bleu



Ref. 201 666 - Jaune



Ref. 201 667 - Vert



Ref. 201 668 - Rose

Embouts non stériles à usage unique (x 250)

Protégez entièrement votre seringue air/eau

grâce à la gaine en plastique

total protec
by **riskontrol**

V33150

Prix: 33,59

Promo: 29,99



Ref. 201 750



Ref. 201 751

Embouts non stériles avec protection souple (x 100)

Choisir un environnement totalement stérile

le flux de travail



A33761

Prix: 38,89

Promo: 30,50

sterile
by **riskontrol**



Ref. 201 770

Embouts stériles à usage unique (x 96)

Classic by RISKONTROL®, Art by RISKONTROL®, Total Protec by RISKONTROL®: Class I medical device. Sterile by RISKONTROL®: Class Is medical device. CE0459 (GMED). Read the instructions on the packaging carefully before use. All the compulsory information requested for a correct use of these devices is in the Product Feature Summary available on the laboratory's website. Manufacturer: PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND - ACTEON® Group - FRANCE.



Miroirs de bouche

PURE REFLECT®

- Image très claire
- Résistant

Parfait dans tous les domaines

RH

- Réflexion grisée



TI

- Réflexion

FRONT SURFACE

Vue en coupe




Image reflétée directement sur le verre, sans distorsion.

PAS DE DOUBLE IMAGE

BACK SURFACE

Vue en coupe d'un miroir aluminium




Image reflétée sous le verre. **DOUBLE IMAGE**

PURE REFLECT®



n°4
Ø22



n°5
Ø24

N°
4
5

Ref.
MP3622PH
MP3624PH

N.
12
12

A42193
A42194

Prix: 56,53

Promo: 39,99



UNE TRIPLE ACTION



1 EFFET ASTRINGENT
aide à assécher complètement le sillon sans sang ni liquide.



2 OUVRIR LE SULCUS
efficacement sans douleur ni dommage aux tissus grâce à la viscosité soigneusement calculée par notre expertise clinique.

3 PRÉSERVER L'ATTACHEMENT ÉPITHÉLIAL*
pour réduire le risque de récession gingivale et de résorption osseuse.

* La canule ne doit pas être insérée dans le sulcus

**expasyl
exact**



A44322
Prix: 147,22

Promo: 99,85

Disponible à partir
d'avril 2026

Pâte pour ouverture sulculaire temporaire
20 capsules (0,3g) Expasyl™ Exact - Ref. 261010



Pâte pour ouverture sulculaire temporaire
20 capsules (1g) Expasyl™ - Ref. 261030



Droit - Ref. 261005
Courbé - Ref. 261015

A26105
A33371

expasyl

A10829

Prix: 248,87

Promo: 127,50

Prix: 111,16

Promo: 79,99

x-mind dc



montage
par le
dessous

Les générateurs X-MIND® peuvent s'adapter à n'importe quelle configuration de cabinets.

3 longueurs de bras sont disponibles : 41 cm (16.2"), 82.5 cm (32.5") et 110 cm (43.5") :

- Montage mural par le dessus
- Montage mural par le dessous

Également disponibles en montage unit, en montage plafond et en version mobile.

Grâce à sa plaque murale adaptable, il est facile de remplacer un ancien générateur par le X-Mind® sans avoir à forer dans le mur.



Une remise de 40%

A37323-11B

Prix: 4821,80

Promo: 2849,00

Disponible avec une télécommande sans fil



Plus de problèmes de câblage

Dites adieu aux travaux de câblage compliqués et coûteux traditionnellement nécessaires pour connecter le bouton à distance dans votre cabinet.

Kit de boutons sans fil X-MIND

DCRef. 5.15.00135

Tous les appareils X-Mind DC
livrés à partir d'avril 2021

A50693



Rentabilité

Économisez sur les frais d'installation grâce à la solution sans fil facile à intégrer.



Une plus grande commodité

Profitez de la liberté et de la flexibilité d'une connexion sans fil, pour rendre votre cabinet plus efficace et plus convivial.



Version murale au choix	Attache par le haut cône long	Attache par le haut cône rectangulaire	Attache par le bas cône long	Attache par le bas cône rectangulaire
0,40 m extensor	Ref. 5.92.23137	Ref. 5.92.23167	Ref. 5.92.23130	Ref. 5.92.23160
0,80 m extensor	Ref. 5.92.23138	Ref. 5.92.23168	Ref. 5.92.23131	Ref. 5.92.23161
1,10 m extensor	Ref. 5.92.23139	Ref. 5.92.23169	Ref. 5.92.23132	Ref. 5.92.23162

Toutes les références pour le X-MIND DC


Choisissez parmi une variété de cônes pour mieux répondre à vos besoins cliniques



Long cône (31 cm - 12'')
Recommandé pour la technique parallèle



Cône court (20 cm - 8'')
Recommandé pour la technique de la bissectrice



Rectangulaire Long cône (31 cm - 12'')
Réduit de 50% les rayons X appliqués sur la peau du patient

Class IIb medical devices (IMQ) - CE0051 Manufacturer: de Götzen ACTEON® Group - Italy

x-mind unity

A39620

Prix: 5882,40

Promo: 3419,00

Une remise de 41%

Une image précise et contrastée

- Une image contrastée et définie
- Protection optimisée du patient
- L'association du générateur et du détecteur

Fixation par le haut, bras 0,80 m, cône court.
Autres configurations : voir prix public 2024.

Radiographie intrabuccale

- Très haute qualité
- Positionnement précis et flexible
- Passage rapide du mode traditionnel au mode numérique
- Temps d'exposition minimum : 0,02s
- Minuterie programmable
- Montage par le haut ou par le bas



Class IIb medical devices (IMQ) - CE0051 Manufacturer: de Götzen ACTEON® Group - Italy

Découvrez la famille X-MIND® optima 3D

A51759

Demandez le prix promotionnel !

X-MIND® optima 2D/3D wall 100-240V

Appareil PAN 2D/3D, installation murale de 5x5 à 12x10
Ref. W1203005



A51760

Demandez le prix promotionnel !

X-MIND® optima 2D/3D ceph 100-240V

Appareil PAN CEPH 2D/3D, installation au sol de 5x5 à 12x10
Ref. W1203010



A51761

Demandez le prix promotionnel !

X-MIND® optima 2D/3D floor 100-240V

Appareil PAN 2D/3D, installation au sol de 5x5 à 12x10
Ref. W1203005.FL

Nouveau



Découvrez la famille 2D Prime

X-mind prime est disponible en trois configurations : montage mural 2D, 2D avec céphalométrie, et 2D sur pied, afin de répondre à toutes les exigences d'installation et cliniques.

Demandez le prix promotionnel !



X-MIND® prime WALL 110-240V

Code de commande: W1200001 A48189

La plus petite solution d'imagerie extra-orale 2D d'ACTEON® jamais conçue pour une **accessibilité maximale dans tous les contextes.***



avec un capteur: A48191

avec deux capteurs: A51763

X-MIND® prime CEPH 110-240V

Code de commande: W1200009

Complément céphalométrique pour un système 2D complet, toujours avec la même philosophie d'excellence, **idéal pour les applications pédiatriques.**




X-MIND® prime FLOOR 100-240V

Code de commande: W1200001.FL A51762

*Marché belge uniquement (W1200001 / W120001.PB)

Bénéficiez d'un ensemble complet d'examens 2D


X-mind prime propose une gamme complète d'examens 2D conçus pour répondre aux divers besoins de la dentisterie générale, y compris l'imagerie panoramique dentaire, l'évaluation de l'articulation temporo-mandibulaire et l'examen des sinus maxillaires.




Panoramique dentaire



Sinus maxillaires



Articulation temporo-mandibulaire



Panoramique enfant



Hémipanoramique
(gauche et droite)



Ailes de morsure
gauche et droite



Vue frontale

PSPiX²

est AUTONOME

Le processus entièrement automatisé permet de s'affranchir des contraintes

Il suffit de déposer la plaque dans la fente, le PSPiX² détectera automatiquement la taille, scanner la plaque, optimisera l'image et l'enverra instantanément à votre logiciel d'imagerie.

Entre-temps, il efface et éjecte automatiquement la plaque pour une réutilisation immédiate ou passe en mode veille.

Prix CHOC
4890,00 euros

*Lors du remboursement de
n'importe quel
Système de plaques
au phosphore*

Procédé entièrement automatisé

Une remise de 30%

A51747

Prix: 8525,00

Promo: 5890,00

Ref. S_702_0013



1

Auto-access :

La porte ne s'ouvre que lorsque la plaque d'imagerie est insérée.

2

Auto-détection :

PSPiX² détecte automatiquement la taille de la plaque d'imagerie insérée.

3

Auto-scan:

PSPiX² numérise et optimise l'image avant de l'afficher sur le poste de travail adéquat.

4

Auto-éjection :

La plaque d'imagerie est automatiquement effacée et éjectée pour une réutilisation immédiate.

5

Mode éco :

PSPiX² passe automatiquement en mode économique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Housse de protection pour ERLM*

Pour **PSPIX®2** et **PSPIX®**
(ancienne génération)

A36130

Prix: 85,82

Promo: 65,99



	PSPIX® (ancienne génération)	
	Lot de 250	
Taille 0		700338L
Taille 1		700339L
Taille 2		700340L
Taille 3		700341L

Capteurs ERLM*

Pour **PSPIX®2**

V39947

Prix: 131,16

Promo: 96,99



	PSPIX®2	
	Lot de 2	
Taille 0 (22 x 35mm)		990215
Taille 1 (24 x 40mm)		990216
Taille 2 (31 x 41mm)		990217
Taille 3 (27 x 54mm)		990218

Protections for ERLM*

Protective cover for
PSPIX® and **PSPIX®2**
(ancienne génération)



Compatible avec

PSPIX®

SOREDEX®

Digora

INSTRUMENTARIUM®

Express

DÜRR DENTAL®

Vistascan®

KAVO®

	PSPIX®2	PSPIX®
PSPIX®	✓	✓
SOREDEX®	✓	✓
INSTRUMENTARIUM®	✓	✓
DÜRR DENTAL®	✓	✓
KAVO®	✓	✓

A36129

Prix: 48,06

Promo: 26,99

	PSPIX® (ancienne génération)	
	Lot de 250	
Taille 0		700342L
Taille 1		700343L
Taille 2		700344L
Taille 3		700345L

Protective bag for ERLM*

For **PSPIX®2**

V39564

Prix: 100,86

Promo: 70,99



	PSPIX®2	
	Lot de 300	
Taille 0		700546
Taille 1		700547
Taille 2		700548
Taille 3		700549

- Protection contre les rayures, la lumière et la contamination croisée
- Ergonomique et simple d'utilisation
- Solution économique

* Ecran Radio Luminescent à Mémoire pour système numérique à plaques au phosphore.

PSPIX® imaging plate - Class IIa Medical devices (GMED) - CE0459

Manufacturer: Sopro ACTEON® Group - France

Bag & cover: Class I medical devices - CE


Manufacturer: Sopro ACTEON® Group - France



Les plaques d'imagerie fines et flexibles, disponibles en 4 tailles, vous permettront de scanner facilement toutes les morphologies...



... et tous les cas cliniques



Taxe récupel: 0,10. Les prix sont en euros hors TVA et par pièce ou par unité de vente. Sous réserve de fautes de frappe ou de composition. Les photos sont sans engagement. Aucun frais d'administration ou de transport ne sera compté pour les commandes au dessus de 150 euros hors TVA. Les appareils dont le prix dépasse 5000 euros (hors TVA) sont livrés et installés gratuitement. L'installation comprend toujours la livraison, le montage (sur les raccordements et conduites nécessaires, à prévoir par le client selon nos instructions), la mise en service ainsi qu'une brève formation. Les promotions sont valables du **01/02/2026** au **30/06/2026**. Offres valables jusqu'à épuisement du stock et non cumulables avec d'autres actions.

Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be
Comptoir Dentaire de Bruxelles, EEBIC building, Allée de la Recherche 12 bte 30.28, 1070 Anderlecht, www.comptoir-dentaire.be