



**INFECTIERISICO BEHEERSEN:
ONZE KNOWHOW SINDS 1957**




SECTORCATALOGUS: TANDARTS


WIE ZIJN WIJ?

Laboratoire Huckert's International is een familiebedrijf dat unieke ontsmettingsmiddelen en cosmetica ontwikkelt en op de markt brengt. **Ze zijn volkomen veilig** en zeer efficiënt voor al uw reinigings- en ontsmettingsprocessen.

Het succes van ons laboratorium is gebaseerd op de kwaliteit en het technische karakter van onze producten, de dynamiek van de teams en een subtiele balans tussen **fijnchemie en de kracht van planten**.



WAAROM DESINFECTEREN?



WAAROM ONTSMETTEN?

BIJ een ideale temperatuur en aanwezigheid van voedingsstoffen vermenigvuldigen micro-organismen zich om de 20 minuten. Zo kan een zeer kleine hoeveelheid ziekteverwekkende bacteriën afkomstig van een besmette bron schimmel, virale of bacteriële kruisbesmetting veroorzaken en de bron van een infectie zijn.

Het is van essentieel belang om elk risico op besmetting uit te sluiten door voor elke interventie efficiënte en gecontroleerde was- en desinfectieprocedures uit te voeren. Alleen zorgvuldige controle kan deze professionele veiligheid garanderen.

WIST U DAT?

Een gevaarlijk product is geen garantie voor een hoogwaardig product: Europese **normen** stellen in staat de doeltreffendheid van uw producten te beoordelen. De testomstandigheden moeten zo nauw mogelijk aansluiten bij de werkelijke gebruiksomstandigheden en verder gaan dan alleen efficiëntietests in suspensie (in vloeibare staat).

"We ontsmetten alleen wat schoon is": **alcohol, bleekmiddel, perazijnzuur, waterstofperoxide, bijtende soda** of veel andere ontsmettingsmiddelen hebben geen **reinigende eigenschappen**. Hun desinfectievermogen wordt beïnvloed door de aanwezigheid van proteïneverontreiniging of andere storende stoffen en door hun gebruikstemperatuur.

ONZE MISSIE

Expert in biodecontaminatie en hoogwaardige desinfectie. Onze missie is om te zorgen voor een vlekkeloze desinfectie van de hele pathogene flora (**bacteriën, gisten, schimmels, mycobacteriën, sporen, naakte en omhulde virussen**) **zonder ongewenste bijwerkingen te veroorzaken.**

“ Vervang een biologisch gevaar niet door een chemisch gevaar ”



OPERATOR
VRIENDELIJK



PATIËNT
VRIENDELIJK



MATERIAAL
VRIENDELIJK



MILIEU
VRIENDELIJK

Onze producten zijn **zonder CMR-stoffen of hormoonontregelaar** en vormen **geen risico op corrosie, verbranding of giftige dampen.**

pH
neutraal

✓ FORMULE ZONDER

- CMR-STOFFEN
- HORMOONONTREGELAAR

We streven ernaar **onze Biociden volgens dezelfde eisen als onze Medische apparaten te produceren en te controleren.** Al onze biociden beantwoorden aan de **Europese Biocide regelgeving Nr. 528/2012.**

ONZE INZET VOOR HET MILIEU

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van ons laboratorium.

We streven er vooral naar dat onze medewerkers zich houden aan de **Waarden van ons Familiebedrijf. Kwaliteit, gezondheid, ethiek staan centraal in alles wat we doen.**

Van de niet-schadelijke aard van onze producten voor de OPM (Operator, Patiënt, Materiaal) tot vermindering van de milieu-impact als gevolg van onze activiteit.

Om milieurisico's te beheersen volgen we het pad van voortdurende verbetering, want niets is ooit volmaakt. We **analyseren, evalueren, schatten en verbeteren de impact op het milieu.**



- ✓ **Geen stoffen die giftig of gevaarlijk** zijn voor het milieu in de stadia van het productieproces van onze producten.
- ✓ **Milieuvriendelijk.**
- ✓ Formules met **essentiële oliën** en geconcentreerde extracten van **geneeskrachtige planten.**
- ✓ “Koude desinfectie” voor een **snelle en eenvoudige werking.**
- ✓ Gebruiksklare verstuivers **zonder drijfgas.**
- ✓ Een **breed scala** aan geconcentreerde producten.
- ✓ HDPE **verpakkingen** volledig **recycleerbaar.**
- ✓ Een bijdrage voor de **verwerking van gerecycleerd afval.**
- ✓ Zuinige **automatische “ECONOMATIC”** meng- en **doseersystemen.**
- ✓ Consistente en traceerbare kwaliteiten.



**RECYCLEERBARE
DOZEN EN,
VERPAKKINGEN.
VERGEET NIET UW
AFVAL TE SORTEREN!**

INNOVATIE IN KOUDE DESINFECTIE



UMONIUM³⁸
master in disinfection



GEEN RESIDU
NA HET SPOELN



100%
RECYCLEERBARE
VERPAKKINGEN



EEN ONTSMETTINGSMIDDEL DAT IS Aangepast AAN AL UW NODEN

Er waren 38 pogingen nodig om de formule te verkrijgen die **prestatie, snelheid, stabiliteit en neutrale pH combineert**.

De formule van UMONIUM³⁸ toont een aanzienlijk breder activiteitspectrum aan. De **contacttijd is kort en realistisch**. De **gebruiksconcentraties zijn laag**. De spanningsactieve aard van de formule zorgt zowel voor een **zeer krachtig** reinigende en desinfecterende werking als voor verwijdering van een laagje vet, eiwit of slijmafzetting, door onderdompeling, stromingscirculatie, met een vochtig doekje af te vegen, te vaporiseren, schuim te sprayen... Zowel koud als warm.



Niet giftig



Niet
ontvlambaar



Zonder
gevaarlijke
dampen



WIJ BIEDEN HET ALTERNATIEF
VOOR CHEMISCHE
GEVAARLIJKE EN CORROSIEVE
PRODUCTEN

pH
neutraal

✓ FORMULE ZONDER

→ CMR-STOFFEN
→ HORMOONONTREGELAAR

Isopropyltridecyldimethylammonium



NIEUWE CERTIFICERING VOOR ONZE MEDISCHE APPARATEN

Het Laboratoire Huckert's International is bezig met de certificering (EU) 2017/745 (MDR) van medische hulpmiddelen. Het betreft een uitgebreid productgebied ten opzichte van de Europese Richtlijn 93/42/CEE (MDD) en bevat nieuwe classificatieregels. De belangrijkste verbeteringen aan deze nieuwe Regelgeving zijn:

- ✓ een versterkte conformiteitsbeoordeling (klinische beoordeling)
- ✓ een toename van de post-marketing follow-up
- ✓ betere traceerbaarheid van producten door de invoering van de codes "UDI" (unique device identifier)
- ✓ verbeterd risicobeheer
- ✓ verhoogde transparantie door de oprichting van het Europese "EUDAMED" platform

Het conformeren van Laboratoire Huckert's International om deze certificering te verkrijgen, maakt de garantie van desinfectiemiddelen nog kwalitatiever dan voorheen.

BEWEZEN EFFECTIVITEIT

SITUATIES & VOORWAARDEN LABORATORIUM		VERMINDERING BACTERIËN	VERMINDERING SCHIMMELS	VERMINDERING VIRUSSEN	VERMINDERING MYCOBACTERIËN	DESINFECTIE PRESTATIE
FASE 1	SCREENING TEST 	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	PRESTATIE LAAG ★ kunstmatige evaluatie
	OPSCHORTING TEST 	99,999% 5 log EN 1276 EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 1650 EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99,990% 4 log EN 14476 EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i>	99,990% 4 log EN 14348 EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	GEMIDDELDE PRESTATIES ★ ★ Beperkte validatie
	TEST IN DROGE OMS- TANDIGHEDEN 	99,990% 4 log EN 13697 99,999% 5 log EN 17387 EN 14561 EN 16615 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 13697 EN 17387 EN 14562 EN 16615 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99,990% 4 log NA EN 16777 EN 17111 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> <i>Parvovirus</i>	99,990% 4 log NA EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	HOGE PRESTATIE ★ ★ ★ Validatie dicht bij praktische voorwaarden
	TEST BIJ PRAKTIJ- KOMSTANDIGHEDEN 	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	ZEER HOGE PRESTATIE ★ ★ ★ ★ Validatie in praktijktoes- tand

KADERNORM EN 14885: 2022

EN = Europese Normaliserende Norm **EN XXX** = DM/Instrumenten **EN XXX** = Biociden **EN XXX** = Mechanische werking
 NT = Niet Toepasbaar

WAAROM ONZE PRODUCTEN GEBRUIKEN?



UMONIUM³⁸
master in disinfection

ONZE DESINFECTERENDE OPLOSSINGEN AFKOMSTIG VAN DE FIJNCHEMIE



BREED SPECTRUM
BACTERICIDE, LEVURICIDE,
MYCOBACTERICIDE,
VIRUCIDE & SPORICIDE



VEILIG
ZONDER CMR-STOFFEN
OF
HORMOONONTREGELAAR



ZONDER RESTEN
NA HET SPOELEN



REALISTISCHE
CONTACTTIJD



STABIEL



NIET VLAMBAAR



NIET-CORROSIEF



ZONDER
GEVAARLIJKE
DAMPEN



NIET-VERVUILEND



OPPERVLAKTE-AC-
TIEVE STOFFEN

ONZE DERMATOLOGISCHE OPLOSSINGEN MET MEDICINALE PLANTEN


PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S



NIET-VERVUILEND



NIET-PLAKKENDE
TEXTUUR



HYDROALCOHOLISCHE GELS
EFFICIËNT TEGEN MRSA
EN HET CORONAVIRUS



VEILIG
SELECTIE UIT DE MEEST
VEILIGE INGREDIËNTEN



FREQUENT
GEBRUIK



VOOR DE HELE
FAMILIE



DERMATOLOGISCH
GETEST



100%
NATUURLIJKE GEUR



GEVOELIGE HUID



FORMULES MET ES-
SSENTIËLE OLIËN

IN DIENST VAN UW ACTIVITEITENSECTOR



De mondholte kan een reservoir zijn van pathogenen en opportunistische micro-organismen die een risico op kruisbesmetting en systemische infectie kunnen vormen.

Tandheelkundige chirurgie of tandheelkundige ingrepen, die bijzonder invasief zijn, behoren tot de meest risicovolle operaties en de ontwikkeling van procedures zoals parodontologie en implantologie vereist meer aandacht voor hygiëne en desinfectieprocedures.

Ziekteverwekkers kunnen via de patiënt zelf (speeksel, bloed), het personeel (voornamelijk via de handen), een oppervlak, de zorgenheid (aerosols), een apparaat of instrument dat niet goed gedesinfecteerd is, worden verspreid.

Bovendien, hoewel overdracht van ziekteverwekkers doorgaans in de richting van personeel/praktijk naar de patiënt toe wordt waargenomen, is het tevens belangrijk om rekening te houden met het risico van blootstelling van het personeel of arts aan een patiënt die drager is.

In een sterk concurrerende sector is het essentieel om te focussen op de normen en de werkelijke prestaties en rekening te houden met het chemische risico van producten die dagelijks worden gebruikt.



Gedaan met corrosieve en gevaarlijke producten: met **UMONIUM^{38®}** kunt u op een volkomen veilige manier uw hygiëne- en ontsmettingsprocedures verbeteren en vereenvoudigen voor uw team, voor de meest kwetsbare apparaten en met inachtneming van het milieu.

ONZE OPLOSSINGEN VOOR UW BEROEP



UMONIUM³⁸
EQUIPMENTS



Medisch Hulpmiddel Klasse IIa



UMONIUM³⁸
MEDICAL SPRAY



Medisch Hulpmiddel Klasse IIb



UMONIUM³⁸
MEDICAL TISSUES



Medisch Hulpmiddel Klasse IIb



UMONIUM³⁸
MASTER



Biocide TP2

OPPERVLAKKEN EN TOESTELLEN

VLOER

Onze reinigings- en ontsmettingsmiddelen **met essentiële oliën** zijn op basis van de fijnchemie **en zorgen voor hoogwaardige desinfectie** met **korte contacttijden, eenvoudige werkwijzen en zuinige doseringen**. Onze medische hulpmiddelen voldoen aan de regelgeving **DE 93/42/CEE voor medische hulpmiddelen** (bijlage II, excl. §4) en onze biociden zijn in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving **Biocide Nr. 528/2012**.

Onze producten zijn perfect geschikt voor dagelijks gebruik en zijn **stabiel, pH neutraal, veilig** (niet vlambaar, zonder risico op corrosie, verbranding of giftige dampen) **en zonder CMR-stoffen of hormoonontregelaar**. Ze zijn **effectief op de gehele pathogene flora**, voldoen aan de hoogste **Europese normen** en laten **geen resten achter na het spoelen**.



100%

RECYCLEERBARE VERPAKKINGEN



GEURVERFRISSEND
DANKZIJ DE ESSENTIËLE
OLIËN

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Geconcentreerde oplossing te verdunnen tot 0,5% of 2,5% om te werken of met een vochtig doekje af te vegen.
- ✓ Met 1 l. concentraat worden 200 l. verdunde oplossing verkregen (0,5%).

VERPAKKINGEN

1 l. en 5 l.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Meubels
- ✓ Technische tafels
- ✓ Operatielampen
- ✓ Behandelstoelen
- ✓ NIET-onderdompelbare medische apparaten en toestellen
- ✓ Beeldmateriaal

CONTACTTIJD



10 minuten.

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Gebruiksklare spray met dubbele sproeikop (fijne straal of schuim) om met een vochtig doekje af te vegen.
- ✓ 1L is goed voor een oppervlak van 200 m².

VERPAKKINGEN

1 l.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Ontsmetten van vingerafdrukken
- ✓ Technische tafels
- ✓ Operatielampen
- ✓ Behandelstoelen
- ✓ NIET-onderdompelbare medische apparaten en toestellen
- ✓ Beeldmateriaal

CONTACTTIJD



5 minuten.

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Gebruiksklare vochtige doekjes.
- ✓ Een doekje (20 x 20 cm) is goed voor een oppervlak van 3 m².

VERPAKKINGEN

Zakje voor eenmalig gebruik (en dispenserdoos met 100 (20 x 20 cm) en 95 doekjes (15 x 15 cm)).

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Technische tafels, zetels
- ✓ Operatielampen
- ✓ Uithardingslampen
- ✓ NIET-onderdompelbare medische instrumenten en toestellen
- ✓ Beeldmateriaal

CONTACTTIJD



30 seconden.

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Geconcentreerde oplossing te verdunnen tot 0,5% of 2,5% om te werken of met een vochtig doekje af te vegen.
- ✓ Met 1 l. concentraat wordt 200 l. verdunde oplossing verkregen (0,5%).

VERPAKKINGEN

1 l., 5 l., 25 l.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Tegels
- ✓ PVC-vloeren
- ✓ Hars en gewaxt beton
- ✓ Kalksteen coating
- ✓ Parket

CONTACTTIJD



15 minuten.



UMONIUM³⁸
STERILY



Medisch Hulpmiddel Klasse IIb



UMONIUM³⁸
INSTRUMENTS



Medisch Hulpmiddel Klasse IIb

INSTRUMENTEN

Werkzame alternatieven voor enzymatische, zure en alkalische producten, **UMONIUM³⁸ STERILY** en **UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS** kunnen samen worden gebruikt voor het pre-desinfecteren en desinfecteren van instrumenten.

Conform aan de **DE 93/42/EEG Europese Directive voor Medische hulpmiddelen** (bijlage II, excl. §4), **stabiel, pH neutraal, veilig** (niet vlambaar, zonder risico op corrosie, verbranding of giftige dampen) **en zonder CMR-stoffen of hormoonontregelaar**, ze laten **geen resten achter na het afspoelen**.



100%

RECYCLEERBARE VERPAKKINGEN



NIET-AANHECHTENDE FORMULE
WERKZAAM BIJ
ORGANISCH MATERIAAL

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Geconcentreerde oplossing te verdunnen tot 0,5% voor handmatige toepassing (weken + borstelen) of in een ultrasoon bad.
- ✓ Met 1 l. concentraat worden 200 l. verdunde oplossing verkregen (0,5%).

VERPAKKINGEN

1 l. en 5 l.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

(REINIGING EN PRE-DESINFECTIE)

- ✓ Instrumenten
- ✓ Roterende instrumenten
- ✓ Spuugbakjes
- ✓ Amalganafscheider
- ✓ Halfautomatische afzuiging

FORMAAT EN INHOUD

- ✓ Geconcentreerde oplossing te verdunnen tot 0,5% of 2,5% om te weken.
- ✓ Met 1 l. concentraat wordt 200 l. verdunde oplossing verkregen (0,5%).

VERPAKKINGEN

1 l. en 5 l.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

(REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Instrumenten
- ✓ Roterende instrumenten
- ✓ Spuugbakjes
- ✓ Amalganafscheider
- ✓ Halfautomatische afzuiging

CONTACTTIJD



10 minuten.



UMONIUM³⁸
air control &
AIR CONTROL MATIC



GEUR VERDELGER

Op basis van essentiële oliën, **UMONIUM³⁸ air control** bestrijdt radicaal nare geuren.

Elke fles van 100 ml bevat minstens 20 kg gedroogde planten en gaat meer dan 900 verstuivingen mee. Het is opmerkelijk effectief, zuivert de lucht en verwijdert geuren door enkel te sprayen.

Een versie voor de automatische verstuiver bestaat onder de naam **UMONIUM³⁸ AIR CONTROL MATIC**.



FORMAAT EN INHOUD


- ✓ Gebruiksklare spray voor atmosferisch gebruik.
- ✓ Een verstuiving per 20 m³ (± 900 verstuivingen per 100 ml).

VERPAKKINGEN

UMONIUM³⁸ air control :
10 ml en 100 ml.

UMONIUM³⁸ air control matic: 250 ml.

ONZE HAND OPLOSSINGEN VOOR UW BEROEP



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S
genesis



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S
sanitizer



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S
microbrush



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S
nature

GEURLOOS



Biocide TP1



Biocide TP1



Dermo-Cosmetica

95,1%

NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN
**



Dermo-Cosmetica

HANDHYGIËNE

Omdat onze handen onze eerste hulpmiddelen zijn, zijn het de belangrijkste overdrachtsvectoren van micro-organismen. Hun hygiëne speelt dus een essentiële rol bij het beheersen van risico op infectie.

Het zeer frequente gebruik van zeep en hydro-alcoholoplossingen droogt de huid echter uit en kan leiden tot dermatologische aandoeningen. dermatitis, allergieën, eczeem, ...

PHYTOGEL By HUCKERT'S® biedt assortimenten verrijkt met essentiële oliën die uw huid respecteren, zelfs de droge huid en zorgt voor een perfecte hygiëne.



100%

RECYCLEERBARE VERPAKKINGEN

HYDRO-ALCOHOLISCHE GEL

VERRIJKT MET VERZACH-
TENDE INGREDIËNTEN

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **sanitizer**, verrijkt met essentiële oliën van tijm, kamille en eucalyptus en **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **genesis**, verrijkt met verzachtende actieve stoffen, hydrateert diep en zorgt voor hygiënische en chirurgische desinfectie.

Bovendien veroorzaakt de niet-plakkerige textuur geen ongemak bij het dragen van handschoenen en laat geen resten achter, zelfs na veelvuldig gebruik.



**CHIRURGISCHE
DESINFECTIE**

➔ Gevalideerd binnen
3 min.



**HYGIËNISCHE
DESINFECTIE**

➔ Gevalideerd binnen **30 sec.**

VOOR WIE?

- ✓ Alle handen die gedisinfecteerd moeten worden.

VERPAKKINGEN

100 ml, 400 ml en 1 l.

HYDRO-ALCOHOLISCHE GEL

VERRIJKT MET ESSENTIËLE
OLIËN

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **sanitizer**, verrijkt met essentiële oliën van tijm, kamille en eucalyptus en **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **genesis**, verrijkt met verzachtende actieve stoffen, hydrateert diep en zorgt voor hygiënische en chirurgische desinfectie.

Bovendien veroorzaakt de niet-plakkerige textuur geen ongemak bij het dragen van handschoenen en laat geen resten achter, zelfs na veelvuldig gebruik.

VOOR WIE?

- ✓ Voor alle handen die gedisinfecteerd moeten worden en die van de geur van essentiële oliën houden.

VERPAKKINGEN

100 ml, 400 ml en 1 l.

EXFOLIËRENDE ZEEP

ALLE
HUIDTYPEN

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **microbrush** is speciaal ontwikkeld voor vuile handen, reinigt grondig en verwijdert onzuiverheden uit de groeven van de huid dankzij de niet-schurende microbolletjes en een formule die is verrijkt met essentiële oliën.

VOOR WIE?

- ✓ Alle zeer vuile handen (zoals die van prothesemakers bijvoorbeeld) die grondig gewassen moeten worden met essentiële olieverrijkte zeep.

VERPAKKINGEN

5 l.

DERMATOLOGISCHE ZEEP

ALLE
HUIDTYPEN

De met essentiële oliën verrijkte en natuurlijk ge-parfumeerde **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **nature** reinigt zachtjes, respecteert de huidbarrière en beschermt de meest droge huid.



PHYTOGEL By HUCKERT'S® **nature**, uw dagelijkse bondgenoot tegen huidagressie.

VOOR WIE?

- ✓ Alle handen die voorzichtig gewassen moeten worden met essentiële olieverrijkte zeep.


VERPAKKINGEN

100 ml, 400 ml, 1 l. en 5 l.

NAAM	FOTO(S)	ARTIKELNR.	BESCHRIJVING	KARTON
		PF 20805	Zakfles 100 ml	28 x 100 ml
		PF 20810	Fles 400 ml	15 x 400 ml
		EMB6100	Roestvrijstalen houder voor fles van 400 ml	1 stuk
		EMB 1253	Automatische wanddispenser	1 stuk
		EMB 1252	Handmatige wanddispenser	1 stuk
		PF 20822	Vulling 1 l. handmatige en automatische dispenser	11 x 1 l.
		PF 20403	Zakfles 100 ml	28 x 100 ml
		PF 20807	Fles 400 ml	15 x 400 ml
		EMB 1253	Automatische wanddispenser	1 stuk
		EMB 1252	Handmatige wanddispenser	1 stuk
		PF 20421	Vulling 1 l. handmatige en automatische dispenser	11 x 1 l.
		PF 20121	Zakfles 100 ml	28 x 100 ml
		PF 20809	Fles 400 ml	15 x 400 ml
		EMB6100	Roestvrijstalen houder voor fles van 400 ml	1 stuk
		PF 20109	Vulling 1 l. handmatige en automatische dispenser	11 x 1 l.
		EMB 1253	Automatische wanddispenser	1 stuk
		EMB 1252	Handmatige wanddispenser	1 stuk
		PF 20112	5 l-fles met pomp	4 x 5 l.
		EMB 5101	Roestvrijstalen houder voor 5 l.	1 stuk
		PF 20212	5 l-fles met pomp	4 x 5 l.
		EMB 5101	Roestvrijstalen houder voor 5 l.	1 stuk

NAAM	FOTO(S)	ARTIKELNR.	BESCHRIJVING	KARTON
		PF 12310	Doseerfles 1 l.	12 x 1 l.
		PF 12312	5 l-fles met pomp	4 x 5 l.
		EMB 5101	Roestvrijstalen houder voor 5 l.	1 stuk
		EMB 0013-0,5	Complete ECONOMATIC pompset - Dosering 0,5 %	1 stuk
		EMB 0013 -2,5	Complete ECONOMATIC pompset - Dosering 2,5 %	1 stuk
		PF 12209	Spuitfles 1 l.	12 x 1 l.
		EMB 0099	100 doekjes UMONIUM ³⁸ Wipes	12 stuks
		EMB 5206	Roestvrijstalen houder voor 1 l.	1 stuk
		PF 10760	Doos met 100 doekjes (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10774	Doos met 95 doekjes (15 x 15 cm)	6 x 95
		EMB 5206	Roestvrijstalen houder (95 doekjes)	1 stuk
		PF 10110	Doseerfles 1 l.	12 x 1 l.
		PF 10112	5 l-fles met pomp	4 x 5 l.
		PF 10120	Fles van 25 l.	1 x 25 liter
		EMB 5101	Roestvrijstalen houder voor 5 l.	1 stuk
		EMB 0013-0,5	Complete ECONOMATIC pompset - Dosering 0,5 %	1 stuk
		EMB 0013 - 2,5	Complete ECONOMATIC pompset - Dosering 2,5 %	1 stuk

NAAM	FOTO(S)	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KARTON
		PF 10320	Doseerfles 1 l.	12 x 1 l.
		PF 10322	5 l-fles met pomp	4 x 5 l.
		EMB 5101	Roestvrijstalen houder voor 5 l.	1 stuk
		EMB 0013-0,5	Complete ECONOMATIC pompset - Dosering 0,5 %	1 stuk
		PF 12110	Doseerfles 1 l.	12 x 1 l.
		PF 12112	5 l-fles met pomp	4 x 5 l.
		EMB 5101	Roestvrijstalen houder voor 5 l.	1 stuk
		EMB 0013-0,5	Complete ECONOMATIC pompset - Dosering 0,5 %	1 stuk
		EMB 0013 - 2,5	Complete ECONOMATIC pompset - Dosering 2,5 %	1 stuk
		PF 11003	Individuele sprayfles 100 ml	12 stuks
		EMB 5207	Muurhouder 100 ml met slot	1 houder
		PF 11000	Individuele sprayfles 10 ml	36 stuks
		PF 11006	Aerosol 250 ml om te verstuiwen	12 stuks
		EMB 0432	Elektronische verstuiver voor aerosol 250 ml	1 stuk





UMONIUM³⁸
master in disinfection



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S



WHEN SCIENCE MEETS SAFETY



www.huckerts.net