



Prix valables jusqu'au 31-03-2027

# HIGHLIGHTS

## Composite haute performance


GrandioSO Unlimited –  
composite universel  
4 mm en cinq teintes  
cluster

## Vitalité conservée au quotidien

Préservation de la vitalité pulpaire et  
coiffage de la pulpe avec le biomatériau  
MTA vpt (traitement de préservation de  
la vitalité pulpaire)

## De bon goût

Profluorid Varnish+BioMin  
au bioverre est la nouvelle  
puissance pour durcir  
l'émail



**GrandioSO**  
*Unlimited*

# GrandioSO Unlimited

Composite universel 4 mm en cinq teintes cluster

Alors que les matériaux composites universels esthétiques doivent être appliqués par couche et polymérisés de manière fastidieuse par incréments de 2 mm, les composites « bulk fill » présentent l'avantage de pouvoir être posés dans la cavité par couches jusqu'à 4 mm. Cependant, en raison de résultats esthétiques souvent médiocres, les composites « bulk fill » ne sont utilisés que pour les molaires et prémolaires. VOCO résout désormais ce problème avec le nouveau composite universel GrandioSO Unlimited. Ce matériau esthétique peut être appliqué dans la cavité par couches jusqu'à 4 mm et il est indiqué tant pour la zone antérieure que pour les molaires et prémolaires. Vous n'avez donc plus besoin que d'un seul matériau composite universel condensable.

## Système de teintes cluster

De plus, vous avez en main la solution optimale pour tous vos cas avec seulement cinq teintes, vous pouvez ainsi désencombrer considérablement vos tiroirs. Grâce à son système de teintes simplifié, 5 teintes cluster suffisent pour couvrir les 16 teintes VITA® classical.

**GrandioSO Unlimited**

VITA® classical

A1				A2		A3		A3.5				A4			
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

## Composite haute performance

Avec un taux de charges impressionnant de 91 % (en masse), GrandioSO Unlimited définit par ailleurs de nouveaux critères de stabilité et de résistance. La faible rétraction volumétrique de 1,44 % réduit les risques de création d'hiatus et de décolorations des bords tout en contribuant à la grande qualité des obturations.



**20%\***  
économie

### Coffret test

10 × 0,3 g Caps  
(2 de chaque : A1, A2, A3, A3.5, A4)  
+ 10 × Futurabond U SingleDose,  
+ carte chromatique

REF 6257

66,00 € ~~83,30 €\*\*~~

### Coffret seringue

5 × 4,5 g seringue  
(A1, A2, A3, A3.5, A4)  
+ carte chromatique

REF 6258

356,70 € ~~446,50 €\*\*~~

### Coffret Caps

75 × 0,3 g Caps  
(15 de chaque : A1, A2, A3, A3.5, A4)  
+ carte chromatique

REF 6270

356,70 € ~~446,50 €\*\*~~

Vous trouverez d'autres présentations et teintes individuelles sous [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

## Le composite haute performance

**Universel**  
Pour les secteurs antéro-postérieurs

---

**Stabilité et résistance les plus élevées**  
Taux de charges de 91 % (en masse)

---

**5 teintes cluster**  
Couvrent les 16 teintes VITA®

---

**Sans stratification**  
Incrémentation jusqu'à 4 mm

---

**Excellente esthétique**  
Très bon polissage


---

# MTA vpt

Préservation de la vitalité pulpaire pour une utilisation quotidienne –  
biocompatible et sans monomères

Pour préserver la vitalité de la pulpe, une protection pulpaire biocompatible, stable et étanche aux bactéries est essentielle. Avec MTA vpt, VOCO propose un matériau d'agrégats de trioxyde minéral (MTA) conçu précisément pour cette indication. Dans le cadre du traitement de préservation de la vitalité pulpaire (VPT), MTA vpt peut être utilisé pour des fonds de cavités, des coiffages directs et indirects ainsi que pour le traitement de la pulpe après une amputation vitale (pulpotomie partielle ou complète). MTA vpt permet également de recouvrir de manière fiable la dentine carieuse restante après une gestion des caries.

Lors de la prise, MTA vpt libère des ions de calcium et d'hydroxyde, ce qui stimule les processus régénératifs propres à l'organisme et la formation de la dentine tertiaire. La valeur pH élevée qui en résulte est connue pour son effet bactériostatique et favorise la reminéralisation. De cette manière, MTA vpt crée une barrière protectrice stable et étanche aux bactéries - la base idéale pour préserver la vitalité pulpaire.



- **Fiable** : minéralise pour une protection étanche aux bactéries
- **Efficace en termes de temps** : pour un traitement suivant immédiat grâce à une superposition sans pression
- **Pratique** : à utiliser pour la gestion des caries et le traitement de préservation de la vitalité pulpaire



## MTA vpt

Mélange manuel  
10 g Poudre + 10 ml Liquide

REF 1645

165,00 €



## MTA vpt AC


25 pcs Capsule d'application

REF 1646

179,00 €

## Éviter l'endo. Protéger la pulpe.

Préservation de la vitalité pulpaire au quotidien





Une fluorescence qui ne laisse rien passer

## Bifix Temp fluorescent

Matériau de collage temporaire à durcissement dual,  
à base de composite

Seringue QuickMix 5 ml  
+ accessoires

REF 1056

57,50 €



Matériau de collage fluorescent

Pièce à main, support chargeur,  
2 accumulateurs, écran anti-  
éblouissement, films de protection,  
lunettes de protection

REF 9070

316,70 €



## AlignerFlow LC

Composite fluorescent pour les  
taquets d'aligneurs

2 × 2 g seringue A1

REF 1526


2 × 2 g seringue A2

REF 1527

2 × 2 g seringue A3

REF 1528

83,50 €



Composite fluorescent pour taquets

### CURE & CHECK

## TwinWave

- Puissance : technologie LED u intensité de 1300 mW/cm<sup>2</sup>
- Conception légère et maniable poids total de seulement 75 g
- Manipulation simple : le mode (fluorescence) peut être sélectionné
- Toujours prêt à l'emploi : accu

r : détection des résidus, gain de temps, garantie de sécurité



Matériau fluorescent pour la reconstitution de moignons

La lampe  
2 en 1 élégante  
et performante

pour la photopolymérisation et la  
détection de fluorescence

**NOUVEAU**

ave

ultramoderne avec une forte

e : boîtier métallique,

e (photopolymérisation, détection de  
ionné via un commutateur rotatif pratique  
mulateur de remplacement fournie

Matériau d'obturation fluorescent pour les provisoires

## Rebilda DC fluorescent

Le premier système pour la reconstitution de moignons  
et le collage de pivots radiculaires à fluorescence activable

Cartouche 50 g,  
fluorescent dentine,  
+ accessoires

REF 1399  
197,00 €

Seringue QuickMix 10 g,  
fluorescent dentine,  
+ accessoires

REF 1406  
84,30 €



## Clip F fluorescent


Matériau d'obturation photopolymérisable  
pour les restaurations temporaires

2 x 4 g seringue

REF 1288  
57,80 €



# Bifix Veneer LC



Simplement sûr, simplement esthétique –  
le collage de facettes prothétiques avec un flux de travail optimisé


Bifix Veneer LC, le composite de collage nanohybride photopolymérisable particulièrement esthétique et chargé à 81 % (en masse), a été spécialement développé pour le collage adhésif simple et sûr de facettes, inlays et onlays translucides en composite ou en céramique.

Un système de teintes simple avec **trois teintes bright, clear et warm** facilite la mise en place des facettes et permet une prévisibilité du résultat esthétique. Les pâtes Try-In parfaitement adaptées facilitent le choix de la bonne couleur et permettent de vérifier préalablement le résultat.

## Un concept de teintes intuitif et efficace pour un résultat esthétique optimal



Source : Prof. Carlos Torres, Brésil



### Bifix Veneer set

3 × 2 g seringue Bifix Veneer LC  
3 × 2,5 g seringue Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)  
+ accessoires

REF 1428

168,90 € ~~211,80 €\*\*~~

### Bifix Veneer system set

3 × 2 g seringue Bifix Veneer LC  
3 × 2,5 g seringue Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)  
2 ml seringue Vococid  
20 pcs SingleDose Futurabond U  
20 pcs SingleDose Ceramic Bond  
10 pcs Sticky Tim  
+ accessoires

REF 1429

265,00 € ~~335,00 €\*\*~~

Vous trouverez d'autres présentations et teintes individuelles sous [www.voco.dental](http://www.voco.dental).

Pour commander les VOCO Highlights, merci de contacter votre dépôt ou votre délégué commercial VOCO.

\*par rapport à un achat individuel \*\*Cumul des prix individuels

Les offres ne sont valables qu'auprès des dépôts partenaires. Des prix inférieurs de votre dépôt seront toujours pris en compte.

Tous les prix indiqués sont des prix recommandés et s'entendent hors TVA. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

**VOCO GmbH**  
Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
Allemagne

**Service Clients VOCO**  
Numéro vert : 00 800 44 444 555  
Fax : +49 4721-719-2931  
[service@voco.de](mailto:service@voco.de)



[voco.dental](http://voco.dental)