

# COLTENE GROUP

Avril – Juin 2026

## Promotions



HyFlex Séquence OGSF

→ p. 6



BRILLIANT EverGlow

→ p. 14



HySolate Dignes dentaires

→ p. 22



### ENDODONTIE

Gamme CanalPro  
Gamme HyFlex



### INSTRUMENTS ROTATIFS

Gamme DIATECH



### ACCESSOIRES POUR LE TRAITEMENT CONTRÔLE DES INFECTIONS

Gamme ROEKO  
Gamme SciCan



### RESTAURATION

Gamme BRILLIANT



### PROTHÈSE

AFFINIS  
PRESIDENT The Original  
Jet Blue Bite



Les gammes de produits COLTENE



# CanalPro X-Move

## Totale liberté de mouvement

- Localisateur d'apex intégré
- Mouvement en rotation continue ou en réciprocité (angles ajustables)
- Sans fil : 2,5 heures d'autonomie
- Interface intuitive
- Utilisable avec toutes les limes endodontiques du marché : possibilité de programmer les mouvements, vitesses de rotation et couples
- Fonction auto-reverse apical, lorsque la lime atteint le point de référence (apex)

Demandez  
votre prix  
auprès de votre  
distributeur  
COLTENE




Contre-angle normal  
tête et manche



Contre-angle CanalPro  
X-Move tête super  
mini et manche fin



Pour plus  
d'informations,  
scannez ce QR code



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Contre-angle : rotation à 360 degrés
- ✓ Plage de couple : 0,4 - 5,0 Ncm
- ✓ Plage de vitesse : 100 - 2500 tr/min
- ✓ Angle de mouvement oscillatoire réglable : intervalle de 10°
- ✓ Plage de réglage : 20 - 400°
- ✓ Mini contre-angle isolé d'un diamètre de 8 mm et d'une hauteur de 9,7 mm

### CanalPro X-Move

65002739

- 1 × Pièce à main motorisée
- 1 × Base de chargement
- 1 × Contre-angle
- 1 × Buse de pulvérisation
- 1 × Câble de mesure
- 4 × Porte-lime
- 2 × Clip labial
- 2 × Sonde de contact
- 2 × Joint torique
- 1 × Adaptateur secteur universel
- 1 × Batterie



# CanalPro CalciSeal

Ciment canalaire biocéramique  
à base de silicate de calcium

NOUVEAU!

## Pourquoi choisir CanalPro CalciSeal ?

- 1 Concentration élevée en silicate de calcium
- 2 Thixotropie idéale pour une obturation parfaite
- 3 Excellente radio-opacité
- 4 Embouts fins et flexibles pour une application précise
- 5 pH élevé pour une protection antimicrobienne

Sa formulation bioactive et hydrophile favorise l'interaction minérale avec la dentine tout en conservant une fluidité élevée pour une adaptation optimale, y compris dans l'anatomie des canaux latéraux.

Sa tolérance à l'humidité simplifie sa manipulation, permettant des résultats constants et des procédures endodontiques rapides.

## CanalPro CalciSeal

60043033	99,90 €
----------	---------

- 1 × Seringue 2 g
- 10 × Embouts jetables plastique
- 5 × Embouts jetables métal












# HyFlex K-Files

## Limes de sécurisation manuelles

Les limes-K HyFlex permettent d'évaluer l'anatomie, la courbure et la minéralisation du canal. Elles facilitent la planification d'un traitement fiable en indiquant dès le début la complexité du cas et aident à choisir la séquence de mise en forme optimale tout en minimisant le stress mécanique initial. Elles conviennent à la reconnaissance manuelle et à la mise en forme initiale des canaux radiculaires pendant le traitement endodontique.

- Pour le repérage manuel et la mise en forme du canal radiculaire
- Tailles 006 à 045 en longueurs 21, 25 et 31 mm
- Blister de 6 limes pré-stérilisées
- Section carrée pour une meilleure résistance à la torsion

Diamètre ISO/Longueur		21 mm	25 mm	31 mm
006		60041155	60041156	60041157
008		60041158	60041159	60041160
010		60041161	60041162	60041163
015		60041164	60041165	60041166
020		60041167	60041168	60041169
025		60041170	60041171	60041172
030		60041173	60041174	60041175
035		60041176	60041177	60041178
040		60041179	60041180	60041181
045		60041182	60041183	60041184

NOUVEAU!



HyFlex K-Files

10,42 €

Le blister de 6 limes

SYSTÈME DE LIMES EDM NiTi

# HyFlex – Séquence OGSF

## Avantages

- **Résultats prévisibles** en appliquant le protocole standard OGSF
- **Préparation rapide des cas quotidiens** grâce à la correspondance optimisée entre l'extrémité et la conicité pour toute la séquence
- **Sécurité du patient accrue** grâce à une plus grande résistance à la rupture du matériau et à l'application du protocole standard OGSF



<p><b>1</b> Opener</p>  <p>400 tr/min <b>Couple max.</b> 2,5 Ncm</p>	<p><b>2</b> Glider</p>  <p>300 tr/min <b>Couple max.</b> 1,8 Ncm</p>	<p><b>3</b> Shaper</p>  <p>400 tr/min <b>Couple max.</b> 2,5 Ncm</p>	<p><b>4</b> Finisher</p>  <p>400 tr/min <b>Couple max.</b> 2,5 Ncm</p>
--	--	--	--

— Longueur de travail



Pour plus d'informations, scannez ce QR code




**Pré-stérile**

Prêt à l'emploi



**Résistance à la rupture élevée**

Le traitement thermique réduit le risque de fracture instrumentale



**Efficacité de coupe**

Permet de réduire le nombre de limes pour une préparation rapide



**Hautement flexible et pré-courbable**

La mémoire contrôlée permet de garantir une flexibilité élevée et d'anticiper les courbures canalaires



**Section variable**

Les 3 sections contribuent à une mise en forme unique en toute sécurité

Section triangulaire apportant de la flexibilité

Section trapézoïdale pour une coupe optimale

Section carrée pour une haute résistance de la pointe

**HyFlex OGSF**  
Séquence 4 pcs.

72,30 €

21 mm	60036141
25 mm	60036142
31 mm	60041090

**HyFlex OGSF**  
Réassorts 3 pcs.

54,38 €

<b>Opener</b>	<b>Glider</b> (sécurisation)	<b>Shaper</b> (mise en forme)	<b>Finisher</b> ( finition)
18/11	15/03	18/045	30/04



18 mm	60036140	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138
25 mm	-	60023492	60036137	60036139
31 mm	-	60041082	60041083	60041086

★ ★ ★  
PRODUIT DU MOIS  
MAI / JUIN  
**-33%**  
sur HyFlex OGSF  
Offre valable uniquement auprès de votre responsable secteur COLTENE



**HyFlex OGSF**  
Pointes de Guttapercha

60036504      24,44 €

60 x Pointes de Guttapercha OGSF 30/04



**HyFlex OGSF**  
Pointes de Papier

60036503      14,85 €

100 x Pointes de Papier OGSF 30/04

# HyFlex EDM

HyFlex EDM Réassort

54,38 €

3 x Lime de votre choix (tableau ci-dessous)

★★★  
 PRODUIT DU MOIS  
 MAI / JUIN  
**-33%**  
 sur HyFlex EDM  
 Offre valable uniquement  
 auprès de votre responsable  
 secteur COLTENE

**NOUVEAU !**  
 Limes disponibles  
 en 31 mm

	Orifice Opener 25/12	HandFiles	Limes de sécurisation au choix suivant l'anatomie canalaire		Lime de préparation 20/05	Mise en forme 25/~ OneFile	Limes de finition		
			15/03	10/05			40/04	50/03	60/02
Long.	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm		Réassort x 3 300 tr/min 1,8 Ncm	Réassort x 3 300 tr/min 1,8 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm
15 mm	60019596		-	-	-	-	-	-	-
21 mm	-	Lime de votre choix	60023493	60022269	60022275	60022270	60022271	60022272	60022274
25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595	60019597	60019598	60019599
31 mm	-		60041082	60041081	60041084	60041085	60041087	60041088	60041089

## HyFlex EDM - Pointes de Guttapercha

24,44 €

60 x Pointes de Guttapercha EDM

Taille	60 pcs.
20/05	60022706
OneFile 25/~	60022707
40/04	60022708
50/03	60022709
60/02	60022710
Assortiment 20/05 - 60/02	60022705




## HyFlex EDM - Pointes de Papier

14,85 €

100 x Pointes de Papier EDM

Taille	100 pcs.
20/05	60022742
OneFile 25/~	60022743
40/04	60022676
50/03	60022741
60/02	60022740
Assortiment 20/05 - 60/02	60022744




RETRAITEMENT ENDODONTIQUE

# HyFlex Remover

Vitesse de rotation  
**400 - 800 tr/min**

Couple maximum  
**2,5 N.cm**

- Une seule lime nécessaire pour le retrait des matériaux d'obturation
- Respect de l'anatomie canalaire
- Efficace sans aucun solvant
- Pointe inactive



**30 / 07**

Couple maximum : **2.5 N.cm**  
Vitesse de rotation : **400-800 rpm**  
Traitement thermique : **C.Wire**

## HyFlex Remover

5 × B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

**66,64 €**

19 mm 60023649

23 mm 60023648

# roeko GuttaFlow bioseal

Consistance idéale et identique pendant toute la durée du temps de travail

**BIEN PLUS QU'UN SYSTÈME D'OBTURATION : UN OUTIL DE GUÉRISON**

## Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560 **177,55 €**

- 1 × Seringue à corps double 5 ml
- 12 × Embouts mélangeurs
- 1 × Bloc de papier pour mélange



## Réassort ROEKO GuttaFlow bioseal

60019561 **160,69 €**

- 1 × Seringue à corps double 5 ml



Pour plus d'informations, scannez ce QR code

**Temps de travail : 5 min**  
**Polymérisation : 12 - 16 min**

# CanalPro

## Irrigation et rinçage

### Station SyringeFill CanalPro murale

60031348 ~~160,02€~~ **136,02€**

1 × Support pour bouteille  
3 × SyringeFill Cap



**-15%**  
sur les stations  
CanalPro

### Station SyringeFill CanalPro sur table

60031347 ~~264,16€~~ **224,54€**

1 × Support pour bouteille incl. base  
3 × SyringeFill Cap



### Seringues CanalPro

**14,73€**

50 × Seringues 5 ml



**17,82€**

50 × Seringues 10 ml



	5 ml	10 ml
●	60019321	60011173
●	60019322	60011174
●	60019323	60011175
●	60019324	60011176

**-25%**  
sur les solutions  
CanalPro

### CanalPro NaOCl 3 % 1 × 500 ml

65002866 ~~40,10€~~ **30,08€**



### CanalPro NaOCl 6 % 1 × 500 ml

65002867 ~~40,10€~~ **30,08€**

### CanalPro SyringeFill Cap

60019662 **11,45€**

1 × SyringeFill Cap



### CanalPro EDTA 17 % 1 × 500 ml

60019651 ~~83,55€~~ **62,66€**



### CanalPro Slotted end Tip

60011167 **41,28€**

100 × Embouts à fente. Calibre 27 - 0,4 mm

60011168 **49,69€**

100 × Embouts à fente. Calibre 30 - 0,3 mm



### CanalPro CHX 2 % 1 × 500 ml

60019658 ~~64,33€~~ **48,25€**



### CanalPro Side Port Tips

60011169 **105,43€**

100 × Embouts à ports latéraux. Calibre 27 - 0,4 mm

60011170 **115,03€**

100 × Embouts à ports latéraux. Calibre 30 - 0,3 mm



DIATECH

# Fraises diamantées

Performances de fraisage élevées et grande longévité

- Instruments de haute qualité plaqués or
- Poudre de diamant 100 % naturelle
- Contrôle de la qualité 100 % visuel
- Tailles de grain selon la norme ISO
- Étalonnage précis de l'ébauche
- Nombre élevé de diamants au mm<sup>2</sup>




RETROUVEZ PLUS DE

**200 FORMES DISPONIBLES  
EN 5 GRAINS DIFFÉRENTS**


SUR NOTRE BROCHURE VIA CE QR CODE



BOULE



CYLINDRIQUE



TORPILLE



CONIQUE



FLAMME




CÔNE RENVERSÉ



POIRE




ROUE




TONNEAU



OEUF



OLIVE



CUPULE

# KENDA Polishette

Système de polissage en 1 étape pour une excellente brillance des restaurations antérieures en composite

- ✓ Usage unique
- ✓ Mandrin plastique pour contre-angle
- ✓ Vitesse de rotation conseillée/maximum : 5 000 tr/min
- ✓ Pression : 0,3-1N



Scannez ce QR code pour consulter le catalogue KENDA



## Polissoirs pour tous les composites et céramiques hybrides



Type de polissoir 6, 15, 30 unités	.006		.006		.006		.006	
	PS715C	-	PS716C	-	PS715M	-	PS716M	-
Ø mm	6,4		3		6,4		53	
L tête en mm	5,5		7		5,5		7	
TPM	Rec	5 000 - 7 500	5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500	
	Max		7 500		7 500		7 500	

### KENDA Polishette

PS715C.006	10,72 €
PS715C.030	36,51 €
PS716C.006	10,72 €
PS716C.030	36,51 €
PS715M.006	16,92 €
PS715M.030	36,51 €
PS716M.006	10,72 €
PS716M.030	36,51 €
PS715F.006	16,92 €
PS715F.015	35,64 €
PS716F.006	14,25 €
PS716F.015	35,64 €
PS710X.006	10,72 €
PS710X.024	35,64 €

(assortiment de 24 instruments)

# KENDA Deluxe

## Le luxe du polissage de composite

Développé en étroite collaboration avec des experts cliniques, KENDA Deluxe est un système de polissage diamanté en deux étapes très performant, conçu pour la dentisterie esthétique moderne.




Un pré-polissoir - lissage adaptatif et délicat sans modifier la morphologie de la surface établie



Un seul polissoir haute brillance - des résultats brillants en quelques secondes



ShapeGuard - Une forme pour toutes les surfaces



### KENDA Deluxe

0405.006	29,92 €
0405.012	54,39 €
0405.025	108,78 €
0406.006	29,92 €
0406.012	54,39 €
0406.025	108,78 €
0407.006	52,02 €
0407.012	94,57 €
0407.020	160,79 €
0408.006	29,92 €
0408.012	54,39 €
0408.025	108,78 €
0409.006	29,92 €
0409.012	54,39 €
0409.025	108,78 €
0455.006	29,92 €
0455.012	54,39 €
0455.025	108,78 €
0456.006	29,92 €
0456.012	54,39 €
0456.025	108,78 €
0457.006	52,02 €
0457.012	94,57 €
0457.020	160,79 €
0458.006	29,92 €
0458.012	54,39 €
0458.025	108,78 €
0459.006	29,92 €
0459.012	54,39 €
0459.025	108,78 €
0400.012	54,39 €

(assortiment de 12 polissoirs)

## Polissoirs pour tous les composites, compomères et céramique hybrides



ISO 858 206 030 513 065



ISO 852 206 248 515 033



ISO 858 205 543 512 140



ISO 858 206 250 513 050



ISO 858 205 304 513 100



ISO 838 206 030 503 065



ISO 838 206 248 504 033



ISO 838 205 543 502 140



ISO 838 206 250 503 050



ISO 838 205 304 503 100



Type de polissoir 6, 12, 20, 25, 100 unités	.006			.012			.025			.100		
	0405	0406	0407	0408	0409	0455	0456	0457	0458	0459		
Ø mm	6,5	3,3	14	5	10	6,5	3,3	14	5	10		
L tête en mm	10	7,4	2	10	5,5	10	7,4	2	10	5,5		
TPM	Rec	7 500 - 10 000		5 000 - 7 000		7 500 - 10 000			5 000 - 7 500			
	Max			10 000					10 000			

# BRILLIANT EverGlow

Aptitude au polissage exceptionnelle et brillant durable.

- Système DuoShade
- 7 teintes dentine pour la plupart des restaurations
- 2 teintes email
- 5 opaques pour les restaurations plus complexes

**-25%**  
sur BRILLIANT EverGlow



BRILLIANT EverGlow Réassorts Seringues

~~58,37 €~~ **43,78 €**

1 x Seringue 3 g



BRILLIANT EverGlow Réassorts Tips

~~85,34 €~~ **64,01 €**

20 x Tips 0,2 g

# BRILLIANT EverGlow Flow

Le complément idéal

**-25%**  
sur BRILLIANT EverGlow Flow

BRILLIANT EverGlow Flow Réassorts Seringues

~~34,48 €~~ **25,86 €**

1 x Seringue 2 g  
5 x Aiguilles d'application standards 0,8 mm  
5 x Aiguilles d'application fines 0,4 mm



		BRILLIANT EverGlow		BRILLIANT EverGlow Flow
		Seringue	Tips	Seringue
DENTINE	BL	60019697	60019706	60019752
	A1/B1	60019698	60019707	60019753
	A2/B2	60019699	60019708	60019754
	A3/D3	60019700	60019709	60019755
	A3.5/B3	60019701	60019710	60019756
	C2/C3	60019702	60019716	-
	A4/C4	60019703	60019717	60019757
ÉMAIL	BL TRANS	60019705	60019719	-
	TRANS	60019704	60019718	60019758
OPAQUE	OBL	60019743	60019746	-
	OA1	60019744	60019747	-
	OA2	60023819	60023823	60019751
	OA3	60019745	60019748	60023825
	OA4	60023820	60023824	-

# BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow est le matériau d'obturation idéal pour des restaurations faciles et rapides. Reposant sur la technologie de charges BRILLIANT, il est le partenaire parfait pour BRILLIANT EverGlow et EverGlow Flow.



Les Offres  
S.P.E.C 3<sup>®</sup>  
LED

## Offre 1

60043014

1 190€  
le pack

- 1 Lampe S.P.E.C 3 LED
- 14 tips BRILLIANT EverGlow :  
6 × A1/B1, 6 × A2/B2, 2 × A3/D3
- 1 seringue BRILLIANT Bulk Fill Flow

## Offre 2

60043012

1 190€  
le pack

- 1 Lampe S.P.E.C 3 LED
- 21 seringues BRILLIANT EverGlow :  
9 × A1/B1, 9 × A2/B2, 3 × A3/D3
- 1 seringue BRILLIANT Bulk Fill Flow



**-25%**  
sur BRILLIANT  
Bulk Fill Flow

Réassorts BRILLIANT Bulk Fill Flow  
1 seule teinte, matériau adaptatif Multi Shade

60033280 ~~45,32 €~~ **33,99 €**

1 × Seringue de 2,3 g  
11 × Aiguilles d'application



Pour plus  
d'informations,  
scannez ce QR code

# COMPOSITE RENFORCÉ POUR RESTAURATIONS ESTHÉTIQUES DÉFINITIVES

## BRILLIANT Crios

BRILLIANT Crios est le choix idéal pour les restaurations dentaires unitaires dans la région antérieure comme dans la région postérieure. Cela englobe toutes les indications classiques telles que les **inlays, onlays, couronnes et facettes**.



**BRILLIANT Crios CEREC/INLAB - 5 blocs**

130,72 €

5 × Blocs (taille 12 mm ou 14 mm)



**BRILLIANT Crios Disque 14 mm**

470,61 €

1 × Disque 14 mm

**BRILLIANT Crios Disque 18 mm**

522,91 €

1 × Disque 18 mm

	BLOC CEREC/INLAB					DISQUE					
	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
	5 unités					1 unité					
	Taille 12	Taille 14	Taille 12	Taille 14	Taille 14	Taille 14	Taille 18	Taille 14	Taille 18	Taille 14	Taille 18
<b>BLEACH</b>	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
<b>UNIVERSAL</b>	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
<b>A1</b>	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
<b>A2</b>	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
<b>A3</b>	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
<b>A3.5</b>	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
<b>B1</b>	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
<b>B2</b>	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B3</b>	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C2</b>	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CIMENT RÉSINE ET COMPOSITE  
À POLYMÉRISATION DUALE

# ParaCore

Composite pour la reconstitution  
corono-radicaire : **1 produit, 3 indications.**



- Reconstitution des moignons
- Collage des tenons fibrés
- Collage des couronnes  
et des bridges sans métal



Réassort seringue automix, 2 x 5 ml

~~112,03 €~~ **84,02 €**

2 x 5 ml    Teinte au choix  
20 x        Embouts mélangeurs

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392




Réassort cartouche automix, 1 x 25 ml

~~236,85 €~~ **177,64 €**

1 x 25 ml    Teinte au choix  
20 x        Embouts mélangeurs,  
embouts intra-oraux

White	5854
Dentine	5853



Pour plus  
d'informations,  
scannez ce QR code

ADHÉSIF UNIVERSEL MONOCOMPOSANT  
PHOTOPOLYMÉRISABLE

# ONE COAT 7 UNIVERSAL

La cohésion dans  
toutes les situations




Un seul agent adhésif  
universel pour toutes les  
indications et techniques  
de mordantage



Extrêmement économique :  
jusqu'à 300 applications  
par flacon



Valeurs d'adhésion  
exceptionnelles et excellent  
scellement marginal



ONE COAT 7 UNIVERSAL  
Réassort flacon

60019539    **104,62 €**

1 x Flacon 5 ml



ONE COAT 7 UNIVERSAL  
Réassort unidoses

60019540    **134,19 €**

50 x Unidose 0,1 ml  
50 x Brossettes noires



Pour plus  
d'informations,  
consultez  
la brochure

\* Dihydrogénophosphate de méthacryloyloxydécyle



RESTAURATION

# AFFINIS PRESIDENT The Original

Matériaux pour empreinte  
à base de silicone A

★★★  
PRODUIT DU MOIS  
AVRIL  
**-33%**  
Offre valable uniquement  
auprès de votre responsable  
secteur COLTÈNE

## PUTTY

### AFFINIS putty

112,82€

2 × 300 ml Base et catalyseur  
2 × Cuillères







### PRESIDENT The Original putty

91,25€

2 × 300 ml Base et catalyseur  
2 × Cuillères



PUTTY	AFFINIS	PRESIDENT The Original
putty	-	 60019942
putty soft	 6530	 60019943
putty soft fast	 6531	 60022166
putty super soft	 6535	 60019944



Pour plus  
d'informations sur  
la gamme AFFINIS,  
scannez ce QR code



Pour plus  
d'informations sur la  
gamme PRESIDENT,  
scannez ce QR code



# LIGHT

## AFFINIS et AFFINIS PRECIOUS

75,32 €

2 × 50 ml  
12 × Embouts mélangeurs universels












## PRESIDENT The Original light cartouche 50 ml

60,25 €


2 × 50 ml  
12 × Embouts mélangeurs universels



LIGHT	AFFINIS	PRESIDENT The Original
Xtra light	-	 60019937
light	 6501	 60019938
light fast	 6601	-
regular	 6511	 60019939
regular fast	 6611	-
PRECIOUS light	 6775	-
PRECIOUS regular	 6776	-

## ACCESSOIRES

Embouts utilisables avec les produits **AFFINIS** et **PRESIDENT The Original**



Embouts-mélangeurs universels, × 40 pcs.

60019663 42,89 €

Embouts-mélangeurs universels, × 100 pcs.

60019694 79,18 €



Embouts intra-oraux jaunes, × 100 pcs.

6555 77,92 €



Embouts intra-oraux blancs, × 100 pcs.

6210 61,13 €

# SYSTEM 360

## AFFINIS system 360

220,91 €

2 × 380 ml Réassort  
1 × Bague de serrage




## PRESIDENT The Original system 360

190,03 €

2 × 380 ml  
1 × Bague de serrage



SYSTEM 360	AFFINIS	PRESIDENT The Original
MonoBody	 6482	 60019946
heavy body	 6487	 60019948
putty	 6472	-



# Offres Sympress II : **AFFINIS** ou **PRESIDENT** The Original

Réf offre : SYMPRESSPROMOSMALL

1 ×



Malaxeur automatique  
AFFINIS Sympress II

1 549 €

+

Offre au choix  
avec AFFINIS  
ou PRESIDENT  
The Original

1 ×



Kit intro AFFINIS System 360<sup>(1)</sup>

2 ×



Réassort AFFINIS System 360<sup>(2)</sup>

1 ×



Réassort AFFINIS  
Classique ou PRECIOUS<sup>(3)</sup>

1 ×



Kit intro PRESIDENT The Original  
System 360<sup>(4)</sup>

2 ×



Réassort PRESIDENT The Original  
System 360<sup>(5)</sup>

1 ×



Réassort  
PRESIDENT The Original<sup>(6)</sup>

Réf offre : SYMPRESSPROMOLARGE

1 ×



Malaxeur automatique  
AFFINIS Sympress II

1 895 €

+

Offre au choix  
avec AFFINIS  
ou PRESIDENT  
The Original

1 ×



Kit intro AFFINIS System 360<sup>(1)</sup>

6 ×



Réassort AFFINIS System 360<sup>(2)</sup>

3 ×



Réassort AFFINIS  
Classique ou PRECIOUS<sup>(3)</sup>

1 ×



Kit intro PRESIDENT The Original  
System 360<sup>(4)</sup>

6 ×



Réassort PRESIDENT The Original  
System 360<sup>(5)</sup>

3 ×



Réassort  
PRESIDENT The Original<sup>(6)</sup>

(1) Kit intro AFFINIS System 360 - 380 ml (base et catalyseur) + 10 embouts mélangeurs dynamiques + 1 bague de serrage. Heavy Body (6485)

(2) Réassorts AFFINIS System 360 - 2 × 380 ml + 1 bague de serrage. Viscosités au choix (panachage possible): Putty (6472) ou Heavy Body (6487) ou MonoBody (6482)

(3) Réassorts AFFINIS Classique ou PRECIOUS - 2 × 50 ml + 12 embouts mélangeurs. Viscosités au choix (panachage possible): Light (6501) ou Light Fast (6601) ou Regular (6511) ou Regular Fast (6611) ou PRECIOUS Light (6775) ou PRECIOUS Regular (6776)

(4) Kit intro PRESIDENT The Original System 360 - 380 ml (base et catalyseur) + 10 embouts mélangeurs dynamiques + 1 bague de serrage. Heavy Body (60019947)

(5) Réassorts PRESIDENT The Original System 360 - 2 × 380 ml + 1 bague de serrage. Viscosités au choix (panachage possible): Heavy Body (60019948) ou MonoBody (60019946)

(6) Réassorts PRESIDENT The Original Light 2 × 50 ml + 12 embouts mélangeurs. Viscosités au choix (panachage possible): Light body (60019938) ou Xtra light body (60019937) ou Regular body (60019939)

MATÉRIAU POUR ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION À BASE DE SILICONE A

# Jet Blue Bite

Enregistrement de l'occlusion de la plus haute précision

Un enregistrement précis de l'occlusion est essentiel pour garantir une reproduction de l'occlusion fidèle à la réalité entre les dents supérieures et inférieures dans l'articulateur. Les exigences à l'égard du matériau sont par conséquent variées. Les décennies d'expertise de COLTENE en matière de matériaux à base de silicone de haute qualité se reflètent dans Jet Blue Bite, un matériau d'enregistrement de l'occlusion qui permet d'obtenir des résultats rapides et précis.



Enregistrement de l'occlusion	Silicone	Teinte	Dureté Shore*	Stabilité dimensionnelle	Temps de travail	Temps de prise	Goût
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutre
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutre

\*La dureté Shore peut varier d'environ +/-2

## Jet Blue Bite, 1 × 50 ml

~~36,36 €~~ **27,27 €**

1 × 50 ml  
6 × Embouts mélangeurs  
6 × Embouts plats


Fast	6491
Super Fast	6493

## Jet Blue Bite, 4 × 50 ml

~~122,38 €~~ **91,79 €**

4 × 50 ml  
12 × Embouts mélangeurs  
12 × Embouts plats

Fast	6495
Super Fast	6497



## Consistance crémeuse

- ✓ Occlusion parfaitement naturelle grâce à la consistance crémeuse
- ✓ Pas d'effet rebond lors de la fermeture
- ✓ Ne s'infiltré pas dans les espaces interdentaires



Pour plus d'informations, scannez ce QR code

# HySolate Digues dentaires LATEX

**-20%**  
sur les digues  
dentaires latex



Champ opératoire  
isolé et vision  
optimale



Sécurité et  
protection



## Digues latex HySolate - Sans poudre, faible teneur en protéines

Taille	Couleur	Épaisseur								Quantité
		Fine		Medium		Épaisse		Très épaisse		
152 x 152 mm	Verte	60034418	<del>21,47€</del> 17,18€	60034419	<del>23,84€</del> 19,07€	60034420	<del>27,36€</del> 21,89€	60034421	<del>28,19€</del> 22,55€	x36
	Black Edition	-	-	60031352	<del>27,44€</del> 21,95€	60031353	<del>31,46€</del> 25,17€	60031354	<del>32,43€</del> 25,94€	
	Bleue	-	-	60034442	<del>23,84€</del> 19,07€	60034443	<del>27,36€</del> 21,89€	-	-	
	Claire	60034427	<del>21,47€</del> 17,18€	60034428	<del>23,84€</del> 19,07€	60034429	<del>27,36€</del> 21,89€	60034430	<del>28,19€</del> 22,55€	
	Fiesta (assortiment)	60034433	<del>21,47€</del> 17,18€	60034436	<del>24,77€</del> 19,82€	60034438	<del>27,44€</del> 21,95€	-	-	
127 x 127 mm	Verte	60034414	<del>21,47€</del> 17,18€	60034415	<del>23,84€</del> 19,07€	60034416	<del>27,36€</del> 21,89€	60034417	<del>28,19€</del> 22,55€	x52
	Bleue	-	-	60034441	<del>23,84€</del> 19,07€	-	-	-	-	
	Claire	60034424	<del>21,47€</del> 17,18€	60034425	<del>23,84€</del> 19,07€	60034426	<del>27,36€</del> 21,89€	-	-	
	Fiesta (assortiment)	60034434	<del>21,47€</del> 17,18€	60034435	<del>24,77€</del> 19,82€	60034437	<del>27,44€</del> 21,95€	-	-	

# HySolate Digues dentaires SANS LATEX

**-20%**  
sur les digues dentaires  
sans latex



Digues  
sans latex  
HySolate



Digues  
sans latex  
HySolate  
Flexi Dam



Digues  
sans latex  
HySolate  
Flexi Dam  
avec cadre



Digues  
sans latex  
HySolate  
SyntX

**NOUVEAU !**

## Digues sans latex HySolate

Taille	Couleur	Medium	Quantité
127 x 127 mm	Verte	H09928 <del>41,30 €</del> <b>33,04 €</b>	×15
152 x 152 mm	Verte	H09105 <del>41,30 €</del> <b>33,04 €</b>	×15
	Verte	H09106 <del>213,96 €</del> <b>171,17 €</b>	×75

## Digues sans latex HySolate Flexi Dam avec cadre

Taille	Couleur	Medium	Quantité
100 x 105 mm	Violette avec cadre	H00750 <del>81,43 €</del> <b>65,14 €</b>	×20

## Digues sans latex HySolate Flexi Dam

Taille	Couleur	Réf.	Quantité
152 x 152 mm	Bleue	H09947 <del>47,08 €</del> <b>37,66 €</b>	×30
	Verte	H09946 <del>47,08 €</del> <b>37,66 €</b>	
	Violette	H09945 <del>47,08 €</del> <b>37,66 €</b>	

## Digues sans latex HySolate SyntX

Taille	Couleur	Medium	Quantité
127 x 127 mm	Bleue	60037566 <del>42 €</del> <b>33,60 €</b>	×30
152 x 152 mm	Bleue	60037567 <del>45,12 €</del> <b>36,10 €</b>	×30
	Bleue	60037568 <del>109,90 €</del> <b>87,92 €</b>	×75

# HySolate Crampons



# HySolate Liquid Dam

## Crampons Standard

Crampons standard au fini brillant.

Crampons Standard	<del>15,45 €</del>	12,36 €
-------------------	--------------------	---------

## Crampons Brinker

Les crampons Brinker ont des becs inclinés supplémentaires pour assurer une rétraction maximale de la gencive. Ils assurent une rétraction maximale sans lacérer les tissus gingivaux.

Crampons Brinker	<del>15,71 €</del>	12,57 €
------------------	--------------------	---------



## Liquid Dam

Digue photopolymérisable pour la protection des gencives.

65003064	33,39 €
----------	---------

1 x Seringue de 2 ml



	Références crampons sans ailettes					Références crampons avec ailettes				
<b>Dent antérieure</b>	 Standard   #W9 H02770	 Standard   #212 H07792	 Brinker   #B4 H01051	 Brinker   #B5 H01052	 Brinker   #B6 H01053	 Standard   #9 H02763				
<b>Prémolaire</b>	 Standard   #W00 H02769	 Standard   #W2 H02768	 Standard   #W2A H02775	 Brinker   #B4 H01051	 Brinker   #B5 H01052	 Standard   #00 H02762	 Standard   #1 H02703	 Standard   #2 H02761	 Standard   #2A H05688	
<b>Molaire</b>	 Standard   #W3 H03814	 Standard   #W7 H02765	 Standard   #W8 H02767	 Standard   #W8A H02766	 Standard   #W14 H02774	 Standard   #3 H05689	 Standard   #4 H02704	 Standard   #7 H02758	 Standard   #8 H02760	
	 Standard   #W14A H02764	 Standard   #W56 H03815	 Brinker   #B1 H01048	 Brinker   #B2 H01049	 Brinker   #B3 H01050	 Standard   #8A H02759	 Standard   #14 H05690	 Standard   #14A H02757		

ÉPONGES HÉMOSTATIQUES RÉSORBABLES EN GÉLATINE POUR UN CONTRÔLE FIABLE ET EFFICACE DES SAIGNEMENTS

## roeko Gelatamp

Hémostase initiale rapide



ABSORPTION



ARGENT  
COLLOÏDAL



- ✓ Prévention de l'infection des plaies et des hémorragies secondaires
- ✓ Éponge de gélatine à base d'argent colloïdal
- ✓ Hémostatique et antibactérien

### ROEKO Gelatamp 14 × 7 × 7 mm

Boîte de 20 pcs	274002	<b>22,02 €</b>
Boîte de 50 pcs	274007	<b>50,65 €</b>
Boîte de 10 blisters doubles (soit 20 pcs)	274008	<b>24,47 €</b>

## roeko Gelatamp forte

Absorption très rapide



ABSORPTION



ROEKO Gelatamp forte se compose d'une structure spéciale en éponge pour une absorption rapide. Absorbe jusqu'à 60 fois son poids dans la première minute; favorise la coagulation en quelques minutes. Il s'agit d'une éponge blanche mince de 4 mm qui aide à réduire le temps de traitement et induit de l'hémostase même après un traitement anticoagulant.

### ROEKO Gelatamp forte 10 × 10 × 4 mm

Boîte de 24 pcs	60036568	<b>38,57 €</b>
-----------------	----------	----------------

## roeko Gelatamp white

Grande capacité d'absorption



ABSORPTION



ROEKO Gelatamp white est une éponge universelle pour les procédures chirurgicales générales. Il s'agit d'une éponge cubique blanche standard de 10 × 10 × 10 mm. Elle est efficace pour le contrôle des saignements, l'absorption des liquides et l'aide à la coagulation. Grande capacité d'absorption, biocompatibilité élevée et facilité d'utilisation pour diverses applications chirurgicales.

### ROEKO Gelatamp white 10 × 10 × 10 mm

Boîte de 24 pcs	60052842	<b>18,45 €</b>
-----------------	----------	----------------

# SciCan BRAVO G4

Autoclave à chambre disponible  
en 3 tailles : 17L, 22L et 28L

Demandez  
votre prix promo  
auprès de votre  
distributeur  
COLTENE



Technologie G4



Fonctionnalités  
intelligentes  
et efficaces



Diverses options  
de remplissage



SciCan BRAVO G4  
Dim. 60 × 48 × 46 cm

17 l	7A620000	5 713,93 €
22 l	7A621000	6 402,35 €
28 l	7A622000	7 178,11 €

Cycle	Type de cycle	17 l		22 l		28 l	
		Durée du cycle	Charge max.	Durée du cycle	Charge max.	Durée du cycle	Charge max.
134°C Universel	B	42 min	6 kg	46 min	7,5 kg	56 min	9 kg
134°C Instruments creux non emballés	S	35 min	6 kg	39 min	7,5 kg	44 min	9 kg
134°C Instruments pleins emballés	S	33 min	6 kg	39 min	7,5 kg	45 min	9 kg
134°C Prion	B	56 min	6 kg	60 min	7,5 kg	70 min	9 kg
121°C Universel	B	58 min	6 kg	63 min	7,5 kg	69 min	9 kg
134°C Test Hélix	n.a.	20 min	n.a.	24 min	n.a.	24 min	n.a.
Test à vide	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.
Personnalisé (134 °C ou 121 °C)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.



Pour plus  
d'informations,  
scannez ce QR code



**-10%**  
sur les cuves  
BioSonic



## BioSonic UC50DB

C'est un petit géant !

### Informations techniques

Capacité totale de la cuve	3,2 litres
Capacité utile	2,0 litres
Dimensions totales (L x l x h)	27,3 x 21,9 x 20,3 cm
Dimensions de la cuve (L x l x P)	19,7 x 14,6 x 10,5 cm
Puissance	50 watts
Fréquence	53 kHz



Petit à l'extérieur,  
grand à l'intérieur



Votre assistant  
au fauteuil

### BioSonic Bac à ultrasons UC50DB

UC50DB230CE	<del>1 105,33 €</del>	<b>994,80 €</b>
-------------	-----------------------	-----------------

- 1 x Panier à instrument FingerGuard à fond métallique
- 1 x Couvercle

## BioSonic UC300

Travailleur acharné !

### Informations techniques

Capacité totale de la cuve	14,4 litres
Capacité utile	11 litres
Dimensions totales (L x l x h)	48,2 x 30,5 x 31,1 cm
Dimensions de la cuve (L x l x P)	35,6 x 22,9 x 17,1 cm
Puissance	300 watts
Fréquence	40 kHz



Nettoyage de gros  
volumes d'instruments



Nettoyage  
optimisé



Nettoyage simultané des  
instruments et des prothèses

### BioSonic Bac à ultrasons UC300


UC300230CE	<del>3 852,70 €</del>	<b>3 467,43 €</b>
------------	-----------------------	-------------------

- 1 x Bac à ultrasons UC300 11L
- 1 x Couvercle
- 1 x BioSonic nettoyant ultrasonique enzymatique UC32 (236 ml)

Page **4**  
**CanalPro**  
CalciSeal



Page **5**  
**HyFlex**  
K-Files



Page **23**  
**HySolate**  
SyntX



## NOUVEAUTÉS

### VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS :



**Regional Manager Benelux**  
Sabien.Baisier@coltene.com  
+32 472 095 035



**Belgique - Wallonie**  
(FR) Celine.Poels@coltene.com  
+32 475 36 07 99

Documents et photos non contractuels. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.  
En cas d'erreur de prix sur un produit, COLTENE se réserve le droit de modifier ce prix.  
Offres valables jusqu'au 30 juin 2026. Design : www.filigranestudio.fr.  
Crédits photo : banque d'images COLTENE, Adobe Stock.

#### Mentions légales / Éditeur

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20 +41 71 757 5300  
CH-9450 Altstätten info.ch@coltene.com

#### Contact du service commercial

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20 +41 71 757 5300  
CH-9450 Altstätten info.ch@coltene.com www.coltene.com

#### Centre de service

service@coltene.com  
00 800 11 0000 12 (UIFN)  
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 (CEST)

 **COLTENEGROUP**