

COLTENE GROUP

April – Juni 2026

Promoties



HyFlex OGSF Sequence

→ p. 6



BRILLIANT EverGlow

→ p. 14



HySolate Dental Dam

→ p. 22



ENDODONTIE

Gamma CanalPro
Gamma HyFlex



ROTERENDE INSTRUMENTEN

Gamma DIATECH



RESTAURATIE

Gamma BRILLIANT



PROTHESE

AFFINIS
PRESIDENT The Original
Jet Blue Bite



PRODUCTGAMMA VAN COLTENE



BEHANDELINGSSACCESSOIRES & INFECTION CONTROL

Gamma ROEKO
Gamma SciCan



CanalPro X-Move

Volledige bewegingsvrijheid

Contacteer
uw Coltène-
vertegenwoordiger

- Geïntegreerde apexlocator
- Roterende of reciprokerende beweging (instelbare draaihoeken)
- Isolerend hoekstuk met minikopje
- Toerental tot 2500 tpm
- Snoerloos: 2,5u autonomie
- Intuïtieve bediening
- Voorgeprogrammeerd voor alle vijlen van COLTENE
- Instelbaar voor alle beschikbare vijlsystemen op de markt: snelheid, koppel en type beweging zijn programmeerbaar
- Auto-reversemodus instelbaar van zodra de vijl het referentiepunt (apex) heeft bereikt




Hoekstuk met normale
hals en kopje



CanalPro X-move hoekstuk
met super minikopje en
slankere hals



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hoekstuk: 360° draaibaar
- Koppelbereik: 0,4 - 5,0 Ncm
- Snelheidsbereik: 100 - 2500 tpm
- Aanpasbare reciproke hoeken met 10° interval
- Instelbaar tussen 20° en 400°
- Geïsoleerd hoekstuk met minikopje van 8 mm en een hoogte van 9,7 mm

CanalPro X-Move

65002739

- 1 × Motorhandstuk
- 1 × Laadstation
- 1 × Hoekstuk
- 1 × Spuitmond
- 1 × Meetkabel
- 4 × Vijlhouder
- 2 × Lipklem
- 2 × O-ring
- 1 × Universele AC-adapter
- 1 × Batterij



CanalPro CalciSeal

Biokeramisch wortelkanaalcement op basis van calciumsilicaat

NIEUW!

Waarom kiezen voor CanalPro CalciSeal?

- 1 Hoge concentratie calciumsilicaat
- 2 Optimale thixotropie voor de perfecte obturatie
- 3 Uitstekende radio-opaciteit
- 4 Fijne en flexibele tipjes voor een precieze applicatie
- 5 Verhoogde pH-waarde voor een anti-microbiële bescherming



Zijn bio-actieve en hydrofiele formule bevordert de minerale interactie met het dentine en dit met het behoud van de benodigde vloeibaarheid om zich in het kanaal en de laterale kanaaltjes te verspreiden.

Zijn bestendigheid tegen vocht vergemakkelijkt het gebruik, levert constante resultaten op en maakt de endoprocedure vlotter.

CanalPro CalciSeal

60043033	99,90 €
----------	---------

- 1 x Spuitje 2 g
- 10 x Disposable plastic applicatietips
- 5 x Disposable metalen tipjes













HyFlex K-Files

Veilige handvijltjes

De HyFlex K-Files staan toe een inschatting te maken van de anatomie, de kromming en de mate van calcificatie van het kanaal. Handvijlen helpen een betrouwbare planning voor de behandeling in kaart te brengen door meteen een inschatting te maken van de complexiteit van de casus en daardoor ook een leidraad te bieden voor de keuze van het systeem voor de vormgeving van het kanaal zonder risico bij de eerste exploratie het kanaal te compromitteren. Ze laten toe een tactiele inschatting te maken van de situatie en ook een eerste vormgeving uit te voeren van het kanalenstelsel tijdens een endobehandeling.

- Voor het manueel exploreren en prepareren van wortelkanalen
- ISO-diameters van 006 tot 045 in de lengtes 21, 25 en 31mm
- 6 voorgesteriliseerde instrumenten in blisterverpakking
- Een vierkante dwarsdoorsnede door een betere torsieresistentie

Diameter ISO/lentje	21 mm	25 mm	31 mm
006 	60041155	60041156	60041157
008 	60041158	60041159	60041160
010 	60041161	60041162	60041163
015 	60041164	60041165	60041166
020 	60041167	60041168	60041169
025 	60041170	60041171	60041172
030 	60041173	60041174	60041175
035 	60041176	60041177	60041178
040 	60041179	60041180	60041181
045 	60041182	60041183	60041184

NIEUW!



HyFlex K-Files


10,42 €

Blister van 6 vijlen

HyFlex – OGSF Sequence

Voordelen

- **Voorspelbare resultaten** dankzij het standaard OGSF-protocol
- **Snelle preparatie van dagdagelijkse** endo's dankzij een uitgekende opeenvolging van diameters en tapers voor de volledige sequentie
- **Hogere mate van veiligheid voor de patiënt** dankzij de breukresistentie van het materiaal en toepassing van het standaard OGSF-protocol



— Werk lengte






Voorgesteriliseerd
voor veiliger appliceren



**Sterke
breukweerstand**

De unieke oppervlakteverharding vermindert het risico van vijlbreuk



Snij-efficiëntie

Gehard oppervlak en een gecontroleerd materiaalgeheugen, voor meer snij-efficiëntie



Zeer flexibel

Gecontroleerd materiaalgeheugen biedt meer flexibiliteit en de mogelijkheid van voorbuigen



**Variabele
dwarsdoorsnede**

Draagt bij tot een hoge breukbestendigheid

Driehoekige dwarsdoorsnede aan de top

Trapezoidale dwarsdoorsnede in het midden

Rechthoekige dwarsdoorsnede aan het uiteinde

**HyFlex OGSF
Sequence 4 stks.**

72,30 €

21 mm	60036141
25 mm	60036142
31 mm	60041090

**HyFlex OGSF
Refills 3 stks.**

54,38 €

	Opener 18/11	Glider (beveiliging) 15/03	Shaper (shaping) 18/045	Finisher (finishing) 30/04
18 mm	60036140	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138
25 mm	-	60023492	60036137	60036139
31 mm	-	60041082	60041083	60041086

★★★
PRODUCT VAN DE MAAND
MEI / JUNI
-33%
op HyFlex OGSF
Aanbod alleen geldig via uw COLTENE-vertegenwoordiger

**HyFlex OGSF
Guttapercha punten**

60036504	24,44 €
----------	---------

60 x Guttapercha punten 30/04

**HyFlex OGSF
Papierpunten**

60036503	14,85 €
----------	---------

100 x Papierpunten 30/04

HyFlex EDM

HyFlex EDM Refills

54,38 €

3 x Vijlen naar keuze (tabel hiernaast)

★★★
 PRODUCT VAN DE MAAND
 MEI / JUNI
-33%
 op HyFlex EDM
 Aanbod alleen geldig via uw
 COLTENE-vertegenwoordiger

NIEUW!
 31mm HyFlex
 EDM-vijlen zijn nu
 beschikbaar

	Orifice Opener 25/12	HandFiles	Glijpadvijl naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal		Voorbereiding	Vormgeving	Afwerkingsvijl		
			15/03	10/05	20/05	25/~ OneFile	40/04	50/03	60/02
	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm		Refill x 3 300 tpm 1,8 Ncm	Refill x 3 300 tpm 1,8 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm
Lengte									
15 mm	60019596		-	-	-	-	-	-	-
21 mm	-	Handvijl naar keuze	60023493	60022269	60022275	60022270	60022271	60022272	60022274
25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595	60019597	60019598	60019599
31 mm	-		60041082	60041081	60041084	60041085	60041087	60041088	60041089

HyFlex EDM - Guttapercha punten

24,44 €

60 x Guttapercha punten

Maat	60 stuks.
20/05	60022706
OneFile 25/~	60022707
40/04	60022708
50/03	60022709
60/02	60022710
Assortiment 20/05 - 60/02	60022705




HyFlex EDM - Papierpunten

14,85 €

100 x Papierpunten

Maat	100 stuks.
20/05	60022742
OneFile 25/~	60022743
40/04	60022676
50/03	60022741
60/02	60022740
Assortiment 20/05 - 60/02	60022744




ENDODONTISCHE HERBEHANDELING

HyFlex Remover

Rotatiesnelheid
400 - 800 tpm

Maximum torque
2,5 N.cm

- Slechts één vijl nodig voor de verwijdering van afdichtingsmaterialen
- Respect voor de anatomie van het wortelkanaal
- Efficiënt zonder enig oplosmiddel
- Inactieve tip



30 / 07

Maximum torque: **2.5 N.cm**
Rotatiesnelheid: **400-800 tpm**
Thermische behandeling: **C.Wire**

HyFlex Remover

5 × B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

66,64 €

19 mm	60023649
23 mm	60023648

roeko GuttaFlow bioseal

Gelijke & ideale consistentie gedurende de volledige werktijd

NIET ALLEEN VULLEN, MAAR OOK GENEZEN

ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set

60019560 | **177,55 €**


- 1 × Automix-spuit 5 ml
- 12 × Mengtips
- 1 × Mengblok



ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking spuit

60019561 | **160,69 €**

- 1 × Automix-spuit 5 ml



Voor meer informatie, scan deze QR-code

Working time: 5 min
Curing: 12 - 16 min

CanalPro

Irrigatie en spoelen

Station SyringeFill Vrijstaand station

60031348 ~~160,02€~~ **136,02€**

1 x Houder fles met basis
3 x Capjes



-15%
op CanalPro stations

CanalPro Fleshouder voor wandmontage

60031347 ~~264,16€~~ **224,54€**

1 x Houder voor fles
3 x Capjes



CanalPro Spuiten

14,73€

50 x Spuiten 5 ml



17,82€

50 x Spuiten 10 ml



	5 ml	10 ml
●	60019321	60011173
●	60019322	60011174
●	60019323	60011175
●	60019324	60011176

-25%
op irrigatie oplossingen
CanalPro

CanalPro NaOCl 3 % 1 x 500 ml

65002866 ~~40,10€~~ **30,08€**



CanalPro NaOCl 6 % 1 x 500 ml

65002867 ~~40,10€~~ **30,08€**

CanalPro SyringeFill Cap

60019662 **11,45€**

1 x SyringeFill Cap



CanalPro EDTA 17 % 1 x 500 ml

60019651 ~~83,55€~~ **62,66€**



CanalPro Slotted end Tip

60011167 **41,28€**

100 x Gegleufde eindtip maat 27G - 0,4 mm

60011168 **49,69€**

100 x Gegleufde eindtip maat 30G - 0,3 mm



CanalPro CHX 2 % 1 x 500 ml

60019658 ~~64,33€~~ **48,25€**



CanalPro Side Port Tips

60011169 **105,43€**

100 x Tip met laterale opening maat 27G - 0,4 mm

60011170 **115,03€**

100 x Tip met laterale opening maat 30G - 0,3 mm



DIATECH


Diamantboren

Betere snijcapaciteiten en hogere levensduur


- Vergulde instrumenten van premium kwaliteit
- 100% natuurlijk diamantpoeder
- 100% visuele kwaliteitscontrole
- Grofheden volgens ISO-normen
- Perfecte kalibratie van standaardvormen
- Hoge concentratie diamanten per mm²



BOLVORM



CYLINDRISCH



TORPEDO




CONISCH



VLAMVORMIG




OMGEKEERDE
KEGEL



PEERVORM




WIEL




TONVORMIG



EIERVORMIG



OLIJFVORMIG



BEKER
OF CUP

SCAN DE QR-CODE EN VIND ER

**200 VERSCHILLENDE VORMEN
IN 5 GROFHEDEN**

KENDA Polishette

1-staps gediamanteerd polijststelsel voor excellente glans van anterieure composietrestauraties

- ✓ Polishers in mini vormpjes met een getaperede schachtnok
- ✓ Drie grofheden om alle toepassingen van vormgeving tot hoogglansafwerking te dekken
- ✓ Excellente toegang en zichtbaarheid
- ✓ Voor precies polijsten



Voor meer informatie, scan deze QR-code

Polishers voor composiet en hybride-keramiek



Polisher type 6, 15, 30 stks.	.006		.006		.006		.006		.006		
	PS715C	-	PS716C	-	PS715M	-	PS716M	-	PS715F	PS716F	
		.030		.030		.030		.030			
Ø mm	6,4		3		6,4		53		6,4		
Kopje L in mm	5,5		7		5,5		7		5,5		
TPM	Rec	5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500	
	Max	7 500									

KENDA Polishette

PS715C.006	10,72 €
PS715C.030	36,51 €
PS716C.006	10,72 €
PS716C.030	36,51 €
PS715M.006	16,92 €
PS715M.030	36,51 €
PS716M.006	10,72 €
PS716M.030	36,51 €
PS715F.006	16,92 €
PS715F.015	35,64 €
PS716F.006	14,25 €
PS716F.015	35,64 €
PS710X.006	10,72 €
PS710X.024	35,64 €

(assortiment van 24 instrumenten)

KENDA Deluxe

Het luxegamma voor polijsten van composiet

De KENDA Deluxe is ontwikkeld in samenwerking met klinisch deskundigen en is een performant tweestaps gediamanteerd polijststelsel voor moderne esthetische tandheelkunde.




Eén Pre-Polisher - Adaptive & Gentle Smoothing zonder de wezenlijke morfologie van het oppervlak te veranderen.



Eén High-Gloss Polisher - briljante resultaten in slechts enkele seconden



ShapeGuard - 1 vorm voor alle oppervlaktes



Polishers voor composieten, compomeren en hybride-keramiek



ISO 8338 206 030 513 065



ISO 8338 206 248 515 033



ISO 8338 205 543 512 140



ISO 8338 206 250 513 050



ISO 8338 205 304 513 100



ISO 8338 206 030 503 065



ISO 8338 206 248 504 033



ISO 8338 205 543 502 140



ISO 8338 206 250 503 050



ISO 8338 205 304 503 100



Polisher type 6, 12, 20, 25, 100 stks.	.006			.006			.006			.006		
	0405	0406	0407	0408	0409	0455	0456	0457	0458	0459		
	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012		
	.025	.025	.020	.025	.025	.025	.025	.020	.025	.025		
	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100	.100		
Ø mm	6,5	3,3	14	5	10	6,5	3,3	14	5	10		
Kopje L in mm	10	7,4	2	10	5,5	10	7,4	2	10	5,5		
TPM	Rec	7 500 - 10 000		5 000 - 7 000		7 500 - 10 000			5 000 - 7 500			
	Max			10 000					10 000			

KENDA Deluxe

0405.006	29,92 €
0405.012	54,39 €
0405.025	108,78 €
0406.006	29,92 €
0406.012	54,39 €
0406.025	108,78 €
0407.006	52,02 €
0407.012	94,57 €
0407.020	160,79 €
0408.006	29,92 €
0408.012	54,39 €
0408.025	108,78 €
0409.006	29,92 €
0409.012	54,39 €
0409.025	108,78 €
0455.006	29,92 €
0455.012	54,39 €
0455.025	108,78 €
0456.006	29,92 €
0456.012	54,39 €
0456.025	108,78 €
0457.006	52,02 €
0457.012	94,57 €
0457.020	160,79 €
0458.006	29,92 €
0458.012	54,39 €
0458.025	108,78 €
0459.006	29,92 €
0459.012	54,39 €
0459.025	108,78 €
0400.012	54,39 €

(assortiment van 12 polishers)

BRILLIANT EverGlow

Uitzonderlijke polijstbaarheid
en langdurig stralende glans

- DuoShade Systeem
- 7 dentinekleuren voor de meeste restauraties
- 2 glazuurtinten
- 5 opakers voor complexere restauraties



BRILLIANT EverGlow
Refills Spuitjess

~~58,37 €~~ **43,78 €**

1 x Draaispuit 3 g



BRILLIANT EverGlow
Refills Tips

~~85,34 €~~ **64,01 €**

20 x Tips 0,2 g

BRILLIANT EverGlow Flow

Universeel submicron hybride composiet



BRILLIANT EverGlow Flow
Refills Spuiten

~~34,48 €~~ **25,86 €**

1 x Spuit 2 g
5 x Standaard applicatietips
5 x Fijne applicatietips

		BRILLIANT EverGlow		BRILLIANT EverGlow Flow
		Draaispuit	Tips	Draaispuit
DENTINE	BL	60019697	60019706	60019752
	A1/B1	60019698	60019707	60019753
	A2/B2	60019699	60019708	60019754
	A3/D3	60019700	60019709	60019755
	A3.5/B3	60019701	60019710	60019756
	C2/C3	60019702	60019716	-
	A4/C4	60019703	60019717	60019757
GLAZUUR	BL TRANS	60019705	60019719	-
	TRANS	60019704	60019718	60019758
OPAQUE	OBL	60019743	60019746	-
	OA1	60019744	60019747	-
	OA2	60023819	60023823	60019751
	OA3	60019745	60019748	60023825
	OA4	60023820	60023824	-

Aanbiedingen

S.P.E.C.3[®]
LED



Aanbieding 1

60043014

- 1 Lamp S.P.E.C.3 LED
- 14 Tips BRILLIANT EverGlow :
6 × A1/B1, 6 × A2/B2, 2 × A3/D3
- 1 Spuit BRILLIANT Bulk Fill Flow

1 190€
per pak

Aanbieding 2

60043012

- 1 Lamp S.P.E.C.3 LED
- 21 Spuiten BRILLIANT EverGlow :
9 × A1/B1, 9 × A2/B2, 3 × A3/D3
- 1 Spuit BRILLIANT Bulk Fill Flow

1 190€
per pak

BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow is het ideale vulmateriaal voor snelle en eenvoudige restauraties. Gebaseerd op de BRILLIANT vulstoftechnologie is het de perfecte partner voor BRILLIANT EverGlow en EverGlow Flow.



-25%
op BRILLIANT
Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow - Refill Spuit
1 enkele tint, Multi Shade adaptief materiaal

60033280 ~~45,32 €~~ **33,99 €**

1 × Spuit 2,3 g
11 × Applicatietips



Occlusale vulling



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code

VERSTERKT COMPOSITEBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES

BRILLIANT Crios

Blokje en schijf 100 % versterkte composiet voor permanente restauraties. Het wordt gebruikt met het CAD/CAM Cerec* - systeem voor indirecte restauraties in de stoel.

*Is geen merk van COLTENE



BRILLIANT Crios
CEREC/inLab - 5 Blokken

130,72 €

5 × Blokken (maat 12 mm of 14 mm)



BRILLIANT Crios
Schijven 14 mm

470,61 €

1 × Schijf 14 mm

BRILLIANT Crios
Schijven 18 mm

522,91 €

1 × Schijf 18 mm

	BLOKKEN CEREC/INLAB					SCHIJF					
	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
	5 stuks.					1 stuk.					
	Maat 12	Maat 14	Maat 12	Maat 14	Maat 14	Maat 14	Maat 18	Maat 14	Maat 18	Maat 14	Maat 18
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
B2	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ParaCore

Duaal uithardend composietcement, versterkt met glaspartikels:

3 indicaties – 1 materiaal



- Stiftcementatie
- Stompopbouw materiaal
- Cementatie van kroon en brugwerk zonder metaal = monoblok!



Navulling ParaCore automix, 2 x 5 ml

~~112,03€~~ **84,02€**

2 x 5 ml Kleur naar keuze
20 x Mixing tips met intra-orale tip

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392




Navulling Paracore cartridge automix, 1 x 25 ml

~~236,85€~~ **177,64€**

1 x 25 ml Kleur naar keuze
20 x Mixing tips met intra-orale tip

White	5854
Dentine	5853



Voor meer informatie, scan deze QR-code

LICHTUITHARDENDE UNIVERSELE
ÉÉNSTAPSBONDING

ONE COAT 7 UNIVERSAL

De hechting
in alle situaties



Een universele éénstapsbonding geschikt voor alle indicaties en etstechnieken



Extreem economisch: tot 300 applicaties in een flesje



Uitzonderlijke hechtwaarden en een excellente randaansluiting



ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Flesje

60019539 **104,62€**


1 x Flesje 5 ml



ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Unidose

60019540 **134,19€**

50 x Unidose 0,1 ml
50 x Applicatieborstel



Voor meer informatie, scan deze QR-code

* Methacryloyloxydecylwaterstoffosfaat



RESTAURATIE

AFFINIS PRESIDENT The Original

A-siliconen gebaseerd
afdrukmetaal

★★★
PRODUCT VAN DE MAAND
APRIL
-33%
Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE-vertegenwoordiger

PUTTY

AFFINIS putty

112,82€

2 × 300 ml Basis en katalysator
2 × Lepels




PRESIDENT The Original putty

91,25€

2 × 300 ml Basis en katalysator
2 × Lepels



PUTTY	AFFINIS	PRESIDENT The Original
putty	-	 60019942
putty soft	 6530	 60019943
putty soft fast	 6531	 60022166
putty super soft	 6535	 60019944



Voor meer
informatie op
AFFINIS, scan
deze QR-code



Voor meer
informatie op
PRESIDENT, scan
deze QR-code



LIGHT

AFFINIS en AFFINIS PRECIOUS

75,32 €

2 x 50 ml
12 x Universele mixing tips










PRESIDENT The Original light 50 ml

60,25 €

2 x 50 ml
12 x Universele mixing tips



LIGHT	AFFINIS	PRESIDENT The Original
Xtra light	-	 60019937
light	 6501	 60019938
light fast	 6601	-
regular	 6511	 60019939
regular fast	 6611	-
PRECIOUS light	 6775	-
PRECIOUS regular	 6776	-

ACCESSOIRES

Tips voor gebruik met **AFFINIS**
en **PRESIDENT** The Original



Universal Mixing Tip, x 40 stks.

60019663 42,89 €

Universal Mixing Tip, x 100 stks.

60019694 79,18 €



Oral Tips Yellow, x 100 stks.

6555 77,92 €



Oral Tips White, x 100 stks.

6210 61,13 €

SYSTEM 360

AFFINIS system 360

220,91 €

2 x 380 ml Navulling
1 x Fixatiering



PRESIDENT The Original system 360


190,03 €

2 x 380 ml
1 x Fixatiering



SYSTEM 360

	AFFINIS	PRESIDENT The Original
MonoBody	 6482	 60019946
heavy body	 6487	 60019948
putty	 6472	-



Aanbiedingen Sympress II : **AFFINIS** of **PRESIDENT** The Original

Ref aanbod: SYMPRESSPROMSMALL

1 ×



Automatische mengmachine
Affinis Sympress II

1 549 €

+

Aanbieding naar
keuze bij AFFINIS
of PRESIDENT
The Original

1 ×



Introkit AFFINIS System 360⁽¹⁾

2 ×



Refill AFFINIS System 360⁽²⁾

1 ×



Refill AFFINIS
Klassiek of PRECIOUS⁽³⁾

1 ×



Introkit PRESIDENT The Original
System 360⁽⁴⁾

2 ×



Refill PRESIDENT
The Original System 360⁽⁵⁾

1 ×



Refill
PRESIDENT The Original⁽⁶⁾

Ref aanbod: SYMPRESSPROMLARGE

1 ×



Automatische mengmachine
Affinis Sympress II

1 895 €

+

Aanbieding naar
keuze bij AFFINIS
of PRESIDENT
The Original

1 ×



Introkit AFFINIS System 360⁽¹⁾

6 ×



Refill AFFINIS System 360⁽²⁾

3 ×



Refill AFFINIS
Klassiek of PRECIOUS⁽³⁾

1 ×



Introkit PRESIDENT The Original
System 360⁽⁴⁾

6 ×



Refill PRESIDENT
The Original System 360⁽⁵⁾

3 ×



Refill
PRESIDENT The Original⁽⁶⁾

(1) Intro kitAFFINIS System 360 - 380 ml (base en catalyst) + 10 mixing tips + 1 fixatie ring, Heavy Body (6485)

(2) Refills AFFINIS System 360 - 2 × 380 ml + 1 fixatie ring. Viscositeiten naar keuze (Mixen is mogelijk): Putty (6472) of Heavy Body (6487) of MonoBody (6482)

(3) Refills AFFINIS Klassiek of PRECIOUS - 2 × 50 ml + 12 mixing tips. Viscositeiten naar keuze (Mixen is mogelijk): Light (6501) of Light Fast (6601) of Regular (6511) of Regular Fast (6611) of PRECIOUS Light (6775) of PRECIOUS Regular (6776)

(4) Introkit PRESIDENT The Original System 360 - 380 ml (base en catalyst) + 10 mixing tips + 1 fixatie ring, Heavy Body (60019947)

(5) Refills PRESIDENT The Original System 360 - 2 × 380 ml + 1 fixatie ring. Viscositeiten naar keuze (Mixen is mogelijk): Heavy Body (60019948) of MonoBody (60019946)

(6) Refills PRESIDENT The Original Light - 2 × 50 ml + 12 mixing tips. Viscositeiten naar keuze (Mixen is mogelijk): Light body (60019938) of Xtra light body (60019937) of Regular body (60019939)

BEETREGISTRATIEMATERIAAL OP BASIS VAN SILICONEN

Jet Blue Bite

Beetregistratie met uitmuntende precisie

Een precieze beetregistratie is noodzakelijk om de realistische occlusie van inferieure en superieure dentitie te reproduceren in de articulator. Het materiaal moet bijgevolg aan specifieke eisen voldoen. De jarenlange expertise van COLTENE in siliconen afdrukmaterialen is terug te vinden in de Jet Blue Bite, een beetregistratiemateriaal dat snelle en accurate resultaten oplevert.



Beetregistratie	Silicone	Kleur	Shore hardheid*	Dimensionele stabiliteit	Werktijd	Uithardingstijd	Smaak
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutraal
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutraal

*Shore hardheid varieert tussen +/- 2



Zachte consistentie

- ✓ Perfect natuurlijke occlusie dankzij de mousse-achtige consistentie
- ✓ Geen terugvering tijdens het inbijten
- ✓ Sijpelt niet in de interdentale ruimtes



Jet Blue Bite, 1 × 50 ml

~~36,36 €~~ 27,27 €

1 × 50 ml
6 × Mengtips
6 × Spreidertips

Fast	6491
Super Fast	6493

Jet Blue Bite, 4 × 50 ml

~~122,38 €~~ 91,79 €

4 × 50 ml
12 × Mengtips
12 × Spreidertips

Fast	6495
Super Fast	6497



Voor meer informatie, scan deze QR-code

HySolate Dental Dam LATEX

-20%
op Dental Dam
latex



Verbeterde zichtbaarheid
dankzij een
doeltreffende isolatie



Beveiliging en
bescherming



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code



HySolate latex cofferdam, poedervrij en een laag proteïnegehalte

Maat	Kleur	Dikte								Hoeveelheid
		Fine		Medium		Heavy		X-heavy		
152 x 152 mm	Groen	60034418	21,47€ 17,18€	60034419	23,84€ 19,07€	60034420	27,36€ 21,89€	60034421	28,19€ 22,55€	x36
	Black Edition	-	-	60031352	27,44€ 21,95€	60031353	31,46€ 25,17€	60031354	32,43€ 25,94€	
	Blauw	-	-	60034442	23,84€ 19,07€	60034443	27,36€ 21,89€	-	-	
	Light	60034427	21,47€ 17,18€	60034428	23,84€ 19,07€	60034429	27,36€ 21,89€	60034430	28,19€ 22,55€	
	Fiesta (assortiment)	60034433	21,47€ 17,18€	60034436	24,77€ 19,82€	60034438	27,44€ 21,95€	-	-	
127 x 127 mm	Groen	60034414	21,47€ 17,18€	60034415	23,84€ 19,07€	60034416	27,36€ 21,89€	60034417	28,19€ 22,55€	x52
	Blauw	-	-	60034441	23,84€ 19,07€	-	-	-		
	Light	60034424	21,47€ 17,18€	60034425	23,84€ 19,07€	60034426	27,36€ 21,89€	-		
	Fiesta (assortiment)	60034434	21,47€ 17,18€	60034435	24,77€ 19,82€	60034437	27,44€ 21,95€	-		

HySolate Dental Dam ZONDER LATEX

-20%
op Dental Dam
zonder latex



HySolate
cofferdam
zonder latex



HySolate
Flexi Dam
cofferdam
zonder latex



HySolate
Flexi Dam
met kader
zonder latex



HySolate
SyntX Dam
zonder latex

NIEUW!

HySolate cofferdam zonder latex

Maat	Kleur	Medium	Hoeveelheid	
127 x 127 mm	Groen	H09928	41,30 €	33,04 € ×15
152 x 152 mm	Groen	H09105	41,30 €	33,04 € ×15
	Groen	H09106	213,96 €	171,17 € ×75

HySolate Flexi Dam met kader zonder latex

Maat	Kleur	Medium	Hoeveelheid	
100 x 105 mm	Paars met kader	H00750	81,43 €	65,14 € ×20

HySolate Flexi Dam cofferdam zonder latex

Maat	Kleur	Medium	Hoeveelheid	
152 x 152 mm	Blauw	H09947	47,08 €	37,66 € ×30
	Groen	H09946	47,08 €	37,66 €
	Paars	H09945	47,08 €	37,66 €

HySolate SyntX Dam zonder latex

Maat	Kleur	Medium	Hoeveelheid	
127 x 127 mm	Blauw	60037566	42 €	33,60 € ×30
152 x 152 mm	Blauw	60037567	45,12 €	36,10 € ×30
	Blauw	60037568	109,90 €	87,92 € ×75

HySolate Cofferdamklemmen



HySolate Liquid Dam

Standaard cofferdamklemmen

Standaard cofferdamklemmen in blinkende uitvoering.

Standaardklemmen	15,45 €	12,36 €
------------------	--------------------	---------

Brinker cofferdamklemmen

Brinkerklemmen hebben geïnclineerde grip voor een maximale retractie van het tandvlees zonder de gingivale weefsels te snijden.

Klemmen Brinker	15,71 €	12,57 €
-----------------	--------------------	---------



Liquid Dam

Licht uithardende cofferdam voor bescherming van de gingiva.

65003064	33,39 €
----------	---------

1 x Spuit 2 ml



	Referenties cofferdamklemmen zonder vleugels					Referenties cofferdamklemmen met vleugels				
Anterieure elementen	 Standaard #W9 H02770	 Standaard #212 H07792	 Brinker #B4 H01051	 Brinker #B5 H01052	 Brinker #B6 H01053	 Standaard #9 H02763				
Premolaren	 Standaard #W00 H02769	 Standaard #W2 H02768	 Standaard #W2A H02775	 Brinker #B4 H01051	 Brinker #B5 H01052	 Standaard #00 H02762	 Standaard #1 H02703	 Standaard #2 H02761	 Standaard #2A H05688	
Molaren	 Standaard #W3 H03814	 Standaard #W7 H02765	 Standaard #W8 H02767	 Standaard #W8A H02766	 Standaard #W14 H02774	 Standaard #3 H05689	 Standaard #4 H02704	 Standaard #7 H02758	 Standaard #8 H02760	
	 Standaard #W14A H02764	 Standaard #W56 H03815	 Brinker #B1 H01048	 Brinker #B2 H01049	 Brinker #B3 H01050	 Standaard #8A H02759	 Standaard #14 H05690	 Standaard #14A H02757		

RESORBEERBARE HEMOSTATISCHE GELATINESPONSJES VOOR EEN BETROUWBARE EN DOELTREFFENDE BLOEDSTELPING

roeko Gelatamp

Snelle eerste hemostase



ABSORPTIE



COLLOÏDAAL
ZILVER



- ✓ Preventief tegen de infectie van wonden en ontstaan van secundaire bloedingen na extracties
- ✓ Het enige gelatinesponsje op basis van colloïdaal zilver
- ✓ Hemostatisch en antibacterieel

ROEKO Gelatamp 14 × 7 × 7 mm

Doos van 20 st.	274002	22,02 €
Doos van 50 st.	274007	50,65 €
1 × doos van 10 dubbele blisters (20 st.)	274008	24,47 €

roeko Gelatamp forte

Uiterst snelle absorptie



ABSORPTIE



De ROEKO Gelatamp forte heeft een speciale sponsstructuur voor snelle absorptie. Het absorbeert tot 60x zijn gewicht in de eerste minuten. Het is een dun wit sponsje van 4 mm, dat de chirurgietijd reduceert en de hemostase sneller laat intreden zelfs bij het gebruik van bloedverdunners.

ROEKO Gelatamp forte 10 × 10 × 4 mm

Doos van 24 st.	60036568	38,57 €
-----------------	----------	----------------

roeko Gelatamp white

Extra absorptievermogen



ABSORPTIE



ROEKO Gelatamp white is een universeel sponsje voor algemene chirurgische procedures. Standaard kubusvormig sponsje van 10 × 10 × 10 mm. Het is doeltreffend voor de controle van bloedingen, het absorberen van vloeistoffen en de bevordering van coagulatie. Goed absorptievermogen, hoge biocompatibiliteit en gebruiksgemak voor diverse chirurgische toepassingen.

ROEKO Gelatamp white 10 × 10 × 10 mm

Doos van 24 st.	60052842	18,45 €
-----------------	----------	----------------

SciCan BRAVO G4

Autoclaven met kamers verkrijgbaar
in 3 maten: 17 L, 22 L en 28 L

Contacteer
uw Coltène-
vertegenwoordiger



G4-technologie



Intelligente
en efficiënte
features



Verschillende
vulopties



SciCan BRAVO G4
Dim. 60 × 48 × 46 cm

17 l	7A620000	5 713,93 €
22 l	7A621000	6 402,35 €
28 l	7A622000	7 178,11 €

Cyclus	Type Cyclus	17 L		22 L		28 L	
		Duur Cyclus	Max. Lading	Duur Cyclus	Max. Lading	Duur Cyclus	Max. Lading
134°C Universeel	B	42 min	6 kg	46 min	7,5 kg	56 min	9 kg
134 °C Holle instrumenten niet verpakt	S	35 min	6 kg	39 min	7,5 kg	44 min	9 kg
134 °C Volle instrumenten verpakt	S	33 min	6 kg	39 min	7,5 kg	45 min	9 kg
134 °C Prionen	B	56 min	6 kg	60 min	7,5 kg	70 min	9 kg
121 °C Universeel	B	58 min	6 kg	63 min	7,5 kg	69 min	9 kg
134 °C Helixtest	n.a.	20 min	n.a.	24 min	n.a.	24 min	n.a.
Vacuümtest	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.
Gepersonaliseerd 134° of 121°	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.





-10%
op BioSonic



BioSonic UC50DB

Een grote in het klein!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale capaciteit van de tank	3,2 litres
Nuttig volume	2,0 litres
Totale afmetingen (L x l x h)	27,3 x 21,9 x 20,3 cm
Afmetingen tank (L x l x P)	19,7 x 14,6 x 10,5 cm
Vermogen	50 watts
Frequentie	53 kHz

BioSonic UC50DB

UC50DB230CE	1 105,33 €	994,80 €
-------------	-----------------------	-----------------

- 1 x Instrumentenmandje FingerGuard met metalen bodem
- 1 x Deksel



Klein vanbuiten,
groot vanbinnen



Uw assistent
aan de stoel

BioSonic UC300

Harde werker!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale capaciteit van de tank	14,4 litres
Nuttig volume	11 litres
Totale afmetingen (L x l x h)	48,2 x 30,5 x 31,1 cm
Afmetingen tank (L x l x P)	35,6 x 22,9 x 17,1 cm
Vermogen	300 watts
Frequentie	40 kHz

BioSonic UC300

UC300230CE	3 852,70 €	3 467,43 €
------------	-----------------------	-------------------

- 1 x Ultrasoonbad UC300 11L
- 1 x Deksel
- 1 x BioSonic enzymatisch ultrasoonreinigingsmiddel UC32 (236 ml)



Reiniging van grote
hoeveelheden instrumenten



Geoptimaliseerde
reiniging



Gelijktijdig reinigen van
prothesen en instrumenten


Pagina **4**

CanalPro
CalciSeal



Pagina **5**

HyFlex
K-Files



Pagina **23**

HySolate
SyntX



NIEUWS

AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:



Regional Manager Benelux
Sabien.Baisier@coltene.com
+32 472 095 035

Niet contractuele documenten en foto's, prijzen mogen op ieder ogenblik aangepast worden zonder verwittiging. Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen. aanbiedingen geldig tot en met 30 Juni 2026.
Design : www.fligranestudio.fr. © COLTENE, Adobe Stock.

Afdruk / Uitgever

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

+41 71 757 5300

info.ch@coltene.com

Contact verkoop

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

+41 71 757 5300

info.ch@coltene.com

www.coltene.com

Service Centrum

service@coltene.com

00 800 11 0000 12 (UIFN)

Ma. t/m vr.: 08:00 tot 17:00 CEST

 **COLTENEGROUP**