



Van de experts in hygiëne. Voor de experts in de mondzorg.

Miele Professional. Immer Besser.



PST 2220 Sterilisator CUBE X

A48582 Cube X
PST 1720 **17 liter**

Richtprijs
8766,83

A48583 Cube X
PST 2220 **22 liter**

Richtprijs
9401,30

Innovatief, efficiënt en een alles-in-een-oplossing: als wezenlijk onderdeel van de geïntegreerde systeemoplossing 360PRO waarborgen de tafelsterilisatoren Cube en Cube X een veilige en betrouwbare behandeling van tandheelkundige instrumenten in een mum van tijd. Zo kunnen praktijken van iedere omvang profiteren van waardevolle tijd- en kostenbesparingen, omdat niet alleen de instrumentencyclus, maar ook de gehele administratieve rompslomp wordt geoptimaliseerd.



- Geoptimaliseerde programmaduren – EcoDry-technologie
- Eenvoudige bediening – intuïtief kleurendisplay
- Individuele gebruikersovername – digitale identificatie
- Compacte afmetingen – ergonomisch design
- Feilloze procesdocumentatie – veilige gegevensoverdracht
- Eenvoudige gegevensoverdracht – wifi dongle key
- Veilige programmakeuze – individuele sterilisatiecycli
- Praktische programma-instellingen – individuele flexibiliteit
- Gemak – automatische watertoevoer
- Lage onderhoudskosten – lange onderhoudsintervallen

Aanbiedingen voor regelmatige service

Wij bieden u verschillende opties voor een regelmatige service, waarbij verschillende diensten zijn inbegrepen – precies zoals u het wilt. Daardoor kunt u uw kosten vooruit plannen, vermindert u uitvalpercentages en waarborgt u dat de installatie maximaal beschikbaar is. Wij adviseren u transparant en specifiek voor uw branche, wij coördineren afspraken en garanderen dat de benodigde onderdelen beschikbaar zijn, zelfs nog 15 jaar nadat de serieproductie is beëindigd. Ons uitgebreide servicenetwerk beschermt uw machines en uw onderneming, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Recupel-bijdrage: 0,10. Prijzen zijn in euro exclusief btw en per stuk of verkoopseenheid. Druk- en zetfouten voorbehouden. Foto's zijn niet bindend. Bij bestellingen boven de 150 euro exclusief btw worden geen administratie- en verzendkosten aangerekend. Toestellen boven de 5000 euro (excl. btw) worden gratis geleverd en geplaatst. Plaatsing omvat steeds de levering, installatie (op de benodigde aansluitingen en leidingen, te voorzien door de klant zelf volgens onze instructies) de oplevering en een korte opleiding. Promoties geldig tot **30/06/2026** en zolang de voorraad strekt. Acties niet cumuleerbaar met andere promoties.

Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be



Flexibiliteit voor alle teams.

Het modulaire mandconcept biedt volledige flexibiliteit om aan uw behoeften te voldoen. Speciaal voor verschillende disciplines ontwikkelde inzetstukken en manden maken een grondige desinfectie van alle soorten instrumenten mogelijk. ExpertLine biedt ook een reeks opties voor het drogen, van de AutoOpen-functie tot DryPlus-hetelucht-droging.


Algemene tandheelkunde



Implantologie en mond- en kaakchirurgie



Orthodontie



Het Miele cassette- en container systeem

Het Miele-cassette- en containersysteem helpt u bij het snel, duurzaam en efficiënt reinigen en opbergen van instrumenten. De verschillende cassettes en steriele containers zijn speciaal ontworpen om een soepele workflow te garanderen – van de behandeling van de patiënt tot de opslag.



EasyStore



Ontdek de efficiëntie, duurzaamheid en vele andere voordelen van de ExpertLine.



ExpertLine PWD 8682

Thermo-desinfector met gecombineerde expertise
Met ecodry functie*

Onze EcoDry heeft de AutoOpen-functie, die het restvocht aan het einde van het programma laat verdampen, zodat instrumenten kunnen drogen door de condensatie.*

ExpertLine PWD 8692

Thermodesinfector
Met heteluchtdroging DryPlus.

De heteluchtdroging DryPlus is de optimale oplossing voor holle instrumenten. Een HEPA-filter van klasse H13 filtert kleine deeltjes uit de drooglucht.

Actieve droging altijd met neutralisatiemiddel via externe doseerpomp.

Altijd het perfecte resultaat met onze automatische doseerpompen. Dit toestel vereist altijd deze oplossing voor eengegarandeerde werking.

- Verminderde warmteafgifte
- Perfecte droging – geen manuele droging meer nodig na uitladen van instrumenten indien correct beladen
- Gebruiksklaar voor sterilisatie na het proces

Cyclustijden met koudwater aansluiting

ExpertLine PWD 8682 / Expertline PWD 8692 **

3NAC400V	3NAC230V	1AC230V
Ecodry: ca. 1u10	Ecodry: ca. 1u20	Ecodry: ca. 1u50
Dry*: ca. 1u25	Dry*: ca. 1u25	Dry*

* Synthetische, kunststof of aluminium instrumenten kunnen mogelijk nog minimaal nat zijn en moeten daarna eventueel met de hand worden gedroogd.
** Cyclustijden zijn afhankelijk van watertoevoer, stroomaansluiting, programma's, correct gebruik en onderhoud.



ExpertLine PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Thermodesinfector

- 2 geïntegreerde doseerpompen
- Nog betere droogresultaten
- Grotere HEPA filter H14, met 500 draaiuren
- Conductiviteitsmeter (CM-module)
- 4 extra LED-lampen verwerkt in de glazen deur

Cyclustijden

ExpertLine PWD 8682 CD *

3NAC400V	3AC230V	1AC230V
Dry*: ca. 1u10	Dry: ca. 1u35	Dry: 2u10

* Cyclustijden zijn afhankelijk van watertoevoer, stroomaansluiting, programma's, correct gebruik en onderhoud.

Stainless steel

A51636 - 230 v
A51635 - 400 v

Richtprijs
8323,00

White

A51637 - 230 v
A51634 - 400 v

Richtprijs
8136,45

Stainless steel

A51641 - 230 v
A51640 - 400 v

Richtprijs
10530,00

White

A51639 - 230 v
A51638 - 400 v

Richtprijs
10313,80


A51642

Richtprijs
13356,00

Toebehoren

Vraag naar uw offerte op maat ! www.denta.be - 03 450 93 20 - verkoop@denta.be

Basic



A 102
A40098 Bovenrek Prijs: 449,98



A 151
A39581 Onderrek Prijs: 298,30



E 802/1
A32539 Inzet Prijs: 513,95




E 473/2 (2x)
A32281 Zeef met deksel voor boren
Prijs: 2 x 104,50



E 197
A37198 Zeefschaal Prijs: 196,65


Comfort



A 105/1
A39579 Bovenrek Prijs: 759,05




A 151
A39581 Onderrek Prijs: 298,30



E 337/1
A32341 Inzetrek Prijs: 584,24




E 473/2 (3x)
A32281 Zeef met deksel voor boren
Prijs: 3 x 104,50



E 198
A32341 Inzetrek Prijs: 584,25




E 197 (3x)
A37198 Zeefschaal Prijs: 3 x 196,65




Set A836
A43761 Injectorsproeierset Prijs: 340,10


Advanced



A 105/1
A39579 Bovenrek Prijs: 759,05



A 151
A39581 Onderrek Prijs: 298,30



A 317 (3x)
A51788 Inzet Prijs: 3 x 265,05




E 473 (3x)
A32281 Zeef met deksel voor boren
Prijs: 3 x 104,50



APWD 332
A52065 Tray plat Prijs: 196,65



APWD 333
A52066 Tray hoog Prijs: 224,20




APWD 331
A52064 Tray plat Prijs: 128,25



APWD 334 (2x)
A52067 Steriele container Prijs: 2 x 231,80



APWD 335
A52068 Steriele container
Prijs: 247,00



Set A836
A43761 Injectorsproeierset
Prijs: 340,10



E 337/1
A32341 Inzetrek Prijs: 584,25



APWD 336 (3x)
A52069 Filter Prijs: 3 x 43,70



APWD 337 (3x)
A52070 Houder Prijs: 3 x 17,10




APWD 338
A52071 Zegel met indicator
Prijs: 28,50



APWD 339
A52072 Zegel Prijs: 25,65

Ortho



A 105/1
A39579 Bovenrek Prijs: 759,05




A 151
A39581 Onderrek Prijs: 298,30



E 521/1 (2x)
A28053 Inzetrek Prijs: 2 x 143,45




E 802/1
A32539 Inzet Prijs: 513,95



E 522/1
A32793 Inzetrek Prijs: 219,45



A 830/1
A52063 Inzetrek voor mondzegels
Prijs: 57,95



Set A836
A43761 Injectorsproeierset Prijs: 340,10



E 198
A32341 Inzetrek Prijs: 584,25

Product Pack



1x Main Wash
ProCare Dent 10 MA - 5l
A37754 Reinigingsmiddel
5 liter
Prijs: 60,00 **Promo: 49,85**



1x Neutralisation
ProCare Dent 30 P - 5l
A38245 Neutralisatiemiddel
5 liter
Prijs: 80,49 **Promo: 65,00**



1x Final Rinse
ProCare Dent 40 - 1l
A37756 Naspoelmiddel
1 liter
Prijs: 23,95 **Promo: 19,50**



1x Reactivating
ProCare Universal 61 - 6 kg
A37512 Regenererzout
6 kg
Prijs: 36,90 **Promo: 17,85**



ProCare Universal 11 A - 10 kg
38671 Reinigingspoeder
10 kg
Prijs: 131,68 **Promo: 100,00**



1x Opener
ProCare-jerrycans
A50337 Opener
Prijs: 10,50 **Promo: 8,92**

Tot 57% korting

SUPER Package Deal PD0080

Koop 4 x Miele ProCare producten
(Dent 30 (5 l), Dent 10, Dent 11 A (10 kg), Dent 40 en/of
Universal 61) aan **promoprijs** en koop
het **Miele ProCare Dent 40** naspoelmiddel
aan **1 euro** (waarde: 23,95 euro).