

# Koers varen naar **PROMOTIES**

JULI-AUGUSTUS 2026



ENDODONTIE

**CanalPro** CalciSeal p.2



RESTAURATIE

**BRILLIANT** Crios p.9



BEHANDELINGSACCESSOIRES

HySolate **SyntX** p.11



# CanalPro CalciSeal **NIEUW!**

**-10%**

op CanalPro CalciSeal

## Biokeramisch wortelkanaalcement op basis van calciumsilicaat

Zijn bio-actieve en hydrofiele formule bevordert de minerale interactie met het dentine en dit met het behoud van de benodigde vloeibaarheid om zich in het kanaal en de laterale kanaaltjes te verspreiden.

Zijn bestendigheid tegen vocht vergemakkelijkt het gebruik, levert constante resultaten op en maakt de endoprocedure vlotter.



### Waarom kiezen voor CanalPro CalciSeal?



Hoge concentratie calciumsilicaat



Optimale thixotropie voor de perfecte obturatie



Uitstekende radio-opaciteit



Fijne en flexibele tipjes voor een precieze applicatie




Verhoogde pH-waarde voor een anti-microbiële bescherming



#### CanalPro CalciSeal

60043033	<del>99,90€</del>	<b>89,91€</b>
----------	-------------------	---------------

1 x Spuitje 2 g  
15 x Disposable plastic applicatietips



**BIO-ACTIEVE EN HYDROFIELE FORMULE**



Voor meer informatie, scan deze QR-code



VOOR HET MANUEEL EXPLOREREN EN PREPAREREN VAN WORTELKANALEN

# HyFlex K-Files NIEUW!

## Veilige handvijltjes

De HyFlex K-Files staan toe een inschatting te maken van de anatomie, de kromming en de mate van calcificatie van het kanaal. Handvijlen helpen een betrouwbare planning voor de behandeling in kaart te brengen door meteen een inschatting te maken van de complexiteit van de casus en daardoor ook een leidraad te bieden voor de keuze van het systeem voor de vormgeving van het kanaal zonder risico bij de eerste exploratie het kanaal te compromitteren. Ze laten toe een tactiele inschatting te maken van de situatie en ook een eerste vormgeving uit te voeren van het kanalenstelsel tijdens een endobehandeling.



Maten 006 tot 045  
in de lengtes 21, 25  
en 31 mm



Blisters van  
6 voorgesteriliseerde  
instrumenten



Vierkante dwarsdoorsnede  
voor een betere  
torsieweerstand



### HyFlex K-Files

**10,42 €**

Blister van 6 vijlen

Diameter ISO/lentje		21 mm	25 mm	31 mm
006		60041155	60041156	60041157
008		60041158	60041159	60041160
010		60041161	60041162	60041163
015		60041164	60041165	60041166
020		60041167	60041168	60041169
025		60041170	60041171	60041172
030		60041173	60041174	60041175
035		60041176	60041177	60041178
040		60041179	60041180	60041181
045		60041182	60041183	60041184



Voor meer  
informatie, scan  
deze QR-code



# CanalPro X-Move

## Volledige bewegingsvrijheid

- Geïntegreerde apexlocator
- Roterende of reciprokerende beweging (instelbare draaihoeken)
- Isolierend hoekstuk met minikopje
- Toerental tot 2500 tpm
- Snoerloos: 2,5u autonomie
- Intuïtieve bediening
- Voorgeprogrammeerd voor alle vijlen van COLTENE
- Instelbaar voor alle beschikbare vijlssystemen op de markt: snelheid, koppel en type beweging zijn programmeerbaar
- Auto-reversemodus instelbaar van zodra de vijl het referentiepunt (apex) heeft bereikt

12  
PRODUCTEN  
VOOR  
**1€**



Voor meer  
informatie, scan  
deze QR-code

## SPECIALE AANBIEDING

Bij aankoop van een **CanalPro X-Move + 1€**, ontvang je:

HySolate Latex Dental Dam Black medium, 36 st. (60031352)	x1
HyFlex EDM OGSF Sequence 25 mm, 4 st. (60036142)	x5
HyFlex EDM Finishing Set 25 mm, 3 st. (60019364)	x1
ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set 5 ml (60019560)	x1
HyFlex EDM OGSF Gutta points 30/.04, 60 st. (60036504)	x1
HyFlex EDM Gutta points Assortiment, 60 st. (60022705)	x1
HyFlex EDM OGSF Paper points 30/.04, 100 st. (60036503)	x1
HyFlex EDM Paper points Assortiment, 100 st. (60022744)	x1



**PACK CanalPro X-Move** (ref. 65002739) + **12 producten** (ref. SALESBUNDLEXM1)

**CanalPro X-Move**

65002739



Hoekstuk:  
360° draaibaar



Koppelbereik:  
0,4 - 5,0 Ncm



Snelheidsbereik:  
100 - 2500 tpm



Aanpasbare  
reciproke hoeken  
met 10° interval



Instelbaar tussen  
20° en 400°



Geïsoleerd hoekstuk  
met minikopje  
van 8 mm en een  
hoogte van 9,7 mm



EDM NiTi FILE SYSTEM

# HyFlex OGSF Sequence



## Voordelen

- **Voorspelbare resultaten** dankzij het standaard OGSF-protocol
- **Snelle preparatie van dagdagelijkse** endo's dankzij een uitgekiende opeenvolging van diameters en tapers voor de volledige sequentie
- **Hogere mate van veiligheid voor de patiënt** dankzij de breukresistentie van het materiaal en toepassing van het standaard OGSF-protocol



**NIEUW! 31mm OGSF-vijlen zijn nu beschikbaar**

HyFlex OGSF Refills 3 stks.

~~54,38 €~~

40,79 €

Opener

18/11



Glider (beveiliging)

15/03



Shaper (shaping)

18/045



Finisher (finishing)

30/04



HyFlex OGSF Sequence 4 stks.

~~72,30 €~~

54,23 €



18 mm	60036140	-	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138	60036141
25 mm	-	60023492	60036137	60036139	60036142
31 mm	-	60041082	60041083	60041086	60041090



# HyFlex EDM

Stays on track

NIEUW! 31 mm HyFlex EDM-vijlen zijn nu beschikbaar

**-25%**

op HyFlex EDM

## HyFlex EDM Refills

~~54,38 €~~

40,79 €

3 x Vijlen naar keuze (tabel hiernaast)

	Orifice Opener 25/12	HandFiles 10/05	Glijpadvijl naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal		Voorbereiding 20/05	Vormgeving 25/~ OneFile	Afwerkingsvijl		
	15/03	10/05	15/03	10/05	20/05	25/~ OneFile	40/04	50/03	60/02
Lengte	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 300 tpm 1,8 Ncm	Refill x 3 300 tpm 1,8 Ncm	Refill x 3 300 tpm 1,8 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm 2,5 Ncm
15 mm	60019596	-	-	-	-	-	-	-	-
21 mm	-	Handvijl naar keuze	60023493	60022269	60022275	60022270	60022271	60022272	60022274
25 mm	-	-	60023492	60019594	60022276	60019595	60019597	60019598	60019599
31 mm	-	-	60041082	60041081	60041084	60041085	60041087	60041088	60041089

## HyFlex EDM - OGSF Guttapercha punten

~~24,44 €~~

19,55 €

60 x Guttapercha punten



Maat	60 stuks.
EDM 20/05	60022706
EDM OneFile 25/~	60022707
EDM 40/04	60022708
EDM 50/03	60022709
EDM 60/02	60022710
Assortiment EDM 20/05 - 60/02	60022705
OGSF 30/04	60036504


**-20%**  
op EDM-OGSF - punten

## HyFlex EDM - OGSF Papierpunten

~~14,85 €~~

11,88 €

100 x Papierpunten



Maat	100 stuks.
EDM 20/05	60022742
EDM OneFile 25/~	60022743
EDM 40/04	60022676
EDM 50/03	60022741
EDM 60/02	60022740
Assortiment EDM 20/05 - 60/02	60022744
OGSF 30/04	60036503



DUAL CURE STOMPPOUW- EN BEVESTIGINGSCEMENT

# ParaCore

Duaal uithardend composietcement, versterkt met glaspartikels:  
**3 Indicaties – 1 Materiaal**



STIFTCEMENTATIE



STOMPPOUW



CEMENTEREN VAN KRONEN, BRUGGEN, INLAYS EN ONLAYS



Navulling ParaCore automix, 2 x 5 ml

112,03 €

2 x 5 ml    Kleur naar keuze  
20 x        Mixing tips met intra-orale tip

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

Composiet versterkt met glaspartikels, dual cure, radio-opaak en beschikbaar in 3 kleuren: dentine, wit en translucent.

- Stiftcementatie
- Stompbouw materiaal
- Cementatie van kroon en brugwerk zonder metaal = monoblok!



Voor meer informatie, scan deze QR-code

Navulling Paracore cartridge automix, 1 x 25 ml

236,85 €

1 x 25 ml    Kleur naar keuze  
20 x        Mixing tips met intra-orale tip

White	5854
Dentine	5853





LICHTUITHARDENDE UNIVERSELE ÉÉNSTAPSBONDING

# ONE COAT 7 UNIVERSAL

## De hechting in alle situaties

De lichtuithardende **ONE COAT 7 UNIVERSAL** is de enige bonding die je nodig hebt in de praktijk voor directe en indirecte restauraties. Geen primer, geen silaan - enkel aanbrengen, verspreiden met lucht en polymeriseren - klaar.



Een universele éénstapsbonding geschikt voor alle indicaties en estetechnieken




Extreem economisch: tot 300 applicaties in een flesje



Uitzonderlijke hechtwaarden en een excellente randaansluiting



PRODUCT VAN DE MAAND  
**JULI**  
**-33%**  
op refill flesje  
Aanbod alleen geldig via uw COLTENE-vertegenwoordiger



### ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Flesje

60019539 | 104,62€

1 x Flesje 5 ml

### ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Unidose

60019540 | 134,19€

50 x Unidose 0,1 ml

50 x Applicatieborstel



Voor meer informatie, scan deze QR-code

\*Methacryloyloxydecylwaterstoffosfaat






POLISHERS VOOR COMPOSITEN,  
COMPOMEREN EN HYBRIDE-KERAMIEK

# KENDA Deluxe

## Het luxegamma voor polijsten van composiet

De KENDA Deluxe is ontwikkeld in samenwerking met klinisch deskundigen en is een performant tweestaps gediamanteerd polijststelsel voor moderne esthetische tandheelkunde.



Eén Pre-Polisher - Adaptive & Gentle Smoothing zonder de wezenlijke morfologie van het oppervlak te veranderen.



Eén High-Gloss Polisher - briljante resultaten in slechts enkele seconden



ShapeGuard - 1 vorm voor alle oppervlaktes

### KENDA Deluxe Polishers voor composieten, compomeren en hybride-keramiek



Voor meer informatie, scan deze QR-code



Ref. x 12	0405.012	0406.012	0407.012	0408.012	0409.012	0455.012	0456.012	0457.012	0458.012	0459.012
	54,39€	54,39€	94,57€	54,39€	54,39€	54,39€	54,39€	94,57€	54,39€	54,39€
Ø mm	6,5	3,3	14	5	10	6,5	3,3	14	5	10
kopje L in mm	10	7,4	2	10	5,5	10	7,4	2	10	5,5
TPM	Rec	7 500 - 10 000	5 000 - 7 000	7 500 - 10 000		5 000 - 7 500	6 000 - 8 000	5 000 - 7 500		
	Max		10 000				10 000			




**NIEUW!**

# HySolate SyntX Dam

De meest vooruitstrevende non-latex cofferdam voor een snellere isolatie en een optimale afsluiting



Voorgeprint sjabloon



Uitzonderlijke elasticiteit en scheurbestendigheid (polyisopreen)



Blaauwe kleur voor een uitstekend contrast



Zonder latex – geen risico's op allergieën

Ontdek de nieuwe generatie cofferdam zonder latex met HySolate SyntX Dam, voor een snelle positionering en een betrouwbare retractie.


Dit materiaal is vervaardigd uit polyisopreen en biedt dezelfde tactiele eigenschappen als natuurlijk latex, zoals de scheurbestendigheid en een voortreffelijke elasticiteit zonder het risico op allergieën die gepaard gaan met latex. Er werd gekozen voor de blauwe tint die goed contrasteert

en de zichtbaarheid verbetert; de cofferdam heeft eveneens een voorgeprint sjabloon zoals ook bij onze HySolate Latex BLACK EDITION. De dikte biedt een mooi evenwicht tussen flexibiliteit en duurzaamheid, wat hem inzetbaar maakt voor een breed spectrum aan behandelprocedures.



## HySolate SyntX Dam zonder latex

Maat	Kleur	Medium	Hoeveelheid
127 x 127 mm	Blauw	60037566	42 € x30
152 x 152 mm	Blauw	60037567	45,12 € x30
	Blauw	60037568	109,90 € x75



# NIEUWS

p.2

## CanalPro CalciSeal




p.3

## HyFlex K-Files



p.11

## HySolate SyntX Dam



Voor het volledige gamma, bezoek [coltene.com](https://www.coltene.com) of contacteer je sales promotor.



Restauratie



Endodontie



Prothese



Behandelings-  
accessoires



Infection Control




Roterende  
Instrumenten

### AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:



**Regional Manager Benelux**  
Sabien.Baisier@coltene.com  
+32 472 095 035



**België – Vlaanderen  
en Nederlandstalig Brussel**  
Anka.Tierens@coltene.com  
+32 498 93 56 25

Niet contractuele documenten en foto's, prijzen mogen op ieder ogenblik aangepast worden zonder verwittiging. Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen, aanbiedingen geldig tot en met 31 augustus 2026.  
Design : [www.filigranestudio.fr](http://www.filigranestudio.fr)  
© COLTENE, Adobe Stock.

#### Mentions légales / Éditeur

**Coltene/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten  
+41 71 757 5300  
info.ch@coltene.com

#### Contact du service commercial

**Coltene/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten  
+41 71 757 5300  
info.ch@coltene.com

#### Centre de service

service@coltene.com  
00 800 11 0000 12 (UIFN)  
Du lundi au vendredi  
de 08h00 à 17h00 (CEST)

[www.coltene.com](http://www.coltene.com)

 **COLTENE GROUP**