

Trois teintes. Une décision.

Simplified Universal Composite

mhc

micro hybrid composite

Un concept rationalisé à 3 teintes, couvrant jusqu'à 90 % des cas cliniques quotidiens. Réduction du stock, simplification des flux de travail et résultats esthétiques fiables au quotidien.



BRIGHT

CLASSIC

WARM

- ✓ **Résistance et durabilité éprouvées**
Développé sur la base de plus de 25 ans d'expertise en composites
- ✓ **Manipulation fluide grâce à la Non-Stick Technology**
Manipulation non collante pour une mise en place contrôlée et efficace
- ✓ **Qualité suisse**
Développé avec précision et fabriqué en Suisse

Composite premium suisse pour des résultats prévisibles en **dentisterie quotidienne**.



Pourquoi choisir le Simplified Universal Composite?



Couvrent 90 % des cas quotidiens

Un concept de teintes simplifié, conçu pour correspondre de manière fiable jusqu'à 90 % des teintes VITA classical.



Indication universelle

Conçu pour les restaurations antérieures et postérieures – simple, efficace et cliniquement fiable.



Adaptation esthétique intelligente

Conçu pour s'harmoniser naturellement avec la structure dentaire environnante, garantissant des résultats esthétiques sûrs.



Stock réduit, moins de gaspillage

Moins de teintes signifie une gestion du stock simplifiée, moins de réapprovisionnements et moins de matériaux périmés.



Spécifications produit



Composite micro-hybride avancé | Photopolymérisable | Résistance à la flexion : 130 MPa |
Hautement chargé : 76 % en poids | Radiopaque | Classes de cavité I-V |
Indications antérieures et postérieures | Résultats esthétiques constants

mhc micro hybrid composite
BRIGHT REF 7210 | CLASSIC REF 7220 | WARM REF 7225

Composite premium suisse pour des résultats
prévisibles en dentisterie quotidienne.

