

PROMOTIES

Terug aan het werk

SEPTEMBER 2026



RESTAURATIE

BRILLIANT EverGlow

p.2



ENDODONTIE

HyFlex K-Files

p.4



BEHANDELINGSACCESSOIRES

HySolate Dental Dam

p.10



UNIVERSELE COMPOSITMATERIALEN

BRILLIANT EverGlow

Uitzonderlijke polijstbaarheid
en langdurig stralende glans

**NIEUWE KLEUR BESCHIKBAAR**

BRILLIANT EverGlow
Refills Spuitjes

59,53 €

1 x Draaispuit 3 g

BRILLIANT EverGlow
Refills Tips

87,05 €

20 x Tips 0,2 g

PRODUCT
VAN DE MAAND
SEPTEMBER

TOT
-50%

op BRILLIANT EverGlow

Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE-vertegenwoordiger

Voor meer
informatie, scan
deze QR-code



PRODUCT
VAN DE MAAND
SEPTEMBER

TOT
-33%

op BRILLIANT EverGlow Flow

Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE-vertegenwoordiger

BRILLIANT EverGlow Flow

Universeel submicron
hybride composiet

BRILLIANT EverGlow Flow
Refills Spuiten

35,17 €

1 x Spuit 2 g
5 x Standaard applicatietips
5 x Fijne applicatietips

		BRILLIANT EverGlow		BRILLIANT EverGlow Flow
		Draaispuit, 1 x 3 g	Tips, 20 x 0,2 g	Draaispuit, 1 x 2 g
DENTINE	XBL	60042912	60042913	-
	BL	60019697	60019706	60019752
	A1/B1	60019698	60019707	60019753
	A2/B2	60019699	60019708	60019754
	A3/D3	60019700	60019709	60019755
	A3.5/B3	60019701	60019710	60019756
	C2/C3	60019702	60019716	-
	A4/C4	60019703	60019717	60019757
GLAZUUR	BL TRANS	60019705	60019719	-
	TRANS	60019704	60019718	60019758
OPAQUE	OBL	60019743	60019746	-
	OA1	60019744	60019747	-
	OA2	60023819	60023823	60019751
	OA3	60019745	60019748	60023825
	OA4	60023820	60023824	-



BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow is het ideale vulmateriaal voor snelle en eenvoudige restauraties. Gebaseerd op de BRILLIANT vulstoftechnologie is het de perfecte partner voor BRILLIANT EverGlow en EverGlow Flow.



GEEN BOVENLAAG NODIG


Dankzij de hoge slijtvaste eigenschappen kunnen kwaliteitsrestauraties in één efficiënte stap worden gemaakt, aangezien er geen afdeklaag nodig is.

TOT 4 MM BETROUWBARE UITHARDINGSDIEPTE

Incrementen met een dikte tot 4 mm worden binnen 20 sec betrouwbaar uitgehard ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Deze eigenschap in combinatie met de oppervlaktebevochtiging en de vloeibaarheid van het materiaal zorgt ervoor dat u tijdens uw werk veel tijd kunt besparen.

ÉÉN ADAPTIEF MULTI SHADE MATERIAAL

Dankzij het kameleoneffect van BRILLIANT Bulk Fill Flow kan het Multi Shade materiaal zich aanpassen aan een scala aan kleuren van gebitselementen.



BRILLIANT Bulk Fill Flow - Refill Sduit 1 enkele tint, Multi Shade adaptief materiaal

60033280

46,23 €

1 x Sduit 2,3 g
11 x Applicatietips





VOOR HET MANUEEL EXPLOREREN EN PREPAREREN VAN WORTELKANALEN

HyFlex K-Files

NIEUW!

Veilige handvijltjes

De HyFlex K-Files staan toe een inschatting te maken van de anatomie, de kromming en de mate van calcificatie van het kanaal. Handvijlen helpen een betrouwbare planning voor de behandeling in kaart te brengen door meteen een inschatting te maken van de complexiteit van de casus en daardoor ook een leidraad te bieden voor de keuze van het systeem voor de vormgeving van het kanaal zonder risico bij de eerste exploratie het kanaal te compromitteren. Ze laten toe een tactiele inschatting te maken van de situatie en ook een eerste vormgeving uit te voeren van het kanalenstelsel tijdens een endobehandeling.



Maten 006 tot 045
in de lengtes 21, 25
en 31mm



Blisters van
6 voorgesteriliseerde
instrumenten



Vierkante dwarsdoorsnede
voor een betere
torsieweerstand



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code

HyFlex K-Files

10,63 €

Blister van 6 vijlen



Ø ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045
21 mm	60041155	60041158	60041161	60041164	60041167	60041170	60041173	60041176	60041179	60041182
25 mm	60041156	60041159	60041162	60041165	60041168	60041171	60041174	60041177	60041180	60041183
31 mm	60041157	60041160	60041163	60041166	60041169	60041172	60041175	60041178	60041181	60041184



CanalPro CalciSeal **NIEUW!**

Biokeramisch wortelkanaalcement op basis van calciumsilicaat

Zijn bio-actieve en hydrofiele formule bevordert de minerale interactie met het dentine en dit met het behoud van de benodigde vloeibaarheid om zich in het kanaal en de laterale kanaaltjes te verspreiden.

Zijn bestendigheid tegen vocht vergemakkelijkt het gebruik, levert constante resultaten op en maakt de endoprocedure vlotter.

**-10%**

op CanalPro CalciSeal

Waarom kiezen voor CanalPro CalciSeal?



Hoge concentratie
calciumsilicaat



Optimale thixotropie
voor de perfecte
obturatie



Uitstekende
radio-opaciteit



Fijne en flexibele
tipjes voor een
precieze applicatie



Verhoogde pH-waarde
voor een anti-
microbiële
bescherming




CanalPro CalciSeal

60043033	101,90€	91,71€
----------	--------------------	--------

1 x Spuitje 2 g

15 x Disposable plastic applicatietips

**BIO-ACTIEVE
EN HYDROFIELE
FORMULE**

Voor meer
informatie, scan
deze QR-code

HyFlex EDM

Stays on track

NIEUW! 31mm HyFlex EDM-vijlen zijn nu beschikbaar

HyFlex EDM Refills

~~55,46 €~~

41,60 €

3 x Vijlen naar keuze (tabel hiernaast)

-25%
op HyFlex
EDM

Orifice Opener



Refill x 3
400 tpm
2,5 Ncm

HandFiles



*Handvrij
naar keuze*

Glijpadvrij naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal



Refill x 3
300 tpm
1,8 Ncm



Refill x 3
300 tpm
1,8 Ncm



Refill x 3
400 tpm
2,5 Ncm



Refill x 3
400 tpm
2,5 Ncm

Afwerkingsvijl



Refill x
400 tpm
2,5 Ncm



15 mm	60019596	Handvijl naar keuze	-	-	-	-	-	-	-
21 mm	-		60023493	60022269	60022275	60022270	60022271	60022272	60022274
25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595	60019597	60019598	60019599
31 mm	-		60041082	60041081	60041084	60041085	60041087	60041088	60041089

**HyFlex EDM - OGSF
Guttaperchapunten**

~~24,93 €~~

19,94€

60 x Guttaperchapunten




**HyFlex EDM - OGSF
Papierpunten**

~~15,16 €~~

12,13€

100 × Papierpunten



Maat	60 stuks.
EDM 20/.05	60022706
EDM OneFile 25/~	60022707
EDM 40/.04	60022708
EDM 50/.03	60022709
EDM 60/.02	60022710
Assortiment EDM 20/.05 - 60/.02	60022705
OGSF 30/.04	60036504

-20%
op EDM-OGSF -
punten

Maat	100 stuks.
EDM 20/05	60022742
EDM OneFile 25/~	60022743
EDM 40/04	60022676
EDM 50/03	60022741
EDM 60/02	60022740
Assortiment EDM 20/05 - 60/02	60022744
OGSF 30/04	60036503



EDM NiTi FILE SYSTEM

HyFlex OGSF Sequence

-25%
op HyFlex
OGSF

Voordelen

- **Voorspelbare resultaten** dankzij het standaard OGSF-protocol
- **Snelle preparatie van dagdagelijkse** endo's dankzij een uitgekende opeenvolging van diameters en tapers voor de volledige sequentie
- **Hogere mate van veiligheid voor de patiënt** dankzij de breukresistentie van het materiaal en toepassing van het standaard OGSF-protocol

**NIEUW! 31mm OGSF-vijlen zijn nu beschikbaar**

— Werklengte

HyFlex OGSF
Refills 3 stuks.~~55,46 €~~


41,60 €

Opener

18/11

**Glider**
(beveiliging)
15/03**Shaper**
(shaping)
18/045**Finisher**
(finishing)
30/04**HyFlex OGSF**
Sequence 4 stuks.~~73,75 €~~

55,31 €



18 mm	60036140	-	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138	60036141
25 mm	-	60023492	60036137	60036139	60036142
31 mm	-	60041082	60041083	60041086	60041090



DIATECH Diamantboren


Betere snijcapaciteiten en hogere levensduur

- Vergulde instrumenten van premium kwaliteit
- 100% natuurlijk diamantpoeder
- 100% visuele kwaliteitscontrole
- Grofheden volgens ISO-normen
- Perfecte kalibratie van standaardvormen
- Hoge concentratie diamanten per mm²



SCAN DE QR-CODE EN VIND ER


**200 VERSCHILLENDE VORMEN
IN 5 GROFHEDEN**



CYLINDRISCH



BOLVORM




BEKER
OF CUP



OLIJFVORMIG



EIERVORMIG




TORPEDO




CONISCH




VLAMVORMIG




OMGEKEERDE
KEGEL



PEERVORM



WIEL



TONVORMIG



POLISHERS VOOR COMPOSITEN,
COMPOMEREN EN HYBRIDE-KERAMIEK

KENDA Deluxe

Het luxegamma voor
polijsten van composiet

De KENDA Deluxe is ontwikkeld in samenwerking met klinisch deskundigen en is een performant tweestaps gediamanteerd polijstsysteem voor moderne esthetische tandheelkunde.



Eén Pre-Polisher - Adaptive & Gentle Smoothing zonder de wezenlijke morfologie van het oppervlak te veranderen.



Eén High-Gloss Polisher - briljante resultaten in slechts enkele seconden



ShapeGuard - 1 vorm voor alle oppervlaktes



KENDA Deluxe

Assortiment van 12 polishers

0400.012

55,47 €



KENDA Deluxe

12 x Diamond polishers



Ref. x 12	0405.012	0406.012	0407.012	0408.012	0409.012
	55,47 €	55,47 €	96,46 €	55,47 €	55,47 €
Ø mm	6,5	3,3	14	5	10
kopje L in mm	10	7,4	2	10	5,5
TPM	Rec	7 500 - 10 000		7 500 - 10 000	
	Max	10 000			



0455.012	0456.012	0457.012	0458.012	0459.012
55,47 €	55,47 €	96,46 €	55,47 €	55,47 €
6,5	3,3	14	5	10
10	7,4	2	10	5,5
5 000 - 7 500		6 000 - 8 000	5 000 - 7 500	
10 000				



Voor meer informatie, scan deze QR-code



HySolate Dental Dam



Verbeterde zichtbaarheid
dankzij een
doeltreffende isolatie



Beveiliging en
bescherming



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code

-20%
op Dental Dam



HySolate latex cofferdam, poedervrij en een laag proteïnegehalte
152 x 152 mm, x36

Fine			Medium			Heavy			X-heavy		
	60034418	21,90 € 17,52 €		60034419	24,32 € 19,46 €		60034420	27,90 € 22,32 €		60034421	28,75 € 23 €
	-			60031352	27,99 € 22,39 €		60031353	32,09 € 25,67 €		60031354	33,08 € 26,46 €
	-			60034442	24,32 € 19,46 €		60034443	27,90 € 22,32 €	-		
	60034427	21,90 € 17,52 €		60034428	24,32 € 19,46 €		60034429	27,90 € 22,32 €		60034430	28,75 € 23 €
	60034433	21,90 € 17,52 €		60034436	25,26 € 20,21 €		60034438	27,99 € 22,39 €	-		

HySolate cofferdam zonder latex
x15



Maat			Medium	
	127 × 127 mm	H09928	42,13 €	33,70 €
	152 × 152 mm	H09105	42,13 €	33,70 €

HySolate Flexi Dam zonder latex
met kader, x20



Maat		Medium
 100 × 105 mm	H00750	83,06 € 66,45 €

HySolate Flexi Dam cofferdam
zonder latex, x30



Maat			Medium	
	152 × 152 mm	H09947	48,02 €	38,42 €
	152 × 152 mm	H09946	48,02 €	38,42 €
	152 × 152 mm	H09945	48,02 €	38,42 €

NIEUW!

HySolate SyntX Dam zonder latex



Maat		Medium	Hoeveelheid		
	127 × 127 mm	60037566	42,84 €	34,27 €	×30
	152 × 152 mm	60037567	46,02 €	36,82 €	×30
	152 × 152 mm	60037568	112,10 €	89,68 €	×75



roeko Surgitip Afzuigcanules

- Nauwkeurige afzuiging dankzij de duidelijk zichtbare groene tip
- Geen belemmering van het zicht dankzij de lange, slanke vorm en de kegelvormige punt
- Hygiënisch en tijdbesparend gebruik omdat de canules steriel zijn, individueel verpakt en direct klaar voor gebruik
- Verschillende zuigmondopeningen voor een breed behandelingsspectrum

Surgitip-micro

Ø 1,2 mm, × 20 stuks.

462012	51,45 €
--------	---------

Ø 1,2 mm, × 100 stuks.

462013	208,21 €
--------	----------

Surgitip

Ø 2,8 mm, × 20 stuks.

462025	46,77 €
--------	---------

Ø 2,8 mm, × 100 stuks.

462026	189,23 €
--------	----------

Ø 4,9 mm, × 20 stuks.

462048	42,09 €
--------	---------

Ø 4,9 mm, × 100 stuks.

462049	171,65 €
--------	----------

Contacteer
uw Coltene-
vertegenwoordiger



roeko Parotisroll

ROEKO Parotisroll
Unieke wattenrol met
geïntegreerde veer, × 100 stuks.

#1 : Ø 9 mm, 80 mm	160001	23,12 €
#2 : Ø 10 mm, 80 mm	160002	
#3 : Ø 10 mm, 100 mm	160003	
#5 : Ø 8 mm, 100 mm	160005	

roeko Luna



- ✓ Behoudt zijn vorm en rafelt niet wanneer het in speeksel gedrenkt is
- ✓ Absorbeert vocht gedurende de gehele behandeling

ROEKO Luna
Wattenrollen

300 g, #1	100001	12,11 €
300 g, #2	100002	
300 g, #3	100003	

NIEUWS

p. 2

BRILLIANT EverGlow

NIEUWE KLEUR




p. 5

CanalPro CalciSeal



p. 10

HySolate SyntX Dam



Voor het volledige gamma, bezoek coltene.com of contacteer je sales promotor.



Restauratie



Endodontie



Prothese



Behandelings-
accessoires



Infection Control




Roterende
Instrumenten

AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:



Regional Manager Benelux
Sabien.Baisier@coltene.com
+32 472 095 035



**België – Vlaanderen
en Nederlandstalig Brussel**
Anka.Tierens@coltene.com
+32 498 93 56 25

Niet contractuele documenten
en foto's, prijzen mogen op ieder
ogenblik aangepast worden zonder
verwitting. Bij een foutieve prijs
behoudt COLTENE zich het recht deze
prijs aan te passen, aanbiedingen
geldig tot en met 30 september 2026.
Design : www.filigranestudio.fr.
© COLTENE, Adobe Stock.

Mentions légales / Éditeur

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contact du service commercial

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Centre de service

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Du lundi au vendredi
de 08h00 à 17h00 (CEST)

www.coltene.com

 **COLTENE GROUP**