



# DENTA OnLineStore



**1 SEPTEMBER - 31 DECEMBER 2026** [www.denta.be](http://www.denta.be) Verkoop, onderhoud en reparaties.

## SPECIAL COLTENE SCICAN

SciCan biedt innovatieve oplossingen voor infectiepreventie voor tandartspraktijken en medische klinieken wereldwijd. De producten zijn ontworpen om medische en tandheelkundige instrumenten snel, efficiënt en veilig te reinigen, desinfecteren en steriliseren.

In de tandheelkundige sector is SCICAN vooral bekend om de STATIM-cassetteautoclaaf, de snelste in zijn soort. Samen met professionals en regelgevende instanties ontwikkelen we praktische oplossingen die bijdragen aan een veilige werkomgeving en optimale patiëntenzorg.

Van kleine praktijken tot grote klinieken vertrouwen zorgverleners op SciCan om de verspreiding van infectieziekten, zoals hepatitis B, hepatitis C en hiv, te helpen voorkomen.

SciCan maakt deel uit van COLTENE, een wereldwijde specialist in tandheelkundige verbruiksartikelen en apparatuur.

*De HYDRIM G4, de tafelthermodesinfector biedt een veilige, effectieve en efficiënte manier om instrumenten te reinigen. Hierdoor kan het personeel zich richten op wat in een tandartspraktijk het belangrijkste is: de patiënt.*

**Tandarts Sophie Gillard**



Coltene SciCan  
Hydrim C61 G4

SciCan

# Bravo G4

Sterilisator Type B

## De slimmere manier van steriliseren

De SciCan BRAVO G4, een sterilisator van type B, omvat zowel pre-sterilisatievacuüm om de stoompenetratie te verbeteren als post-sterilisatievacuüm om het drogen te verbeteren. De keuze uit eenheden van 17 l, 22 l of 28 l, vacuümondersteund drogen met gesloten deur en efficiënte omlooptijden verzekeren dat klinici altijd een ruime voorraad aan instrumenten klaar voor gebruik hebben.



**Geleverd en geplaatst !**

A46310 **17 liter**

Prijs: 5713,93

**Promo  
????,00**

**??% korting**

Garantie: 1 jaar

A46311 **22 liter**

Prijs: 6402,35

**Promo  
????,00**

A46312 **28 liter**

Prijs: 7178,11

**Promo  
????,00**

### **Package Deal PD0???**

Koop de SciCan BRAVO G4 naar keuze  
aan **promoprijs** en koop  
de **Pure 100 demineralisator** aan  
de helft van prijs **342 euro !**

**Tot ??% korting**



A46313 **BRAVO Pure 500**

DEMINERALISATOR Prijs: 1190,65

A46314 **BRAVO Pure 100**

DEMINERALISATOR Prijs: 684,15

**COLTENE**



SciCan

# STATIM G4

Cassette Autoclaaf



## De supersnelle S-cyclus cassette autoclaaf

De autoclaaf van SciCan steriliseert uw instrumenten in slechts 8 minuten en kan daarmee uitstekend ingezet worden voor sterilisatie tussen behandelingen door. Hiermee kunt u efficiënter te werk gaan en bespaart u op de aanschaf van extra instrumenten.

De geavanceerde stoom technologie van de Statim is zacht voor uw instrumenten. De verkorte tijd waaraan uw instrumenten hieraan bloot worden gesteld, draagt bij aan een langere levensduur van uw instrumenten.



**Geleverd en geplaatst !**

### Statim 2000 G4

A35826  
Afmeting 2000G4

Extern: L41,4 x B41,5 x H15 cm  
Cassette: L28 x B18 x H3,5 cm

*De STATIM 2000 G4 heeft ruimte voor maximaal 4 verpakkingen of een lading van 1,0 kg*

Prijs: 4939,19

**16% korting**

Promo  
**4145,00**

### Statim 5000 G4

A36146  
Afmeting 5000G4

Extern: L60 x B41 x H19 cm  
Cassette: L38 x B18 x H7,5 cm

*De STATIM 5000 G4 heeft ruimte voor maximaal 10 verpakkingen of een lading van 1,5 kg.*

Prijs: 6113,62

**16% korting**

Promo  
**5135,00**

 **COLTENE**

## StatMatic Smart

The **StatMatic Smart van Coltene SciCan** is een automatische onderhoudseenheid voor tandartsinstrumenten, specifiek ontworpen voor het reinigen en smeren van tandheelkundige handstukken.

Dit apparaat is een belangrijk hulpmiddel in drukke tandartspraktijken, omdat het zorgt voor een efficiënte en consistente verzorging van handstukken, **wat essentieel is voor hun levensduur en optimale werking.**

**Geleverd zonder adaptoren !**

A40282 **1 motor**

Prijs: 3566,20

**17% korting**

**Promo  
2935,00**

A40283 **2 motors**

Prijs: 3741,85

**17% korting**

**Promo  
3079,00**

A40284 **3 motors**

Prijs: 3955,12

**17% korting**

**Promo  
3250,00**



A36788 **SciCan Dental oil**

Prijs: 57,92

**10% korting**

**Promo  
52,13**



A36789 **SciCan Dental cleaner**

Prijs: 19,31

**10% korting**

**Promo  
17,38**



## Hydrim C61 G4

A37793

Tafelmodel: Afmetingen: h 520, b 598, d 526 mm

De HYDRIM C61WD G4 is een geavanceerde instrumentenreiniger die speciaal is ontworpen voor gebruik in tandheelkundige praktijken.

Het apparaat heeft een capaciteit van 6 volledige cassettes en kan tot 120 instrumenten in slechts **60 minuten** reinigen en drogen. Dit maakt het een efficiënt en krachtig hulpmiddel voor het snel verwerken van grote hoeveelheden instrumenten, wat essentieel is voor praktijken met een hoge patiëntenstroom. Het start-to-dry proces zorgt ervoor dat de instrumenten volledig klaar zijn voor hergebruik na de cyclus, **wat bijdraagt aan zowel de hygiëne als de workflow-efficiëntie.**

Prijs: 6910,55

**13% korting**

**Promo  
5990,00**

**Geleverd  
en geplaatst !**



**Denta Service** is uw betrouwbare partner voor het onderhoud en de herstelling van tandheelkundige apparatuur. Met jarenlange ervaring zorgen wij ervoor dat uw praktijk vlot en zonder onderbrekingen kan blijven werken.

Wij staan in voor het onderhoud en de herstelling van behandelunits en randapparatuur, waaronder turbines, hoek- en handstukken, compressoren, zuigmotoren, amalgaamseparatoren en toestellen van diverse merken.

Reken op een snelle service, deskundige herstellingen en een maximale betrouwbaarheid van uw apparatuur, zodat u zich volledig kunt richten op uw patiënten.

Recupel-bijdrage: 0,10. Prijzen zijn in euro exclusief btw en per stuk of verkoopseenheid. Druk- en zetfouten voorbehouden. Foto's zijn niet bindend. Bij bestellingen boven de 150 euro exclusief btw worden geen administratie- en verzendkosten aangerekend. Toestellen boven de 5000 euro (excl. btw) worden gratis geleverd en geplaatst. Plaatsing omvat steeds de levering, installatie (op de benodigde aansluitingen en leidingen, te voorzien door de klant zelf volgens onze instructies) de oplevering en een korte opleiding. Promoties geldig van **01/09/2026** tot **31/12/2026** en zolang de voorraad strekt. Acties niet cumuleerbaar met andere promoties.

Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, [www.denta.be](http://www.denta.be)

