



# DENTA OnLineStore

COMPTOIR DENTAIRE  
DE BRUXELLES

**dentex**  
the dental trade fair

1 – 2 – 3 OCTOBRE 2026  
BRUSSELS EXPO – PAVILLON 5  
**DENTA Stand 5149**

**1 SEPTEMBRE - 31 DÉCEMBRE 2026** [www.denta.be](http://www.denta.be) Vente, entretien et réparations.

## SPÉCIAL COLTENE SCICAN

SciCan fournit des solutions innovantes de prévention des infections aux cabinets dentaires et aux cliniques médicales du monde entier. Ses produits sont conçus pour nettoyer, désinfecter et stériliser les instruments médicaux et dentaires de manière rapide, efficace et sûre.

Dans le secteur dentaire, SciCan est surtout connu pour son autoclave à cassette STATIM, le plus rapide de sa catégorie. En collaboration avec les professionnels du secteur et les organismes de réglementation, SciCan développe des solutions pratiques qui contribuent à un environnement de travail sûr et à une prise en charge optimale des patients.

Des petits cabinets aux grandes cliniques, les professionnels de santé font confiance à SciCan pour contribuer à prévenir la propagation de maladies infectieuses telles que l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH.

SciCan fait partie de COLTENE, un spécialiste mondial des consommables et des équipements dentaires.

*" Le thermodésinfecteur de table HYDRIM G4 offre un moyen sûr, efficace et performant de nettoyer les instruments. J'ai choisi cet appareil pour son format compact, qui s'intègre parfaitement dans mon cabinet, et pour la fiabilité du service après-vente. Je peux ainsi me consacrer pleinement à ce qui compte le plus dans un cabinet dentaire : le patient. "*

**Dentiste Sophie Gillard**



Coltene SciCan  
**Hydrim C61 G4**

**COLTENE**

SciCan

# Bravo G4

Stérilisateur Type B

## La manière plus intelligente de stériliser

Le SciCan BRAVO G4, un stérilisateur de type B, associe un prévide avant la stérilisation afin d'améliorer la pénétration de la vapeur, à un postvide après la stérilisation pour optimiser le séchage. Disponible en modèles de 17 l, 22 l ou 28 l, il offre un séchage assisté par vide avec porte fermée et des temps de cycle efficaces, afin de garantir aux praticiens une réserve suffisante d'instruments toujours prêts à l'emploi.

*" Depuis que nous utilisons le BRAVO G4, nous gagnons un temps précieux au quotidien. Ses cycles rapides et son séchage efficace grâce au post-vide permettent de réutiliser ou de stocker rapidement les instruments. "*

*La version de 17 l offre également une capacité suffisante pour traiter plusieurs cassettes ou sachets de stérilisation en un seul cycle, ce qui rend notre workflow plus efficace et fiable. "*

**Dentiste Ann Demaertelaere**



**Livré et installé !**

A46310 **17 litre**

Prix: 5828,20

**Promo**  
**4890,00**

**Une remise de 16%**

A46311 **22 litres**

Prix: 6530,40

**Promo**  
**5485,00**

A46312 **28 litres**

Prix: 7321,68

**Promo**  
**6090,00**

## Offre de reprise !

Bénéficiez de **500 euros** de **remise supplémentaire** à l'achat d'un **nouveau BRAVO G4**, **HYDRIM** ou **STATIM**, en échange de votre **ancien stérilisateur** ou **laveur-désinfecteur**.

**COLTENE**

SciCan

# STATIM G4

Autoclave à cassettes



## L'autoclave à cassette à cycle S ultrarapide

Les autoclaves à cassette STATIM G4 2000 et 5000 de SciCan stérilisent vos instruments selon des cycles rapides à partir de 6 minutes 45 secondes. Ils sont ainsi parfaitement adaptés à la stérilisation entre deux traitements. Vous travaillez plus efficacement, disposez plus rapidement de vos instruments et pouvez limiter l'achat d'instruments supplémentaires.

Grâce à une exposition plus courte à la vapeur, le cycle rapide à cassette contribue également à prolonger la durée de vie de vos turbines, pièces à main et contre-angles.



**Livré et installé !**

### A35826 Statim 2000 G4

Dimensions:  
Extérieures: P41,4 x L41,5 x H15 cm  
Cassette: P28 x L18 x H3,5 cm

**Le STATIM 2000 G4 peut accueillir jusqu'à 4 sachets ou une charge de 1,0 kg.**

Prix: 5037,97

**Une remise de 16%**

**Promo  
4230,00**

### A36146 Statim 5000 G4

Dimensions:  
Extérieures: P60 x L41 x H19 cm  
Cassette: P38 x L18 x H7,5 cm

**De STATIM 5000 G4 peut accueillir jusqu'à 10 sachets ou une charge de 1,5 kg.**

Prix: 6235,90

**Une remise de 16%**

**Promo  
5230,00**

 **COLTENE**

## StatMatic Smart

Le **StatMatic Smart** de **COLTENE SciCan** est une unité d'entretien automatique conçue pour nettoyer et lubrifier les contre-angles et les turbines dentaires.

Cet appareil constitue une aide précieuse dans les cabinets dentaires très fréquentés. Il assure un entretien efficace et constant des instruments, contribuant ainsi à prolonger leur durée de vie et à garantir leur bon fonctionnement.

**Livré sans adaptateurs !**

A40282 **1 moteur**

Prix: 3637,52

**Une remise de 17%**

**Promo  
2990,00**

A40283 **2 moteurs**

Prix: 3816,69

**Une remise de 17%**

**Promo  
3165,00**

A40284 **3 moteurs**

Prix: 4034,23

**Une remise de 17%**

**Promo  
3345,00**



A36788 **SciCan Dental oil**

Prix: 57,92

**Une remise de 10%**

**Promo  
52,13**



A36789 **SciCan Dental cleaner**

Prix: 19,31

**Une remise de 10%**

**Promo  
17,38**



## Hydrim C61 G4

A37793

Modèle de table: Dimensions: h 520, b 598, d 526 mm

Le **HYDRIM C61WD G4** est un laveur-désinfecteur avancé spécialement conçu pour les cabinets dentaires. Il dispose d'une capacité de 6 cassettes de taille complète et peut nettoyer et sécher jusqu'à 120 instruments en seulement **60 minutes**.

Grâce au processus « start-to-dry », les instruments sont entièrement prêts à être réutilisés à la fin du cycle. Le **HYDRIM C61WD G4** contribue ainsi à **une hygiène optimale** et à **un flux de travail efficace**, même dans les cabinets accueillant un grand nombre de patients.



Prix: 7048,76

**Une remise de 13%**

**Promo  
5990,00**

**Livré et  
installé !**



Denta Service est votre partenaire fiable pour l'entretien et la réparation de votre équipement dentaire. Grâce à notre expertise, nous veillons au bon fonctionnement de votre cabinet, sans interruption.

Nous assurons l'entretien et la réparation des unités dentaires et de leurs périphériques, notamment les turbines, contre-angles, pièces à main, compresseurs, moteurs d'aspiration, séparateurs d'amalgame et appareils de différentes marques.

Vous pouvez compter sur un service rapide et fiable afin de vous consacrer pleinement à vos patients.



**1 – 2 – 3 OCTOBRE 2026 - BRUSSELS EXPO – PALAIS 5 - DENTA Stand 5149**

Les principaux appareils SciCan présentés sur notre stand sont le **STATIM G4**, le **BRAVO G4** et le **HYDRIM G4**. Ensemble, ces systèmes offrent une solution complète pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des instruments, avec un accent particulier sur la rapidité, l'efficacité et une prévention fiable des infections.

Taxe récupel: 0,10. Les prix sont en euro hors TVA et par pièce ou par unité de vente. Sous réserve de fautes de frappe ou de composition. Les photos sont sans engagement. Aucun frais d'administration ou de transport ne sera compté pour les commandes au dessus de 150 euros hors TVA. Les promotions sont valables du **01/09/2026** au **31/12/2026**.

Offres valables jusqu'à épuisement du stock et non cumulables avec d'autres actions.

**COMPTOIR DENTAIRE  
DE BRUXELLES**



Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, [www.denta.be](http://www.denta.be)

**Comptoir Dentaire de Bruxelles**, EEBIC building, Allée de la Recherche 12 bte 30.28, 1070 Anderlecht, [www.comptoir-dentaire.be](http://www.comptoir-dentaire.be)