



DENTA OnLineStore



1 – 2 – 3 OKTOBER 2026
BRUSSELS EXPO – PALEIS 5
DENTA Stand 5149

1 SEPTEMBER - 31 DECEMBER 2026 www.denta.be Verkoop, onderhoud en reparaties.

SPECIAL COLTENE SCICAN

SciCan biedt innovatieve oplossingen voor infectiepreventie voor tandartspraktijken en medische klinieken wereldwijd. De producten zijn ontworpen om medische en tandheelkundige instrumenten snel, efficiënt en veilig te reinigen, desinfecteren en steriliseren.

In de tandheelkundige sector is SCICAN vooral bekend om de STATIM-cassetteautoclaf, de snelste in zijn soort. Samen met professionals en regelgevende instanties ontwikkelen we praktische oplossingen die bijdragen aan een veilige werkomgeving en optimale patiëntenzorg.

Van kleine praktijken tot grote klinieken vertrouwen zorgverleners op SciCan om de verspreiding van infectieziekten, zoals hepatitis B, hepatitis C en hiv, te helpen voorkomen.

SciCan maakt deel uit van COLTENE, een wereldwijde specialist in tandheelkundige verbruiksartikelen en apparatuur.

"De HYDRIM G4 tafelthermodesinfector biedt een veilige, effectieve en efficiënte manier om instrumenten te reinigen. Ik koos voor dit toestel omwille van het compacte tafelmodel, dat perfect past binnen mijn praktijk, en de betrouwbare service achteraf. Zo kan ik me volledig richten op wat in een tandartspraktijk het belangrijkste is: de patiënt."

Tandarts Sophie Gillard



Coltene SciCan
Hydrim C61 G4

 **COLTENE**

SciCan

Bravo G4

Sterilisator Type B

De slimmere manier van steriliseren

De SciCan BRAVO G4, een sterilisator van type B, omvat zowel pre-sterilisatievacuüm om de stoompenetratie te verbeteren als post-sterilisatievacuüm om het drogen te verbeteren. De keuze uit eenheden van **17 l**, **22 l** of **28 l**, vacuümondersteund drogen met gesloten deur en efficiënte omlooptijden verzekeren dat klinici altijd een ruime voorraad aan instrumenten klaar hebben voor gebruik.

"Sinds we met de BRAVO G4 werken, besparen we dagelijks kostbare tijd. De snelle sterilisatiecycli zorgen ervoor dat onze instrumenten snel weer beschikbaar zijn. Bovendien komen ze dankzij de post-vacuümtechnologie en het droogproces met gesloten deur volledig droog uit de autoclaaf, waardoor we ze direct kunnen gebruiken of opslaan. Ook de ruime capaciteit is een groot pluspunt: de 17L-uitvoering biedt voldoende ruimte om meerdere cassettes of sterilisatiezakjes in één cyclus te verwerken. Dat maakt onze workflow efficiënter en betrouwbaarder."

Tandarts Ann Demaertelaere



Geleverd en geplaatst !

A46310 **17 liter**

Prijs: 5828,20

Promo
4890,00

A46311 **22 liter**

Prijs: 6530,40

Promo
5485,00

A46312 **28 liter**

Prijs: 7321,68

Promo
6090,00

16% korting

Inruil actie !

Ontvang **500 euro extra korting** op een nieuwe BRAVO G4, HYDRIM of STATIM bij inruil van uw oude sterilisator of thermodesinfector.

COLTENE

SciCan

STATIM G4

Cassette-autoclaaf



De supersnelle S-cyclus cassette-autoclaaf

De STATIM G4 2000 en 5000 cassette-autoclaven van SciCan steriliseren uw instrumenten in korte cyclustijden vanaf 6 minuten en 45 seconden. Daardoor zijn ze uitstekend inzetbaar voor sterilisatie tussen behandelingen door. U werkt efficiënter, houdt uw instrumenten sneller beschikbaar en kunt mogelijk besparen op de aanschaf van extra instrumentarium.

Doordat instrumenten minder lang aan stoom worden blootgesteld, draagt de snelle cassettecyclus bovendien bij aan een langere levensduur van uw turbines, handstukken en hoekstukken.



Geleverd en geplaatst !

A35826 Statim 2000 G4

Afmeting:
Extern: L41,4 x B41,5 x H15 cm
Cassette: L28 x B18 x H3,5 cm

De STATIM 2000 G4 heeft ruimte voor maximaal 4 verpakkingen of een lading van 1,0 kg.

Prijs: 5037,97

16% korting

Promo
4230,00

A36146 Statim 5000 G4

Afmeting :
Extern: L60 x B41 x H19 cm
Cassette: L38 x B18 x H7,5 cm

De STATIM 5000 G4 heeft ruimte voor maximaal 10 verpakkingen of een lading van 1,5 kg.

Prijs: 6235,90

16% korting

Promo
5230,00

 **COLTENE**

StatMatic Smart

De **StatMatic Smart van Coltene SciCan** is een automatische onderhoudseenheid voor tandartsinstrumenten, specifiek ontworpen voor het reinigen en smeren van tandheelkundige hoekstukken en turbines.

Dit apparaat is een belangrijk hulpmiddel in drukke tandartspraktijken, omdat het zorgt voor een efficiënte en consistente verzorging van uw instrumentarium **wat essentieel is voor hun levensduur en optimale werking.**

Geleverd zonder adaptoren !

A40282 **1 motor**

Prijs: 3637,52

17% korting

**Promo
2990,00**

A40283 **2 motors**

Prijs: 3816,69

17% korting

**Promo
3165,00**

A40284 **3 motors**

Prijs: 4034,23

17% korting

**Promo
3345,00**



A36788 **SciCan Dental oil**

Prijs: 57,92

10% korting

**Promo
52,13**



A36789 **SciCan Dental cleaner**

Prijs: 19,31

10% korting

**Promo
17,38**



Hydrim C61 G4

A37793

Tafelmodel: Afmetingen: h 520, b 598, d 526 mm

De HYDRIM C61WD G4 is een geavanceerde instrumentenreiniger die speciaal is ontworpen voor gebruik in de tandheelkundige praktijk.

Het apparaat heeft een capaciteit van 6 volledige cassettes en kan tot 120 instrumenten in slechts **60 minuten** reinigen en drogen. Dit maakt het een efficiënt en krachtig hulpmiddel voor het snel verwerken van grote hoeveelheden instrumenten, wat essentieel is voor praktijken met een hoge patiëntenstroom. Het start-to-dry proces zorgt ervoor dat de instrumenten volledig klaar zijn voor hergebruik na de cyclus, **wat bijdraagt aan zowel de hygiëne als de workflow-efficiëntie.**



Prijs: 7048,76

15% korting

**Promo
5990,00**

**Geleverd
en geplaatst !**



Denta Service is uw betrouwbare partner voor het onderhoud en de herstelling van tandheelkundige apparatuur. Met jarenlange ervaring zorgen wij ervoor dat uw praktijk vlot en zonder onderbrekingen kan blijven werken.

Wij staan in voor het onderhoud en de herstelling van behandelunits en randapparatuur, waaronder turbines, hoek- en handstukken, compressoren, zuigmotoren, amalgaamseparatoren en toestellen van diverse merken.

Reken op een snelle service, deskundige herstellingen en een maximale betrouwbaarheid van uw apparatuur, zodat u zich volledig kunt richten op uw patiënten.



1 – 2 – 3 OKTOBER 2026 - BRUSSELS EXPO – PALEIS 5 - DENTA Stand 5149

De belangrijkste SciCan-apparaten op onze stand zijn de **STATIM G4**, **BRAVO G4** en **HYDRIM G4**. Samen bieden deze systemen een complete oplossing voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren van instrumenten, met een sterke focus op snelheid, efficiëntie en betrouwbare infectiepreventie.

Recupel-bijdrage: 0,10. Prijzen zijn in euro exclusief btw en per stuk of verkoopseenheid. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Foto's zijn niet bindend. Bij bestellingen boven de 150 euro exclusief btw worden geen administratie- en verzendkosten aangerekend.
Toestellen boven de 5000 euro (excl. btw) worden gratis geleverd en geplaatst. Plaatsing omvat steeds de levering, installatie (op de benodigde aansluitingen en leidingen, te voorzien door de klant zelf volgens onze instructies) de oplevering en een korte opleiding.
Promoties geldig van **01/09/2026** tot **31/12/2026** en zolang de voorraad strekt. Acties niet cumuleerbaar met andere promoties.

Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be

