



DENTA
OnLineStore

COMPTOIR DENTAIRE
DE BRUXELLES



POP! en showroom.
Meuble rose - DentalArt - page 80

1 SEPTEMBRE - 31 DÉCEMBRE 2026 www.denta.be Vente, entretien et réparations.

SPÉCIAL PETIT ET GRAND ÉQUIPEMENT

**De 5 à 50% ou plus de remise sur nos prix,
remise de quantité et Package Deals !**



ExpertLine
Miele
page 41

Page 52

LABOMED
ideas for vision

Index : désignation des produits

AC 100	61	MM 4000	7
AC 200	61	Multidem C27	37
Acteon Inserts	20	NEW Lisa	37
AIR-FLOW	27	Newtron Booster	19
AIRFLOW HANDY 3.0 SUPRA	23	Newtron LED	20
AIRFLOW MAX	26	Newtron P5 XS B.LED	19
Air-Flow Perio	27	Newtron Slim B.LED	19
AIRFLOW Perio pièce à main	23	Night Cleaner	27
AIRFLOW Plus	26	Omnimask Comfort	36
Airsonic Absorbo Box	18	OptraGate 2	18
Airsonic Mini	18	OPUS	21-22
Alginate Mixer II	2	Periodlow Nozzles	27
Ancar A-3200	65	PIEZON 250 LED	26
Ancar S-5H	66	Piezon Insert	26
Ancar Sd-300	64	PIEZON LED	26
Apex ID	8	Piezotome CUBE	29
Assistina One	34	PRIMA Pro	52
Assistina Twin	34	PROPHYflex 4	13, 15
B75	54, 55	PROPHYflex poudre	15
BamBasic	62	PROPHYflexpearls	15, 18
BioFilm	27	Protaper Ultimate	6
Biosonic UC300	33	pspiX²	46
Biosonic UC40	33	PST 2220	41
Biosonic UC50DB	33	PWD 8682	41
Blue Flame 1500	45	PWD8692	41
Bluephase EasyCure	4	Reciproc	6
Bluephase G4	4	Riskontrol	20
Bluephase PowerCure	4	RONDOflex plus 360	13, 14
BRAVO G4	35	Rotating Capsule Mixing Device 2	
CanalPro NaOCL	10	RVG 5200 #1	47
CanalPro X-Move	9	RVG 6200 #1	47
Capsule Mixing Device	2	Safemask	36
CS 2200	45	Servotome II	29
CS 7200	46	Siderea SUNLIGHT	56
CS 7600	47	SmartLite Pro Endoactivator	10
CS 8100	48	SmartLite Pro Intro kit	4
CS 8200 3D	48	SONICflex	13, 14
CS 8200 3D Neo Edition	49	Spraynet	34
Demi Plus	3	Spray à l'huile	34
dentalart Fringe	81	Statim G4	36
dentalart POP!	80	StatMatic Smart	36
dentalart TAO	81	Support Design	62
dentalart Wish	81	SURGmatic S15 L PRO	28
Dento-prep microblaster	18	SURGmatic S201	28
D-Light Pro	3	Synea Fusion	16
Dr. Mach	53	Synea Vision	17
Duo Tandem	60	T1/T2 Turbine et pièce à main	11
Durr Tornado	61	TheD+	40
elements Connect	8	ThermaPrep 2	10
Elements IC	8	TwinWave	4
Elipar DeepCure	3	Tyscor VS 4	60
Elma Clean	32	Ultradent Aquila	74 -79
Elmasonic MED	32	Ultradent Leonda	74 -79
EMS Bacter X Pro	27	U-Son	32
Endy 7	7	V300 S	61
Ergo	62	VacuFormer	2
EVA	58, 59	Valo Family	5
EXPERTseries	13	Vista Intra DC	45
EXPERTSurg	28	VistaPano S	49
F1 spray service oil	34	Vistascan Mini	47
GBT Flowcontrol	27	W&H chirurgie	31
GBT Machine Classic	24	WaveOne Gold	6
GBT Machine Ready	25	X-Mind DC	45
GBT Visigate	27	X-Mind optima 3D	51
Gutta-Smart	10	X-Mind prime	50
HTC Stylo à cautériser jetable	45	X-Mind unity	45
Hu-Friedy cassette	44	X-Smart Go	6
Hydrim C61 G4	36	X-Smart Pro (+)	6
Ichiropro	29	Z-ACTIVATOR	8
Implant Center 2	29	Z-APEX	8
Implantmed Plus II	30	Z-EVO	8
Insert Perio	26	Z-EVO MINI	8
INTRALIFT II	29	ZIVA	57
KaVo amiQa	69	Z-UP & Z-DOWN	8
KaVo Duo-Pack	12		
KaVo QUATTROcare PLUS	34		
KaVo UniQa	70		
Lara, Lara XL & Lara XXL	39		
Lina	39		
Lisa	38		
Lisa Mini	38		
Locapex	7		
Lubrifluid	34		
MAGNA	52		
MASTERseries	13		
Mastersurg	28		
Miele accessoires	42, 43		
Miele Procare	42		
MiniLED	3		
Miratorch	45		

Appareils

CAVEX Alginate Mixer II + 10 x 500 g alginate au choix

V30968



Prix
1095,00

Package Deal PD0278

Achetez l'**Alginate Mixer II + 10 x 500 g Cavex alginate** au choix à **1095,00 euros** et achetez l'**ImpreSafe starterkit** à **1 euro** (valeur: 94,75 euros) et achetez l'**Alginate container** bleu ou rose au choix à **1 euro** (valeur: 32,80 euros) et achetez le **GreenClean** à **1 euro** (valeur: 25,70 euros).

Une remise de 12%

CAVEX VacuFormer Starterkit

A34191

1 VacuFormer
1 kit Instant Stone (20 plâtre & activateur)
25 Splint+
25 Bleach Heavy
12 protège-dents Clear
1 paire de ciseaux et protocoles

Prix: 665,60

Promo
632,25



Package Deal PD0026

Achetez le **Cavex VacuFormer Starterkit** à **prix promo de 632,25 euros** (valeur: 665,60 euros) et achetez le **Bite&White ABC Masterkit** à **1 euro** (valeur: 47,99 euros) + le **Bite&White Barrier / Spacer** à **1 euro** (valeur: 30,65 euros)

Une remise de 14%

SOLVENTUM Capsule Mixing Device

A01238

Prix: 541,63

Promo
395,00

Une remise de 27%



SOLVENTUM Rotating Capsule Mixing Device

A01084

Prix: 846,85

Promo
625,00

Une remise de 26%



Elipar DeepCure - S LED

A39687 Lampe sans fil, pièce à main en acier inoxydable (250 g), guide lumineux 10 mm et écran de protection oculaire.



Prix: 1320,05

Promo
955,00

Une remise de 27%



Pinnacle Cure Sleeve 11 mm tips

A27761 400 pièces
Prix: 36,84 **Promo: 28,90**

Elipar DeepCure - L LED

A39686 Puissance lumineuse : 1.470 mW/cm². Lampe sans fil corps en plastique robuste incassable (180 g), livrée avec alimentation électrique universelle avec 5 adaptateurs, guide lumineux 10 mm, écran de protection oculaire et 3 disques de polymérisation.



Prix: 691,45

Promo
498,00

Une remise de 27%



Pinnacle Cure Sleeve 11 mm tips

A27761 400 pièces
Prix: 36,84 **Promo: 28,90**

MiniLED Standard

A27384 Puissance lumineuse 1.150 mW/cm²
Longueur d'onde: 420-480 nm
Sans fil



Prix: 1117,47

Promo
799,00

Une remise de 28%



Pinnacle Cure Sleeve 7-8 mm tips

A49610 400 pièces
Prix: 36,84 **Promo: 28,90**

MiniLED SuperCharged

A34219 Puissance lumineuse 2.000 mW/cm²
Longueur d'onde: 420-480 nm
Guide optique opalescent Ø 7,5 mm
Sans fil



Prix: 1435,51

Promo
975,00

Une remise de 32%



Pinnacle Cure Sleeve 7-8 mm tips

A49610 400 pièces
Prix: 36,84 **Promo: 28,90**

MiniLED active


A41670 Puissance lumineuse 3000 mW / cm²
un guide optique opalescent Ø 7,5 mm



Prix: 697,73

Une remise de 35%

Promo
450,00



Pinnacle Cure Sleeve 7-8 mm tips

A49610 400 pièces
Prix: 36,84 **Promo: 28,90**

MiniLED ortho 2

A34280 1 pièce à main MiniLED
1 guide opalescent Ø5,5 mm
1 alimentation + 4 prises, 1 batterie,
1 chargeur de batterie, 1 pare-lumière ovale



Prix: 1486,25

Promo
999,00

Une remise de 32%



Pinnacle Cure Sleeve 7-8 mm tips

A49610 400 pièces
Prix: 36,84 **Promo: 28,90**

D-Light Pro

A41075 Puissance lumineuse 1.400 mW/cm²
Longueur d'onde: 400-480nm
Embout lumineux Ø 8 mm
Sans fil



Prix: 1799,00

Une remise de 51%

Promo
875,00



Pinnacle Cure Sleeve 7-8 mm tips

A49610 400 pièces
Prix: 36,84 **Promo: 28,90**

Demi Plus

A35076



Prix: 1693,17

Une remise de 41%

Promo
990,00



Pinnacle Demi Ultra sleeves

A38649 100 pièces
Prix: 26,57 **Promo: 24,75**

Pinnacle Demi Ultra sleeves

A32229 250 pièces
Prix: 36,84 **Promo: 28,90**



Appareils à photopolymériser LED

Smartlite Pro intro kit

A42707 Appareil modulaire unique avec embout de transillumination et radiomètre intégré à la station de recharge. Boîtier entièrement en métal. Technologie optique ultramoderne garantissant une haute qualité. Combinaison intelligente de facilité d'utilisation clinique et de polyvalence modulaire

Contenu:

- 1 x pièce à main, 1 x Cure Tip (blue light)
- 1 x Transillumination Tip, 2 x Batteries
- 1 x Charging Base

Prix 1646,60

Une remise de 24%

Promo

1249,00

SmartLite Pro Sleeves
A44280 100 pièces
Prix: 17,55 **Promo: 16,75**



Appareils à photopolymériser LED

Bluephase EasyCure



A50855

Bluephase EasyCure impressionne par sa qualité et sa simplicité. Il suffit d'une simple pression sur le bouton pour activer le programme High Power et bénéficier d'une polymérisation rapide, fiable et efficace en seulement 10 secondes. Grâce à son bouton unique, Bluephase EasyCure est votre partenaire de tous les jours pour une polymérisation sans effort.

Prix: 950,00

Une remise de 19%

Promo

765,00

A39851 Bluephase G4 Sleeves 100 pièces



Prix: 39,95

Une remise de 16%

Promo

33,50

Bluephase G4

V42559 Gris, bleu, vert ou rose
Mode High-Power : 1200 mW/cm2
Adaptée aux traitements quotidiens courants.

Mode PreCure : 950 mW/cm2
Particulièrement adapté à l'élimination des excès des composites de collage photopolymérisables, par exemple Variolink Esthetic.

Prix: 1325,00

Une remise de 26%

Promo

975,00



Bluephase Powercure

A44084

- Bluephase Powercure
- chargeur de batterie inclus
- guide optique 10x9 mm
- 50 housses de protection
- 1 écran de protection
- 3 capuchons de protection

Prix: 1710,00

Une remise de 30%

Promo

1190,00



Appareils à photopolymériser LED

TwinWave

A52163

- 1 pièce à main
- 1 chargeur de batterie
- 1 câble d'alimentation
- 2 bases d'appareil
- 1 écran de protection
- 1 gaine de protection
- 1 paire lunettes de protection

Prix: 316,70

Une remise de 10%

Promo

285,00



TwinWave – Protective sleeves
A52164 100 pièces
Prix: 16,70

VALO™

LA SEULE LAMPE A PHOTO-POLYMERISER QU'IL VOUS FAUT



VALO X Kit A49111

1 x lampe à polymériser LED VALO X
5 x lentilles accessoires; 2 x piles rechargeables
1 x chargeur de piles, 1 x bloc d'alimentation, 1 x cordon,
1 x support pour pièce à main, 1 x écran protecteur contre la lumière bleue, 1 x échantillon de manchons protecteurs

Prix: 1999,00 **Promo: 1349,00**

VALO X Color V51851

Couleur: Aurora Pink, Galaxy Purple, Horizon Red, Nebula Grun, Onyx Black, Stardust Gray, Twilight Blue

1 x lampe de photopolymérisation VALO X led,
1 x lentille diffuseur, 1 x écran de protection contre la lumière bleue, 1 x paquet d'échantillons de gaines de protection,
1 x alimentation électrique, 2 batteries rechargeables

Prix: 1749,00 **Promo: 1299,00**

VALO X barrier sleeves A49116

100 pièces

Prix: 28,40 **Promo: 23,45**



VALO GRAND Cordless Kit V41570

Couleur: Black, Sapphire, Red rock
1 x lampe à polymériser à LED Valo Grand Cordless,
4 x piles rechargeables, 1 x chargeur de piles, 1 x bloc d'alimentation,
1 x support pour pièce à main, 1 x écran protecteur contre la lumière bleue, 1 x échantillon de manchons protecteurs

Prix: 1599,00 **Promo: 985,00**

VALO GRAND Corded kit Black A43071

1x VALO GRAND LED cordon (1,83 m), 1 x écran de sécurité,
1 support de pièce à main, 15 x barrier sleeves

Prix: 1484,00 **Promo: 1085,00**

VALO GRAND Corded Barrier Sleeves A42306

100 pièces

Prix: 28,40 **Promo: 23,45**

VALO GRAND Cordless Barrier Sleeves A44328

100 pièces

Prix: 28,40 **Promo: 23,45**



VALO Cordless Kit A38461-BL

1 x lampe à polymériser à LED Valo Cordless,
4 x piles rechargeables, 1 x chargeur de piles,
1 x bloc d'alimentation, 1 x support pour p.a.m
1 x écran protecteur contre la lumière bleue,
1 x échantillon de manchons protecteurs

Prix: 1499,00 **Promo: 898,00**

VALO Cordless Barrier Sleeves

100 pièces A42273

Prix: 28,40 **Promo: 23,45**

X-Smart Pro Endo Motor

A50184

- Moteur d'endodontie X-Smart Pro
- Mini Contre-Angle avec LED intégrée
- Gaine en acier inoxydable avec position réglable à 360°
- Support de pièce à main magnétique
- Boîte d'accessoires (chargeur avec adaptateurs d'alimentation universels)

Prix: 2214,98

Une remise de 26%**Promo
1635,00****X-Smart Pro+ Endo Motor with Integrated Apex Locator**

A50185

- Moteur X-Smart Pro
- Mini Contre-Angle avec LED intégrée
- Gaine en acier inoxydable avec position réglable à 360°
- Support de pièce à main magnétique
- Boîte d'accessoires (chargeur avec adaptateurs d'alimentation universels)
- Clip Labial
- Pince instrumentale
- Câble double connexion

Prix: 2884,63

**Promo
1645,00****Une remise de 42%****Reciproc**V37586 **R25** (rouge), **R40** (noir), **R50** (jaune) 6 pièces
longeur: 21 mm - 25 mm - 31 mm

Prix: 113,03

Une remise de 26%**Promo****82,85****Reciproc blue**V40634 **R25** (rouge), **R40** (noir), **R50** (jaune) 6 pièces
longeur: 21 mm - 25 mm - 31 mm

Prix: 113,03

Une remise de 26%**Promo****82,85****Protaper Ultimate**V46839 **F1** (jaune), **F2** (rouge), **F3** (bleu), **FX** (vert), **FXL** (jaune-bleu) 6 pièces
longeur: 21 mm - 25 mm - 31 mm

Prix: 77,15

Une remise de 22%**Promo
59,50****WaveOne Gold**V39484 **Small** (jaune), **Primary** (rouge), **Medium** (vert) **Large** (blanc) 6 pièces
longeur: 21 mm - 25 mm - 31 mm

Prix: 108,06

Une remise de 23%**Promo
82,85****X-Smart Go Cordless Motor avec Apex Locator**

A52380

Contenu de l'emballage :

endo Motor avec Apex Locator

- 1 pièce à main, 1 contre-angle 6:1,
- 1 station de charge, 1 chargeur, 1 câble de mesure
- 2 clips labiaux, 2 pinces instrumentales,
- 1 embout de pulvérisation de type F
- 2 gaines de protection contre-angle
- 10 gaines de protection pièce à main

Prix: 2089,00

Une remise de 6%**Promo
1949,00****Package Deal PD0467**

Achetez le **X-Smart Go** Cordless Motor avec Apex Locator à **prix promo** de **1949,00 euros** (valeur: 2089,00 euros) et achetez **6x Dentsply/VDW limes** (choix parmi: Reciproc (Blue et/ou Minima), WaveOne Gold ou Protaper Ultimate) mélange possible à **1 euro**.

Remise jusqu'à 29%

Appareils - Endo - MicroMega

MM 4000 Moteur endodontique sans fil

A51591

- 1 x MM 4000
- 1 x Pièce à main moteur
- 1 x Station de charge
- 1 x Boîte
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Bague isolée
- 1 x Batterie
- 1 x Buse de pulvérisation
- 4 x Clip de lime
- 1 x Contre-angle
- 1 x Cordon de mesure
- 2 x Crochet à lèvres
- 4 x Joint torique
- 10 x Manchon
- 2 x Sonde tactile

MM MICRO MEGA



Prix: 1291,00

Une remise de 14%

PROMO

1099,00

Remise jusqu'à 43%

Package Deal PD0413

Achetez le **MM 4000** à prix promo de

1099,00 euros (valeur: 1291,00 euros) et achetez

10 x B5 Remove, B5 Glider, One Reci, 2Shape mini et/ou One Curve mini blisters

à **1 euro** par pièce (mélange possible).

Remise jusqu'à 46%

Package Deal PD0423

Achetez **50 x B5 Remove, B5 Glider, One Reci,**

2Shape mini et/ou One Curve mini blisters

à prix promo et achetez le **MM 4000**

à **1 euro** (valeur: 1291,00 euros).

Appareils - Endo - Ionyx

Endy 7 micromoteur et localisateur d'apex

A46619

Prix: 1835,00

Par emballage

- Moteur
- Contre-angle
- Électrode labiale (2x)
- Fil blanc (2x)
- Manchon pour mesure manuelle
- Adaptateur de lubrification
- Chargeur

Une remise de 12%

Promo

1599,00

Mesure 100 % numérique

Le signal émis par votre Endy 7 est entièrement numérique. Il n'y a aucune dérive ni modification au fil du temps dans la précision de votre localisateur d'apex IONYX.

Locapex 6 apex locator

A49606

Le signal de votre Locapex 6 est entièrement numérique. La précision de votre localisateur d'apex IONYX reste constante au fil du temps : aucune dérive ni variation ne se produit.

Grâce à la mesure directe, vous obtenez instantanément des informations sur la position de la lime dans le canal radiculaire, dès que la pointe ou le porte-lime entre en contact.

Cet angle de vision vous permet de suivre la progression de la lime vers l'apex, quelle que soit la position de l'appareil.



3 ANS DE GARANTIE



Prix: 624,00

Une remise de 36%

Promo

395,00

elements Connect et Apex Connect

A50352 elements Connect moteur sans fil kit

Prix: 2172,47

- elements Connect Contre-angle
- elements Connect motor pièce à main
- elements Connect Base de chargement
- elements Connect Adaptateur AC/CC
- elements Connect/Apex Connect Câble d'alimentation
- elements Connect Bloc-batterie

Promo
1975,00

A50343 Apex Connect Set

- Apex Connect
- Apex Connect Crochet labial (5 pièces)
- Apex Connect Porte-lime A
- Apex Connect Porte-lime B
- Apex Connect Adaptateur AC/CC
- Apex Connect Adaptateur de porte-lime
- Apex Connect Batterie de rechange
- Apex Connect Cordon de l'électrode
- Apex Connect Câble d'alimentation

Prix: 1033,97

Promo
895,00

Elements IC

A42978 Obturation puissante et sans fil

Prix: 4026,33

Une remise de 35%

Promo
2595,00


Apex ID

A37701 Apex locateur

Prix: 1173,17

Une remise de 32%

Promo
795,00


Z-EVO MINI

A46340 Endomoteur. Poids: 99 g, Plage de couple: 0.5 N•cm - 4.0 N•cm,
 Source de courant: 100 V - 240 V, Fréquence: 50 Hz/60 Hz,
 Puissance de sortie: DC 5 V/1 A
 Prix: 822,35

Une remise de 14%

Promo
699,00


Z-ACTIVATOR

A46359 Activateur ultrasonique sans fil.

Prix: 677,25

Une remise de 15%

Promo
575,00


Z-UP

A46341 Large plage de températures de 90 °C à 250 °C. Il dispose de 5 programmes mémorisés, permettant d'ajuster la température et le temps de découpe en fonction du type de matériau utilisé pour l'obturation.

Promo
845,00

Prix: 995,00

Une remise de 15%

Z-DOWN

A46349 Plage de températures de 90 °C à 250 °C, avec 5 programmes mémorisés permettant d'adapter la température et le temps de coupe au type de matériau utilisé pour l'obturation.

Promo
649,00

Prix: 765,00

Une remise de 15%

Z-EVO

A46335 Endomoteur avec localisateur d'apex intégré.
 Plage de vitesse de rotation: 120 - 1000 rpm
 Programmes mémorisés: 11 (M0 - M10)
 Plage de couple: 0.5 - 4.0 N•cm
 Capacités de la batterie: 1500 mAh

Prix: 1355,00

Une remise de 15%

Promo
1150,00


Z-APEX

A46354 Détecteur d'apex sans fil

Prix: 352,00

Une remise de 15%

Promo
299,00


Z-UP & Z-DOWN

A46353 Obturation

Prix: 1881,25

Une remise de 22%

Promo
1450,00


MOTEUR D'ENDODONTIE

CanalPro X-Move

Totale liberté de mouvement

Le moteur endodontique sans fil CanalPro X-Move possède deux modes de mouvement, rotation complète et mouvement oscillatoire pour tous les systèmes de limes courants. Le moteur est très flexible et facile à manier.

- ✓ Localisateur d'apex intégré
- ✓ Mouvement en rotation continue ou en réciprocity (angles ajustables)
- ✓ Contre-angle isolé avec tête miniature
- ✓ Vitesse de rotation jusqu'à 2 500 tr/min
- ✓ Sans fil : 2,5 heures d'autonomie
- ✓ Interface intuitive
- ✓ Préprogrammé pour une utilisation avec les limes COLTENE
- ✓ Utilisable avec toutes les limes endodontiques du marché : possibilité de programmer les mouvements, vitesses de rotation et couples
- ✓ Fonction auto-reverse apical, lorsque la lime atteint le point de référence (apex)

Une remise de 24%

Special Offer

1199,00

Normal:
1584,00

OFFRE SPÉCIALE

Pour l'achat de 1 CanalPro X-Move,
12 produits INCLUS

HySolate Latex Dental Dam Black medium, 36 pcs (60031352)	x1
HyFlex EDM OGSF Séquence 25mm, 4 pcs (60036142)	x5
HyFlex EDM Finishing Set 25mm, 3 pcs (60019364)	x1
ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set 5ml (60019560)	x1
HyFlex EDM OGSF Gutta points 30/.04, 60 pcs (60036504)	x1
HyFlex EDM Gutta points Assortment, 60 pcs (60022705)	x1
HyFlex EDM OGSF Paper points 30/.04, 100 pcs (60036503)	x1
HyFlex EDM Paper points Assortment, 100 pcs (60022744)	x1



PACK CanalPro X-Move + produits INCLUS

A51483 **Special Offer: 1199,00**



CanalPro SyringeFill station

A40319
1 x porte bouteille avec base
3 x CanalPro SyringeFill Cap

A39511 **CanalPro SyringeFill Cap** par pièce
Prix: 11,68 **Promo: 8,75**



Prix: 269,44

Une remise de 16%

Promo
224,90



Remise jusqu'à 40%

Package Deal PD0319

Achetez **4x CanalPro 500 ml** au choix à **prix promo**
achetez les **seringues CanalPro** (5 ml ou 10 ml) au choix
à **1 euro** et achetez le **CanalPro SyringeFill Cap**
à **1 euro** (valeur: 11,68 euros).

CanalPro - 500 ml

A39510 **NaOCl 3%**

Prix: 40,90
Promo: 27,75

A39968 **NaOCl 6%**

Prix: 40,90
Promo: 29,90



A39523 **EDTA 17%**

Prix: 85,22

Une remise de 23%

Promo
64,90



A39524 **CHX 2%**

Prix: 65,62

Une remise de 23%

Promo
49,90



Gutta-Smart Cordless Obturation Device

A43125



Prix: 2431,33

Une remise de 23%

Promo
1850,00

ThermaPrep 2

A35194

Chauffage tridimensionnel pour une chauffe homogène de l'obtuteur
Supports pour obturateurs à restitution lente de la chaleur
Témoins lumineux et alertes sonores
Mode de nettoyage
Garantie : 2 ans



Prix: 493,05

Une remise de 12%

Promo
429,00

SmartLite Pro EndoActivator Complete Kit

A49547

Handpiece, EndoActivator Attachment, 2 x Batteries
Charging Base, Accessories Box
(Power Connector, plug adapters, USB Cable), Technique Card, IFU
100 x SLP-EndoActivator Barrier Sleeves
25 x EndoActivator Tips Small (15/02) 22 mm, 25 x EndoActivator Tips Medium (25/04) 22 mm, 25 x EndoActivator Tips Medium Long (25/04) 28 mm



Prix: 1184,76

Une remise de 17%

Promo
975,00

SmartLite Pro EndoActivator tips

V49543 25 pièces
Small (15/02) 22 mm
Medium (25/04) 22 mm
Medium Long (25/04) 28 mm

Prix: 64,71

Promo: 49,85



SmartLite Pro EndoActivator Barrier Sleeves

A49541 100 pièces

Prix: 22,11

Promo: 16,85



T1 Energo contre-angles



A51312 **T1 Energo 5:1 L**
Vert Max. 8.000 rpm

Prix: 936,00

Une remise de 30%

Promo
655,00

A51310 **T1 Energo 1:1 L**
Bleu Max. 40.000 rpm

Prix: 880,00

Une remise de 30%

Promo
616,00

A51311 **T1 Energo 1:5 L**
Rouge Max. 200.000 rpm

Prix: 1381,00

Une remise de 30%

Promo
965,00

T2 Energo contre-angles



A51887 **T2 Energo 5:1 L**
Vert Max. 8.000 rpm

Prix: 792,00

Une remise de 30%

Promo
554,00

A51885 **T2 Energo 1:1 L**
Bleu Max. 40.000 rpm

Prix: 735,00

Une remise de 30%

Promo
514,50

A51886 **T2 Energo 1:5 L**
Rouge Max. 200.000 rpm

Prix: 992,00

Une remise de 30%

Promo
694,00

T1 turbines



V51832 **T1 Boost**
Sirona ou MULTiflex LUX

Prix: 1381,00

Une remise de 30%

Promo
966,50

V52420 **T1 Control**
Sirona ou MULTiflex LUX

Prix: 1381,00

Une remise de 30%

Promo
966,50

V52422 **T1 Mini**
Sirona ou MULTiflex LUX

Prix: 1381,00

Une remise de 30%

Promo
966,50

T2 turbines



V52424 **T2 Boost**
Sirona, MULTiflex LUX
ou ROTO Quick (W&H)

Prix: 1205,00

Une remise de 30%

Promo
843,50

V52428 **T2 Control**
Sirona, MULTiflex LUX
ou ROTO Quick (W&H)

Prix: 1205,00

Une remise de 30%

Promo
843,50

V52432 **T2 Mini**
Sirona, MULTiflex LUX
ou ROTO Quick (W&H)

Prix: 1205,00

Une remise de 30%

Promo
843,50

SUPER Package Deal PD0480

Achetez **3 x** Dentsply **T1 Energo contre-angles**
ou **turbines à prix promo** au choix
(mélange possible) et achetez un
T1 Energo bleu ou vert contre-angle
au choix à **1 euro**

Remise jusqu'à 48%

SUPER Package Deal PD0481

Achetez **3 x** Dentsply **T2 Energo contre-angles**
ou **turbines à prix promo** au choix
(mélange possible) et achetez un
T2 Energo bleu ou vert contre-angle
au choix à **1 euro**

Remise jusqu'à 48%

Duo-Pack E20 L EXPERTmatic LUX 1:1

A46490 2 x E20 L Bleu



Prix: 2422,00

Une remise de 58%

Duo-Pack Promo

998,00

Duo-Pack E25 L + E20 L EXPERTmatic LUX

A46492 E25 L + E20 L



Prix: 2873,00

Une remise de 58%

Duo-Pack Promo

1198,00

Duo-Pack E25 L EXPERTmatic LUX 1:5

A46489 2 x E25 L Rouge



Prix: 3323,00

Une remise de 58%

Duo-Pack Promo

1375,00

Duo-Pack E680 L EXPERTtorque LUX

A46491 2 x E680 L



Prix: 3003,00

Une remise de 56%

Duo-Pack Promo

1298,00

Duo-Pack E15 L EXPERTmatic LUX 4:1

A48578 2 x E15 L Vert



Prix: 2702,00

Une remise de 55%

Duo-Pack Promo

1198,00

Duo-Pack M25 L + M05 L MASTERmatic LUX

A48581 M25 L + M05 L



Prix: 4523,00

Une remise de 58%

Duo-Pack Promo

1855,00

Duo-Pack M25 L MASTERmatic LUX 1:5

A48580 2 x M25 L Rouge



Prix: 4523,00

Une remise de 62%

Duo-Pack Promo

1699,00

Duo-Pack M9000 L MASTERtorque

A48579 2 x M9000 L



Prix: 4005,00

Une remise de 57%

Duo-Pack Promo

1699,00

Duo-Pack E10-C EXPERTmatic 1:1 RA

A50629 2 x E10-C Bleu



Prix: 1541,00

Une remise de 52%

Duo-Pack Promo

729,00

Duo-Pack M20 L + L68 + M25 L

A50627 M20 L + L68 / M25 L MASTERmatic LUX



Prix: 3782,00

Une remise de 57%

Duo-Pack Promo

1615,00

Duo-Pack M20 L + L67/ M20 L + L68

A50628 M20 L + L67/ M20 L + L68 MASTERmatic LUX



Prix: 3039,00

Une remise de 57%

Duo-Pack Promo

1295,00

MASTER series



V37721

MASTERtorque LUX M9000 L

Réf. 1.008.7900 - M9000 L (Raccord KaVo)

Réf. 1.007.9900 - M9000 L Chocolat (Raccord KaVo)

Réf. 1.007.7100 - M9000 L Anthracit (Raccord KaVo)

MASTERtorque LUX M9000 LS

Réf. 1.008.5400 (Raccord Sirona)

Promo
895,00

V39630

MASTERtorque Mini LUX M8700 L

Réf. 3.001.0000 (Raccord KaVo)

MASTERtorque Mini LUX M8700 LS

Réf. 3.001.0600 (Raccord Sirona)

Promo
925,00



MASTERmatic LUX M25 L 1:5

Réf. 1.009.3630 A39631

MASTERmatic LUX M05 L Mini 1:5

Réf. 1.009.3640 A39718

MASTERmatic LUX M45 L 1:5

Réf. 1.009.3640 A50630

MASTERmatic LUX M20 L 1:1

+ INTRA L68 1:1 S39632

Réf. 1.009.3620 + Réf. 1.008.1933

MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1

+ INTRA L67 2:1 S39633

Réf. 1.009.3610 + Réf. 1.007.5540

Promo
995,00

Promo
988,00

Promo
1098,00

Promo
745,00

Promo
875,00

EXPERT series



V35483

EXPERTtorque LUX E680 L

Réf. 1.006.8700 (Raccord KaVo)

EXPERTtorque Mini LUX E677 L

Réf. 1.007.3600 (Raccord KaVo)

EXPERTtorque LUX E680 LS

Réf. 1.006.4600 (Raccord Sirona)

V35484

EXPERTtorque LUX E680 LN

Réf. 1.006.4700 (Raccord NSK)

EXPERTtorque Mini LUX E677 LN

Réf. 1.006.0100 (Raccord NSK)

Promo
695,00

Promo
745,00



EXPERTmatic LUX E25 L 1:5

Réf. 1.007.5550 A35485

EXPERTmatic LUX E20 L 1:1

Réf. 1.007.5540 A35487

EXPERTmatic LUX E15 L 5,4:1

Réf. 1.007.5530 A35489

EXPERTmatic E10 C 1:1

Réf. 1.007.5560 A35491

Promo
695,00

Promo
535,00

Promo
638,00

Promo
398,00

Instruments de spécialités



PROPHYflex™ 4

V42110

Réf. 3.002.8000 Bleu - (Raccord KaVo)

Réf. 3.002.8200 Jaune - (Raccord KaVo)

Réf. 3.002.8800 Rose - (Raccord KaVo)

V42321

Réf. 3.004.5900 Bleu - (Raccord Sirona)

Réf. 3.004.5930 Jaune - (Raccord Sirona)

Réf. 3.004.5950 Rose - (Raccord Sirona)

Promo
1025,00

Promo
1025,00

A02354

RONDOflex™ plus 360

Réf. 1.002.2179

V36612

SONICflex quick 2008 L Set

Réf. 1.007.1604

SONICflex quick 2008 LS Set

Réf. 1.007.1605

A02358

SONICflex 2003 L Set

Réf. 1.000.8333

Promo
1299,00



Promo
1298,00



Souhaitez-vous prolonger la durée de vie de vos instruments rotatifs ?

Découvrez notre méthode efficace et optimisez l'utilisation de votre instrumentation.

Planifiez sans engagement une séance d'information pour toute votre équipe, à la date et à l'heure qui vous conviennent le mieux – directement dans votre cabinet.

Prenez rendez-vous via marketing@denta.be !

KaVo RONDOflex™ plus 360

Préparations polyvalentes pour de meilleurs résultats : simple, propre et indolore.

- **Traitement de la surface avant la technique d'adhésion**
- Préparation mini-invasive des cavités
- Surfaces de restauration comme les caries secondaires

Une remise de 45% Package Deal PD0473

Achetez le **RONDOflex plus 360 set** à
prix promo de 1299,00 euros (valeur: 2336,00 euros)
 et achetez **RONDOflex poudre abrasive 27µm ou 50µm**
 à **1 euro** (valeur: 63,00 euros).



KaVo **RONDOflex plus 360**

Réf. 1.002.2179

A02354

Promo
1299,00

V21156

Poudre **RONDOflex 27µm**

1000g - Réf. 1.000.5957

Poudre **RONDOflex 50µm**

1000g - Réf. 1.000.5956

Promo
43,45

KaVo SONICflex™

De nombreux **inserts différents**,
 faciles et rapides à remplacer.
 Pour tous les domaines d'application.

SONICflex 2003 L Set

Réf. 1.000.8333 A02358

Promo
1298,00

SONICflex quick 2008 L Set

Réf. 1.007.1604 V36612

Promo
1298,00

Une remise de 55% Package Deal PD0231

Achetez **SONICflex 2008 L set** ou **LS set** à **prix promo de 1298,00 euros**
 (valeur: 2510,00 euros) et achetez le **SONICflex Paro** ou **Scaler tips set***
 à **1 euro** (valeur : 411,00 euros).

Une remise de 55% Package Deal PD0230

Achetez **SONICflex 2003 L set** à **prix promo de 1298,00 euros**
 (valeur: 2510,00 euros) et achetez le **SONICflex Paro** ou **Scaler tips set***
 à **1 euro** (valeur : 411,00 euros).

- **Prophylaxie**
- **Parodontologie**
- **Intervention Mini-Invasive**
- **Prothèse Dentaire**
- **Résection Apicale**
- **Endodontie**



* Kit d'inserts SONICflex détartrage (3 inserts : 5,6,7) + Kit d'inserts SONICflex paro (3 inserts : 60,61,62)

KaVo PROPHYflex™ 4

Un aéropolisseur pensé pour un nettoyage tout confort.

- **Dispositif 2-en-1** : supra- et sous-gingivale
- Brouillard de poudre réduit
- Parfaitement équilibré et léger
- Sélection de poudres personnalisée selon l'indication
- Sélection d'arômes
- Flexibilité pour toutes les unités de traitement



Une remise de 46%

PACKAGE DEAL PD0482

Achetez un **PROPHYflex 4** au choix à **prix promo de 1025,00 euros** (valeur: 1547,00 euros),
achetez les **PROPHYpearls** à **prix promo de 119,90 euros**
et achetez le **PROPHYflex 4 Perio kit** à **1 euro** (valeur: 397,00 euros).

KaVo PROPHYflex™ 4

- V42110 Réf. 3.002.8000 Bleu - raccord KaVo
Réf. 3.002.8200 Jaune - raccord KaVo
Réf. 3.002.8800 Rose - raccord KaVo
- V42321 Réf. 3.004.5900 Bleu - raccord Sirona
Réf. 3.004.5930 Jaune - raccord Sirona
Réf. 3.004.5950 Rose - raccord Sirona

Promo
1025,00

Promo
1025,00

- 2 réservoirs de poudre
- 1 couvercle rose pour réservoir de poudre sous-gingivale
- embouts Péro
- 1 adaptateur Péro
- 20 g de poudre Péro
- 1 aiguille, 1 clé

KaVo PROPHYflex 4 Perio Kit

Réf. 1.011.9403 A22189

Promo
229,00

Assortiment de poudres prophylactiques KaVo

Poudre PROPHYflex parfumée

80 sticks de 15g



V35058

- Réf. 1.007.0014 - Orange
Réf. 1.007.0015 - Berry
Réf. 1.007.0016 - Cherry
Réf. 1.007.0017 - Menthe

Promo
95,00



PROPHYpearls neutre

4 X 250 g - Réf. 1.010.1798

A38480

Promo
89,00



Poudre PROPHYflex Péro

4x 100 g - Réf. 1.009.3732

A43063

Promo
79,85

Synea Fusion

The Synea Fusion is the world's most widely used contra-angle handpiece – quiet, strong and durable.

The air turbines in this series are equipped with ceramic bearings, a quadruple spray system, and are available with various head sizes.

Safety first: All Synea turbine handpieces are equipped with a technology that ensures that aerosols do not enter the instrument.



The powerhouse of contra-angle handpieces!

Synea Fusion Power Edition

WG-900 LT

Red contra-angle handpiece 1:4 with light, Ø 10.7 mm triple spray

36*-month warranty

REF 30459000 A50376

Promo: 745,00

Promo par 3: 645,00



synea FUSION



Package Deal PD0446

Une remise de 47%

Achetez **3 x** Synea Fusion instruments
au choix à **super prix promo**
mélange possible.

Restoration & Prosthetics

WG-56 LT

Blue contra-angle handpiece 1:1 with light, Ø 9.5 mm single spray
36*-month warranty

REF 30009000 A37655

Promo: 545,00

Promo par 3: 445,00



WG-66 LT

Green contra-angle handpiece 2:1 with light, Ø 9.5 mm single spray
36*-month warranty

REF 30011000 A37654

Promo: 615,00

Promo par 3: 515,00



WG-99 LT

Red contra-angle handpiece 1:5 with light, Ø 9.5 mm Quattro spray
36*-month warranty

REF 30007000 A37653

Promo: 745,00

Promo par 3: 605,00



Good spray and lighting



Cast from a single block, no seams

With a narrow head

TG-97 L* for Roto Quick

TG-97 LM** for Multiflex®

Air turbine *LED+
**with light, 18 W, Ø 10 mm
Quattro spray

24*-month warranty

*REF 30004000 A37657-L
**REF 30006000 A37657-LM
V37657

Promo: 559,00

Promo par 3: 450,00



TG-98 L* for Roto Quick

TG-98 LM** for Multiflex®

Air turbine *LED+
**with light, 21 W, Ø 11.5 mm
Quattro spray

24*-month warranty

*REF 30001000 A37658-L
**REF 30003000 A37658-LM
V37658

Promo: 559,00

Promo par 3: 450,00



HG-43 A

Blue handpiece 1:1 no light
single spray

24*-month warranty

REF 30013000 A37656

Promo: 359,00

Promo par 3: 319,00



Small head means excellent view of working area

Synea Vision

High-end contra-angle handpieces and air turbines; lightweight, quiet, with excellent grip, a slim head and a long warranty. The air turbines in this series are equipped with ceramic bearings, a quintuple spray system, a scratch-resistant surface and are available with four different head sizes.

synea VISION

Ring LED+

Work without shadows!



• WK-56 LT

Blue contra-angle handpiece 1:1 with light, Ø 9.5 mm single spray

36-month warranty

REF 30025000 A37580

Prix: 1087,00
Promo: 675,00



• WK-66 LT

Green contra-angle handpiece 2:1 with light, Ø 9.5 mm single spray

36-month warranty

REF 30026000 A37596

Prix: 1192,00
Promo: 695,00



Synea Vision Power Edition

• WK-900 LT

Red contra-angle handpiece 1:4 with light, Ø 10.7 mm triple spray

36-month warranty

REF 30418000 A50377

Prix: 1683,00
Promo: 850,00



With a narrow head

• WK-93 LT

Red contra-angle handpiece 1:4.5 with light, Ø 9.1 mm quintuple spray ceramic bearings

36-month warranty

REF 30024000 A37549

Prix: 1603,00
Promo: 845,00



• WK-99 LT

Red contra-angle handpiece 1:5 with light, Ø 9.5 mm quintuple spray ceramic bearings

36-month warranty

REF 30023000 A37652

Prix: 1603,00
Promo: 845,00



- Extremely powerful and robust contra-angle handpiece
- For the removal of zirconium and attachments
- Optimal power to speed ratio thanks to 1:4 speed ratio
- Indispensable for difficult restorations
- *25% longer lifespan



Optimal turbine design for maximum power

Restoration & Prosthetics

Very narrow head

TK-94 L* for Roto Quick
TK-94 LM** for Multiflex®

Air turbine *Ring LED+
**with light
14 W, Ø 9 mm
quintuple spray

24-month warranty

*REF 30016000 A38968
**REF 30031000 A38972

Prix: 1404,00
Promo: 845,00



TK-97 L* for Roto Quick
TK-97 LM** for Multiflex®

Air turbine *Ring LED+
**with light
21 W, Ø 10 mm
quintuple spray

24-month warranty

*REF 30017000 A38969
**REF 30018000 A38973

Prix: 1529,00
Promo: 845,00



TK-98 L* for Roto Quick
TK-98 LM** for Multiflex®

Air turbine *Ring LED+
**with light
24 W, Ø 11.5 mm
24-month warranty

*REF 30019000 A38970
**REF 30020000 A38974

Prix: 1529,00
Promo: 845,00



TK-100 L* for Roto Quick
TK-100 LM** for Multiflex®

Air turbine *Ring LED+
**with light
26 W, Ø 13 mm
24-month warranty

*REF 30021000 A38971
**REF 30022000 A38975

Prix: 1529,00
Promo: 755,00



Synea Vision Short series; 20% lighter and shorter, yet just as powerful as standard Vision instruments!

WK-56 LT S

Blue contra-angle handpiece 1:1 with light, Ø 9.5 mm single spray

36-month warranty

REF 30217000 A39134

Prijs: 1087,00
Promo: 585,00



WK-66 LT S

Green contra-angle handpiece 2:1 with light, Ø 9.5 mm single spray

36-month warranty

REF 30218000 A39102

Prix: 1169,00
Promo: 715,00



WK-99 LT S

Red contra-angle handpiece 1:5 with light, Ø 9.5 mm quintuple spray

36-month warranty

REF 30215000 A50661

Prix: 1603,00
Promo: 755,00



WK-93 LT S

Red contra-angle handpiece 1:4.5 with light, Ø 9.1 mm quintuple spray

36-month warranty

REF 30216000 A39175

Prix: 1603,00
Promo: 755,00



Lightweight and compact!

Airsonic Absorbo Box

A01675 **Airsonic Absorbo Box d'aspiration**

Prix: 729,00

Promo: 645,00

A01083 **Airsonic Mini sableuse**

Prix: 329,99

Promo: 279,00

V01589 **Airsonic Alu-Oxyd poudre 50 µm ou 90 µm**

Prix: 12,50

Promo: 10,55



Package Deal PD0061

Une remise de 14%

Achetez **Airsonic Absorbo Box d'aspiration** à prix promo de **645,00 euros** (valeur: 729,00 euros),
achetez l'**Airsonic mini sableuse** à prix promo de **279,00 euros** (valeur: 329,99 euros)
et achetez **2 x Airsonic Alu-Oxyd poudre** à **1 euro** par pièce (valeur: 12,50 euros par pièce).

Dento-Prep microblaster

A01224 Stérilisable,
buse pivotante à 360° en acier inoxydable

Prix: 321,00

Une remise de 31%

Promo
218,50



A01780 **Dento-Prep aluminium-oxyde 50 µm**

Prix: 30,00

Une remise de 15%

Promo
25,50

A01775 **Dento-Prep connecteur KaVo**

Prix: 85,00 **Promo: 79,50**

A01776 **Dento-Prep connecteur W&H**

Prix: 85,00 **Promo: 79,50**



Package Deal PD0475

Une remise de 42%

Achetez **Dento-Prep microblaster** à prix promo de **218,50 euros** (valeur: 321,00 euros)
et achetez **2 x Dento-Prep aluminium-oxyde 50 µm** à **1 euro** par pièce (valeur: 30,00 euros par pièce).

PROPHYpearls

V02008 **80 x 15 g sticks**

Neutral
Mint
Peach
Orange
Berry

Prix: 190,00

Une remise de 36%

Promo
119,90



A38480 **neutral 4 x 250 g**

Prix: 138,00

Une remise de 35%

Promo
89,00



KAVO

OptraGate

V51165 **OptraGate 2 80 pièces**

Small, Regular ou Assortiment

Prix: 138,00

Une remise de 27%

Promo
99,75



V37555 **OptraGate 80 pièces**

Small, Regular ou Assortiment

Prix: 138,00

Une remise de 28%

Promo
98,75

A38835 **Junior 80 pièces**

Prix: 147,50

Une remise de 26%

Promo
109,00



ivoclar



Newtron P5 XS B-LED

A38077 Pédale fixe, slimB.LED pièce à main bleue, slimB.LED anneau blanc, révélateur de plaque F.L.A.G. pour B.LED (5 x 1,5 ml), clé universelle, 1 x insert n°1, 1 x insert n°1S, 1 x insert n°H3



Prix: 2857,89

Une remise de 47%

Promo
1490,00

Préserve les implants grâce à des vibrations parfaitement contrôlées et à des inserts en titane pur.

- Parfaitement adapté à des traitements précis et indolores
- Large gamme d'inserts pour répondre à tous vos besoins cliniques
- Technologie B.LED pour une meilleure visibilité et un traitement optimisé
- Design ergonomique
- Le révélateur de plaque F.L.A.G.™ fourni colore la plaque dentaire en jaune fluorescent sous la lumière bleue B.LED

Newtron Slim B. LED

A38204 avec anneau LED bleu ref. F12900
A39457 avec anneau LED blanc ref. F12905



Promo

499,00

Prix: 875,34

Une remise de 42%

Newtron P5 B.LED

A38076 Livré avec une pédale non déconnectable, un cordon secteur, un gordon de pièce à main NEWTRON SLIM B.LED, une pièce à main NEWTRON SLIM B.LED avec anneau bleu, un anneau LED blanc pour NEWTRON SLIM B. LED, un kit de révélateur de plaque F.L.A.G. for B. LED (5 x 1.5 ml), une clé universelle et un insert nr.1.



UN TRAITEMENT EN DOUCEUR

Le Newtron P5 B.LED préserve les dents et les tissus mous : Des vibrations ultrasoniques parfaitement maîtrisées assurent des traitements précis et délicats. La qualité spécifique de l'acier des inserts préserve l'anatomie dentaire et l'émail.

EFFICACITÉ MAXIMALE

Un ajustement automatique et continu de la fréquence garantit une efficacité optimale et constante, quelle que soit la charge appliquée. La compensation de puissance s'effectue en temps réel.

PLUS DE CONFORT

Des vibrations linéaires et régulières rendent les traitements plus confortables pour le patient. Les tissus mous sont préservés, la gencive ne subit aucun dommage et moins de ciment est retiré.

Promo

1395,00

Prix: 1810,35

Une remise de 22%

Newtron Booster

A39972

Une pédale non déconnectable - Un cordon secteur pièce à main Newtron - Une pièce à main Newtron - Une clé universelle - Un insert nr.1.



UN TRAITEMENT EN DOUCEUR

Le Newtron Booster préserve les dents et les tissus mous :
- Des vibrations ultrasoniques parfaitement maîtrisées assurent des traitements précis et délicats.

- La qualité spécifique de l'acier des inserts préserve l'anatomie dentaire et l'émail.

EFFICACITÉ MAXIMALE

Un ajustement automatique et continu de la fréquence garantit une efficacité optimale et constante, quelle que soit la charge appliquée. La compensation de puissance s'effectue en temps réel.

PLUS DE CONFORT

Des vibrations linéaires et régulières rendent les traitements plus confortables pour le patient. Les tissus mous sont préservés, la gencive ne subit aucun dommage et moins de ciment est retiré.

Promo

1095,00

Prix: 1310,08

Une remise de 16%

Inserts



N°1 A01856

Prix: 92,68 **Promo 39,50****Une remise de 57%**

N°1S A27798

Prix: 103,49 **Promo 43,50****Une remise de 57%**

N°10P A01858

Prix: 103,49 **Promo 43,50****Une remise de 57%**

N°10Z A26772

Prix: 136,04 **Promo 44,50****Une remise de 67%**

N°10X A01904

Prix: 103,49 **Promo 43,50****Une remise de 57%**

N°H3 A01863

Prix: 160,06 **Promo 79,00****Une remise de 50%**

N°H4L A01936

Prix: 160,06 **Promo 79,00****Une remise de 50%**

N°H4R A01864

Prix: 160,06 **Promo 79,00****Une remise de 50%**

N°TK1-1S A27799

Prix: 160,06 **Promo 79,00****Une remise de 50%**Clé universelle autoclavable
A27355Prix: 25,38 **Promo 23,90****Une remise de 5%**

Newtron LED

A32227 Autoclavable F12609

Pour P-Max Newtron XS, P5 Newtron LED et P5 Newtron XS LED

Prix: 901,61

**Promo**
378,50**Une remise de 58%**

Newtron

A29690 Autoclavable F12281

Pour P5 Newtron, P5 Newtron XS et Prophy Max

Prix: 651,37

**Promo**
268,50**Une remise de 58%**


Riskontrol

V10811 **classic** boîte distributrice **250** embouts non stérilesBlanc
Bleu
Jaune
Vert
Rose

Prix: 57,78

Une remise de 52%**Promo****27,50**V38000 **art** boîte distributrice **250** embouts non stérilesMenthe
Mandarine
Réglette
Anis
Black currant

Prix: 62,76

Une remise de 55%**Promo****27,90**A41162 **Adapter LU New inox**A37543 **Adapter NV LU inox**A10821 **Adapter NV FA E**A35285 **Adapter NV FA C2**A39264
Adapter NV D.C.IPrix: 115,90
Promo: 79,00**Une remise de 60%****Package Deal PD0335**Achetez **10 x Riskontrol** et/ou **Riskontrol art** au choix à **prix promo** et achetez
un **Riskontrol adapter** à **1 euro** au choix (valeur: 115,90 euros).

opus YOUR WAY

A51491

Prix conseillé: 7968,00

A51492

Prix conseillé: 880,00

Opus cart

Découvrez l'appareil OPUS dans votre cabinet et vivez l'innovation de près !

Démonstration sans engagement

via marketing@denta.be



opus® – Unité de polissage à air ultramoderne et détartreur ultrasonique



Nettoyage et polissage contrôlés, tout-en-un

OPUS offre une solution complète pour l'élimination du biofilm, des taches et le contrôle du tartre.

Le détartage et le polissage de précision optimisent chaque traitement prophylactique ou parodontal, pour un résultat clinique optimal et un meilleur confort de travail.

Soins minimalement invasifs, préservation maximale

Les vibrations ultrasoniques contrôlées avec précision par OPUS® protègent les tissus durs et mous.

Avec plus de 60 inserts uniques, le système répond à tous vos besoins cliniques : de la parodontologie à l'endodontie.

Nouveau polisseur à air : conçu pour le confort

Le stylo SILKY est une pièce à main d'aéro-polissage ultra-légère, pour des applications supra- et sous-gingivales. Avec ses quatre embouts différents, il offre précision, polyvalence et facilité d'utilisation, tandis que son design fin garantit une expérience de travail agréable.



L'interface ColorDrive rend l'utilisation intuitive.

Le système "Grab & Go" du flacon de poudre élimine le remplissage et le nettoyage, et simplifie le changement.

Avec un réglage de vibration ajustable, une irrigation optimale et une fonction d'aéro-polissage, OPUS® prend en charge un large éventail de traitements.

Opus-Cart

A51492

Prix
880,00



Silky Supra

V51508 **Menthe** ou **lemon**

6 x 200 g

Prix
109,00



Une remise de 9%

Package Deal PD0420

Achetez l'**Opus** à **super prix**

de **7570,00 euros** (valeur: 7968,00 euros)

et achetez l'**Opus-Cart** à **une remise de 50%**
ou **440,00 euros** (valeur: 880,00 euros).



AIRFLOW® HANDY 3.0

EMS⁺
MAKE ME SMILE.

AIRFLOW® HANDY 3.0 SUPRA FOR ALL SUPRA-GINGIVAL TREATMENTS

-17%



AIRFLOW® HANDY 3.0 SUPRA V37964

= 1149,00

Prix: 1389,00

Ref.: FT-220 | AIRFLOW® Handy 3.0 Supra | Supplied with a bottle of AIRFLOW® Classic Comfort powder, 300g
Adapters available: KaVo, W&H, Sirona, Bien-Air, NSK, Castellini, Midwest
For use with AIRFLOW® Classic Comfort powder

AIRFLOW® HANDY 3.0 PLUS FOR ALL SUPRA- AND SUBGINGIVAL TREATMENTS ON NATURAL TEETH AND IMPLANTS

-16%



V37966 **AIRFLOW Handy 3.0 Plus**

Prix: 1623,00 **Promo: 1349,00**

A38203 **AIRFLOW Handy 3.0 Perio pièce à main**

Prix: 430,00 **Promo: 395,00**

A34078 **Perioflow busettes** 40 pièces

Prix: 144,71 **Promo: 129,00**

Package Deal PD0373

Une remise de 20%

Achetez un **AIRFLOW Handy 3.0 Plus** à prix promo de **1349,00 euros** (valeur: 1623,00 euros),

Achetez un **AIRFLOW Perio pièce à main** à prix promo de **395,00 euros** (valeur: 430,00 euros)

et achetez le **Perioflow busettes** à **1 euro** (valeur: 144,71 euros).

GBT MACHINE AVEC STATION CONFIGURATION CLASSIC



TOUJOURS PLUS DE CONFORT
POUR VOUS ET VOS PATIENTS

- ▶ ENTIÈREMENT CONNECTÉE
- ▶ OPTIMISÉE POUR LES TRAITEMENTS GBT
- ▶ ÉQUIPÉE DU NOUVEAU MODULE
PIEZON® NO PAIN MAX

A51407 **GBT Machine Classic**

Livrée avec :

- 1 pièce à main AIRFLOW® MAX
- 1 pièce à main PERIOFLOW® avec 20 busettes
- 1 pièce à main PIEZON® LED
- 3 instruments PIEZON® PS
- 1 instrument PIEZON® PI MAX
- 1 bouteille de poudre AIRFLOW® PLUS 400g
- 1 flacon de poudre AIRFLOW® COMFORT 300g
- 1 Biofilm Discloser
- 1 pédale sans fil
- 2 chambres à poudre (PLUS+CLASSIC)
- 2 réservoirs à eau (800ml)
- 1 réservoir NIGHT CLEANER + 1 bouteille de 800ml
- 2 Clip&Clean
- 1 filtre à air & 1 filtre à eau
- 1 EasyClean
- 1 kit de maintenance

+ A51409 **GBT Machine Station**

Promo:

9166,00



réf. GBT Machine version classic : FT-300-1B-100 | 9 166th
réf. Station GBT Machine : DW-100 | 1 100th

GBT MACHINE AVEC STATION CONFIGURATION **GBT READY**



**LIVRÉE AVEC PLUSIEURS PIÈCES À MAIN & INSTRUMENTS
POUR EFFECTUER VOS TRAITEMENTS GBT
SANS VOUS SOUCIER DES TEMPS D'ARRÊT
LIÉS À LA STÉRILISATION**

A51408 **GBT Machine GBT Ready**

Livrée avec :

- 3 pièces à main AIRFLOW® MAX
- 1 pièce à main PERIOFLOW® avec 20 busettes
- 3 pièces à main PIEZON® LED
- 3 instruments PIEZON® PS
- 1 instrument PIEZON® PI MAX
- 2 instruments PIEZON® : PSL & PSR
- 3 bouteilles de poudre AIRFLOW® PLUS 400g
- 1 flacon de poudre AIRFLOW® COMFORT 300g
- 1 Biofilm Discloser
- 4 GBT FLOWCONTROL
- 1 pédale sans fil
- 2 chambres à poudre (PLUS+CLASSIC)
- 2 réservoirs à eau (800ml)
- 1 réservoir NIGHT CLEANER + 1 bouteille de 800ml
- 2 Clip&Clean
- 1 filtre à air & 1 filtre à eau
- 1 EasyClean
- 1 kit de maintenance

+ A51409 **GBT Machine Station**

OFFRE DE LANCEMENT

11 850€^{HT} 12 950^{HT}



réf. GBT Machine version GBT ready : FT-300-1B-U00 | 11 850^{HT}
réf. Station GBT Machine : DW-100 | 1 100^{HT}



PIEZON 250 LED

A37963

- 1 détartreur ultrasonique
- 1 pièce à main Piezon LED
- 1 cordon Piezon
- 1 bouteille d'eau
- 1 pédale à 2 fonctions
- 1 instrument A
- 1 instrument P
- 1 instrument PS
- 1 kit de maintenance



La PIEZON 250 d'EMS est un détartreur de table doté d'un éclairage LED et d'un réservoir intégré. Grâce à son format compact, il occupe moins d'espace qu'une feuille A5.

Un appareil compact, autonome et puissant pour le détartage.

Technologie PIEZON avec une pièce à main LED fine et légère, pour des traitements précis et confortables

Utilisation simple grâce à un bouton rotatif éclairé à 35 positions et à une pédale 360° pour une commande intuitive

Promo
1690,00

Prix: 2329,00

Une remise de 27%
PIEZON 250

A37962

- 1 détartreur ultrasonique
- 1 pièce à main Piezon
- 1 cordon Piezon
- 1 bouteille d'eau
- 1 pédale à 2 fonctions
- 1 instrument A
- 1 instrument P
- 1 instrument PS
- 1 kit de maintenance


Promo
1395,00

Prix: 1979,00

Une remise de 29%
Piezon piece à main Original PIEZON LED Set

A43045

- 1 Pièce à main Piezon LED
- 1 insert Piezon PS
- 4 guides de lumière



Prix: 920,00

Promo
789,00
Une remise de 14%
AIRFLOW MAX INTRODUCTION KIT SMART

A45266

- 1 pièce à main AirFlow MAX RFID
- 1 poudre AirFlow plus CHX à 400 g
- 1 échantillon Biofilm Discloser



Prix: 731,00

Promo
595,00
Une remise de 18%
Piezon insert + CombiTorque
A01549 **A**

Prix: 96,00

Promo: 82,00
A01552 **P**

Prix: 107,00

Promo: 95,00
A01639 **PS**

Prix: 135,00

Promo: 124,00
A49139 **PI MAX**

Prix: 126,00

Promo: 113,00

AIR-FLOW Plus

A47786 400 g

Prix: 104,00

Une remise de 14%
Promo
88,50

Insert Perio
A45998 **EMS INSERT PERIO**
PSL + PSR

Prix: 303,00

Promo
279,00
A43910 **EMS INSERT PERIO**
PSL

Prix: 151,00

Promo
139,75
A43911 **EMS INSERT PERIO**
PSR

Prix: 151,00

Promo
139,75


AIR-FLOWV33267 **CLASSIC COMFORT 4 x 300 g** 40 µm

Cerise, citron, menthe ou neutre

Prix: 114,00

Promo**95,00****Une remise de 16%****AIRFLOW Plus**

A47786 400 g

Prix: 104,00

Une remise de 14%**Promo****88,50****Biofilm discloser pastilles EMS**

A42772

250 pièces



Prix: 56,29

Une remise de 14%**Promo****47,85****Perioflow Nozzles**

A34078 40 pièces



Prix: 144,71

Une remise de 10%**Promo****129,00****Air-Flow Perio**A32951 **120 g** 25 µm

Prix: 32,32

Une remise de 22%**Promo****25,00****GBT Flowcontrol**

A49416 La canule d'aspiration GBT Flowcontrol est la solution idéale pour contrôler les aérosols et les éclaboussures pendant les traitements GBT et les soins dentaires généraux. Elle contribue à améliorer la visibilité tout en respectant les tissus mous.

4 pièces

Prix: 54,12

Une remise de 18%**Promo****44,00****AIR-FLOW pièce à main EL-540#**

A40119

**Promo****254,00**

Prix: 300,00

Une remise de 15%**AIR-FLOW Perio pièce à main EL-542#**

A38203

**Promo****395,00**

Prix: 430,00

Une remise de 8%**AIR-FLOW Plus pièce à main EL-545#**

A39375

**Promo****395,00**

Prix: 432,00

Une remise de 8%**GBT Visigate**

V50015

Small, regular ou small & regular

60 pièces

Prix: 111,76

Une remise de 14%**Promo****95,00****Night Cleaner**

A41833 800 ml



Prix: 20,31

Promo**16,25****Une remise de 19%****EMS Bacter X Pro**A43833 **sans alcool** 4 x 1 l

Prix: 88,24

Promo**67,45****Une remise de 23%**



KaVo EXPERTsurg™ et MASTERSurg™

Remise jusqu'à 38%

Package Deal PD0316

Achetez l'**EXPERTsurg LUX** à prix promo de **3995,00 euros** (valeur: 4598,00 euros)
et achetez un **SURGmatic Pro instrument** au choix (S201 XL Pro, S201 L Pro ou S15 L Pro) à **1 euro**.

Remise jusqu'à 37%

Package Deal PD0315

Achetez le **MASTERSurg LUX sans fil** à prix promo de **4995,00 euros** (valeur: 6066,00 euros)
et achetez un **SURGmatic Pro instrument** au choix (S201 XL Pro, S201 L Pro ou S15 L Pro) à **1 euro**.



KaVo EXPERTsurg LUX

Réf. 1.008.3500 A44279

Promo

3995,00

- Utilisation facile et intuitive : écran tactile
- Les données peuvent être stockées et transférées vers le dossier patient
- Jusqu'à 10 programmes
- Plage de vitesse du moteur : 0 à 40 000 tr/min

KaVo MASTERSurg LUX Sans fil

Réf. 1.009.1200 A44278

Promo

4995,00

- Calibrage automatique à une touche
- Interface utilisateur intuitive
- Des séquences de travail programmables librement

SURGmatic S201 XL Pro

Réf. 1.013.7541 - A44276

1.881€

Promo

1245,00

SURGmatic S201 L Pro

Réf. 1.013.7540 - A44277

1.881€

Promo

1245,00

SURGmatic S15 L Pro

Réf. 1.014.4000 A43234

1.709€

Promo

1145,00

Servotome II

A30972 Pédale simple, un porte-électrode, boîte contenant 10 électrodes.

Prix: 2076,45

Promo
1499,00

Une remise de 27%



acteon

Appareils - Chirurgie

Piezotome CUBE

A41280

- Pièce à main CUBE LED
- kit Essentiel: (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2)
- clé dynamométrique
- pédale multifonction
- potence
- support de pièce à main
- 2 lignes d'irrigation autoclavables
- 5 clips d'irrigation autoclavables
- 15 perforateurs stériles

Prix: 7799,04

Promo
5490,00

Une remise de 29%



acteon

A34089 INTRALIFT II SET

Inserts TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5, un support métallique autoclavable et une clé universelle autoclavable.

Prix: 1401,87

Promo
1190,00

Une remise de 15%



Implant Center 2

A34090 Micro-moteur LED, câble micro-moteur LED, 2 supports pour pièces à main, 2 lignes d'irrigation autoclavables et 30 perforateurs, 2 potences et pédale progressive

Prix: 14901,47

Une remise de 35%

Promo
9590,00



Une remise de 43%

PACKAGE DEAL PD0097

Achetez un **Implant Center 2** à prix promo de **9590,00 euros** (valeur: 14901,47 euros) et achetez une **Newtron LED pièce à main + Newtron LED cordon** à super prix promo **1125,00 euros** (valeur: 2022,97 euros).

iChiropro set with Micro-Series CA 20:1 L

A37862

- Console iChiropro
- Contre-angle CA20:1L Micro-Series
- Moteur MX-i LED avec 3 ans de garantie, Tuyau MX-i Led, Pédale
- Support pour pièce à main
- 10 Lignes d'irrigation
- 2 Films de protection
- 1 Set de maintenance (1 x Spraynet, 1 x Lubrifiuid et 1 x Aquacare)

iPad non inclus



Bien Air
Dental

Une remise de 23%

Prix: 6454,74

Promo
4950,00

Chiropro Plus with Micro-Series CA 20:1 L

A44256

- Console Chiropro plus
- Contre-angle CA20:1L Micro-Series
- Moteur MX-i Led plus
- Tuyau MX-i Led plus
- Pédale
- Support pour pièce à main
- 5 Lignes d'irrigation
- 2 Films de protection
- 1 Set de maintenance (1 x Spraynet, 1 x Lubrifiuid et 1 x Aquacare)



Bien Air
Dental

Une remise de 37%

Prix: 5601,17

Promo
3498,00

NEW**Implantmed Plus II****NEW!****Wireless****+ Scan Edition**

Implantmed Plus II SI-2102 Set
REF 90000420
WS-75 L
REF 30033000

Package Deal PD0444

Achetez l'**Implantmed Plus II SI-2102 Scan wireless**
à prix promo de **4845,00 euros**
(valeur: 5100,00 euros)
et achetez le **WS-75 L contra-angle**
à **1 euro** (valeur: 1448,00 euros).

Wireless

Implantmed Plus II SI-2101 Set
REF 90000419
WS-75 L
REF 30033000

Package Deal PD0443

Achetez l'**Implantmed Plus II SI-2101 wireless**
à prix promo de **4415,00 euros**
(valeur: 4650,00 euros)
et achetez la **WS-75 L contra-angle**
à **1 euro** (valeur: 1448,00 euros).

Wired

Implantmed Plus II SI-2100 Set
REF 90000418
WS-75 L
REF 30033000

Package Deal PD0442

Achetez l'**Implantmed Plus II SI-2100 wired**
à prix promo de **4415,00 euros**
(valeur: 4650,00 euros)
et achetez la **WS-75 L contra-angle**
à **1 euro** (valeur: 1448,00 euros).

With light

WS-75 L

- With light. Implant site preparation and implant placing
20:1, contra-angle handpiece for surgical drills (green)
Ø 2.35 mm
REF 30033000



A40683

Prix: 1448,00

Promo

948,00

WS-56 L

- With light. Osteotomy, sequestrotomy, germectomy, hemisection
1:1, contra-angle handpiece for surgical drills (blue) Ø 2.35 mm
REF 30040000



A40697

Prix: 1336,00

Promo

1049,00



WS-92 L

- With light. Osteotomy, sequestrotomy, germectomy, hemisection
1:2.7, contra-angle handpiece for surgical drills (red), FG
REF 30043000



A41640

Prix: 1336,00

Promo

1049,00

S-11 L

- With light. Apical surgery, osteotomy, bone modelling and wisdom tooth surgery
1:1, handpiece for surgical drills (blue) Ø 2.35 mm
REF 30058000



A41366

Prix: 1437,00

Promo

955,00

WS-91 L

- With light. Specially designed to improve access to the premolar and molar area
1:2.7, contra-angle handpiece for surgical drills (red)
FG, with a 45° head tilt
REF 30049000



A40698

Prix: 1336,00

Promo

1049,00

Without light

S-11

- No light. Applications such as S-11 L
1:1, contra-angle handpiece for surgical drills (blue)
Ø 2.35 mm
REF 30056000



A01882

Prix: 1035,00

Promo

699,00

WI-75 E/KM

- No light. Applications such as WS-75 L. Cannot be disassembled.
20:1, contra-angle handpiece for surgical drills (green)
Ø 2.35 mm
REF 10207550



A28895

Prix: 1077,00

Promo

719,00

WS-75

- No light. Applications such as WS-75 L. 20:1, contra-angle handpiece for surgical drills (green)
Ø 2.35 mm
REF 30065000



A01881

Prix: 1352,00

Promo

898,00

WS-92

- No light. Applications such as WS-92 L
1:2.7, contra-angle handpiece for surgical drills (red), FG
REF 30041000



A31341

Prix: 1239,00

Promo

899,00

WS-91

- No light. Applications such as WS-91 L
1:2.7, contra-angle handpiece for surgical drills (red)
FG, with a 45° head tilt
REF 30047000



A49284

Prix: 1239,00

Promo

899,00

WS-56

- No light. Applications such as WS-56 L
1:1, contra-angle handpiece for surgical drills (blue), Ø 2.35 mm
REF 30038000



A28896

Prix: 1163,00

Promo

912,00

Appareils - Cuves à ultrasons

U-SON

S51686

U-Son Ultrasonic cleaner 3 litres avec couvercle et panier

Prix: 690,00

Une remise de 7%

Promo
635,00

S51687

U-Son Ultrasonic cleaner 6 litres avec couvercle et panier

Prix: 1050,00

Une remise de 18%

Promo
855,00

Conçu pour les petites pièces et les composants complexes
Prévient les dommages aux éléments sensibles
Design ergonomique, fabriqué en acier inoxydable
Avec réglage du temps et de la température
(pour répondre facilement à divers besoins cliniques)
Panneau de commande numérique intégré

U-son



Appareils - Cuves à ultrasons

ELMASONIC MED

A46196 **ELMASONIC MED 30** Garantie: 1 an

Appareil Elmasonic Med + couvercle

Capacité: 1,6 l

Dimensions extérieures (W/D/H): 305 x 170 x 230 mm

Dimensions intérieures (W/D/H): 220 x 120 x 95 mm

Poids (incl. couvercle): 3,6 kg



Prix
710,00

A46197 **ELMASONIC MED 60** Garantie: 1 an

Appareil Elmasonic Med + couvercle

Capacité: 4,3 l

Dimensions extérieures (W/D/H): 370 x 210 x 275 mm

Dimensions intérieures (W/D/H): 275 x 122 x 145 mm

Poids (incl. couvercle): 5,2 kg



Prix
1220,00

A28491 **Elmasonic Med 30 panier inox**

Acier inoxydable

Poignées recouvertes de plastique

Dimensions intérieures: 198 x 106 x 50 mm



Prix
51,00

A52391 **Elmasonic Med 60 panier inox**

Acier inoxydable

Poignées recouvertes de plastique

Dimensions intérieures: 255 x 115 x 75 mm



Prix
72,00

Une remise de 10%

Package Deal PD0222

Achetez l'**Elmasonic Med 30** à
prix conseillé de **710,00 euros** et achetez
l' **Elmasonic Med 30 panier** à **1 euro** (valeur: 51,00 euros)
et achetez **2 x Elma EC 10 Universal** 1 litre à **1 euro**
par pièce (valeur: 21,54 euros par pièce).

Package Deal PD0223

Une remise de 11%

Achetez l'**Elmasonic Med 60** à
prix conseillé de **1220,00 euros** et achetez le
Elmasonic Med 60 panier à **1 euro** (valeur: 72,00 euros)
et achetez **4 x Elma EC 10 Universal** 1 litre à **1 euro**
par pièce (valeur: 21,54 euros par pièce).

Elma Clean

EC 50

Instruments & Burs

A52378 1 litre

Promo: **49,00**



EC 10 Universal

A26049 1 litre

Promo: **20,46**

A41669 10 litres

Promo: **139,40**



EC 60 Acidic Intense

A26252 1 litre

Promo: **32,74**



EC 25

ALGINATE & PLASTERS

A26248 1 litre

Promo: **20,46**



Biosonic UC300

A01126
1 x 8 oz BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner (UC32)
1 x BioSonic UC300 Unit (Capacity: 3 Gal | 11 L)
1 x Tank Cover

Dimensions:
L. 35,6 x B. 22,9 x H. 17,1 cm

Prix: 3929,75

Une remise de 29%

Promo
2769,00

**Biosonic UC40 Universal Ultrasonic solution**

A41220 1 litre

A41087 5 litres



Prix: 35,82

Promo
26,45



Prix: 142,51

Promo
107,90

Biosonic UC300 grand bac

A01646



Prix: 442,69

Une remise de 15%

Promo
375,00

Biosonic UC30 Super Concentrate

A21044 473 ml

Prix: 57,22

Une remise de 22%

Promo
44,50

**Biosonic cleaner**

A28735 20 x 15 ml



Prix:
63,15

Une remise de 20%

Promo
49,90

Biosonic UC300 bac à instruments petit

A01647



Prix:
349,17

Une remise de 15%

Promo
295,00

Biosonic UC50DB

A01215
1 x 5 pcs General Purpose Cleaner plus Super Rust Inhibitor,
15 ml Packets per Dispense
1 x BioSonic UC50DB Unit with Digital Timer
(Capacity: 0.5 Gal | 3.2 L)
1 x UC50 Plastic Basket, 1 x Tank Cover
Dimensions: L. 19,7 x B. 14,6 x H. 10,5 cm



Prix:
1127,44

Une remise de 38%

Promo
699,00

Biosonic beker avec couvercle 600 ml

A01623



Prix: 45,83

Une remise de 13%

Promo
39,75

Biosonic enzymatic solution

A21121 236 ml

Prix: 53,83

Une remise de 16%

Promo
44,85

**Biosonic UC50 support**

A01600



Prix:
42,58

Une remise de 13%

Promo
36,75

Biosonic UC300 support pour 2 bords

A01648



Prix:
108,21

Une remise de 8%

Promo
99,50

Assistina One

A48810 Prix: 1596,00

1 Assistina ONE - 1 Quick RM adaptor - 1 Quick ISO adaptor
- 200 ml cleaning fluid - 200 ml oil - 1 HEPA filter

Promo
1350,00



Assistina Twin

A49286

Assistina Twin +1 Quick Iso Adapter + 1 Quick RM Adapter
- 200 ml cleaning fluid - 200 ml oil
- 1 HEPA filter

A51728

Assistina Twin + 2 Quick RM adapters
- 200 ml cleaning fluid - 200 ml oil
- 1 HEPA filter

A51727

Assistina Twin + 2 Quick Iso adapters
- 200 ml cleaning fluid - 200 ml oil
- 1 HEPA filter

Prix: 3016,00

Promo
2190,00



KaVo QUATTROcare PLUS

A01254

- Aucune erreur de manipulation grâce à un fonctionnement simple et sûr
- Entretien en toute sécurité grâce au cycle d'entretien automatique
- Disponibilité rapide des instruments grâce à un temps de cycle court d'une minute

Garantie: 1 an. **Fourni sans adaptateurs.**

Prix: 2959,00

Promo
1690,00

Une remise de 42%

A21159 **KaVo QUATTROcare PLUS Spray**
500 ml



Prix: 49,67

Promo
25,25

Par 6 / pièce
24,25



KAVO
Dental Excellence

Remise jusqu'à 62%

Package Deal PD0234

Achetez le **KaVo QUATTROcare PLUS** à
prix promo de 1690,00 euros (valeur: 2959,00 euros)
et achetez le **EXPERTmatic LUX E20 L** (bleu) CA
ou **EXPERTtorque E 680 L** turbine à **1 euro**.



EXPERTmatic LUX E20 L A35487

Prix: 1211,00

Promo
535,00



EXPERTtorque E680 L V35483

Prix: 1501,00

Promo
695,00

Sprays d'entretien Bien Air

A02418 **Spraynet** 500 ml

A02028 **Spray Lubrifluid** 500 ml

Prix: 67,61

Une remise de 43%

Promo
38,50



Huile d'entretien instruments, set 2 stylos Carl Martin

A51308 **2 pièces**

Prix: 44,90

Une remise de 34%

Promo
29,50



Porte-instrument pour CA-PM et turbines KaVo

A10780 par pièce

Prix: 77,00

Une remise de 33%

Promo
51,50

A01533 **Papier absorbants pour support**
100 pièces

Prix: 40,00

Promo
29,00



Spray d'huile Omnident

A36201

500 ml

Prix: 17,21

Promo
12,75

Par 2 / pièce
11,75



Spray service oil W&H

A01489 **F1**

400 ml

Prix: 39,00

Promo
32,75



A46310 **17 litres** Prix: 5828,20**Promo**
4890,00A46311 **22 litres** Prix: 6530,40**Promo**
5485,00A46312 **28 litres** Prix: 7321,68**Promo**
6090,00**Livré et placé !**

Garantie: 1 an



SciCan BRAVO G4

Autoclave à chambre

La stérilisation, une méthode plus intelligente

Le SciCan BRAVO G4, un stérilisateur de type B, intègre à la fois un vide de pré-stérilisation pour améliorer la pénétration de la vapeur et un vide de post-stérilisation pour améliorer le séchage. L'option d'unités de 17 l, 22 l ou 28 l, le séchage à porte fermée assisté par le vide et les temps de rotation efficaces garantissent que les cliniciens disposent toujours d'un grand nombre d'instruments prêts à l'emploi.



Fonctionnalités intelligentes et efficaces

Les autoclaves à chambre BRAVO G4 offrent des temps de cycle efficaces, en stérilisant et en séchant les instruments en 33 minutes seulement.

La fonction de démarrage différé permet à l'utilisateur de programmer des cycles pour qu'ils commencent à un moment ultérieur. Il s'agit d'une fonction efficace lorsque l'on programme des cycles de test devant commencer avant le début de la journée.



Design flexible

Disponible en trois tailles de chambre : 17 l, 22 l ou 28 l, offrant une capacité suffisante pour répondre aux besoins des cabinets de toute taille.

L'empreinte BRAVO G4 lui permet de s'intégrer dans n'importe quelle configuration de centre de stérilisation. Les dimensions polyvalentes de la chambre permettent le retraitement de 5 (pour 17L et 22L) ou 6 (pour 28L) plateaux, ou 3 (pour 17L et 22L) ou 4 (pour 28L) cassettes.



Technologie G4 – Connectivité et enregistrement des données

Permet une validation de la charge, connecte et envoie les données de cycle, ainsi que les informations de maintenance, à vos appareils intelligents ou à votre ordinateur, les rendant ainsi facilement accessibles. Un port USB est également disponible pour l'enregistrement des données du cycle.



Conforme à la norme EN 13060

Offre des résultats de stérilisation reproductibles pouvant être validés.

Offre de reprise !

Bénéficiez de **500 euros de remise supplémentaire** à l'achat d'un **nouveau BRAVO, HYDRIM ou STATIM** en échange de votre **ancien stérilisateur ou laveur-désinfecteur**.



Douceur

Le BRAVO G4 utilise de l'eau déminéralisée/distillée propre à chaque cycle et possède un capteur interne de conductivité de l'eau qui surveille en permanence la qualité de l'eau et avertit en cas de dépassement des limites.



Diverses options de remplissage

Le BRAVO G4 offre de nombreuses options de remplissage et de vidange, notamment le remplissage manuel par le haut et par l'avant, et le remplissage et la vidange automatiques par les orifices situés à l'arrière. L'équipement accessoire pour l'eau permet des options pour n'importe quelle configuration de centre de stérilisation.

StatMatic Smart

Livré sans adaptateurs

L'unité de nettoyage et d'entretien STATMATIC smart a été spécialement conçue pour répondre aux défis posés par les conceptions complexes des pièces à main modernes.

STATMATIC smart est conçu pour trois instruments, en plus d'être disponible en trois versions différentes et d'offrir 1, 2 ou 3 stations motorisées fixes pour les contre-angles. Les adaptateurs de turbine sont disponibles séparément.



Prix: 3816,69

Une remise de 17%

Promo A40283
2 moteurs

3165,00

Prix: 4034,23

Une remise de 17%

Promo A40284
3 moteurs

3345,00

Statim 2000 G4

A35826

Prix: 5037,97

Livré et placé !

Une remise de 16%

Promo
4230,00



Statim 5000 G4

A36146

Prix: 6235,90

Livré et placé !

Une remise de 16%

Promo
5230,00



Hydrim C61 G4

A37793 Dimensions: h 520, b 598, d 526 mm

Rien ne vaut la technologie G4 de SciCan. Le grand écran tactile donne des informations détaillées sur le cycle et permet aux utilisateurs de visualiser les opérations en cours.

Depuis le portail de mise en réseau, les utilisateurs peuvent accéder à l'historique du cycle et aux informations de validation. S'il y a un défaut de cycle, le logiciel G4 enverra un e-mail au cabinet et au technicien de service, ce qui permettra un dépannage à distance.

Prix: 7048,76

Livré et placé !



Une remise de 15%

Promo
5990,00

Masques

Masque facial avec élastiques

V36209 **Omnimask Comfort** 50 pièces

Vert, bleu, orange, rose ou blanc

Prix: 8,58

Masque chirurgical à élastiques en tissu cellulaire doux et léger. Non irritant. Exempt de latex.

Filtration 98%.

Fabrique selon normes 39/42/EC, classe 1, EN 14683 type IIR.



Promo

5,95

Par 5 / pièce

5,75



Safemask masque avec boucles auriculaires type IIRS

V48626 50 pièces

Bleu, vert, lavendre, orange, rose, blanc

Prix: 9,14

Promo

7,20

Par 10 / pièce

6,90



NEW Lisa**NEW!****Eco Dry +**

Fast, energy efficient cycle

ioDent®

Smart Dental Solutions

5" display

Clear, modern touchscreen for easy operation

Intuitive user interface

Clear navigation for a smoother workflow

EliTrace

Integrated instrument traceability

EliSense

Instant visual feedback for cycle status

lisa

Livré et installé !**Package Deal PD0479**

Achetez un
NEW LISA au choix
 à **prix promo**
 et achetez un **Multidem C27**
 à **1 euro** (valeur : 411,00 euros).

NEW LISA 17 litres

A52522

Prix: 8890,00

Promo**6899,00****NEW LISA 22 litres**

A52523

Prix: 9490,00

Promo**7489,00****Multidem C27**

REF 19723112

A35531

Prix: 411,00

Promo**359,00**

Lisa Mini

Compact, fast and easy to operate!

Just like the renowned Lisa large autoclave, this smaller version B autoclave is fast and features an easy-to-use touchscreen. Available with a 5- or 3-litre chamber.

Key features:

- › Fast contra-angle handpiece cycle in just 10 minutes (5-litre chamber)
- › Standard cycle time of 22 minutes (5-litre chamber)
- › Data can be logged via USB, LAN or the W&H Steri App
- › Can be connected to a demineralised water supply
- › A label printer can also be connected
- › Available in 2 or 3-tray format (5-litre chamber)

lisa MINI



5 litres

A51721
REF 19935100

Promo
4500,00

5 litres*

A50654
REF 19945100

Promo
4120,00

3 litres*

A50653
REF 19944100

Promo
3850,00

*requires compressed air connection



Handy as an extra autoclave, when you have limited space or for small volumes!

Other items can be placed on top of the unit to make the most of your sterilization space. Comes with 2 trays as standard.

Hygiene

Lisa

High-end type B autoclave with extremely short cycle times.

Standard cycle time of 30 minutes, fast contra-angle handpiece cycle in 13 minutes. Features Eco Dry+ technology that adjusts the drying time to the weight of the load. Boasts an LED display and a touchscreen. Available with a 17- or 22-litre chamber. Data can be logged via USB, LAN or the W&H Steri app. The sterilization process can be tracked and documented down to the individual instrument or instrument kit via EliTrace. No extra software or computer needed. Thanks to smart technology, the Lisa warns you when your load is overheated, even if the door is open – no more burnt fingers!

lisa

Fast and quiet!

17 litres

REF 19931180 A42621

Promo
5990,00

22 litres

REF 19932180 A42687

Promo
6390,00



The Lisa from W&H is the most widely used autoclave in the world, and for good reason!



Lara, Lara XL and Lara XXL

The fastest 28-litre class B autoclave on the market!

- › Tried and trusted technology
- › Large capacity
- › Various upgrades available
- › Easy to operate

The Lara is also available in 17- and 22-litre versions:

17 litres

REF 19941120
A42622

Promo
5445,00

22 litres

REF 19942120
A42686

Promo
5935,00

Lara XXL 38 litres

REF 19936110
A51724

Promo
8990,00

Lara XL 28 litres

REF 19933110
A48819

Promo
6990,00

38-litre capacity for up to 12 kg per cycle



Fits 60 cm trays

lara^{XL}
lara^{XXL}

Highly suitable for surgical cassettes thanks to its large size



Hygiene

Lina

Type B autoclave with best-in-class cycle times.

- › Optimal sterilization programmes
- › The Eco B sterilization programme processes 0.5 kg in 25 minutes
- › Lina can reprocess loads of up to 6 kg to satisfy all the requirements of modern dental clinics
- › The B Universal 121°C cycle even allows you to reprocess delicate objects, including porous objects such as surgical clothing



17 litres

REF 19951131
A51722

Promo
5299,00

22 litres

REF 19952131
A51723

Promo
5599,00

Excellent value for money!



lina



The **Activation Code** system allows you to activate additional features to meet your practice's changing needs and future requirements.

The new Thed and Thed+

Top-class thermal disinfectors of the highest quality

- › With active drying, your precious instruments come out of the machine dry
- › Fast cycles
- › Compact, large-capacity machine
- › Offers single or double load level
- › The chemicals stay in the machine
- › Numerous accessories available for all instruments
- › Easy operation and connectivity
- › Features quick cycle for contra-angle handpieces
- › Large, practical display



A51691 Thed Thermodesinfector version encastrable

Promo
6750,00

Prix: 8700,00

A51690 Thed Thermodesinfector version de table

Promo
6500,00

Prix: 7990,00

A51693 Thed+ Thermodesinfector version encastrable

Promo
8750,00

Prix: 10700,00

A51692 Thed+ Thermodesinfector version de table

Promo
7750,00

Prix: 9600,00

Package Deal PD0478

Achetez un **Thed** ou **Thed+** thermodesinfector et achetez un **Lower Rack** et un **Upper Rack** à **1 euro** par pièce

Lower Rack

REF 19721500

A51730

Prix: 175,00

Promo
166,25



Upper Rack

REF 19721501

A51731

Prix: 355,00

Promo
337,25

Vertical support big - 1/2

REF 19721505

A51735

Prix: 270,00

Promo
256,50



Vertical support small - 1/4

REF 19721504

A51734

Prix: 205,00

Promo
194,75



Miele

360PRO

Solutions pour les cabinets cabinets et cliniques dentaires.

Miele Professional. Immer Besser.



Nos solutions de systèmes intégrés garantissent un traitement professionnel et sûr de vos instruments — et, grâce à des flux de travail optimisés, vos instruments bénéficient d'autant de protection que votre équipe et vos patients, ce qui vous permet de vous concentrer pleinement sur le maintien de la santé dentaire de vos patients.

360
PRO

Les nouveaux membres **de votre équipe.**

**Demandez
votre devis personnalisé !**



**Laveurs-désinfecteur
PWD 8692**

Laveurs-désinfecteur avec doseur de produits liquides & séchage à l'air chaud DryPlus.



**Laveurs-désinfecteur
PWD 8682**

Laveurs-désinfecteurs avec raccordement eau démin, doseur produits liquides & fonction EcoDry.



**Petit stérilisateur
PST 2220**

Petit stérilisateur CUBE X avec commande tactile, séchage EcoDry et capacité d'instruments de 6 kg.

Basic



A 102

A40098 Panier supérieur **Prix: 449,98**



A 151

A39581 Panier inférieur **Prix: 298,30**



E 802/1

A32539 Complément **Prix: 513,95**



E 473/2 (2x)

A32281 Complément à mailles pour des fraises **Prix: 2 x 104,50**

Comfort



A 105/1

A39579 Panier supérieur **Prix: 759,05**



A151

A39581 Panier inférieur **Prix: 298,30**



E 337/1

A32341 Complément **Prix: 584,25**



E 473/2 (3x)

A32281 Complément à mailles pour des fraises **Prix: 3 x 104,50**

Advanced




A 105/1

A39579 Panier supérieur **Prix: 759,05**



A151

A39581 Panier inférieur **Prix: 298,30**



A 317 (3x)

A51788 Complément **Prix: 3 x 265,05**



E 473 (3x)

A32281 Complément à mailles pour des fraises **Prix: 3 x 104,50**



APWD335

A52068 Conteneur stérile **Prix: 247,00**



Set A836

A43761 Kit d'injecteurs **Prix: 340,10**



E 337/1

A32341 Complément **Prix: 584,25**



APWD 336 (3x)

A52069 Filtres permanents **Prix: 3 x 43,70**

Ortho



A 105/1

A39579 Panier supérieur **Prix: 759,05**



A151

A39581 Panier inférieur **Prix: 298,30**



E 521/1 (2x)

A28053 Complément **Prix: 2 x 143,45**



E 802/1

A32539 Complément **Prix: 513,95**

Product Pack



1x Main Wash

ProCare Dent 10 MA - 5l

A37754 Produit de nettoyage
5 litres
Prix: 60,00 **Promo: 50,85**



1x Neutralisation

ProCare Dent 30 P - 5l

A38245 Produit de neutralisation
5 litres
Prix: 80,49 **Promo: 65,00**



1x Final Rinse

ProCare Dent 40 - 1l

A37756 Produit de rinçage
1 litre
Prix: 23,95 **Promo: 19,50**



1x Reactivating

ProCare Universal 61 - 6 kg

A37512 Sel de régénération
6 kg
Prix: 36,00 **Promo: 17,85**



E 197

A37198 Complément à mailles
Prix: 196,65



E 198

A32341 Complément **Prix: 584,25**



E 197 (3x)

A37198 Complément à mailles
Prix: 3 x 196,65



Set A836

A43761 Kit de injecteurs **Prix: 340,10**



APWD 332

A52065 Cassette plate **Prix 196,65**



APWD 333

A52066 Cassette haute **Prix: 224,20**



APWD 331

A52064 Cassette plate **Prix: 128,25**



APWD 334 (2x)

A52067 Cassette plate **Prix: 2 x 231,80**



APWD 337 (3x)

A52070 Support pour plaques
signalétiques **Prix: 3 x 17,10**



APWD 338

A52071 Scellés avec indicateur
Prix: 28,50



APWD 339

A52072 Scellés **Prix: 25,65**



E522/1

A32793 Complément **Prix: 219,45**



A830/1

A52063 Complément
Prix: 57,95



Set A836

A43761 Kit de injecteurs **Prix: 340,10**



E 198

A32341 Complément **Prix: 584,25**



ProCare Universal 11 A - 10 kg

A38671 Poudre de nettoyage
10 kg
Prix: 131,68 **Promo: 100,00**



**1x Opener
ProCare-jerrycans**

A50337 Clé à bidon
Prix: 10,50 **Promo: 8,92**

Une remise jusqu'à 57%

SUPER Package Deal PD0080

Achetez **4 x** produits **Miele ProCare**
au choix à **prix promo**

et achetez le **ProCare Dent 40** produit de rinçage ou
le clé à bidon à **1 euro** (valeur: 23,95 euros).

Hu-Friedy

V38314

Prix: 153,40

Promo: **125,00**

IME14DIN5_

1/4 DIN CASSETTE FOR 5 INSTRUMENTS

Dimensions 72 x 184 x 34 mm

Red		IME14DIN50
Grey		IME14DIN51
White		IME14DIN52
Orange		IME14DIN53
Purple		IME14DIN54
Yellow		IME14DIN55
Lavender		IME14DIN56
Black		IME14DIN57
Blue		IME14DIN58
Green		IME14DIN59
Ocean Blue		IME14DIN511

V37566



IMEDIN18_5

1 DIN SURGICAL CASSETTE FOR 18 INSTRUMENTS

Dimensions: 290 x 184 x 34 mm
DIN Cassette for 18 instruments with an accessory area
+ 4 clips (2 x 11000) for hinged instruments.

Red		IMEDIN1805
Grey		IMEDIN1815
White		IMEDIN1825
Orange		IMEDIN1835
Purple		IMEDIN1845
Yellow		IMEDIN1855
Lavender		IMEDIN1865
Black		IMEDIN1875
Blue		IMEDIN1885
Green		IMEDIN1895
Ocean Blue		IMEDIN18115

Prix: 249,60

Promo: **204,50**

V39054



IMEDIN16_

1 DIN CASSETTE FOR 16 INSTRUMENTS

Dimensions: 290 x 184 x 34 mm
DIN cassette for 16 instruments with an accessory area.
For composite, endodontics, prosthetics, prophylactics and amalgam.

Red		IMEDIN160
Grey		IMEDIN161
White		IMEDIN162
Orange		IMEDIN163
Purple		IMEDIN164
Yellow		IMEDIN165
Lavender		IMEDIN166
Black		IMEDIN167
Blue		IMEDIN168
Green		IMEDIN169
Ocean Blue		IMEDIN1611

Prix: 233,00

Promo: **191,00**

V38313



IME12DIN1_

1/2 DIN CASSETTE FOR 10 INSTRUMENTS

Dimensions: 152 x 184 x 34 mm
1/2 DIN cassette for 10 instruments, ideal for prophylactics.

Red		IME12DIN10
Grey		IME12DIN11
White		IME12DIN12
Orange		IME12DIN13
Purple		IME12DIN14
Yellow		IME12DIN15
Lavender		IME12DIN16
Black		IME12DIN17
Blue		IME12DIN18
Green		IME12DIN19
Ocean Blue		IME12DIN111

Prix: 171,80

Promo: **140,50**

V38548



IMEDIN13_

1 DIN CASSETTE FOR 13 INSTRUMENTS

Dimensions: 290 x 184 x 34 mm
DIN cassette for 13 instruments with an accessory area
(for additional items such as syringes, parts boxes).

Red		IMEDIN130
Grey		IMEDIN131
White		IMEDIN132
Orange		IMEDIN133
Purple		IMEDIN134
Yellow		IMEDIN135
Lavender		IMEDIN136
Black		IMEDIN137
Blue		IMEDIN138
Green		IMEDIN139
Ocean Blue		IMEDIN1311

Prix: 233,00

Promo: **191,00**

V38315



IMEDIN18_

1 DIN CASSETTE FOR 18 INSTRUMENTS

Dimensions: 290 x 184 x 34 mm
DIN Cassette for 18 instruments with an accessory area.

Red		IMEDIN180
Grey		IMEDIN181
White		IMEDIN182
Orange		IMEDIN183
Purple		IMEDIN184
Yellow		IMEDIN185
Lavender		IMEDIN186
Black		IMEDIN187
Blue		IMEDIN188
Green		IMEDIN189
Ocean Blue		IMEDIN1811

Prix: 233,00

Promo: **191,00**

V40382



IMEDIN20_

1 DIN CASSETTE FOR 20 INSTRUMENTS

Dimensions: 290 x 184 x 34 mm
DIN cassette for 20 instruments, can be used universally.

Red		IMEDIN200
Grey		IMEDIN201
White		IMEDIN202
Orange		IMEDIN203
Purple		IMEDIN204
Yellow		IMEDIN205
Lavender		IMEDIN206
Black		IMEDIN207
Blue		IMEDIN208
Green		IMEDIN209
Ocean Blue		IMEDIN2011

Prix: 233,00

Promo: **191,00**Pour tous les produits Hu-Friedy : www.denta.be

Appareils - Divers

HTC Stylo à cautériser jetable FIAB

A29852 Les stylos de cautérisation stériles FIAB sont utilisés dans l'hémostase et permettent une cautérisation rapide et précise des petits vaisseaux sanguins. Ils sont extrêmement faciles à manipuler, grâce à une batterie interne longue durée.

La gamme disponible permet de choisir un stylo de cautérisation parfaitement adapté aux exigences cliniques de l'intervention.

CauteryTip avec poignée et anneau fin



Prix: 51,14

Une remise de 12%

Promo

45,00

Brûleur à gaz

A09952 **Blue Flame 1500**

Prix: 69,90

A27631 **Miratorch**

Prix: 46,99



Promo
47,45



Promo
43,50



A10069 **APT GAS** 200 ml

Prix: 9,94

Promo : 6,19

Appareils de radiologie intra-orale

X-Mind DC



A37323

- Clichés de très haute qualité
- Temps d'exposition minimum: 0,02 s
- Positionnement précis et souple
- Minuterie programmable et personnalisable
- Sélection rapide mode argentique ou digital

Promo
2490,00

+ option sans fil
bouton d'impression
A50693

Promo
249,00

X-Mind unity

A39620 Une image contrastée et définie. Grâce aux paramètres ajustables tels que les kV, mA et le temps d'exposition combinés à un point focal de 0,4 mm, X-Mind unity fournit une qualité d'image exceptionnelle pour un diagnostic fiable et précis.

Prix: 5882,40

Promo
3290,00



acteon

CS 2200 mural

A31222

A34185

A34950



Le CS 2200 maximise vos capacités de diagnostic et améliore votre procédure grâce à son design intuitif et convivial. Acquisition d'images rapide, simple et sûre avec le CS 2200

Carestream
DENTAL
Authorized Distributor

À PARTIR DE
2469,00
avec la possibilité
de prolonger la
garantie de 3 ans

Vista Intra DC

- Très ergonomique pour un positionnement simple et exact
- Commande simplifiée
- Pré-réglage pour les écrans à mémoire et les capteurs
- Fiabilité et longue durée de vie du tube à rayons X, rayonnement constant
- Réglage variable de l'intensité et de la tension
- Émetteur CC avec un foyer de 0,4 mm

Prix: 6530,00

Une remise de 34%

Promo
4290,00



A48113

A48114

A38168

DÜRR
DENTAL

CS 7200



Carestream
DENTAL
Authorized Distributor

Compatible avec les plaques au phosphore de taille 0, 1 et 2
Première image disponible en seulement 8 secondes
Système de numérisation silencieux offre un confort optimal au patient
Les filtres peuvent être configurés selon les préférences de l'utilisateur
Connexion simple via port USB

A39491 **CS 7200**

Prix: 5999,00

Une remise de **38%**

Promo
3715,00

A50414 **CS7200 Neo IPS + 2 Scan & Go Device**

Prix: 6499,00

Une remise de **36%**

Promo
4115,00



A50419 **CS7200 Scan & Go Device**

Prix: 334,80

Une remise de **10%**

Promo
299,00



acteon



Includes 4 imaging plates (2 x size 1, 2 x size 2),
200 bags & covers for imaging plate
(100 x size 1, 100 x size 2), an imaging plate storage box,
1 stylus for touchscreen,
10 samples of Soprowipes,
1 power supply 100-240 VAC,
1 Ethernet cable,
SOPRO Imaging software and its licence.

A51747
Prix: 8525,20

Une remise de **42%**

Promo
4890,00

PROMO
4450,00 euros

*Lors du remboursement de
n'importe quel
Système de plaques
au phosphore*

Plaques de phosphore et étuis de protection pour plaques de phosphore : www.denta.be

Appareils - Capteurs

RVG 5200 #1

Robuste et fiable, 16lp/mm résolution réelle, meilleur rapport qualité/prix, câble amélioré et renforcé, résistant à l'eau. 16 lp/mm

A32109

Promo
3332,00

Garantie
5 ans



A52009-1 Housse de protection SIZE 1 - 50 pièces

Promo
10,62

Prix: 12,50

Une remise de 15%

RVG 6200 #1

Flux de travail simple, qualité d'image élevée avec sa résolution réelle de 24lp/mm, nouveau design ergonomique, robuste et fiable

A38646

Promo
3749,00

Garantie
5 ans



Carestream
DENTAL
Authorized Distributor



Appareils - Scanners phosphore

Demandez une offre sur mesure !

Vistascan

Vistascan Mini Easy 2.0

A49700

Doté d'un design futuriste, le VistaScan Mini Easy 2.0 abrite une technologie de pointe tout aussi sophistiquée. Le scanner d'écrans à mémoire repose en effet sur la dernière technologie d'écrans à mémoire et offre, en association avec les écrans à mémoire IQ VistaScan, de nombreuses nouvelles fonctions d'IA. Combiné à une excellente qualité d'image fournie par la technologie PCS éprouvée, vous assurez à votre cabinet dentaire une sécurité durable pour l'avenir.

Promo
5790,00

Prix: 8670,00

Une remise de 33%



Vistascan Mini View 2.0

A49699

Prix: 11020,00

Une remise de 39%

Promo
6700,00



DÜRR
DENTAL

CS 7600 Scan & Go technology

A36392 Avec la **technologie Scan & Go**, le **CS 7600** offre un flux de travail entièrement automatisé et sécurisé, idéal pour une utilisation partagée. L'appareil reconnaît automatiquement les plaques au phosphore avant chaque examen et les envoie ensuite vers l'ordinateur et le dossier patient correspondants – permettant ainsi de numériser les plaques dans n'importe quel ordre, sans risque d'erreur ou d'inversion.

Mode de numérisation Super Haute Résolution : 17 LP/mm
Mode Haute Résolution : 14 LP/mm
Mode Haute Vitesse : 8 LP/mm
Compatible avec tous les formats d'images intra-orales

Taille 0 : 22 x 35 mm
Taille 1 : 24 x 40 mm
Taille 2 : 31 x 41 mm
Taille 3 : 27 x 54 mm
Taille 4 : 57 x 76 mm

Alimentation : 230 V / 3 ph / 50 Hz – 1,5 A
Dimensions (H x L x P) : 276 x 237 x 260 mm
Poids : 6 kg
Effacement automatique après la numérisation
Temps de numérisation : jusqu'à 5 secondes
Utilisation en mode autonome ou en réseau
Écran couleur : 3,5"
Mémoire tampon intégrée



Carestream
DENTAL
Authorized Distributor

Prix: 7499,00

Une remise de 27%

Promo
5449,00
Garantie
5 ans

Plaques de phosphore et étuis de protection pour plaques de phosphore : www.denta.be



PRIX SUR DEMANDE
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be

Carestream
DENTAL
Authorized Distributor



CS 8100 SC

Construit sur la plateforme primée du système panoramique CS 8100, le CS 8100SC dispose de la technologie d'imagerie céphalométrique et du logiciel de traçage les plus rapides au monde. Avec une gamme complète de formats d'image disponibles et de puissantes fonctions logicielles, le CS 8100SC est un choix idéal pour les applications quotidiennes en orthodontie et en chirurgie orale.

Pour plus d'informations :

Lionel Schijns
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be



CS 8100 EVO EDITION

Grâce à sa facilité d'utilisation légendaire et à ses dernières améliorations, l'édition Evo du système CS 8100 3D offre une précision d'image exceptionnelle avec toutes les modalités. Cette solution simple 4-en-1 offre un excellent rapport qualité-prix sans compromis sur la qualité.

CS 8200 3D

Des capacités étendues dans un design compact

Système 2D/3D polyvalent parfait pour intégrer plus de traitements à votre pratique
Champ d'examen élargi, jusqu'à 12 cm x 10 cm, idéal pour les examens d'arcade complète
Des images 2D/3D exceptionnelles grâce à nos technologies dernier cri
Des images 3D haute résolution avec peu d'artefacts et de bruit
Un logiciel 2D/3D de pointe facilitant l'analyse des images
Des solutions intégrées qui optimisent le flux de travail et aident à fidéliser vos patients

Carestream
DENTAL



NOUVEAU

CS 3D Imaging Premium est une extension logicielle optionnelle de Carestream Dental, basée sur l'intelligence artificielle, conçue pour accélérer la planification implantaire, automatiser les tâches courantes et simplifier le partage des dossiers patients.

PRIX SUR DEMANDE

GSM: 0497 44 56 22

lisc@denta.be


Carestream
DENTAL
**CS 8200 3D Neo Edition**

Seeing the difference makes the difference

Un système CBCT éprouvé et polyvalent offrant un champ d'examen élargi, parfait pour les praticiens qui souhaitent étendre les traitements proposés à leurs patients. Doté de nos technologies et logiciels d'imagerie haut de gamme, le CS 8200 3D offre une qualité d'image exceptionnelle dans toutes les modalités et permet de vous démarquer en offrant plus de services sur site.



DÜRR
DENTAL
VistaPano S 2.0**VistaPano S Ceph**

Découvrez la famille 2D Prime



X-mind prime est disponible en trois configurations : montage mural 2D, 2D avec céphalométrie, et 2D sur pied, afin de répondre à toutes les exigences d'installation et cliniques.



Promo: **€13.999,00**

X-MIND® prime WALL 110-240V

Code de commande: W1200001

A48189

La plus petite solution d'imagerie extra-orale 2D d'ACTEON® jamais conçue pour une **accessibilité maximale dans tous les contextes.***



avec un capteur:

Promo: **€24.999,00**

avec deux capteurs:

Promo: **€29.999,00**

X-MIND® prime CEPH 110-240V

Code de commande: W1200009

A48191

Code de commande: W1200009- ds

A51763

Complément céphalométrique pour un système 2D complet, toujours avec la même philosophie d'excellence, **idéal pour les applications pédiatriques.**



Promo: **€14.999,00**

X-MIND® prime FLOOR 100-240V

Code de commande: W1200001.FL

A51762

*Marché belge uniquement (W1200001 / W120001.PB)

Découvrez la famille X-MIND® optima 3D

Prix: 71603,20

Une remise de 44%

Promo

40049,00

* Option :
Le coût supplémentaire
pour la version 17x12
est de €3,000

X-MIND® optima 2D/3D wall 100-240V

Appareil PAN 2D/3D, installation murale de 5x5 à 12x10

A51759 Ref. W1203005



A51760

Prix: 90168,53

Promo

49499,00

Une remise de 45%

* Option :
Le coût supplémentaire
pour la version 17x12
est de €3,000

X-MIND® optima 2D/3D ceph 100-240V

Appareil PAN CEPH 2D/3D, installation au sol de 5x5 à 12x10
Ref. W1203010

* Option :
Le coût supplémentaire
pour la version 17x12
est de €3,000

Nouveau

X-MIND® optima 2D/3D floor 100-240V

Appareil PAN 2D/3D, installation au sol de 5x5 à 12x10

Ref. W1203005.FL

Prix: 73194,27

Une remise de 43%

Promo

41399,00

A51761





PRIMA Pro Le microscope améliore vos capacités cliniques.

Microscope Labomed PRIMA Pro avec statif sur pied et NuVar™ 10

Bienvenue dans l'avenir de la dentisterie de précision ! Découvrez une clarté et une précision inégalées grâce à notre microscope dentaire de pointe, le PRIMA Pro. Cet instrument à la pointe de la technologie est conçu pour faire passer votre pratique au niveau supérieur ; il offre une qualité d'image, un grossissement et un éclairage exceptionnels, vous permettant ainsi de réaliser des interventions complexes avec confiance et exactitude.

Que vous soyez spécialisé en endodontie, en dentisterie restauratrice ou en chirurgie buccale, le microscope PRIMA Pro enrichit vos capacités cliniques. Obtenez une meilleure visibilité et atteignez un niveau d'excellence inédit dans vos traitements. Rejoignez-nous pour façonner l'avenir des soins dentaires grâce à notre technologie de microscope innovante.

MAGNA La puissance de zoom

Le microscope dentaire Labomed Magna apporte à votre cabinet la puissance d'une visualisation cristalline dans un design compact et ergonomique.

Le système comporte un bras d'équilibrage automatique (ABA) qui donne aux utilisateurs 360 degrés de liberté dans le positionnement du microscope.

Un système de zoom apochromatique hautement réactif assure une facilité d'atterrissage sur le grossissement idéal.

L'éclairage LED super lumineux et durable permet aux professionnels dentaires de ne rien manquer.



LABOMED
ideas for vision

PRIX SUR DEMANDE

GSM: 0497 44 56 22

lisc@denta.be

DR.MACH
GERMAN MED-LIGHT SOLUTIONS

Dr. Mach
Au choix :
Dr. Mach Systèmes vidéo
Dr. Mach 110, 120, 130 et 150 (F)

**Informations et prix
sur demande**
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be



B75

UN APPAREIL, DEUX FONCTIONS INTÉGRÉES :
CHIRURGICALE ET DENTAIRE

***Vous souhaitez une démonstration
du B75 dans votre cabinet
sans obligation d'achat ?
C'est possible. Prenez rendez-vous sur :
marketing@denta.be***



FARO

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

B75 EST

L'AVANT-GARDE DE L'ÉCLAIRAGE EN DENTISTERIE



PRIX SUR DEMANDE
GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be

MODE DENTAIRE

- SPOT ELLIPTIQUE 200X100 MM
- JUSQU'À 50.000 LUX À UNE DISTANCE DE 700MM
- CRI 98
- INTENSITÉ LUMINEUSE RÉGLABLE




- 4 TEMPÉRATURES DE COULEUR
AVEC MODE COMPOSAGE



COMPOSAGE

SPOT ELLIPTIQUE
200X100 MM




Sidèrea SUNLIGHT

Venez admirer l'éclairage
Sidèria
dans notre showroom !


HET EERSTE "SOLARSPECTRUM" PLAFOND-LED-LICHT
DAT HET NATUURLIJKE ZONLICHT REPRODUCEERT.

Wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat zonlicht de beste en meest realistische lichtbron is, omdat het toelaat elk detail van objecten en vormen waar te nemen, waarbij kleuren en oppervlakken nauwkeurig worden weergegeven. Kunstlicht dat in staat is het echte natuurlijke zonlicht te reproduceren, is de essentiële hulp van de tandarts om de mondholte in detail te onderzoeken, met veiligheid en fysiek-psychologisch comfort voor het algemene visuele en posturale welzijn van zichzelf, het team en de patiënt.


**SUNLIGHT
SPECTRUM**



**LED LIGHTS ON THE MARKET
SPECTRUM**



SIDÈREA SUNLIGHT SPECTRUM



Venez découvrir l'éclairage
ZIVA
dans notre showroom !

ZIVA
PLAFONNIER
LED DENTAIRE

LA QUALITÉ ESSENTIELLE POUR LES
EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET ESTHÉTIQUES

Fruit de la recherche constante de FARO de **solutions novatrices** et performantes pour l'éclairage du cabinet dentaire, **ZIVA** est un plafonnier conçu pour répondre aux exigences professionnelles et esthétiques du dentiste. Le **choix rigoureux des différents composants et le souci du détail** font de ZIVA la synthèse parfaite de la qualité et du minimalisme.



FARO
ZIVA

EVA TUNABLE WHITE

QUATRE TEMPÉRATURES DE COULEUR
POUR UNE PERCEPTION VISUELLE MAXIMALE

FARO

QUATRE
TEMPÉRATURES DE COULEUR

EVA

EVA Tunable White offre la possibilité de **sélectionner la température de couleur idéale**, selon la pratique dentaire en cours : 5700 K, 5000 K, 4000 K, 2700 K Fonction Composite.

Le **témoin lumineux situé** sur la tête de la lampe offre une réponse visuelle immédiate du niveau d'éclairage, ainsi que de la température de couleur.

Le **système optique** breveté à **lumière réfléchie** garantit un spot lumineux uniforme et bien défini, qui évite tout éblouissement des patients.



CONSEILLÉ POUR
LA PRISE DE COULEUR
EN DENTISTERIE
PROTHÉTIQUE ET
CONSERVATRICE.



RECOMMANDÉ
POUR
L'ORTHODONTIE,
LA DENTISTERIE
CONSERVATRICE ET
PÉDIATRIQUE.



RECOMMANDÉ
POUR LA CHIRURGIE.



UNE FONCTION
POUR ÉVITER LE
DURCISSEMENT
PRÉMATURE
DES COMPOSITES.



EVA CAM

CONÇUE PAR DES DENTISTES POUR DES DENTISTES

EVA CAM est la lampe opératoire à **caméra intégrée** disponible en version SUNLIGHT et TUNABLE WHITE.

Idéale pour photographier, filmer, comparer et partager photos et vidéos en temps réel et, au besoin, en cabinet ou à distance.

Le **zoom spécifique** à la pratique dentaire garantit un cadrage primaire direct et précis.

Grâce à la commande à pédale, aucun besoin d'interrompre la procédure ni de quitter le champ opératoire des yeux.

EVA CAM est l'allié idéal pour une **communication permanente et efficace** avec le patient, les confrères et les étudiants, une archive complète et soignée utile à des fins de diagnostic, de soins et de traçabilité.

LE SYSTÈME ALL-IN- FOCUS OU FOCUS MANUEL

- Champ de mise au point stable et ample
- Mise au point exacte du point d'intérêt
- Moindre nécessité de recadrage et mouvement.

CARACTÉRISTIQUES

- Logiciel natif convivial et intuitif pour Windows, Mac et Android
- Accès et partage du matériel vidéo et photographique via mail sans nécessité de recourir à l'édition vidéo
- Commande à pédale avec câble wireless (en option)

RÉSOLUTION	4K
FORMAT VIDÉO	MP4
FORMAT PHOTO	JPG
OPTIQUE DE SÉRIE	25 mm
OPTIQUE EN OPTION	16 mm



***Vous souhaitez une démonstration
de l'EVA CAM dans votre cabinet,
sans aucune obligation d'achat ? C'est possible !
Contactez-nous dès maintenant pour fixer
un rendez-vous : marketing@denta.be***



Pour plus de flexibilité et de sécurité.

Duo Tandem et Tyscor VS 4.

Surveillance
à distance via
VistaSoft Monitor



PRIX SUR DEMANDE

GSM: 0497 44 56 22
lisc@denta.be



Sécurité des investissements
grâce à des systèmes
adaptables qui évoluent
avec votre cabinet



Fonctionnement optimisé
grâce au contrôle
intelligent des niveaux
d'aspiration et des groupes



Sécurité de
fonctionnement avec
l'utilisation de deux
niveaux d'aspiration
ou groupes



Avec Duo Tandem et Tyscor VS 4, vous misez sur la **sécurité** : la fiabilité et la flexibilité d'utilisation sont placées au premier plan, tandis que le logiciel VistaSoft Monitor surveille l'état de tous les appareils en arrière-plan. **Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.duerrendental.com**

* Mesure réalisée par l'institut Fraunhofer sur le Tyscor VS 4 et sur un compresseur à canal latéral équivalent

**DÜRR
DENTAL**
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME

- Ventilateur plus grand
- Meilleure répartition de l'air / meilleur refroidissement des cylindres
- Refroidisseur amélioré
- Nouveaux manchons/conduits

A partir de:

1665,00



NEW Tornado 1

Idéal pour un seul poste de soins dentaires :
Le compresseur monocylindre doté d'un réservoir d'air comprimé de 20 litres.



Téléphone: 0497 44 56 22

e-mail: lisc@denta.be

NEW Tornado 2

Idéal pour 2 postes de soins dentaires :
Compresseur à 2 cylindres avec une capacité d'air comprimé de 20 litres.



NEW Tornado 4

Conçu pour des performances optimales et quatre postes de soins dentaires :
Compresseur tandem à 4 cylindres et réservoir d'air comprimé de 50 litres.

Grâce à d'excellentes performances de filtration, le système garantit une sécurité et une hygiène maximales au sein du cabinet dentaire. Il assure un fonctionnement sans faille et une longue durée de vie, tout en permettant un remplacement aisé des filtres. Dotés d'une isolation phonique sophistiquée et d'un faible niveau sonore, ces compresseurs fonctionnent en toute discrétion : une solution idéale pour le cabinet dentaire.

V300 S

Moteur d'aspiration sec pour 1 unit dentaire

VSA 300

Moteur d'aspiration humide

À partir de:

1440,00



Téléphone: 0497 44 56 22

e-mail: lisc@denta.be

AC 100

- Adaptée pour 1 unit dentaire
- Réservoir 30 l
- Mono cylindre
- Avec dessiccateur à membranes

PROMO

2150,00



AC 200

- Adaptée 2 unités, max. 3 units dentaires
- Réservoir 30 l
- 2 cylindres
- Avec dessiccateur à membranes

PROMO

3150,00



Tabourets

BamBasic / Bambach Original

Le siège qui a révolutionné la façon de s'asseoir.

Le fessier repose sur le troussequin de la selle; le bassin ne peut pas partir en arrière.

La cambrure naturelle en S est conservée.

Les disques intervertébraux ne sont pas sollicités.

Quand l'utilisateur se penche en avant, il le fait par une rotation du bassin et non plus par une flexion de la colonne vertébrale, son dos est beaucoup moins contraint.

Un réglage de l'inclinaison permet d'adapter exactement le siège à la cambrure de l'utilisateur.

Les contours spécifiques de Bambach contribuent à préserver les courbes naturelles de la colonne vertébrale.



BamBasic
Noir
SUPERPROMO
345,00

Bambach
Original
A PARTIR DE
690,00

Bambach Original: disponible en différentes couleurs !
A voir dans le showroom !



Support Design

Si votre pratique professionnelle exige une station assise prolongée il est temps de vous montrer bienveillant avec votre corps.

Une mauvaise posture devient facilement routinière. Les mauvaises habitudes se prennent tôt car la plupart d'entre nous n'a pas appris à s'asseoir correctement. C'est la raison pour laquelle le design de nos sièges est si intelligent.

Grâce à leur design ergonomique, la position parfaite semble naturelle. Les tensions seront allégées, les niveaux d'énergie augmentés et le bien-être amélioré. Nos sièges ergonomiques faits main, sont conçus pour favoriser naturellement une bonne posture et vous permettre de vous asseoir confortablement et rester ainsi en bonne santé.



Grand choix de couleurs !

A PARTIR DE
439,00

Support Design
Positive Posture



Ergo: votre confort, notre métier

Les tabourets selle sont synonymes d'assise dynamique.

Le tabouret Pony respecte la colonne vertébrale et sa forme anatomique naturelle grâce à son assise ergonomique en forme de selle. Celle-ci force l'utilisateur à adopter une position droite et active, qui entraîne une répartition équilibrée du poids du corps et évite les douleurs consécutives à une contrainte excessive.

ergo s.p.a.

Grand choix de couleurs !



Balance Comfort CLASSIC
Noir: 895,00 Couleur: + 50,00



Balance Comfort OPEN
Noir: 945,00 Couleur: + 50,00



Comfort CLASSIC
Noir: 395,00 Couleur: + 50,00



Comfort CLASSIC DOS
Noir: 545,00 Couleur: + 50,00



Comfort OPEN
Noir: 445,00 Couleur: + 50,00



Comfort OPEN DOS
Noir: 595,00 Couleur: + 50,00





**Ancar et Denta sont synonymes
d'innovation de pointe et de service
fiable, pour vous offrir le meilleur
soutien dans votre cabinet !**

ancar



***Envie de découvrir les unités de traitement ANCAR ?
Venez visiter notre showroom !***

Denta est
le distributeur exclusif d'Ancar
pour toute la Belgique



www.denta.be

www.ancar-online.com




ancar

Denta est le distributeur exclusif d'Ancar en Belgique.

Sd-300

Touch Expert

Bras d'aspiration, réglable en hauteur, avec deux tuyaux d'aspiration montés en standard. Possibilité d'installer en option une seringue 6F extra, une lampe à polymériser et/ou une caméra intra-orale.



Ecran simple, dynamique et clair : utilisation simple et intuitive.

4 profils d'utilisateurs différents possibles, chacun avec ses propres paramètres personnels.

Configurez vos instruments en fonction de chaque intervention.

Maximisez les performances de votre micromoteur. Contrôle du couple en Ncm, rotation directe ou inverse...

Réglage des paramètres de fonctionnement de chaque instrument.

Évaluer le rythme de travail. Statistiques sur l'utilisation de l'appareil.



A-3200

Le fauteuil idéal pour les traitements d'orthodontie et d'hygiène, ainsi que pour la dentisterie générale.

ancar

Denta est le distributeur exclusif d'Ancar en Belgique.

Apportez une révolution dans votre cabinet dentaire avec l'unité dentaire A3200, la solution unique conçue pour les orthodontistes, les hygiénistes et les dentistes généralistes à la recherche d'un fauteuil véritablement bistable et facile à utiliser, fiable, efficace et polyvalent.

Plateau d'instruments ambidextre.
Conçu spécialement pour les utilisateurs gauchers et droitiers.




Possibilité d'ajouter différents instruments selon vos besoins.
Nous travaillons avec des marques de référence : Bienair, Satelec, NSK, EMS, etc.



Pédale avec ressort de sécurité rétractable

Fauteuil standard suspendu et tuyaux suspendus

(fauteuil suspendu au groupe hydrique pour une partie inférieure entièrement dégagée)



Ergonomie et confort

- Porte-instruments à position réglable, amovible et stérilisable
- Pédale sans fil fournie
- Bras auxiliaire à hauteur réglable équipé d'un clavier capacitif
- Souplesse de mouvement accrue du bras du plateau d'instruments
- Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main

Technologie

- Mouvements du fauteuil contrôlables depuis la pédale de commande et le clavier (principal et auxiliaire)
- Réglage possible de l'intensité lumineuse de la lampe scialytique depuis l'écran
- Écran tactile Touch Expert Pro fourni

Hygiène

- Crachoir, robinet et porte-gobelet amovibles et stérilisables
- Tuyaux d'aspiration amovibles et thermodésinfectables
- Équipement conçu pour en faciliter le nettoyage et la désinfection
- Plateau d'instruments recouvert d'un tapis en silicone amovible et stérilisable



Personnalisez votre unité et faites votre choix parmi différents modèles d'appui-tête, de plateaux, de lampes scialytiques, de systèmes d'hygiène, etc.



**Une tablette qui vous guidera dans chaque traitement.
Une interface aussi facile à utiliser que votre propre smartphone.**

Le nouveau TOUCH EXPERT PRO est une tablette basée sur le système ANDROID qui facilitera votre travail quotidien. Il est impossible de lister toutes les fonctionnalités de cette tablette sur une seule page, mais voici quelques-uns de ses nombreux avantages:

- Écran multi-touch couleur inclinable de 7 pouces facile à utiliser avec technologie IPS.
- Nombre illimité de profils d'utilisateurs avec leurs propres paramètres.
- Nom du cabinet, date et heure, et possibilité d'ajouter le logo du cabinet sur chaque écran.
- Chargement des radiographies et des photos, affichage des images, des vidéos et des manuels de l'unité.
- Programmation des paramètres de travail du détartreur en ENDO, PERIO, SCALER, plage de travail et intensité lumineuse des instruments. Réglage des paramètres de fonctionnement du micromoteur (avec fonctions ENDO) : contrôle du couple en Ncm, rotation directe ou inverse, mode irrigation (spray/eau/air), type de contre-angle et deux types de vitesses : de 200 à 40 000 tr/min et de 100 à 4 000 tr/min.

Découvrez comment le TouchExpert Pro facilite votre travail quotidien et demandez une démonstration à votre distributeur Ancar le plus proche. Trouvez votre distributeur sur www.ancar-s.com.


TYPES ET COULEURS DE SELLERIES

La ligne Ancar S vous propose une sellerie SOFT avec mousse à mémoire de forme dans une variété de couleurs.

La gamme SOFT propose les coloris suivants :




La gamme STANDARD propose les coloris suivants :



KAVO

**EXCELLENCE
DENTAIRE**



KAVO AmiQA

Tout simplement
indispensable.



KaVo amiQa – 100% KaVo. Compact et prêt pour toutes les indications. Tout ce dont vous avez besoin dans une seule unité de traitement pour un excellent rapport qualité / prix.

Le nouveau KaVo amiQa™.

La fiabilité à vos côtés

Découvrez notre fauteuil dentaire KaVo amiQa dans le showroom !

THE
ELEMENTS
OF EXCELLENCE

KAVO
Dental Excellence

KAVO uniQA

Unique et Premium.



Le fauteuil dentaire le plus polyvalent se réinvente. Il est à présent disponible avec un écran tactile panoramique, des diodes lumineuses design, le détartreur à ultrasons eSCALER, le nouveau scialytique Lumina et bien plus encore.

Nouvelle version KaVo uniQa™.
Unique comme vous.

Découvrez notre fauteuil dentaire KaVo uniQa dans le showroom !

THE
ELEMENTS
OF EXCELLENCE*

KAVO
Dental Excellence

KaVo Lumina

Voyez la différence.



Vivez l'expérience du nouveau scialytique KaVo :
UX Light Technology, SPALight, COMPOshape et un
positionnement d'une simplicité inégalée.

KaVo Lumina – découvrez la légèreté de la dentisterie.

Venez découvrir notre lampe de traitement !

**Voici à quoi cela ressemble
lorsqu'elle contrôle son
cabinet :
Avec CONNECTme.**

DÉTENDU. TOUJOURS. PARTOUT.

**L'App KaVo CONNECTme connecte vos fauteuils dentaires pour
un nouveau niveau de fiabilité, d'hygiène et d'efficacité.**

kavo.com/bnl-nl/connectme

Vous êtes les bienvenus dans notre salle d'exposition : Heiveldekens 2, 2550 Kontich

Pendant les heures de bureau de 9h30 à 16h30 , en **dehors** les heures de bureau et les weekends sur simple rendez-vous !

Remises supplémentaires sur les installations, meubles, appareils radiologie, équipement et appareils....

Prenez rendez-vous avec **Lionel Schijns** :
sur le numéro **0497 44 56 22**
ou par mail: **lisc@denta.be**



ULTRADENT 

DIE MANUFATUR FÜR BEHANDLUNGSEINHEITEN

LEONDA & AQUILIA

NOS NOUVELLES LIGNES



NOTRE VARIÉTÉ DE POSSIBILITÉS POUR LA SELLERIE ET LA TEINTE

ULTRADENT vous offre 29 couleurs différentes pour le revêtement (également en souple/lounge) et une multitude de teintes pour la peinture.

En fonction de vos desideratas, vous avez le choix d'une finition dans toutes les couleurs RAL classiques. Personnalisez donc votre installation complète et choisissez vos couleurs préférées !

COULEURS DE SELLERIE



9002 T - Weiß



5515 T - Apfelgrün



1018 T - Zinngelb



3494 T - Seidengrau



14966 T - Metallicgrün



3012 T - Pfirsich



21366 T - Platingrau



6033 T - Mintgrün



3016 T - Korallenrot



1011 T - Hellgrau



3493 T - Aquamarinigrün



1414 T - Rot



7021 T - Satingrau



3491 T - Lichtblau



3004 T - Bordeauxrot



7502 T - Anthrazit



15141 T - Metallicblau



5510 T - Purpur



1007 T - Schwarz



5023 T - Pastellblau



4009 T - Pastellviolett
(schwer entflammbar)



8017 UM 33 - Marone



1009 T - Cyanblau



3004020 T - Lila



6001 T - Haselnussbraun



5003 T - Saphirblau



5011 T - Stahlblau



Votre installation est toujours livrée dans des couleurs RAL-Classic ; même si vous optez pour des peintures personnalisées partielles.

LEONDA

La nouvelle gamme
avec support de montage horizontal

Un avantage du modèle monté sur support :
Il positionne tout facilement à l'endroit souhaité, tandis que
la disposition des éléments reste inchangée pendant le travail.
L'unité d'eau coulissante parallèlement rend vos processus
de travail encore plus efficaces.



AQUILIA

La nouvelle gamme
avec colonne montée au sol


Un avantage du modèle monté au sol :
Il allie flexibilité et concentration sur l'essentiel.
Le design réfléchi permet une adaptation facile aux différentes
exigences de travail.



LEONDA – monté sur support



AQUILIA – monté au sol



Individualité dans la perfection

LEONDA et **AQUILIA** sont chacun disponibles en 4 modèles de base :

T : avec bras flottant avec flexibles suspendus

S : avec bras pivotant avec flexibles suspendus

F : avec cart

X : avec système colibri

Vous pouvez choisir les nouvelles gammes en deux versions de pack :

Basique ou **Pro**.

De plus, vous avez le choix parmi d'autres packs d'équipement, comme par exemple **Confort** ou **Multimédia**.

Chez ULTRADENT, la perfection dans le développement est une priorité : nous utilisons des matériaux durables tels que l'acier, l'acier inoxydable, le laiton, l'aluminium et des plastiques de haute qualité.

Les peintures complètes personnalisées sont réalisées selon les couleurs RAL.

Découvrez les possibilités illimitées que LEONDA et AQUILIA vous offrent. Avec une grande variété de modèles, de versions et de packs d'équipement, vous pouvez parfaitement adapter votre unité de traitement à vos besoins – pour un confort infini et une facilité d'utilisation dans votre cabinet, ainsi qu'une optimisation de vos flux de travail.

POP!

Laissez-vous emporter par notre nouvelle gamme POP! : une explosion d'énergie, de gaieté et de légèreté. Tout simplement inoubliable. L'hygiène, la durabilité et la fonctionnalité sont toujours au rendez-vous. Pourquoi faire des concessions sur la précision et la fiabilité dans votre pratique quotidienne ? Le style de Dentalart devient POP!

Venez découvrir par vous-même le parfait équilibre entre design, fonctionnalité et qualité. Laissez-vous séduire par le raffinement des combinaisons de couleurs et l'élégance du style italien !

dentalart

POP!



Le design de **Fringe** est concret et réaliste.
Conçu et construit autour du professionnel
pour lui permettre de donner le meilleur de soi.



TAO redéfinit le rôle du mobilier dans le cabinet en termes de dimensions, de sécurité et d'organisation.

Les tiroirs avec portes et côtés, constitués d'une seule plaque de métal, sont 74% plus minces que les 15 mm standard.

L'épaisseur de 4 mm, l'espace entre les tiroirs encore réduit: un look minimal signifie également moins d'espace visuel occupé et plus pour vous.



Wish, vitrine modulaire pour produits jetables

Équipable avec :

- distributeur pour serviettes de protection et masques buccaux
- distributeur infrarouge pour savon (désinfectant)
- support pour serviettes
- distributeur de gobelets
- support pour canules d'aspiration
- support pour gants



Disponible en différentes tailles et couleurs. Dans notre showroom.



Non toxique



Ininflammable



Sans vapeur
dangereuse

NOUS OFFRONS L'ALTERNATIVE
AUX PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX ET CORROSIFS

pH
neutre



✓ FORMULE SANS
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

UN DÉSINFECTANT ADAPTÉ À CHACUN DE VOS BESOINS

Il aura fallu 38 tentatives pour obtenir la formule qui associe **performance, rapidité, stabilité et pH neutre.**

La formulation de l'UMONIUM³⁸ démontre un spectre d'activité considérablement plus large. Les **temps de contact** sont courts et **réalistes**. Les **concentrations d'utilisation** sont faibles. Le caractère tensioactif de la formule permet à la fois une **action puissante** de détergence, de désinfection de haut niveau et l'élimination du film gras, protéique et du biofilm, par trempage, circulation de flux, essuyage humide, vaporisation, projection de mousse... À froid comme à chaud.

Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium



UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le Laboratoire Huckert's International est en cours de procédure de **certification au règlement MDR (UE) 2017/745** relatif aux dispositifs médicaux. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport à la directive 93/42/CEE et contient de nouvelles règles de classifications. Les améliorations majeures incombant à ce nouveau règlement sont :

- ✓ une évaluation de conformité renforcée (évaluation clinique)
- ✓ une augmentation du suivi post-commercialisation
- ✓ une meilleure traçabilité des produits suite à la mise en place des codes « UDI » (unique device identifier)
- ✓ une gestion des risques renforcée
- ✓ une transparence accrue par la mise en place de la plateforme européenne « EUDAMED »

UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS BIOCIDES

Le Laboratoire Huckert's International a validé la **certification au règlement BPR (UE) 528/2012** relatif aux biocides. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport aux autorisations nationales. Afin de vous garantir la meilleure qualité, nous nous sommes toujours engagés à fabriquer et contrôler nos produits biocides selon les mêmes critères d'exigences que nos produits de statut dispositif médical.

La conformité à ces nouvelles réglementations du système qualité du Laboratoire Huckert's International est la garantie de l'excellence de l'ensemble de nos produits pour le traitement de vos dispositifs médicaux et biocides.

Laboratoire Huckert's nettoyage et désinfection

UMONIUM³⁸ EQUIPMENTS

A52134 1litre

Prix promo
62,00



A26205 5 litres

Prix promo
258,00

UMONIUM³⁸ MASTER

A39244 1litre

Prix promo
59,00



A21164 5 litres

Prix promo
249,00

UMONIUM³⁸ MEDICAL TISSUES

A42538 100 lingettes
(20 x 20 cm)

Prix promo
44,00



A44268 95 lingettes
(15 x 15 cm)

Prix promo
19,90

UMONIUM³⁸ STERILY

A42490 1litre

Prix promo
41,50



A42491 5 litres

Prix promo
136,00

UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS

A28211 1litre

Prix promo
68,00



A41922 5 litres

Prix promo
278,00

UMONIUM³⁸ air control

A21145 100 ml

Prix promo
72,00



A42488 10 ml

Prix promo
27,00

UMONIUM³⁸ AIR CONTROL MATIC

A10748 250 ml

Prix promo
61,00



A10749
Diffuseur automatique

Prix promo
116,00

UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY

26206 1 litre

Prix promo
32,00



PHYTOGEL sanitizer

A46938 400 ml

Prix promo
27,50



A42706 1 litre

Prix promo
52,50

PHYTOGEL nature

A48642 400 ml

Prix promo
27,50



A49588 1 litre

Prix promo
53,00

A21147 5 litres
Bidon avec pompe

Prix promo
249,00



PHYTOGEL genesis

A52135 400 ml

Prix promo
27,00



A52136 1 litre

Prix promo
51,00

PHYTOGEL microbrush

A52133 5 litres
Bidon avec pompe

Prix promo
210,00



Jusqu'à 29% de remise !

Package Deal PD0456

Achetez **4x** HUCKERT'S emballages au choix parmi sélection à **prix promo**
et achetez **UMONIUM³⁸ TISSUES** (95 pièces) ou **air control** (10 ml)
ou **PHYTOGEL sanitizer** ou **nature** (400 ml) à **1 euro**

Pour connaître le domaine d'application correct des produits, veuillez consulter le site **www.denta.be**.

HANDS-ON COURSE



Kerr
PROFESSIONAL
EDUCATION

From Margin to Morphology: Hands-on Strategies for Deep Margin Elevation & Posterior Direct Composites

Relevez le défi des limites sous-gingivales avec une approche clinique simple et prédictible.



Ce cours hands-on vous propose de maîtriser l'élévation de marge profonde (DME) grâce à des techniques directes en composite, pour repositionner les limites en supragingival et sécuriser vos restaurations.

Apprenez des protocoles d'isolement et de stratification simplifiés, découvrez l'IDS pour optimiser la durabilité adhesive et réduisez la sensibilité post-opératoire.

Repartez avec un workflow reproductible pour des restaurations postérieures efficaces, fonctionnelles et fiables au quotidien.



Dr. Ahmed Samer Tadfi

- Chirurgien dentiste, BDS, BSc
- Conférencier international
- Best Young Dentist UK
- StyleItaliano Silver Member
- Expert en restaurations postérieures



Jeudi 26 novembre 2026 / 12h30 à 16h30

Atelier en anglais avec lunch sandwich.

1h de conférence + 2h30 de Hands-on



INFORMATIONS / INSCRIPTION

www.denta.be / 03 450 93 20 / vente@denta.be



Heiveldekens 2,
2550 Kontich

Prix: 145 euros

HTVA par personne

Taxe récupel: 0,10. Les prix sont en euro hors TVA et par pièce ou par unité de vente. Sous réserve de fautes de frappe ou de composition.

Les photos sont sans engagement. Aucun frais d'administration ou de transport ne sera compté pour les commandes

au dessus de 150 euros hors TVA Les appareils dont le prix dépasse 5000 euros (hors TVA) sont livrés et installés gratuitement.

L'installation comprend toujours la livraison, le montage (sur les raccordements et conduites nécessaires, à prévoir par le client selon nos instructions),

la mise en service ainsi qu'une brève formation. Les promotions sont valables du **01/09/2026** au **31/12/2026**.

Offres valables jusqu'à épuisement du stock et non cumulables avec d'autres actions



**COMPTOIR DENTAIRE
DE BRUXELLES**

Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be

Comptoir Dentaire de Bruxelles, EEBIC building, Allée de la Recherche 12 bte 30.28, 1070 Anderlecht, www.comptoir-dentaire.be

