


Geldig van 1 oktober tot en met 31 december 2026 | DENTEX

promotion



 **HuFriedyGroup**
Uw betrouwbare
partner voor
succesvolle tand-
implantaten




**Targeted
Healing Approach**
voor implantaatsucces
page 2



**Targeted
Healing Approach**
voor preventie
page 25

Een efficiënter klinisch traject voor het plaatsen van implantaten

Om een duidelijke, efficiënte en klinisch begeleide workflow voor succesvolle implantaatplaatsing mogelijk te maken, heeft HuFriedyGroup een uitgebreide klinische aanpak ontwikkeld die de behoeften van de patiënt, klinische vereisten en procedurele beslissingen met elkaar verbindt gedurende elke fase van de behandeling. Van patiëntbeoordeling en voorbereiding van de behandelruimte tot de chirurgische procedure, helpt deze workflow de samenwerking te stroomlijnen, de consistentie te verbeteren en voorspelbare resultaten te ondersteunen met minimale belasting voor de patiënt.



Targeted Healing Approach

ASSESS



Profielgestuurde
diagnostiek
voor een
interventie
op maat

PREPARE



Zorgt voor een
optimaal voorbereide
behandelruimte
voor een efficiënte
chirurgische ingreep

Waarom kiezen voor Targeted Healing Approach

Het succes van een implantaat wordt door meer bepaald dan alleen het implantaat zelf. Het is afhankelijk van een goede afstemming binnen het behandelteam, een gedegen voorbereiding, de juiste instrumentatie, minimaal invasieve technieken, zorgvuldig weefselmanagement, een efficiënte chirurgische workflow en een correcte wondsluiting.

HuFriedyGroup ondersteunt clinici bij het beheersen van deze cruciale momenten met instrumenten die zijn ontworpen om precisie, controle en vertrouwen te bieden tijdens elke stap rondom implantaatplaatsing.



PRESERVE



**Behoud van de
implantaatlocatie
door middel van
minimaal invasieve
extractie**

OPERATE



**Met vertrouwen
plaatsen,
met precisie
behandelen**

CLOSE



**Zorgvuldige
wondsluiting met
een minimaal
invasieve
benadering**

Voltooi de procedure, maximaliseer uw voordeel.

Profiteer van **5% extra korting** bij aankoop van instrumenten voor **3 fasen**, en ontvang zelfs **10% extra korting** bij aankoop voor **4 of 5 fasen**!

ASSESS

Profielgestuurde diagnostiek voor een interventie op maat

ASSESS



PREPARE



PRESERVE



OPERATE




CLOSE



Colorvue™ Sondes

De Colorvue-sondes zijn voorzien van een opvallende gele tip met zwarte markeringen, wat zorgt voor een verbeterd contrast ten opzichte van intra-orale structuren, zowel bij natuurlijke dentitie als bij implantaatgedragen dentitie.

De optimale flexibiliteit en de afgeronde tip bieden meer comfort en een hogere acceptatie door de patiënt. De sondetips zijn veilig te gebruiken rond implantaten en beschikken over een schroefmechanisme (twist-on design), waardoor versleten tips eenvoudig kunnen worden vervangen.



Colorvue™ Oxford Sondekit

Dubbelzijdig handvat met 1 UNC15 Qulix-sonde en 6 afneembare UNC15-sondetips.

PCVOKIT6 A32516

102,20 € **86,90 €**



Pocketsonde heft #6 Qulix 1-2-3....14-15

PCPUNC156 A33006

41,50 € **35,28 €**



Discover
more

Procedurekits

Vereenvoudig uw tandheelkundige routine.

Het voorbereiden van de chirurgische omgeving volgens vastgestelde protocollen is essentieel voor het ondersteunen van succesvolle klinische resultaten en het verminderen van het risico op kruisbesmetting. Het selecteren en klaarzetten van alle disposables die voor elke procedure nodig zijn, kan echter complex en tijdrovend zijn.

Omnia Procedure Sets zijn efficiënte alles-in-één oplossingen die zijn ontwikkeld om de voorbereiding te vereenvoudigen, de organisatie te verbeteren, tijd te besparen en de veiligheid te vergroten.

Verkrijgbaar in zowel standaard- als maatwerkconfiguraties, zijn deze sets ontworpen om aan specifieke klinische behoeften te voldoen. Ze bevatten alle benodigde disposable componenten voor zowel chirurgische als niet-chirurgische behandelingen, zodat zorgverleners zich volledig kunnen richten op een efficiënte behandeling en optimale patiëntenzorg.



Hoge kwaliteit



Naleving van richtlijnen



Efficiëntie



Kostenbesparing



**Ontdek
meer**

Procedurekits



Implantologieset – Verpakking van 1 – STERIEL

Complete steriele set met alle benodigdheden voor het uitvoeren van orale implantologische ingrepen.

Deze complete set bevat alle essentiële disposable componenten voor uiteenlopende implantologische procedures.

De inhoud omvat operatiejassen voor zowel de behandelaar als de assistent, afdekdoeken met zelfklevende fixatiestrips, hoezen voor hand- en hoekstukken, beschermfolies voor handgrepen en toetsenpanelen, en een patiëntendoek met een zelfklevende U-vormige opening.

De set is verpakt in een absorberende en vloeistofdichte afdekdoek van 145 × 160 cm.

12.S4671.00 A41869

~~42,90 €~~ **36,50 €**



Discover
more

Irrigatieslangen

Vereenvoudig uw workflow.

Voordelen voor de behandelaar, het team en de patiënt

- **Correcte irrigatie tijdens de voorbereiding van de implantaatlocatie** is een essentieel onderdeel voor een succesvolle osseointegratie van het implantaat en een optimaal behandelresultaat.
- **Breed assortiment mechanische irrigatieslangen dat compatibel is met de meeste implantaatmotoren.** De irrigatiesystemen zijn uitgerust met een geventileerde spike, een rol- of klemmechanisme voor debietregeling, aansluitingen en een geïntegreerd peristaltisch pompgedeelte.
- **Dankzij de praktische eindkap kan de irrigatieslang eenvoudig op het handstuk worden aangesloten.** De kap maakt het mogelijk de slang te verbinden met een breed scala aan beschikbare koelingsnaalden.
- **De mechanische irrigatiesystemen zijn verkrijgbaar in de volgende configuraties:**
 - a. Uitsluitend interne irrigatie**
 - b. Uitsluitend externe irrigatie**
 - c. Interne én externe irrigatie**




Hoge kwaliteit



Eenvoudige installatie



Eenvoudig



Hoogwaardig materiaal

ALGEMENE RISICOFACITOR VOOR HET ONTSTAAN VAN PERI-IMPLANTITIS

"Een van de oorzaken van verhoogde gevoeligheid voor peri-implantitis tijdens een implantologische chirurgische ingreep is thermische schade aan het bot."* Om thermische beschadiging van het bot te voorkomen, moet de chirurgische boor adequaat worden gekoeld met een voldoende en correct gereguleerd debiet van koelvloeistof. Deze vloeistofstroom kan nauwkeurig worden beheerd met een irrigatiesysteem dat specifiek is ontworpen voor een bepaald type fysiodispenser.

* BDIZ EDI Guideline: Peri-implantitis: Prevention - Diagnosis - Therapy 10th European Consensus Conference, February 2015 Page 3 of 7

Irrigatieslangen

-15%



Promotie geldig op
volledig assortiment,
[ontdek het hier](#)


Irrigatieslangen, Meest verkocht, 10/Verpakking

Code	Type	Compatibel met		Prijs €	Prijs Promo €
32.F0006.00	1/2Y	W&H: Elcomed 200, Elcomed 100; Astratech: Elcomed 100	A41393	80,00 €	68,00 €
32.F0134.00	1/2Y	NSK: Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision, VarioSurg, Surgic Pro, Surgic Pro2; Straumann: Pro2; Kyocera: Implantor Neo; Bonart: Piezo Surgical System; Dentium: iCTmotor; Intra-Lock: Delfine	A42457	80,00 €	68,00 €
32.F0139.00	1/2Y 	Nobel Biocare: 80, Osseoset 100, Osseoset 200 SI-923, OsseoSet 200 SI 915, Osseocare; W&H: Implantmed, Implantmed new design 2005, Implantmed SI 923, Implantmed Plus SI-1023, Surgical Motor System for Zimmer, Elcomed SA 310, SA2006, Piezomed; Astratech: Implant SI 923; Ace; Straumann: InnovaCorp. 3I; Centerpulse: Lifecore; Biomet 3i: DU-900; Dentsply: Frios Unit S, Frios Unit S/I, Implant 900, Implant 1000	A38940	80,00 €	68,00 €

Operatory Supplies

Meubilair voor de operatiekamer

Accessoires zoals instrumententrolleys, houders voor irrigatiesystemen, chirurgische tafels en de LC Implant Suite optimaliseren de efficiëntie aan de behandelstoel dankzij gestandaardiseerde procedures. Ze zorgen voor een aanzienlijke tijdsbesparing en verhogen de productiviteit, voor een complete en efficiënte organisatie van de operatieve werkomgeving.



LC Implant Suite

De multifunctionele LC Implant Suite is ontworpen om de organisatie van de tandartspraktijk te verbeteren, met name voor implantologie en chirurgie. De trolley maakt een optimaal beheer van de praktijk en de apparatuur mogelijk, verhoogt de efficiëntie van het chirurgische team en bespaart tijd bij de voorbereiding en organisatie van behandelingen.

LC Implant Suite
3 uitneembare legplanken,
50 × 54 × 94 cm

V40742

○ Wit
30.E0050.00

1.950,00 €
1.657,00 €

● Oranje
30.E0068.00

1.950,00 €
1.657,00 €

● Blauw
30.E0070.00

1.950,00 €
1.657,00 €



Discover
more

Operatory Supplies

Chirurgische tafel



Hydraulische Mayo-tafel

De hydraulische Mayo-tafel is volledig vervaardigd uit roestvrij staal en voorzien van een onderstel met vier armen in gegoten aluminium op zwenkwielen. Ze vormt de ideale aanvulling voor elke tandheelkundige operatiekamer. De armen van het onderstel bevatten geïntegreerde contragewichten uit een zware legering, die zorgen voor een optimale stabiliteit. Dankzij de hydraulische kolom en het voetpedaal kan de werkhoogte snel en eenvoudig worden aangepast. Het werkblad van 73 × 47 cm biedt voldoende ruimte voor een groot aantal chirurgische instrumenten.

De tafel is uitgerust met één werkblad met opstaande randen, is handmatig in hoogte verstelbaar van 90 tot 120 cm en beschikt over een geïntegreerd scharnier met een 360° draaifunctie.

Met geïntegreerd 360° draaibaar scharnier
Afmetingen werkblad: 73 × 47 × 2,5 cm
Gewicht: 21 kg

30.E0093.00 A52600

~~1.400,00 €~~ **1.260,00 €**

Beschermhoezen voor Mayo-tafel en instrumententafels

De PVC-beschermhoes voor de Mayo-tafel is geschikt voor zowel de Mayo-tafel als de instrumentenhouder. De grote beschermhoes is speciaal ontworpen voor instrumententafels. De hoezen zijn zodanig gevouwen dat ze ook door niet-steriel personeel kunnen worden aangebracht. Bovendien zijn ze voorzien van een absorberende tussenlaag van non-woven materiaal en een vloeistofdichte PE-laag.

Beschermhoes voor Mayo-tafel 80 × 120 cm, Absorberend non-woven + vloeistofdicht PE, blauw, 25 stuks/verpakking


12.A1010.00 A52601

~~124,00 €~~ **99,00 €**



Luxating Hybrid Elevators

De Luxating Hybrids zijn ontworpen met dunne, nauwkeurig gehoekte werkeinden en een handgreep met een grote diameter. Hierdoor bieden zij verbeterde apicale en interproximale toegang en een optimale adaptatie in de mond. Tijdens atraumatische extracties helpen zij de buccale botlamel te behouden door de parodontale ligamenten gecontroleerd los te maken.



**Luxating
Hybrid
Elevator, Klein
Gebogen
Black Line
EPTSMCX** A52584

~~175,50 €~~
149,18 €

Luxating Hybrid Elevators



**Luxating Hybrid
Elevator, Klein
Recht
Black Line**
EPTSMSX A52586

175,50 €
149,20 €



**Luxating Hybrid
Elevator, klein
Distaal
Black Line**
EPTSMDX A52583

175,50 €
149,20 €



**Luxating
Hybrid
Elevator,
Groot Mesiaal
Black Line**
EPTLGMX A52582

175,50 €
149,20 €



**Luxating Hybrid
Elevator, Klein
Mesiaal
Black Line**
EPTSMMX A52585

175,50 €
149,20 €



**Luxating Hybrid
Elevator, Recht
Spadevorming
Black Line**
EPTSSPX A52587

175,50 €
149,20 €



**Luxating Hybrid
Elevator, Groot
Distaal, Black
Line**
EPTLGDX A52581

175,50 €
149,20 €

Luxating Elevators



Luxating Elevator,
Gebogen, 3 mm
Black Line
EL3CX A40059

131,50 €
111,80 €



Luxating Elevator,
Recht, 3 mm
Black Line
EL3SX A38355

131,50 €
111,80 €



Luxating Elevator,
Gebogen, 4 mm
Black Line
EL4CX A41379

131,50 €
111,80 €



Luxating Elevator,
Recht, 4 mm
Black Line
EL4SX A46163

131,50 €
111,80 €

Black Line Periotomes

Precisie boven kracht.

Dunne, scherpe bladen voor minimale trauma.

Behoud van omliggend bot en weefsel door het parodontale ligament nauwkeurig te scheiden. Hierbij maken de juiste techniek en instrumenten het verschil, zodat de extractie gecontroleerd, efficiënt en zo atraumatisch mogelijk kan worden uitgevoerd.

Black Line

De Black Line is ontworpen om klinische resultaten te optimaliseren door efficiëntie te bieden gedurende de volledige parodontale en chirurgische procedure. De Black Line beschikt over een speciaal ontwikkelde coating die zorgt voor optimaal behoud van de scherpheid van het werkeinde. De zwarte matte afwerking vermindert lichtreflecties en verbetert tegelijkertijd het contrast en de visuele scherpheid ter hoogte van het operatiegebied en het onderliggende weefsel.



**Periotome
Posterieur
Black Line
PT1X** A38853

80,00 €
68,00 €



**Periotome
Anterieur
Black Line
PT2X** A40162

80,00 €
68,00 €



**Periotome
Verstandskies
Black Line
PEREURX** A42690

80,00 €
68,00 €

Periosteals

Onze periosteals, vervaardigd uit Immunity Steel™ Alloy voor optimale sterkte en corrosiebestendigheid, zijn voorzien van nauwkeurig afgewerkte werkeinden die zorgen voor een soepele weefselreflectie met minimale traumatisering.

De periosteals zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en bieden optimale toegang en klinische efficiëntie tijdens chirurgische en parodontale procedures.



24G Periosteal Black Line, kort handvat

P24GSPX A42368


.....
~~107,00 €~~ **91,00 €**



Urban Mini Me Microsurgical Periosteal Black Line

PFIWDS1MKX A46162

.....
~~72,00 €~~ **61,20 €**



Buser Periosteal Elevator Black Line

PPBUSERX A39333

.....
~~115,50 €~~ **98,20 €**



PR-3 Prichard Periosteal Black Line

PPR3X

.....
~~126,50 €~~ **107,50 €** A39317

Chirurgische Boren

Minder weerstand,
minder belasting.

Snel en efficiënt boren voor effectieve tandverwijdering. Gebruik chirurgische boren om geïmpacteerde of moeilijk te verwijderen elementen, zoals onderste derde molaren (verstandskiezen), te separeren. Deze techniek **vermindert trauma aan het omliggende bot en zachte weefsels en ondersteunt een minder invasief extractieproces, wat bijdraagt aan een gecontroleerde behandeling en een voorspelbaar herstel.**



Endoguide™ EG4
SLFG, 5 pack
35762 A52610

Koplengthe: 3.5 mm
Puntdiameter: 0.28 mm
Diameter schacht: 0.71 mm
Totale lengte: 29 mm

79,00 € **67,15 €**



Endo Safe End, ESE-014, FG, 10 pack
350112 A32609

Koplengthe: 9 mm
Max Head Diameter: 1.4 mm
Tip: 0.5 mm
Totale lengte: 24 mm

99,00 € **84,15 €**



Endo Safe End, ESE-018, FG, 10 pack
350113 A52608

Koplengthe: 9 mm
Max Head Diameter: 1.8 mm
Tip: 0.8 mm
Totale lengte: 24 mm

99,00 € **84,15 €**



Great White® Gold
GWSL1557, FG,
10 pack
350167 A52607

Koplengthe: 3.8 mm
Totale lengte: 26.0 mm

99,00 € **84,15 €**




Diamond Round End
Taper, FG, 5 pack
FG856SC025 A52605

Grit: Super Coarse

20,00 € **17,00 €**

IMS™ Boorhouder-inzet met korte deksel



A32525

12 boren
IMS-1372S 49,20 € **41,82 €**



A13831

6 boren
IMS-1372SH 37,80 € **32,13 €**



Great White® Gold
GW2 (1558), FG,
5 pack
18062-5 A52606

Koplengthe: 3.8 mm
Totale lengte: 19.0 mm

28,00 € **23,80 €**


Diamantgecoate Extractietangen

Voor optimale grip met
minimale belasting.

Fijn diamantgecoat oppervlak voor verhoogde grip en controle.

Behoud de alveolaire botstructuur en de architectuur van de zachte weefsels voor optimale genezing en de mogelijkheid van directe implantaatplaatsing. De uiteindelijke extractie moet veilig, stabiel en weefselbehoudend verlopen.

Met diamantgecoate bekken wordt een betrouwbare grip op het element verkregen, waardoor minder kracht nodig is en het risico op beschadiging van omliggende structuren wordt verminderd. Hierdoor kan de tand of wortel gecontroleerd en atraumatisch worden verwijderd.



Tandextractie



**#35 Anterieure en
premolare elementen
in de bovenkaak**

F35XSD A49865

275,10-€
233,84 €



**#67 Apicaal
bovenste derde Molaar**

F67XSD A49866

275,10-€
233,84 €



**#36 Onderste
snijtanden**

F36XSD A49868

275,10-€
233,84 €

**#1 Apicaal,
bovenste incisieven**

F1XSD A49863

275,10-€
233,84 €

Tandextractie



#13 Onderste premolaren
F13XSD A49870

275,10 €
233,84 €



#73 Onderste molaren
FX73XSD A49872

275,10 €
233,84 €



**#23 Atraumatische
koehorntang voor
ondermolaren**
F23XS A45494

237,90 € **202,22 €**

Wortelextractie



**#45 Worteltang
voor
onderkaakwortels,
getand**
FX45XSD A49341

275,10 €
233,84 €



**#51 Worteltang
voor
bovenkaakwortels**
FX51XSD A49340

275,10 €
233,84 €

Reiniging van het chirurgische gebied



#84 Lucas
DE Surgical
Curette
Black Line
CL84X A13078

115,00 €
97,75 €



#85 Lucas
DE Surgical
Curette
Black Line
CL85X A31002

115,00 €
97,75 €

Soft Tissue Management



Pink Matters®
Nanos S
(recht),
paradontaal
mes, kort
PMNANOSS A49775

121,90 €
103,60 €

Pink Matters®
Nanos A
(gebogen),
paradontaal
mes, kort
PMNANOAS A49776


121,90 €
103,60 €

Basis Implantologiekkit

De Basis Implantologiekkit brengt de essentiële instrumenten voor de belangrijkste stappen van implantaatchirurgie samen in een praktische en overzichtelijke set.

Deze kit is ontwikkeld voor klinici die op zoek zijn naar een betrouwbare oplossing voor dagelijks gebruik en ondersteunt onder andere weefselmanipulatie, beoordeling van de implantaatlocatie, metingen, debridement en hechten. De IMS-cassette helpt instrumenten georganiseerd te houden en gebruiksklaar beschikbaar te houden gedurende de volledige procedure.


Een gestroomlijnde basis voor consistente, efficiënte en gecontroleerde implantologische workflows.





KIES UW KLEUR.

Voeg eenvoudig het kleurcodenummer toe aan het laatste deel van de artikelcode (vervang „_“ door het gewenste nummer).



	Artikelcode	Beschrijving		Prijs Promo €	Prijs €
1	TP5090	Perma Sharp™ Tissue Pliers Backey, recht, 15 cm	A31003	232,48	273,50
2	CL866	Surgical Curette Lucas #86 heft #6 2,8 mm	A38518	86,70	102,00
3	PPR3S6	Periosteal heft #6	A34844	97,33	114,50
4	P24GSP6	Raspatorium #24G, heft #6	A36165	82,45	97,00
5	10-130-05E	Scalpel Handle #5E, europ.	A12733	77,95	91,70
6	S16SC	Schaar Goldman-Fox #16 gebogen/getand Super-Cut 12,5 cm	A40711	106,25	125,00
7	MHE6	Spiegelhandgreep maat #6 EU-schroefdraad.	A30489	22,87	26,90
8	MIR4HDE	HD-spiegel #4, enkelzijdig, Europese schroefdraad, 1 stuks	A39795	13,69	16,10
9	PCPUNC156	Pocketsonde heft #6 Qulix 1-2-3....14-15	A33006	35,28	41,50
10	S204S9E2	Scaler #204S heft #9	A38675	56,53	66,50
11	PCP65006	Implant sonde #6500 heft#6	A37501	43,61	51,30
12	CRM2	Retractor Crawood Minnesota	A13705	42,08	49,50
13	PLGROMP1X	Plugger Rompen, buccal/lingual, Black Line	A41100	67,58	79,50
14	PLGROMP2X	Plugger Rompen, mésial/distal, Black Line	A41101	67,58	79,50
15	IMEDIN188S	IMS™ Cassette Signature DIN, voor 18 instr. surgery (zonder instr.)	A37566-BLU	212,16	249,60

Complete kit + NH5038

Perma Sharp™ Naaldvoerder
Crile-Wood #5038, 15 cm
NH5038

1.638,00 € **1.310,00 €**




Complete kit + NH5024R

Perma Sharp™ Naaldvoerder
Castroviejo, recht 18 cm
NH5024R

1.964,00 € **1.570,00 €**



Kit Micro-Chirurgie



	Artikelcode	Beschrijving		Prijs Promo €	Prijs €
1	NHDPV	Naaldhouder micro-chir Velvart recht 18 cm diamant 6 à 8/0	A 34969	701,25	825,00
2	TPSLCOSM	Micro chirurgie pincet Cooley sinusline, 18 cm recht	A 34968	361,25	425,00
3	SHDPV	Scalpelhandvat minimessen, handvat #SinusLine	A 32498	187,43	220,50
4	10-130-05E	Scalpel Handle #5E, europ.	A 12733	77,95	91,70
5	PH26M	Periosteal micro chirurgie Kotschy heft	A 34940	84,58	99,50
6	MB69	Micro scalpel 69 12st steriel	A 38583	81,35	95,70
7	10-256-15	Scalpelmessen #15C 100 st./verp. vervaldatum	A 13435	49,47	58,20
8	TKN1X	Tunnelmes #1, Black Line	A 39073	116,03	136,50
9	TKN2X	Tunnelmes #2, Black Line	A 39962	116,03	136,50
10	P24GSPX	Raspatorium #24G, Black Line	A 42368	90,95	107,00
11	SPV	Schaar micro M #SinusLine 18 cm	A 31228	497,68	585,50
12	PCPUNC156	Pocketsonde heft #6 Qulix 1-2-3....14-15	A 33006	35,28	41,50
13	IMEDIN18_	IMS™ Cassette Signature DIN, voor 18 instr. (zonder instr.)	V 38315	212,16	249,60

Set Complet

3.072,20 **2.457,75 €**

PTFE-hechtdraad

Onze Perma Sharp™-hechtdraden zijn speciaal ontwikkeld voor tandheelkundige toepassingen en zorgen voor een efficiënte en betrouwbare sluiting van zachte weefsels.

De hechtingsnaalden zijn vervaardigd uit 300-serie roestvrij staal, de ideale legering voor tandheelkundige hechtingsnaalden. Dit materiaal biedt een optimale combinatie van sterkte en scherpte, waardoor de naald keer op keer soepel en gecontroleerd door het weefsel glijdt.

In tegenstelling tot andere synthetische monofilamenthechtdraden wordt dit materiaal uitzonderlijk goed verdragen in de mondholte.

Kenmerken:

- Bijzonder comfortabel voor de patiënt
- Biologisch inert
- Uitstekende biocompatibiliteit
- Chemisch niet-reactief
- Geen geheugeneffect
- Hoge treksterkte en weerstand
- Uitstekend glijvermogen door orale weefsels



Hechtmateriaal




PTFE Perma Sharp™ Hechtdraden, Witte, ongekleurde PTFE-hechtdraad, 12 stuks per doos

NIET-RESORBEERBAAR

Artikelcode	Omschrijving		Prijs €	Promo €
PSNPTFE7 (Ref. 32.Z4907.00)	5/0, 45 cm, needle 10 mm, 3/8 circle Extra R. Cutting	A49896	181,90	154,60
PSNPTFE8 (Ref. 32.Z4908.00)	5/0, 45 cm, needle 12 mm, 3/8 circle Extra R. Cutting	A49897	181,90	154,60
PSNPTFE9 (Ref. 32.Z4909.00)	5/0, 45 cm, needle 12 mm, 3/8 circle Reverse Cutting	A49898	160,50	136,40
PSNPTFE10 (Ref. 32.Z4910.00)	6/0, 45 cm, needle 13 mm, 3/8 circle Extra R. Cutting	A49899	181,90	154,60
PSNPTFE11 (Ref. 32.Z4911.00)	6/0, 45 cm, needle 12 mm, 3/8 circle Extra R. Cutting	A49900	181,90	154,60
PSNPTFE12 (Ref. 32.Z4912.00)	6/0, 45 cm, needle 12 mm, 3/8 circle Reverse Cutting	A49901	160,50	136,40

PGA Perma Sharp™ Hechtdraden, Violette hechtdraad, 12 stuks per doos


RESORBEERBAAR



Artikelcode	Omschrijving	Prijs €	Promo €
A40599 PSN389V (Ref. 32.Z4967.00)	4/0, 45 cm, needle 16 mm, 3/8 circle Reverse Cutting	79,60	67,70
A38610 PSN388V (Ref. 32.Z4951.00)	5/0, 45 cm, needle 16 mm, 3/8 circle Reverse Cutting	79,60	67,70
A43528 PSN387V (Ref. 32.Z4965.00)	6/0, 45 cm, needle 16 mm, 3/8 circle Reverse Cutting	79,60	67,70

Polypropyleen Perma Sharp™ Hechtdraden, Blauwe hechtdraad, 12 stuks per doos

NIET-RESORBEERBAAR



Artikelcode	Omschrijving	Prijs €	Promo €
A44120 PSN8660P (Ref. 32.Z4951.00)	6/0, 45 cm, needle 16 mm, 3/8 circle Reverse Cutting	87,70	74,50
A34941 PSN8695P (Ref. 32.Z4954.00)	6/0, 45 cm, needle 13 mm, 3/8 circle Extra R. Cutting	181,10	153,90
A35274 PSN8696P (Ref. 32.Z4955.00)	7/0, 45 cm, needle 11 mm, 3/8 circle Extra R. Cutting	181,10	153,90

Naald-voerd-ers


Onze Perma Sharp™ Naaldvoerd-ers bieden een veilige grip en langdurige prestaties.

De Perma Sharp™ Naaldvoerd-ers zijn voorzien van wolframcarbide-inlays met een nauwkeurig op elkaar afgestemd, diamantgeslepen piramideprofiel. Deze geavanceerde bekstructuur zorgt voor een stevige en betrouwbare grip op de hechtingsnaald, waardoor nauwkeurig en gecontroleerd hechten mogelijk wordt.



Perma Sharp™
Castroviejo
Naaldvoerder met
Rond Handvat, 5-0,
6-0, 7-0, 8-0, 9-0,
10-0, 18 cm
NH5024R A39546

496,20 €
421,80 €



Naaldvoerder Castroviejo
Perma Sharp™ #5024
carb. Tung., 5-0, 6-0, 7-0,
8-0, 9-0, 10-0, 18 cm
NH5024 A52591

420,50 €
336,40 €



Perma Sharp™
Castroviejo
Naaldvoerder,
Gebogen, Rond
Handvat, 14 cm
NH5021RC A52592


496,20 €
421,80 €



Perma Sharp™
Castroviejo
Naaldvoerder met
Rond Handvat, 14 cm
NH5020R A52590

425,20 €
361,40 €

France Lambert Kit



Cassette 1

	Artikelcode	Beschrijving	Prijs €	Prijs Promo €
A12733	10-130-05E	Scalpel Handle #5E, European handle	-91,70-€	77,90 €
A36305	DP19	Dressing Pliers #19	-28,50-€	24,20 €
A42690	PEREURX	Periotome Dr. Wise, Black Line	-80,00-€	68,00 €
A41908	S16SCX	Scissors Goldman-Fox #16 curved serrated SuperCut 12,5 cm Black Line	-177,40-€	150,80 €
A33006	PCPUNC156	Probe UNC #UNC15 hdl #6 Qulix 1-2-3-...15	-41,50-€	35,30 €
A42368	P24GSPX	Periosteal #24 short handle, Black Line	-107,00-€	91,00 €
A52599	P14X	Periosteal Goldman-Fox #14, Black Line	-107,00-€	91,00 €
A14045	NH5038	Needle Holder Crile-Wood #5038, PermaSharp, 15cm	-173,50-€	147,50 €
A27818	TP43	Tissue Pliers Adson-Brown #43 surgical 7x7-straight 12cm	-67,00-€	56,90 €
A33285	TP42	Tissue Pliers Adson #42 surgical1x2-straight 12cm	-45,00-€	38,30 €
A31002	CL85X	Surgical Curette Lucas #85, Black Line 2,5 mm	-115,00-€	97,80 €
A49340	FX51XSD	Forceps #51 Atraumair Root, Serrated, Upper Roots, diamond dusted	-275,10-€	233,80 €
A49341	FX45XSD	Forceps #45 Atraumair Root, Serrated, Lower Roots, diamond dusted	-275,10-€	233,80 €
A46803	H1	Hemostat Kelly #1 straight, 14cm	-40,00-€	34,00 €
A31170	I1000	IMS Clip 2pcs. for IMS Hinged Instruments Cassette	-29,00-€	24,60 €
	IMEDIN187S	IMS Infinity Cassette DIN, 18 Instruments Surgery, black	-249,60-€	212,20 €
	A37566-BLA			

France Lambert Kit





Cassette 2

	Artikelcode	Beschrijving	Prijs €	Prijs Promo €
A52580	ELSLIM3SSX	Luxating Elevator Slim Black Line, short straight 3mm	132,50 €	112,60 €
A52579	SLIM2SSX	Luxating Elevator Slim Black Line, short straight 2mm	132,50 €	112,60 €
A46163	EL4SX	Luxating Elevator Black Line, straight 4mm	131,50 €	111,80 €
A36506	MCUPE	Measuring cup, 25ml with marking	54,80 €	46,60 €
A14259	RMF	Rongeur Friedmann, small, 14,5cm	268,80 €	228,50 €
	IME12DIN17	IMS Infinity Cassette 1/2 DIN, 10 Instruments, black	171,80 €	146,00 €
	A38313-BLA			

Complete Kit (Cassette 1 + 2)

~~2.794,30 €~~ **2.375,20 €**

Easy Micro-Endo Black Kit



	Artikelcode	Beschrijving	Prijs €	Prijs Promo €
A50765	MBP-E1	Berutti Pasqualini Elevator	94,50	85,05
A50761	MBP-EX1	Berutti Pasqualini Apicale Sonde	46,50	41,85
A50745	MBP-PLG1	Berutti Pasqualini Plugger, 0.5 mm & 0.7 mm	94,50	85,05
A50746	MBP-PLG2	Berutti Pasqualini Plugger, 0.5 mm	94,50	85,05
A50747	MBP-PLG3	Berutti Pasqualini Plugger, 0.7 mm	94,50	85,05
A50766	MBP-C1	Berutti Pasqualini Curette	94,50	85,05
A50815	BP-CB1	Berutti Pasqualini Spatel/Brunissoir	94,50	85,05
A29698	P23	Periosteal Seldin #23	128,50	115,65
A34968	TPSLCOSM	Micro chirurgie pincet Cooley sinus, 18 cm recht	425,00	382,50
A40608	S20SCX	Schaar Goldman-Fox #20, gebogen, Super-Cut, Black Line	235,00	211,50
A13091	NH5052	Naaldvoerder, Fine Swedish, 15 cm Perma Sharp™ 5-0 - 6-0	195,00	175,50
A01016	H2	Hemostatische klem Kelly #2 14 cm gebogen	40,00	36,00
A32498	SHDPV	Scalpelhandvat minimessen, handvat #SinusLine	220,50	198,45
A30824	MM4	3 mm ronde spiegel microchirurgie, flexibel	110,50	99,45
A13550	CRC	Mondspreider Columbia	69,50	62,55
	IMEDIN18_S	IMS™ Cassette Signature DIN, voor 18 instr. surgery (zonder instr.)	249,60	224,64
	V37566			

Complete kit

Berutti Pasqualini Complete Micro Endo Kit
BPMEKITDIN A50786

€ 1.860,00 €2.185,00

Berutti Pasqualini Essential Micro Endo Kit (Ref 1-7)
BPMEKIT A50785

€ 580,00 €681,00




Prof. Berutti and
Prof. Pasqualini



Targeted Healing Approach


De evolutie van geïndividualiseerde parodontale zorg

Om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van elke patiënt en behandelaar op het gebied van parodontale zorg bevordert HuFriedyGroup een geïndividualiseerde benadering die start met een nauwkeurige diagnose, gevolgd door een nauwkeurige en comfortabele reiniging en wordt afgesloten met subgingivale applicatie van een pocketgel met bestanddelen die het lichaamseigen herstel stimuleren, wat resulteert in versnelde en verbeterde genezing van de pockets.



Ontdek
meer

ASSESS



Op classificatie en richtlijn gebaseerde diagnostiek voor patiëntspecifieke behandelingen

CARE



Garanderen van een optimaal doelgerichte niet-chirurgische behandelkeuze

BOOST



Garanderen van een optimaal doelgerichte niet-chirurgische behandelkeuze


Rond de behandeling compleet af en profiteer van extra voordeel.

Ontvang **5% extra korting** bij aankoop van instrumenten voor 2 behandelfasen,
of **10% extra korting** bij aankoop van producten voor alle 3 de behandelfasen.

ASSESS

Op classificatie en richtlijn gebaseerde diagnostiek voor patiëntspecifieke behandelingen

ASSESS



CARE




BOOST



Colorvue™ Sondes

De Colorvue-sondes zijn voorzien van een opvallende gele tip met zwarte markeringen, wat zorgt voor een verbeterd contrast ten opzichte van intra-orale structuren, zowel bij natuurlijke dentitie als bij implantaatgedragen dentitie.

De optimale flexibiliteit en de afgeronde tip bieden meer comfort en een hogere acceptatie door de patiënt. De sondetips zijn veilig te gebruiken rond implantaten en beschikken over een schroefmechanisme (twist-on design), waardoor versleten tips eenvoudig kunnen worden vervangen.



Colorvue™ Oxford Sondekit

Dubbelzijdig handvat met 1 UNC15 Qulix-sonde en 6 afneembare UNC15-sondetips.

PCVOKIT6 A32516

102,20 € **86,90 €**



Pocketsonde heft #6 Qulix 1-2-3....14-15

PCPUNC156 A33006

41,50 € **35,28 €**



Discover
more


Rond de behandeling compleet af en profiteer van extra voordeel.

Ontvang **5% extra korting** bij aankoop van instrumenten voor 2 behandelfasen, of **10% extra korting** bij aankoop van producten voor alle 3 de behandelfasen.

ASSESS

Op classificatie en richtlijn gebaseerde diagnostiek voor patiëntspecifieke behandelingen

ASSESS



CARE



BOOST



HD Black Line-spiegels

Zie uw patiënt, niet uw instrumentarium.

Reflecties kunnen het zicht belemmeren. Door deze verstoringen te verminderen, krijgt u een beter zicht op klinische details en kunt u nauwkeurigere patiëntenzorg bieden.

HD Black Line-spiegels zijn ontwikkeld om klinische resultaten te optimaliseren door superieure zichtbaarheid te bieden tijdens elke tandheelkundige behandeling.

De antireflecterende eigenschappen van de DLC-coating en de helderheid van het HD-spiegelglas zorgen voor sneller en nauwkeuriger intraoraal zicht.



Download de brochure



#5 HD
Black Line
enkelzijdige
spiegel –
Europees
schroefdraad
MIR5HDBE A46166
.....
~~23,40-€~~
19,90 €

#5 HD
Black Line
enkelzijdige
spiegel – Cone
Socket
MIR5HDB A52603
.....
~~23,40-€~~
19,90 €



#5 HD Black
Line
dubbelzijdige
spiegel –
Europees
schroefdraad
MIR5DSHDBE
.....
~~30,20-€~~
25,65 €
A52588

#6 Black Line
spiegelheft – Europees
schroefdraad
MHE6B A46159
.....
~~31,50-€~~
26,80 €

#6 Black Line
spiegelheft – Cone
Socket
MH6B A52589
.....
~~31,50-€~~
26,80 €


Rond de behandeling compleet af en profiteer van extra voordeel.

Ontvang **5% extra korting** bij aankoop van instrumenten voor 2 behandelfasen, of **10% extra korting** bij aankoop van producten voor alle 3 de behandelfasen.

CARE

Garanderen van een optimaal doelgerichte niet-chirurgische behandelkeuze

ASSESS



CARE



BOOST



Harmony™ Ergonomische scalars en curettes

Elke patiënt.
Elke procedure.
Elke dag.

Het heft van de ergonomische Harmony™ scalars en curettes zorgt door de optimale vorm en de structuur met dubbele spiraal voor een vermindering van knijpkracht tot wel 65%, vergeleken met andere ergonomisch ontworpen scalars en curettes.⁴

Minder kracht, betekent gemakkelijker scalen met meer comfort voor de behandelaar, wat hen in staat stelt om het beste klinische resultaat te leveren.

De geavanceerde TrueFit™ Technologie, heeft middels sensoren 2.878.320 gegevenspunten verzameld over de knijpkracht in de vingers van de behandelaren en de druk die tijdens het reinigen op de tand wordt uitgeoefend.⁴



Download
de brochure

Niet te zwaar, niet te licht.

De Harmony™ Ergonomische Scalars en curettes hebben een perfect uitgebalanceerd handvat dat qua gewicht vergelijkbaar is met ons topklasse EverEdge™ 2.0 #9 metalen heft.

Vermindert de knijpkracht tot wel 65%⁴.

Dit kan handvermoeidheid verminderen alsmede het risico op letsel door herhaalde bewegingen.^{5,6,7,8}

Hoe scherper hoe beter: 72% scherper

De uiteinden van EverEdge™ 2.0-instrumenten zijn 72% scherper dan die van de eerstvolgende concurrent en maken dat behandelaren sneller kunnen werken bij het verwijderen van tandsteen.² Scherpere scalars vragen minder druk om toch hetzelfde resultaat te bereiken, voor een comfortabelere ervaring voor u en voor uw patiënten.

Vermindert de druk op het gebitselement met 37%⁴

De ergonomische Harmony™-scalars en curettes kunnen het comfort voor de patiënt vergroten en ze verminderen vermoeidheid bij de behandelaar, doordat er bij het scalen minder druk op het gebitselement hoeft te worden uitgeoefend.



1) Hayes MJ, Cockrell D, Smith DR. A systematic review of musculoskeletal disorders among dental professionals. Int J Dent Hygiene. 2009;7:159-165. 2) Gegevens beschikbaar. Op aanvraag verkrijgbaar. 3) Vergelijken met de metalen handgreep Hu-Friedy nr. 9, dit zijn nominale waarden. Gegevens beschikbaar. Op aanvraag verkrijgbaar. 4) Gegevens beschikbaar. Op aanvraag verkrijgbaar. 5) Int J Dent Hygiene 7, 2009; 159-165 DOI: 10.1111/j.1601-5037.2009.00395.x. Hayes MJ, Cockrell D, Smith DR. A systematic review of musculoskeletal disorders among dental professionals. 6) Rempel, David, et al. "The Effects of Periodontal Curette Handle Weight and Diameter on Arm Pain." The Journal of the American Dental Association, vol. 143, no. 10, 2012, pp. 1105-1113, doi:10.14219/jada.archive.2012.0041. 7) Lalumandier, James A, and Scott D McPhee. "Prevalence and Risk Factors of Hand Problems and Carpal Tunnel Syndrome among Dental Hygienists." Journal of Dental Hygiene, vol. 75, no. 11, 2001, pp. 130-134. 8) Mulimani P, Hoe VCW, Hayes MJ, Idiculla JJ, Abas ABL, Karanth L., Ergonomic interventions for preventing musculoskeletal disorders in dental care practitioners. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 10. Art. No.: CD011261. DOI: 10.1002/14651858.CD011261.pub2.


Rond de behandeling compleet af en profiteer van extra voordeel.

Ontvang **5% extra korting** bij aankoop van instrumenten voor 2 behandelfasen,
of **10% extra korting** bij aankoop van producten voor alle 3 de behandelfasen.

CARE

Garanderen van een optimaal doelgerichte niet-chirurgische behandelkeuze

ASSESS




CARE



BOOST




Micro Mini Five™ Gracey Curettes Harmony™ Heft



#11/12 A52577
SMS11/12XCE2

79,50 €
63,60 €



#13/14 A52578
SMS13/14XCE2

79,50 €
63,60 €



#7/8 A52357
SMS7/8XCE2

79,50 €
63,60 €



#1/2 A52576
SMS1/2XCE2

79,50 €
63,60 €

BioGent Labriola-Cortellini Gracey Curettes Heft #9



#1/2 A48930
SG1/29LCE2

66,50 €
53,20 €



#7/8 A50763
SG7/89LCE2

66,50 €
53,20 €



#11/12 A50793
SG11/129LCE2

66,50 €
53,20 €



#13/14 A48931
SG13/149LCE2

66,50 €
53,20 €


Rond de behandeling compleet af en profiteer van extra voordeel.

Ontvang **5% extra korting** bij aankoop van instrumenten voor 2 behandelfasen, of **10% extra korting** bij aankoop van producten voor alle 3 de behandelfasen.

CARE

Garanderen van een optimaal doelgerichte niet-chirurgische behandelkeuze

ASSESS



CARE



BOOST



Piezo Scaling Tips

Waarom Piezo? **De soepele lineaire** bewegingen die piëzo-elektrische systemen genereren zijn vergelijkbaar met die van handinstrumenten. **Het aanpassen van het laterale oppervlak** van de piëzo-elektrische tip aan **het tandoppervlak** (zoals bij een handinstrument), verhoogt de klinische werkzaamheid.


S-Serie Tips

zijn compatibel met Satelec/ Acteon® en NSK® apparaten*

E-Serie Tips

zijn compatibel met EMS® handstukken*

Tandsteenverwijdering



Beschrijving

- S10 Universeel** Tip met standaarddiameter, voor het verwijderen van zware supra gingivale tandsteenafzettingen.
- P Universeel** Tip met standaarddiameter, voor het verwijderen van matige tot zware supra gingivale en in ondiepe pockets gesitueerde tandsteenafzettingen.
- P10 Universeel** Tip met standaarddiameter, voor het verwijderen van lichte tandsteenafzettingen en tandplak. Tip met gladde randen, voor het veilig verwijderen van zachte en harde tandsteenafzettingen.
- 100 Universeel** Sondeformaat tip, voor het verwijderen van lichte tandsteenafzettingen in ondiepe tot matig diepe pockets en voor parodontaal onderhoud.

Tiptype	Code	Prijs €	Promo €
S-Serie	USS10* A33522	110,00 €	88,00 €
E-Serie	UES10* A40993	116,00 €	92,80 €
S-Serie	USP A36697	115,00 €	92,00 €
E-Serie	UEP* A37954	120,00 €	96,00 €
S-Serie	USP10 A36698	116,00 €	92,80 €
S-Serie	US100* A36699	115,00 €	92,00 €
E-Serie	UE100* A41006	125,00 €	100,00 €

After Five™ Tips



Deze sondeformaat tips zijn ontworpen ter verbetering van de toegang tot parodontale pockets en de adaptatie in interdentale ruimten, waardoor de tandheelkundig professional moeilijk bereikbare plekken grondiger kan behandelen en betere klinische resultaten behaalt.

Beschrijving	Tiptype	Code	Prijs €	Promo €
1 Recht	S-Serie	USAFS A52596	118,00 €	94,40 €
2 Rechtsgebogen	S-Serie	USAFR A52597	118,00 €	94,40 €
3 Linksgebogen	S-Serie	US AFL A52595	118,00 €	94,40 €



Download
de brochure

* De door ons aangeboden producten zijn compatibel met, maar geen originele producten van de fabrikanten van de apparaten, EMS en/of Satelec. Deze producten worden niet door hen vervaardigd, gelicentieerd of aanbevolen. Alle gebruikte merknamen en benamingen zijn geregistreerde handelsmerken en merken van hun respectieve eigenaars. Zij worden uitsluitend gebruikt om de compatibiliteit van onze producten met producten van verschillende fabrikanten aan te geven.


Rond de behandeling compleet af en profiteer van extra voordeel.

Ontvang **5% extra korting** bij aankoop van instrumenten voor 2 behandelphasen, of **10% extra korting** bij aankoop van producten voor alle 3 de behandelphasen.

CARE

Garanderen van een optimaal doelgerichte niet-chirurgische behandelkeuze


ASSESS




CARE



BOOST



Parodontaal



Beschrijving	Tiptype	Code	Prijs €	Promo €
1 Universeel Paro Dun tip, voor het verwijderen van lichte tandsteenafzettingen en tandplak. Tip met gladde randen, voor het veilig verwijderen van zachte en harde tandsteenafzettingen.	S-Serie A52598	USU	110,00 €	88,00 €
2 Paro Linksgebogen Haakse tip met standaarddiameter, voor het verwijderen van tandsteen op alle vlakken van premolaren en molaren, met name moeilijk bereikbare interdentale vlakken.	S-Serie A34004	US4L	135,00 €	108,00 €
3 Paro Rechtsgebogen Haakse tip met standaarddiameter, voor het verwijderen van tandsteen op alle vlakken van premolaren en molaren, met name moeilijk bereikbare interdentale vlakken.	S-Serie A34012	US4R	135,00 €	108,00 €
4 3Paro Smalle curette-achtige tip, voor het verwijderen van zware tandsteenafzettingen en necrotisch cement op voortanden en premolaren.	S-Serie A34013	USP3	120,00 €	96,00 €

Diamantgecoat



Beschrijving	Tiptype	Code	Prijs €	Promo €
1 Diamond Linksgebogen Dun, haaks, diamantgecoat afwerkingsinstrument, voor het verwijderen van achtergebleven resten en ontworpen ter verbetering van de toegang tot diepe parodontale pockets en furcaties.	S-Serie A36701	US2LD	125,00 €	100,00 €
	E-Serie A52593	UE2LD	129,00 €	103,20 €
2 Diamond Rechtsgebogen Dun, haaks, diamantgecoat afwerkingsinstrument, voor het verwijderen van achtergebleven resten en ontworpen ter verbetering van de toegang tot diepe parodontale pockets en furcaties.	S-Serie A36702	US2RD	125,00 €	100,00 €
	E-Serie A52594	UE2RD	129,00 €	103,20 €
3 Diamond Rectiligne Dun, recht, diamantgecoat afwerkingsinstrument, voor het verwijderen van achtergebleven resten en ontworpen ter verbetering van de toegang tot diepe parodontale pockets, met name rond de voortanden.	S-Serie A36700	US1D	125,00 €	100,00 €
	E-Serie A52602	UE1D	129,00 €	103,20 €

Welke tip moet ik gebruiken?

Toepassingsschema	S10	U	100	P10	P3	4R 4L	1D	2RD 2LD	P	AFS, AFL, AFR
Lichte tot matige supragingivale tandsteenafzettingen	●	●	●		●				●	
Zware supragingivale tandsteenafzettingen	●			●					●	
Lichte tot matige tandsteenafzettingen in ondiepe pockets		●	●		●		●		●	●
Lichte tot matige tandsteenafzettingen in diepe parodontale pockets					●		●	●		●
Matige tot zware tandsteenafzettingen in diepe parodontale pockets						●				
Furcatieruimten								●		●


Rond de behandeling compleet af en profiteer van extra voordeel.

Ontvang **5% extra korting** bij aankoop van instrumenten voor 2 behandelfasen,
of **10% extra korting** bij aankoop van producten voor alle 3 de behandelfasen.

BOOST

Stimuleren van
het fysiologische
herstelvermogen

ASSESS



CARE



BOOST




Sterify Gel

Ondersteuning van de weefselgenezing.

Kijk op www.denta.be:

Package Deal PD0441

57% korting !



Sterify Gel 0,3 ml, 1 spuit

STY-GEL0301 A50683

€ 50,00 €59,00

**Maak kennis met de oplossing voor
verminderde bacteriële contaminatie ter
ondersteuning van het genezingsproces bij
de behandeling van tandvleesaandoeningen.**

Sterify Gel is een medisch hulpmiddel dat een
nieuwe benadering van parodontale zorg biedt.
Mucoadhesieve polymeerhydrogel in een
voorgevulde spuit voor de behandeling van
tandvleesaandoeningen.²

Sterify Gel

ALLE BELANGRIJKE VOORDELEN:



Vermindering van bacteriële contaminatie
dankzij de occluderende werking



Ondersteuning van weefselgenezing
met een significante en bewezen constante
verbetering van de pocketdiepte



Geen antibiotica en geen antiseptica
maar gelijktijdige werking als een breed spectrum
antibacteriële barrière, zonder resistentie te
genereren



Geen dierlijke ingrediënten



Stabiel bij kamertemperatuur
zonder de koelketen te hoeven beheren



Gemakkelijk te gebruiken



Toepassingsvideo

1) Levrini L, et al. Int J Dent.
2024;2024:3113479.

2) Sterify Gel. Gebruiksaanwijzing.

Stroomlijn en standaardiseer uw klinische procedures met kleurcodering: steriliseerbare instrumenten in een geschikte cassette, verbruiksartikelen in een container met dezelfde kleur als de cassette.

IMS™ Infinity Series™ Cassettes HU-FRIEDY



1/4 DIN CASSETTE
5 instrumenten.
72 x 184 x 34 mm
IME14DIN5_ V38314

€ 130,40 €153,40



1/2 DIN CASSETTE
10 instrumenten.
152 x 184 x 34 mm
IME12DIN1_ V38313

€ 146,00 €171,80



DIN CASSETTE
290 x 184 x 34 mm

Artikelcode	Beschrijving	Prijs Promo €	Prijs €	
IMEDIN13_	13 instrumenten met ruimte voor accessoires	198,05	233,00	V38548
IMEDIN14_	14 instrumenten met ruimte voor accessoires	194,40	228,70	V50802
IMEDIN16_	16 instrumenten met ruimte voor accessoires	198,05	233,00	V39045
IMEDIN18_	18 instrumenten met ruimte voor accessoires	198,05	233,00	V38315
IMEDIN18_S	Operatie cassette, 18 instrumenten met ruimte voor accessoires	212,16	249,60	V37566
IMEDIN20_	20 instrumenten	198,05	233,00	V40382

IMS™ Tubs HU-FRIEDY

Complete box met deksel en accessoires

IMS-140_ V38311

€ 83,00
€97,70



KLEURCODE CASSETTE EN BUIS

Vervang de kolom _ in het artikelnummer door de gewenste kleur.



Notities

Wie zijn wij

Wij zijn een samenwerkingsverband van bedrijven die onder één dak zijn samengebracht om u de producten, diensten en oplossingen te bieden die u nodig hebt om de beste in uw vakgebied te zijn. Met onze passie voor oplossingen voor infectiepreventie, hoogwaardige instrumenten en service- en ondersteuningsprogramma's helpt HuFriedyGroup u uw vakmanschap te perfectioneren en de hoogste kwaliteit zorg te blijven leveren aan elke patiënt.



Onze contacten



HuFriedyGroupEurope



HuFriedyGroup.eu



Gratis bellen 00800 48 37 43 39



Maaïke Meeuwsen - Country Manager BELUX

Mobile: +32 4 91 18 27 61

maaïke.meeuwsen@hu-friedy.com



www.denta.be

03 450 93 20

verkoop@denta.be

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven, tenzij anders vermeld. De inhoud van dit artikel, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's en afbeeldingen in hun geheel, is het exclusieve eigendom van Hu-Friedy Mfg. Co., LLC en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle overige bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven, tenzij anders vermeld.

©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Alle rechten voorbehouden. HFL-1275NL/0926