

Promotions

OCTOBRE – DÉCEMBRE 2026



ENDODONTIE

CanalPro CalciSeal

NOUVEAU!

p. 11



RESTAURATION

BRILLIANT Crios

p. 16



INSTRUMENTS ROTATIFS

Diatech Fraises diamantées

p. 30

 **COLTENE**GROUP

COLTENE en chiffres

Dans le Monde :



+ de 1200
collaborateurs



+ de 300
commerciaux



5 sites
de production



13 filiales

Des sites de production à la pointe de la technologie :



Toronto
Canada



Cuyahoga-Falls
USA



Besançon
France



Langenau
Allemagne



Altstätten
Suisse

Nos valeurs :



Orientation client



Collaboration



Engagement



Respect et intégrité

LES GAMMES DE PRODUITS COLTENE



RESTAURATION Gamme BRILLIANT



ENDODONTIE Gamme CanalPro Gamme HyFlex



INSTRUMENTS ROTATIFS Gamme DIATECH Gamme KENDA



PROTHÈSE AFFINIS PRESIDENT The Original Jet Blue Bite



ACCESSOIRES POUR LE TRAITEMENT CONTRÔLE DES INFECTIONS

Gamme ROEKO
Gamme SciCan



CanalPro X-Move

Totale liberté de mouvement

- Localisateur d'apex intégré
- Mouvement en rotation continue ou en réciprocité (angles ajustables)
- Sans fil : 2,5 heures d'autonomie
- Interface intuitive
- Utilisable avec toutes les limes endodontiques du marché : possibilité de programmer les mouvements, vitesses de rotation et couples
- Fonction auto-reverse apical, lorsque la lime atteint le point de référence (apex)



Contre-angle :
rotation
à 360 degrés



Plage de couple :
0,4 – 5,0 Ncm



Plage de vitesse :
100 - 2500 tr/min



Angle de
mouvement
oscillatoire réglable :
intervalle de 10°



Plage de réglage :
20 - 400°



Mini contre-angle
isolé d'un diamètre
de 8 mm et d'une
hauteur de 9,7 mm



CanalPro X-Move

65002739

OFFRE SPÉCIALE

12 PRODUITS POUR 1 €

pour l'achat d'un **CanalPro X-Move** :

HyFlex EDM OGSF Séquence 25 mm, 4 pcs. (60036142)	×5
HyFlex EDM Finishing Set 25 mm, 3 pcs. (60019364)	×1
HySolate Latex Dental Dam Black medium, 36 pcs. (60031352)	×1
ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set 5 ml (60019560)	×1
HyFlex EDM OGSF Gutta points 30/.04, 60 pcs. (60036504)	×1
HyFlex EDM Gutta points Assortiment, 60 pcs. (60022705)	×1
HyFlex EDM OGSF Paper points 30/.04, 100 pcs. (60036503)	×1
HyFlex EDM Paper points Assortiment, 100 pcs. (60022744)	×1

PACK CanalPro X-Move + 12 Produits

SALESBUNDLEXM1



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code

REPÉRAGE MANUEL ET MISE EN FORME DU CANAL RADICULAIRE

HyFlex K-Files

NOUVEAU !

Limes de sécurisation manuelles

Les limes-K HyFlex permettent d'évaluer l'anatomie, la courbure et la minéralisation du canal. Elles facilitent la planification d'un traitement fiable en indiquant dès le départ la complexité du cas et aident à choisir la séquence de mise en forme optimale tout en minimisant le stress mécanique initial. Elles conviennent à la reconnaissance manuelle et à la mise en forme initiale des canaux radiculaires pendant le traitement endodontique.



Tailles 006 à 045 en longueurs 21, 25 et 31 mm



Blister de 6 limes pré-stérilisées




Section carrée pour une meilleure résistance à la torsion

— PRODUIT DU MOIS —
NOVEMBRE
JUSQU'À
-33%*
sur HyFlex K-Files
Offre valable uniquement auprès de votre responsable secteur COLTENE



Pour plus d'informations, scannez ce QR code



HyFlex K-Files

10,63 €

Le blister de 6 limes



	Ø ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045
21 mm		60041155	60041158	60041161	60041164	60041167	60041170	60041173	60041176	60041179	60041182
25 mm		60041156	60041159	60041162	60041165	60041168	60041171	60041174	60041177	60041180	60041183
31 mm		60041157	60041160	60041163	60041166	60041169	60041172	60041175	60041178	60041181	60041184

*Gratuité au choix parmi les références suivantes : 60041156, 60041159, 60041162.

SYSTÈME DE LIMES EDM NiTi

HyFlex – Séquence OGSF

— PRODUIT DU MOIS —
NOVEMBRE
JUSQU'À
-33%*
sur HyFlex OGSF
Offre valable uniquement auprès de
votre responsable secteur COLTENE



RÉSULTATS PRÉVISIBLES

en appliquant le protocole standard OGSF




PRÉPARATION RAPIDE des cas
quotidiens grâce à la correspondance
optimisée entre l'extrémité et la conicité
pour toute la séquence



SÉCURITÉ DU PATIENT ACCRUE

grâce à une plus grande résistance à la
rupture du matériau et à l'application du
protocole standard OGSF



*Gratuité au choix parmi les références suivantes : Réassorts : 60019595, 60023492, 60022276 ; Séquence : 60036142.

— Longueur de travail

HyFlex OGSF

Réassorts 3 pcs.

55,46 €

Opener

18/11



Glider
(sécurisation)

15/03



Shaper
(mise en forme)

18/045



Finisher
(finition)


30/04



HyFlex OGSF

Séquence 4 pcs.

73,75 €



60036140	-	-	-	← 18 mm →	-
-	60023493	60036136	60036138	← 21 mm →	60036141
-	60023492	60036137	60036139	← 25 mm →	60036142
-	60041082	60041083	60041086	← 31 mm →	60041090



HyFlex OGSF
Pointes de Guttapercha

60036504 24,93 €

60 × Pointes de Guttapercha OGSF 30/.04



HyFlex OGSF
Pointes de Papier

60036503 15,16 €

100 × Pointes de Papier OGSF 30/.04



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code



Pré-stérile
Prêt à l'emploi



**Résistance
à la rupture élevée**
Le traitement thermique
réduit le risque de
fracture instrumentale



Efficacité de coupe
Permet de réduire le
nombre de limes pour
une préparation rapide



**Hautement flexible
et pré-courbable**
La mémoire contrôlée
permet de garantir
une flexibilité élevée
et d'anticiper les
courbures canalaire



Section variable

Les 3 sections contribuent
à une mise en forme
unique en toute sécurité



Section
triangulaire
apportant
de la flexibilité



Section
trapézoïdale
pour une coupe
optimale



Section
carrée pour
une haute résistance
de la pointe

CanalPro

Irrigation et rinçage

Station SyringeFill CanalPro murale

60031348 **163,21 €**

1 × Support pour bouteille
3 × SyringeFill Cap

Station SyringeFill CanalPro sur table

60031347 **269,44 €**

1 × Support pour bouteille incl. base
3 × SyringeFill Cap



-25%
sur les solutions
CanalPro

CanalPro NaOCI 3 %

1 × 500 ml

65002866 ~~40,90 €~~ **30,68 €**



CanalPro NaOCI 6 %

1 × 500 ml

65002867 ~~40,90 €~~ **30,68 €**

CanalPro SyringeFill Cap

60019662 **11,68 €**

1 × SyringeFill Cap



CanalPro EDTA 17 %

1 × 500 ml

60019651 ~~85,22 €~~ **63,92 €**



CanalPro Slotted end Tip

60011167 **42,11 €**

100 × Embouts à fente. Calibre 27 - 0,4 mm

60011168 **50,68 €**


100 × Embouts à fente. Calibre 30 - 0,3 mm



5 ml



10 ml



Seringues CanalPro

15,03 €

50 × Seringues 5 ml

18,17 €

50 × Seringues 10 ml

	5 ml	10 ml
●	60019321	60011173
●	60019322	60011174
●	60019323	60011175
●	60019324	60011176

CanalPro CHX 2 %

1 × 500 ml

60019658 ~~65,62 €~~ **49,22 €**



CanalPro Side Port Tips

60011169 **107,54 €**

100 × Embouts à ports latéraux. Calibre 27 - 0,4 mm

60011170 **117,32 €**

100 × Embouts à ports latéraux. Calibre 30 - 0,3 mm



HyFlex EDM

HyFlex EDM Réassort

55,46 €

3 × Lime de votre choix (tableau ci-dessous)



Orifice
Opener
25/12



HandFiles



Limes de sécurisation au choix
suivant l'anatomie canalaire

15/03



10/05



Lime de
préparation
20/05



Mise
en forme
25/~ OneFile



Limes de finition


40/04



50/03



60/02



Long. Réassort × 3
400 tr/min - 2,5 Ncm

15 mm	60019596
21 mm	-
25 mm	-
31 mm	-

Lime de
votre choix

Réassort × 3
300 tr/min - 1,8 Ncm

-
60023493
60023492
60041082

Réassort × 3
300 tr/min - 1,8 Ncm

-
60022269
60019594
60041081

Réassort × 3
400 tr/min - 2,5 Ncm

-
60022275
60022276
60041084

Réassort × 3
400 tr/min - 2,5 Ncm

-
60022270
60019595
60041085

Réassort × 3
400 tr/min - 2,5 Ncm

-	-	-
60022271	60022272	60022274
60019597	60019598	60019599
60041087	60041088	60041089

HyFlex EDM - Pointes de Guttapercha

24,93 €

60 × Pointes de Guttapercha EDM

HyFlex EDM - Pointes de Papier

15,16 €

100 × Pointes de Papier EDM

	20/05	OneFile 25/~	40/04	50/03	60/02	Assortiment 20/05 - 60/02
60 × Pointes de Guttapercha EDM	60022706	60022707	60022708	60022709	60022710	60022705
100 × Pointes de Papier EDM	60022742	60022743	60022676	60022741	60022740	60022744


*Gratuité au choix parmi les références suivantes : 60019595, 60023492, 60022276.



RETRAITEMENT ENDODONTIQUE

HyFlex Remover

La pièce essentielle
de votre retraitement



**UNE SEULE LIME
NÉCESSAIRE** pour le retrait
des matériaux d'obturation



RESPECT DE
l'anatomie canalaire



Efficace sans
AUCUN SOLVANT



Pointe
INACTIVE



30/.07

Couple maximum : **2.5 N.cm**

Vitesse de rotation : **400-800 rpm**

Traitement thermique : **C.Wire**



Désobturation
jusqu'à LT -3 mm

HyFlex Remover

5 x B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

67,97€

19 mm	60023649
23 mm	60023648

CanalPro CalciSeal

NOUVEAU !

Ciment canalaire biocéramique à base de silicate de calcium

Sa formulation bioactive et hydrophile favorise l'interaction minérale avec la dentine tout en conservant une fluidité élevée pour une adaptation optimale, y compris dans l'anatomie des canaux latéraux. Sa tolérance à l'humidité simplifie sa manipulation, permettant des résultats constants et des procédures endodontiques rapides.

— PRODUIT DU MOIS —
NOVEMBRE
JUSQU'À
-33%
sur CanalPro CalciSeal
Offre valable uniquement auprès de
votre responsable secteur COLTENE


CanalPro CalciSeal

60043033 101,90€

1 × Seringue 2 g
15 × Embouts jetables

Bioactif,
hydrophile,
fluide.

Pourquoi choisir CanalPro CalciSeal ?



Concentration
élevée en silicate
de calcium



Thixotropie idéale
pour une obturation
parfaite



Excellente
radio-opacité



Embouts fins et
flexibles pour une
application précise



pH élevé pour
une protection
antimicrobienne




Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code

ParaPost Fiber

Tenons fibrés pour indications en technique directe

- ✓ Esthétique sans métal
- ✓ Conception supérieure de la tête
- ✓ Scellement rapide sur commande
- ✓ Résistance supérieure
- ✓ Excellente radio-opacité
- ✓ Restauration monobloc remarquable

-25%
sur la gamme
ParaPost



Réassorts ParaPost Taper Lux

~~82,42 €~~ **61,82 €**

5 × Tenons fibrés

Tenons fibrés, sans métal

Taille	Ø en mm	5 unités
3	0,90	-
4	1,00	-
4,5	1,14	PF18145
5	1,25	PF1815
5,5	1,40	PF18155
6	1,50	PF1816



Réassorts ParaPost Fiber Lux

~~82,42 €~~ **61,82 €**

5 × Tenons fibrés

Tenons fibrés, sans métal

Taille	Ø en mm	5 unités
3	0,90	PF1713
4	1,00	PF1714
4,5	1,14	PF17145
5	1,25	PF1715
5,5	1,40	PF17155
6	1,50	PF1716



Réassorts ParaPost Fiber White

~~75,45 €~~ **56,59 €**

5 × Tenons fibrés

Tenons fibrés, sans métal

Taille	Ø en mm	5 unités
3	0,90	PF1613
4	1,00	-
4,5	1,14	PF16145
5	1,25	PF1615
5,5	1,40	PF16155
6	1,50	PF1616



Kit intro Taper Lux

PF180 ~~354,81 €~~ **266,11 €**

15 × Tenons fibrés
4 × Forets



Kit intro Fiber Lux

PF170 ~~354,81 €~~ **266,11 €**

15 × Tenons fibrés
6 × Forets



Kit intro Fiber White

PF160 ~~243 €~~ **182,25 €**

10 × Tenons fibrés
6 × Forets



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code

MATÉRIAU D'OBTURATION
PROVISOIRE SANS EUGÉNOL

DuoTEMP

- Durcissement dual
- Matériau avec indications multiples
- Intégrité marginale élevée
- Retrait facile



Kit Éco DuoTEMP

7090 **93,77 €**

5 × Seringues de 5 g

Comparaison de joints marginaux



DuoTEMP™

IRM*

Cavit*

Fermit*

Coupes de molaires humaines extraites, obturées avec DuoTemp puis plongées dans du bleu de méthylène pour caractériser le joint marginal. Les propriétés obtenues avec DuoTEMP étaient excellentes. Source : données internes. (*N'est pas une marque de COLTENE)

Application facile et rapide



Un seul composant, pas de mélange.
Bonne rétention dans la cavité. Dépense facile.

CIMENT RÉSINE ET COMPOSITE
À POLYMÉRISATION DUALE

ParaCore

Composite pour la reconstitution
corono-radulaire : **1 produit, 3 indications.**

- Reconstitution des moignons
- Collage des tenons fibrés
- Collage des couronnes et des bridges sans métal



Réassort seringue automix, 2 × 5 ml

114,27 €

2 × 5 ml Teinte au choix
20 × Embouts mélangeurs

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

Réassort seringue automix, 5 × 5 ml

224,06 €

5 × 5 ml Teinte au choix

White	60036587
Dentine	60036588
Dentine SLOW	60036589
Trans SLOW	60036590

Réassort cartouche automix, 1 × 25 ml

241,59 €

1 × 25 ml Teinte au choix
20 × Embouts mélangeurs,
embouts intra-oraux

White	5854
Dentine	5853



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code

BRILLIANT Bulk Fill Flow


BRILLIANT Bulk Fill Flow est le matériau d'obturation idéal pour des restaurations faciles et rapides. Reposant sur la technologie de charges BRILLIANT, il est le partenaire parfait pour BRILLIANT EverGlow et EverGlow Flow.

-25%
sur BRILLIANT
Bulk Fill Flow

Réassorts BRILLIANT Bulk Fill Flow
1 seule teinte, matériau adaptatif Multi Shade

60033280 46,23 € 34,67 €

1 x Seringue de 2,3 g
11 x Aiguilles d'application



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code



PAS DE COUCHE SUPÉRIEURE NÉCESSAIRE


La résistance élevée à l'abrasion permet d'obtenir efficacement des restaurations de qualité en une seule étape dans la mesure où la couche supérieure n'est plus nécessaire.

PROFONDEUR DE POLYMÉRISATION FIABLE DE 4 MM

Des couches successives ayant jusqu'à 4 mm d'épaisseur sont polymérisées correctement en 20 s ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Cette caractéristique, associée à la mouillabilité de la surface et à la fluidité du matériau, permet de gagner du temps en réduisant le nombre d'étapes.

UN MATÉRIAU ADAPTATIF MULTI SHADE

L'effet caméléon de BRILLIANT Bulk Fill Flow permet au matériau Multi Shade de s'adapter à une large palette de teintes dentaires.



NOUVELLE TEINTE DISPONIBLE

BRILLIANT EverGlow

Aptitude au polissage exceptionnelle et brillant durable.

- Système DuoShade
- 8 teintes dentine pour la plupart des restaurations
- 2 teintes email
- 5 opaques pour les restaurations plus complexes

BRILLIANT EverGlow
Réassorts Tips

~~87,05 €~~ 65,29 €

20 x Tips 0,2 g



BRILLIANT EverGlow
Réassorts Seringues

~~59,53 €~~ 44,65 €

1 x Seringue 3 g

BRILLIANT EverGlow Flow

Le complément idéal

BRILLIANT EverGlow Flow
Réassorts Seringues

~~35,70 €~~ 26,78 €

1 x Seringue 2 g
5 x Aiguilles d'application standards 0,8 mm
5 x Aiguilles d'application fines 0,4 mm



-25%
sur BRILLIANT
EverGlow
et Flow

		BRILLIANT EverGlow		BRILLIANT EverGlow Flow
		Tips, 20 x 0,2 g	Seringue, 1 x 3 g	Seringue, 1 x 2 g
DENTINE	XTRA BLEACH	60042913	60042912	-
	BLEACH	60019706	60019697	60019752
	A1/B1	60019707	60019698	60019753
	A2/B2	60019708	60019699	60019754
	A3/D3	60019709	60019700	60019755
	A3.5/B3	60019710	60019701	60019756
	C2/C3	60019716	60019702	-
	A4/C4	60019717	60019703	60019757
ÉMAIL	BLEACH TRANSLUCENT	60019719	60019705	-
	TRANSLUCENT	60019718	60019704	60019758
OPAQUE	OBL	60019746	60019743	-
	OA1	60019747	60019744	-
	OA2	60023823	60023819	60019751
	OA3	60019748	60019745	60023825
	OA4	60023824	60023820	-

NOUVELLE TEINTE DISPONIBLE

COMPOSITE RENFORCÉ POUR RESTAURATIONS ESTHÉTIQUES DÉFINITIVES

BRILLIANT Crios

BRILLIANT Crios est le choix idéal pour les restaurations dentaires unitaires dans la région antérieure comme dans la région postérieure. Cela englobe toutes les indications classiques telles que les **inlays**, **onlays**, **couronnes** et **facettes**.



INLAY



ONLAY



COURONNE



FACETTE



— PRODUIT DU MOIS —
DÉCEMBRE
 JUSQU'À
-33%
 sur BRILLIANT Crios
Offre valable uniquement auprès de
 votre responsable secteur COLTENE

Pourquoi choisir BRILLIANT Crios ?



Module d'élasticité comparable à celui de la dent pour un effet d'absorption des chocs et une sensation agréable en occlusion



Protège à la fois la dent restaurée et la dent antagoniste




Procédure simplifiée : usinage facile en cabinet, finition rapide.

BRILLIANT Crios
CEREC/INLAB



133,33 €

5 × Blocs (taille 12 mm ou 14 mm)



NOUVEAU – TEINTE XTRA BLEACH

BRILLIANT Crios
Disque 14 mm

480,01 €

1 × Disque 14 mm

BRILLIANT Crios
Disque 18 mm

533,36 €

1 × Disque 18 mm



BLOC CEREC/INLAB (5 unités)

	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)
	Taille 12	Taille 14	Taille 12	Taille 14	Taille 14
XTRA BLEACH	-	60042907	-	-	-
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-
B2	60020004	60019991	-	-	-
B3	60020005	60019992	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-

DISQUE (1 unité)

	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
	Taille 14	Taille 18	Taille 14	Taille 18	Taille 14	Taille 18
XTRA BLEACH	-	-	-	-	-	-
BLEACH	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
A3	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	-	-	-	-	-	-
B2	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	-
C2	-	-	-	-	-	-

CIMENT RÉSINE AUTO-ADHÉSIF
À POLYMÉRISATION DUALE

SoloCem

Scellement fiable
en une seule étape


Votre partenaire pour pratiquement toutes les indications de collage indirectes. En fonction de la situation, vous pouvez sceller avec ou sans adhésif. Pour un universel – exigez SoloCem.



Scellement
esthétique



Restaurations
durables



SoloCem Réassorts

123,67 €

- 1 x Seringue Automix 5 ml
- 5 x Embouts mélangeurs marrons courts super fins
- 5 x Embouts mélangeurs marrons courts fins

	Dentine	60014062
	Blanc opaque	60014061
	Trans	60019840



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code

ADHÉSIF UNIVERSEL MONOCOMPOSANT
PHOTOPOLYMÉRISABLE

ONE COAT 7 UNIVERSAL

La cohésion dans
toutes les situations



Un seul agent adhésif
universel pour toutes les
indications et techniques
de mordantage



Extrêmement économique :
jusqu'à 300 applications
par flacon



Valeurs d'adhésion
exceptionnelles et excellent
scellement marginal



ONE COAT 7 UNIVERSAL Réassort unidoses

60019540 136,88 €

50 x Unidose 0,1 ml
50 x Brossettes noires



ONE COAT 7 UNIVERSAL Réassort flacon

60019539 106,72 €

1 x Flacon 5 ml



— PRODUIT DU MOIS —
DÉCEMBRE

JUSQU'À
-50%
sur le flacon 5 ml
ONE COAT 7
UNIVERSAL

Offre valable uniquement auprès de
votre responsable secteur COLTENE

* Dihydrogénéphosphate de méthacryloyloxydécyle

MATÉRIAU POUR ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION À BASE DE SILICONE A

Jet Blue Bite

Enregistrement de l'occlusion de la plus haute précision

Un enregistrement précis de l'occlusion est essentiel pour garantir une reproduction de l'occlusion fidèle à la réalité entre les dents supérieures et inférieures dans l'articulateur.

Les exigences à l'égard du matériau sont par conséquent variées. Les décennies d'expertise de COLTENE en matière de matériaux à base de silicone de haute qualité se reflètent dans Jet Blue Bite, un matériau d'enregistrement de l'occlusion qui permet d'obtenir des résultats rapides et précis.

Enregistrement de l'occlusion	Silicone	Teinte	Dureté Shore*	Stabilité dimensionnelle	Temps de travail	Temps de prise	Goût
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutre
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutre

*La dureté Shore peut varier d'environ +/-2

Consistance crémeuse

- ✓ Occlusion parfaitement naturelle grâce à la consistance crémeuse
- ✓ Pas d'effet rebond lors de la fermeture
- ✓ Ne s'infiltre pas dans les espaces interdentaires



Jet Blue Bite, 1 x 50 ml

37,08 €

1 x 50 ml
6 x Embouts mélangeurs
6 x Embouts plats

Fast	6491
Super Fast	6493

Jet Blue Bite, 4 x 50 ml

124,82 €

4 x 50 ml
12 x Embouts mélangeurs
12 x Embouts plats

Fast	6495
Super Fast	6497



Pour plus d'informations, scannez ce QR code

MATÉRIAUX POUR EMPREINTE À BASE DE SILICONE A

AFFINIS PRESIDENT The Original

— PRODUIT DU MOIS —
OCTOBRE

JUSQU'À
-33%*
sur AFFINIS
et PRESIDENT
The Original

Offre valable uniquement auprès de
votre responsable secteur COLTENE



Pour plus
d'informations sur
la gamme AFFINIS,
scannez ce QR code



Pour plus
d'informations sur la
gamme PRESIDENT,
scannez ce QR code

PUTTY

AFFINIS putty

115,08 €

2 × 300 ml Base et catalyseur
2 × Cuillères



PRESIDENT The Original putty

93,07 €

2 × 300 ml Base et catalyseur
2 × Cuillères



PUTTY	AFFINIS	PRESIDENT The Original
putty	-	 60019942
putty soft	 6530	 60019943
putty soft fast	 6531	 60022166
putty super soft	 6535	 60019944

*Gratuité au choix parmi les références suivantes : AFFINIS putty : 6530, 6535 ;
AFFINIS light : 6775 ; AFFINIS System 360 : 6487. PRESIDENT The Original putty :
60019942, 60022166, 60019943 ; PRESIDENT The Original light : 60019938.

LIGHT

AFFINIS et AFFINIS PRECIOUS

76,82 €

2 × 50 ml
12 × Embouts mélangeurs universels



PRESIDENT The Original light cartouche 50 ml

61,45 €

2 × 50 ml
12 × Embouts mélangeurs universels



LIGHT	AFFINIS	PRESIDENT The Original
Xtra light	-	 60019937
light	 6501	 60019938
light fast	 6601	-
regular	 6511	 60019939
regular fast	 6611	-
PRECIOUS light	 6775	-
PRECIOUS regular	 6776	-



SYSTEM 360

AFFINIS system 360

225,33 €

2 × 380 ml Réassort
1 × Bague de serrage




PRESIDENT The Original system 360

193,83 €

2 × 380 ml
1 × Bague de serrage



SYSTEM 360	AFFINIS	PRESIDENT The Original
MonoBody	 6482	 60019946
heavy body	 6487	 60019948
putty	 6472	-



ACCESSOIRES

Embouts utilisables avec
les produits **AFFINIS** et
PRESIDENT The Original


Embouts-mélangeurs
universels, × 40 pcs.

60019663 43,75 €



Embouts-mélangeurs
universels, × 100 pcs.

60019694 80,77 €



Embouts intra-oraux
jaunes, × 100 pcs.

6555 79,48 €



Embouts intra-oraux
blancs, × 100 pcs.

6210 62,35 €



Gamme d'embouts

Retrouvez toute notre gamme d'embouts adaptés à vos applications.



Mélangeur universel	Mélangeur universel	Intra-oral Jaune	Intra-oral blanc	Plat	Mélangeur jaune dynamique	Bague de fixation	Mélangeur court extra fin Ø 1 mm	Mélangeur court fin Ø 1,8 mm	Mélangeur long fin	Mélangeur long fin	Aiguille d'application fine, Ø 0,4 mm
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60019663 × 40	60019694 × 100	6555 × 100	6210 × 100	6223 × 100	6162 × 40	6163 × 1	6747 × 40	6759 × 40	6749 × 40	60019562 × 24	60022137 × 20
43,75 €	80,77 €	79,48 €	62,35 €	33 €	61,42 €	6,46 €	49,46 €	52,55 €	48,02 €	37,11 €	14,85 €

PRESIDENT The Original 50 ml

Light body, Regular body, Xtra light body

✓ ✓ ✓ ✓

AFFINIS et AFFINIS PRECIOUS 50 ml

Light body, Light body fast, Regular body, Regular body fast

✓ ✓ ✓ ✓

PRESIDENT The Original

System 360, Heavy body, MonoBody

✓ ✓

AFFINIS SYSTEM 360

MonoBody, Heavy Body, Putty

✓ ✓

Jet Blue Bite 50 ml

Fast, Superfast

✓ ✓ ✓

ParaCore 25 ml

Automix dentine, Automix white

✓ ✓ ✓ ✓

ParaCore 5 ml

Automix intro kit, Automix dentine, Automix white, Refill

✓ ✓ ✓

Fill-Up! 4,5 g

Intro kit, Refill

✓ ✓ ✓

TempoSIL 2 5 ml

Dentin intro kit, Dentin refill, White intro kit, White refill

✓ ✓ ✓

GuttaFlow bioseal 5 ml

Kit, Refill

✓

BRILLIANT EverGlow et Bulk Fill Flow

Kit, Refill

✓

Offres Sympress II + **AFFINIS** ou **PRESIDENT** The Original

Réf. offre **SYMPRESSPROMOSMALL**
avec **AFFINIS**

1 549 €

1 ×



Kit intro **AFFINIS**
System 360 ⁽¹⁾

2 ×



Réassort **AFFINIS**
System 360 ⁽²⁾

1 ×



Réassort **AFFINIS**
ou **AFFINIS PRECIOUS** ⁽³⁾

1 ×

Malaxeur automatique
AFFINIS Sympress II



Réf. offre **SYMPRESSPROMOLARGE**
avec **AFFINIS**

1 895 €

1 ×



Kit intro **AFFINIS**
System 360 ⁽¹⁾

6 ×



Réassort **AFFINIS**
System 360 ⁽²⁾

3 ×



Réassort **AFFINIS**
ou **AFFINIS PRECIOUS** ⁽³⁾

Réf. offre **SYMPRESSPROMOSMALL**
avec **PRESIDENT The Original**

1 549 €

1 ×



Kit intro **PRESIDENT**
The Original System 360 ⁽⁴⁾

2 ×



Réassort **PRESIDENT**
The Original System 360 ⁽⁵⁾

1 ×



Réassort **PRESIDENT**
The Original ⁽⁶⁾

Réf. offre **SYMPRESSPROMOLARGE**
avec **PRESIDENT The Original**

1 895 €

1 ×



Kit intro **PRESIDENT**
The Original System 360 ⁽⁴⁾

6 ×



Réassort **PRESIDENT**
The Original System 360 ⁽⁵⁾

3 ×



Réassort **PRESIDENT**
The Original ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Kit intro **AFFINIS** System 360 - 380 ml (base et catalyseur) + 10 embouts mélangeurs dynamiques + 1 bague de serrage. Heavy Body (6485)

⁽²⁾ Réassorts **AFFINIS** System 360 - 2 x 380 ml + 1 bague de serrage. Viscosités au choix (panachage possible): Putty (6472) ou Heavy Body (6487) ou MonoBody (6482)

⁽³⁾ Réassorts **AFFINIS** Classique ou **PRECIOUS** - 2 x 50 ml + 12 embouts mélangeurs. Viscosités au choix (panachage possible): Light (6501) ou Light Fast (6601) ou Regular (6511) ou Regular Fast (6611) ou **PRECIOUS** Light (6775) ou **PRECIOUS** Regular (6776)

⁽⁴⁾ Kit intro **PRESIDENT** The Original System 360 - 380 ml (base et catalyseur) + 10 embouts mélangeurs dynamiques + 1 bague de serrage. Heavy Body (60019947)

⁽⁵⁾ Réassorts **PRESIDENT** The Original System 360 - 2 x 380 ml + 1 bague de serrage. Viscosités au choix (panachage possible): Heavy Body (60019948) ou MonoBody (60019946)

⁽⁶⁾ Réassorts **PRESIDENT** The Original Light 2 x 50 ml + 12 embouts mélangeurs. Viscosités au choix (panachage possible): Light body (60019938) ou Xtra light body (60019937) ou Regular body (60019939)

HySolate Digues dentaires latex



Champ opératoire
isolé et vision
optimale



Sécurité et
protection

-20%
sur une sélection
de références



Digues latex HySolate - Sans poudre, faible teneur en protéines

Taille	Couleur	Épaisseur										Quantité		
		Fine			Medium			Épaisse			Très épaisse			
152 x 152 mm	 Verte	60034418	21,90 €	17,52 €	60034419	24,32 €	19,46 €	60034420	27,90 €	22,31 €	60034421	28,75 €	23 €	x36
	 Black Edition				60031352	27,99 €	22,39 €	60031353	32,09 €	25,67 €	60031354	33,08 €	26,46 €	
	 Bleue				60034442	24,32 €	19,46 €	60034443	27,90 €	22,31 €				
	 Claire	60034427	21,90 €	17,52 €	60034428	24,32 €	19,46 €	60034429	27,90 €	22,31 €	60034430	28,75 €	23 €	
	 Fiesta (assortiment)	60034433		21,90 €	60034436		25,26 €	60034438		27,99 €				
127 x 127 mm	 Verte	60034414		21,90 €	60034415		24,32 €	60034416		27,90 €	60034417		28,75 €	x52
	 Bleue				60034441		24,32 €							
	 Claire	60034424		21,90 €	60034425		24,32 €	60034426		27,90 €				
	 Fiesta (assortiment)	60034434		21,90 €	60034435		25,26 €	60034437		27,99 €				

HySolate Digues dentaires sans latex

-20%
sur les digues
dentaires HySolate
SyntX

NOUVEAU !



Digues
sans latex
HySolate



Digues
sans latex
HySolate
Flexi Dam



Digues
sans latex
HySolate
Flexi Dam
avec cadre



Digues
sans latex
HySolate
SyntX

Digues sans latex HySolate

Taille	Couleur	Medium	Quantité
127 x 127 mm	Verte	H09928	42,13 € x15
152 x 152 mm	Verte	H09105	42,13 € x15
	Verte	H09106	218,24 € x75

Digues sans latex HySolate Flexi Dam

Taille	Couleur	Réf.	Quantité
152 x 152 mm	Bleue	H09947	48,02 €
	Verte	H09946	48,02 € x30
	Violette	H09945	48,02 €

Digues sans latex HySolate Flexi Dam avec cadre

Taille	Couleur	Medium	Quantité
100 x 105 mm	Violette avec cadre	H00750	83,06 € x20

Digues sans latex HySolate SyntX

Taille	Couleur	Medium	Quantité
127 x 127 mm	Bleue	60037566	42,84 € 34,27 € x30
	Bleue	60037567	46,02 € 36,82 € x30
152 x 152 mm	Bleue	60037568	112,10 € 89,68 € x75



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code

ÉPONGES HÉMOSTATIQUES RÉSORBABLES EN GÉLATINE
POUR UN CONTRÔLE FIABLE ET EFFICACE DES SAIGNEMENTS

roeko Gelatamp



	Gelatamp avec argent colloïdal	Gelatamp white	Gelatamp forte
Points forts	Effet antibactérien prolongé grâce à l'argent colloïdal	Favorise l'hémostase et stabilise le caillot	Absorption immédiate grâce à sa structure spongieuse spéciale
Composition	Gélatine animale + argent colloïdal	Gélatine animale	Gélatine animale
Couleur	Brune	Blanche	Blanche
Dimensions	14 × 7 × 7 mm	10 × 10 × 10 mm	10 × 10 × 4 mm
Absorption	  ABSORPTION ARGENT COLLOÏDAL > 35 × son poids	 ABSORPTION 50 × son poids	 ABSORPTION 60 × son poids
Résorption	4 semaines	4 semaines	4 semaines
Utilisation	À sec	À sec ou imbibé de sérum physiologique stérile	À sec
	Boîte de 20 pcs. 274002 22,46 €	Boîte de 24 pcs. 60052842 18,82 €	Boîte de 24 pcs. 60036568 39,34 €
	Boîte de 50 pcs. 274007 51,67 €		
	Boîte de 10 blisters doubles (soit 20 pcs.) 274008 24,96 €		

SciCan BRAVO G4

Autoclave à chambre disponible
en 3 tailles : 17L 22L 28L



Technologie
G4



Fonctionnalités
intelligentes
et efficaces



Diverses options
de remplissage

SciCan BRAVO G4
Dim. 60 x 48 x 46 cm

17 l	7A620000
22 l	7A621000
28 l	7A622000

Demandez
votre prix promo
auprès de votre
distributeur
COLTENE



Cycle	Type de cycle	17 L		22 L		28 L	
		Durée du cycle	Charge max.	Durée du cycle	Charge max.	Durée du cycle	Charge max.
134°C Universel	B	42 min	6 kg	46 min	7,5 kg	56 min	9 kg
134°C Instruments creux non emballés	S	35 min	6 kg	39 min	7,5 kg	44 min	9 kg
134°C Instruments pleins emballés	S	33 min	6 kg	39 min	7,5 kg	45 min	9 kg
134°C Prion	B	56 min	6 kg	60 min	7,5 kg	70 min	9 kg
121°C Universel	B	58 min	6 kg	63 min	7,5 kg	69 min	9 kg
134°C Test Hélix	n.a.	20 min	n.a.	24 min	n.a.	24 min	n.a.
Test à vide	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.
Personnalisé (134 °C ou 121 °C)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code

Demandez
votre prix promo
auprès de votre
distributeur
COLTENE



BioSonic UC50DB

C'est un petit géant !

Informations techniques

Capacité totale de la cuve	3,2 litres
Capacité utile	2,0 litres
Dimensions totales (L x l x h)	27,3 x 21,9 x 20,3 cm
Dimensions de la cuve (L x l x P)	19,7 x 14,6 x 10,5 cm
Puissance	50 watts
Fréquence	53 kHz

UC50DB230CE

- 1 x Panier à instrument FingerGuard à fond métallique
- 1 x Couvercle



BioSonic UC300

Travailleur acharné !

Informations techniques

Capacité totale de la cuve	14,4 litres
Capacité utile	11 litres
Dimensions totales (L x l x h)	48,2 x 30,5 x 31,1 cm
Dimensions de la cuve (L x l x P)	35,6 x 22,9 x 17,1 cm
Puissance	300 watts
Fréquence	40 kHz

UC300230CE

- 1 x Bac à ultrasons UC300 11L
- 1 x Couvercle
- 1 x BioSonic nettoyant ultrasonique enzymatique UC32 (236 ml)



BioSonic UC40

Solution concentrée
universelle, convient
pour tous bacs à
ultrasons

BioSonic UC40

60021960	35,82 €
----------	---------

1 x Bidon de solution universelle, 1L

60021961	142,51 €
----------	----------

1 x Bidon de solution universelle, 5L


KENDA Polishette

Système de polissage en 1 étape pour une excellente brillance des restaurations antérieures en composite

Polissoirs pour tous les composites et céramiques hybrides

KENDA Polishette 6, 15 ou 30 pcs.

PS715C.006	10,93€
PS715C.030	37,24€
PS716C.006	10,93€
PS716C.030	37,24€
PS715M.006	17,25€
PS715M.030	37,24€
PS716M.006	10,93€
PS716M.030	37,24€
PS715F.006	17,25€
PS715F.015	36,35€
PS716F.006	14,53€
PS716F.015	36,35€
PS710X.006	10,93€



Usage unique



Mandrin
plastique pour
contre-angle



Vitesse de rotation
conseillée/max.
5 000 tr/min



Pression : 0,3-1N




KENDA Polishette Assortiment 24 pcs.

PS710X.024	36,35€
------------	--------




ISO 658 245 030 533 065



ISO 658 246 248 523 030




ISO 638 245 030 523 065



ISO 638 246 248 523 030



ISO 638 245 030 503 065



ISO 838 246 248 503 030

Type de polissoir 6, 15, 30 unités	PS715C		PS716C		PS715M		PS716M		PS715F		PS716F	
	.006	.030	.006	.030	.006	.030	.006	.030	.006	.015	.006	.015
Ø mm	6,4		3		6,4		53		6,4		3	
L tête en mm	5,5		7		5,5		7		5,5		7	
TPM	Rec	5 000 - 7 500	5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500	
	Max		7 500			7 500				7 500		



Scannez ce QR code
pour consulter le
catalogue KENDA

DIATECH

Fraises diamantées

Performances de fraisage
élevées et grande longévité

- Instruments de haute qualité plaqués or
- Poudre de diamant 100 % naturelle
- Contrôle de la qualité 100 % visuel
- Tailles de grain selon la norme ISO
- Étalonnage précis de l'ébauche
- Nombre élevé de diamants au mm²



OFFRES
EXCLUSIVES

Demandez votre prix
promo auprès de votre
distributeur COLTENE




Retrouvez plus de

200 FORMES
DISPONIBLES
EN 5 GRAINS DIFFÉRENTS


sur notre brochure via ce QR code



BOULE



CYLINDRIQUE



TORPILLE



CONIQUE



FLAMME




CÔNE RENVERSÉ



POIRE



ROUE




TONNEAU



OEUF



OLIVE



CUPULE

BOULE

A close-up illustration of a white, conical tooth. A paintbrush with a yellow handle and blue band is applying a black dot of paint to the very tip of the tooth. The tooth is set against a light pink background representing the gum line.

CYLINDRIQUE



A diagram showing a cross-section of a tooth with a cylindrical filling. The filling is a vertical cylinder with a yellow top half and a black bottom half, separated by a red ring. A yellow band is visible on the tooth's surface.

A diagram of a tooth with a yellow filling and a yellow post. The post is inserted into the root of the tooth, and the filling is placed on top of the post. The post is labeled 'Post' and the filling is labeled 'Filling'.

FLAMME

A quill pen with a yellow and blue band is shown writing the word 'FLAMME' in bold, black, uppercase letters on a white scroll. The scroll is held by a pinkish-brown hand at the bottom.

CONIQUE



Forme de la tête

Réf. de la forme de la tête	Diamètre de la tête ISO 1/10 mm	Longueur de la tête en mm
1	1,0	1,5
2	1,2	1,8
3	1,6	2,5
4	2,0	3,0
5	2,5	3,8
6	3,2	4,8
7	4,0	6,0
8	5,0	7,5
9	6,3	9,5
10	8,0	12,0
11	10,0	15,0
12	12,5	18,0
13	16,0	22,0
14	20,0	28,0
15	25,0	35,0
16	32,0	45,0
17	40,0	55,0
18	50,0	70,0
19	63,0	90,0
20	80,0	110,0
21	100,0	140,0
22	125,0	175,0
23	160,0	225,0
24	200,0	280,0
25	250,0	350,0
26	315,0	450,0
27	400,0	560,0
28	500,0	700,0
29	630,0	900,0
30	800,0	1120,0
31	1000,0	1400,0

C ■ 107–181 μm^*
M ■ 64–126 μm^*
F ■ 27–76 μm^*
EF ■ 10–36 μm^*

*Tailles
de grain
conformes
à la norme
ISO 7711-3



Découvrez
l'ensemble de
notre gamme
d'instruments
rotatifs

POLISSOIRS POUR TOUS LES COMPOSITES,
COMPOMÈRES ET CÉRAMIQUE HYBRIDES

KENDA Deluxe

Le luxe du polissage de composite

Développé en étroite collaboration avec des experts cliniques, KENDA Deluxe est un système de polissage diamanté en deux étapes très performant, conçu pour la dentisterie esthétique moderne.

KENDA Deluxe

Réassort par 6, 12 ou 25 polissoirs

	× 6	× 12	× 25/20
Toutes les formes	30,52 €	55,48 €	110,96 €
ShapeGuards	52,06 €	96,46 €	164 €

KENDA Deluxe

Assortiment de 12 polissoirs

0400.012 55,46 €



Scannez ce QR code
pour consulter le
catalogue KENDA

DIATECH Speedster

Alliance de la puissance
et de la précision

- ✓ Efficacité de coupe remarquable réduisant le temps de préparation et de traitement
- ✓ Contact ininterrompu de la lame avec la surface dentaire pour une découpe plus douce
- ✓ Réduction des vibrations et du broutage
- ✓ Structure de la dent moins endommagée
- ✓ Résistance à l'usure élevée
- ✓ Longue durée de vie



S5-314-012 - Plaquette de 10 fraises

237114AA 33,68 €

S5-314-012 - Plaquette de 100 fraises

237214AA 312,56 €

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS :



Regional Manager Benelux
Sabien.Baisier@coltene.com
+32 472 095 035



Belgique - Wallonie
(FR) Celine.Poels@coltene.com
+32 475 36 07 99

Documents et photos non contractuels. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.
En cas d'erreur de prix sur un produit, COLTENE se réserve le droit de modifier ce prix.
Offres valables jusqu'au 31 décembre 2026. Design : www.filgranestudio.fr.
Crédits photo : banque d'images COLTENE, Adobe Stock.

Mentions légales / Éditeur

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20 +41 71 757 5300
CH-9450 Altstätten info.ch@coltene.com

Contact du service commercial

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20 +41 71 757 5300
CH-9450 Altstätten info.ch@coltene.com www.coltene.com

Centre de service

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 (CEST)

 **COLTENE GROUP**