

Promoties

OKTOBER – DECEMBER 2026



ENDODONTIE

CanalPro CalciSeal **NIEUW!**

p. 11



RESTAURATIE

BRILLIANT Crios

p. 16



ROTARY INSTRUMENTS


Diatech Diamantboren

p. 30


 **COLTENE GROUP**

COLTENE in cijfers

Wereldwijd:



Hoogtechnologische productielocaties:



Onze waarden:



PRODUCTGAMMA VAN COLTENE



RESTAURATIE Gamma BRILLIANT



ENDODONTIE Gamma CanalPro Gamma HyFlex



ROTARY INSTRUMENTS Gamma DIATECH Gamma KENDA



PROTHESE AFFINIS PRESIDENT The Original Jet Blue Bite



BEHANDELINGSSACCESSOIRES INFECTION CONTROL

Gamma ROEKO
Gamma SciCan



CanalPro X-Move

Volledige bewegingsvrijheid

- Geïntegreerde apexlocator
- Roterende of reciprokerende beweging (instelbare draaihoeken)
- Isolerend hoekstuk met minikopje
- Toerental tot 2500 tpm
- Snoerloos: 2,5u autonomie
- Intuïtieve bediening
- Voorgeprogrammeerd voor alle vijlen van COLTENE
- Instelbaar voor alle beschikbare vijlsystemen op de markt: snelheid, koppel en type beweging zijn programmeerbaar
- Auto-reversemodus instelbaar van zodra de vijl het referentiepunt (apex) heeft bereikt



Hoekstuk:
360° draaibaar



Koppelbereik:
0,4 - 5,0 Ncm



Snelheidsbereik:
100 - 2500 tpm



Aanpasbare
reciproke hoeken
met 10° interval



Instelbaar tussen
20° en 400°



Geïsoleerd hoekstuk
met minikopje
van 8 mm en een
hoogte van 9,7 mm



CanalPro X-Move

65002739

SPECIALE AANBIEDING

12 PRODUCTEN VOOR 1€

Bij aankoop van een **CanalPro X-Move**

HyFlex EDM OGSF Sequence 25 mm, 4 st. (60036142)	×5
HyFlex EDM Finishing Set 25 mm, 3 st. (60019364)	×1
HySolate Latex Dental Dam Black medium, 36 st. (60031352)	×1
ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set 5 ml (60019560)	×1
HyFlex EDM OGSF Gutta points 30/.04, 60 st. (60036504)	×1
HyFlex EDM Gutta points Assortiment, 60 st. (60022705)	×1
HyFlex EDM OGSF Paper points 30/.04, 100 st. (60036503)	×1
HyFlex EDM Paper points Assortiment, 100 st. (60022744)	×1

PACK CanalPro X-Move + 12 producten

SALESBUNDLEXM1



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code

VOOR HET MANUEEL EXPLOREREN EN PREPAREREN VAN WORTELKANALEN

HyFlex K-Files

NIEUW!

Veilige handvijltjes

De HyFlex K-Files staan toe een inschatting te maken van de anatomie, de kromming en de mate van calcificatie van het kanaal. Handvijlen helpen een betrouwbare planning voor de behandeling in kaart te brengen door meteen een inschatting te maken van de complexiteit van de casus en daardoor ook een leidraad te bieden voor de keuze van het systeem voor de vormgeving van het kanaal zonder risico bij de eerste exploratie het kanaal te compromitteren. Ze laten toe een tactiele inschatting te maken van de situatie en ook een eerste vormgeving uit te voeren van het kanalenstelsel tijdens een endobehandeling.



PRODUCT VAN DE MAAND
NOVEMBER
TOT
-33%*
op HyFlex K-Files
Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE-vertegenwoordiger



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code



Maten 006 tot 045 in de
lengtes 21, 25 en 31 mm



Blisters van 6 voorgesteri-
liseerde instrumenten



Vierkante dwarsdoorsnede voor
een betere torsieweerstand



HyFlex K-Files

10,63 €

Blister van 6 vijlen



	Ø ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045
21 mm		60041155	60041158	60041161	60041164	60041167	60041170	60041173	60041176	60041179	60041182
25 mm		60041156	60041159	60041162	60041165	60041168	60041171	60041174	60041177	60041180	60041183
31 mm		60041157	60041160	60041163	60041166	60041169	60041172	60041175	60041178	60041181	60041184

*Aanbieding geldig naar keuze uit de volgende referenties: 60041156, 60041159, 60041162.

EDM NiTi FILE SYSTEM

HyFlex – Sequence OGSF

PRODUCT VAN DE MAAND
NOVEMBER
TOT
-33%*
op HyFlex OGSF
Aanbod alleen geldig via uw COLTENE-vertegenwoordiger



VOORSPELBARE RESULTATEN

dankzij het standaard OGSF-protocol



SNELLE PREPARATIE VAN DAGDAGELIJKSE

endo's dankzij een uitgekende
opeenvolging van diameters en tapers
voor de volledige sequentie



HOGERE MATE VAN VEILIGHEID VOOR DE PATIËNT

dankzij de breukresistentie van het
materiaal en toepassing van het
standaard OGSF-protocol



*Aanbieding geldig naar keuze uit de volgende referenties: Refills: 60019595, 60023492, 60022276; Sequence: 60036142.

— Werklengte

HyFlex OGSF

Refills 3 stuks.

55,46 €

Opener

18/11



Glider
(beveiliging)
15/03



Shaper
(shaping)
18/045




Finisher
(finishing)
30/04



HyFlex OGSF

Sequence 4 stuks.

73,75 €



60036140	-	-	-	← 18 mm →	-
-	60023493	60036136	60036138	← 21 mm →	60036141
-	60023492	60036137	60036139	← 25 mm →	60036142
-	60041082	60041083	60041086	← 31 mm →	60041090



HyFlex OGSF
Guttapercha punten

60036504 24,93 €

60 × OGSF Guttapercha punten 30/04



HyFlex OGSF
Papierpunten

60036503 15,16 €

100 × OGSF Papierpunten 30/04



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code




Voorgesteriliseerd
voor veiliger appliceren



**Sterke
breukweerstand**

De unieke
oppervlakteverharding
vermindert het risico van
vijlbreuk



Snij-efficiëntie

Gehard oppervlak en een
gecontroleerd
materiaalgeheugen, voor
meer snij-efficiëntie



Zeer flexibel

Gecontroleerd
materiaalgeheugen biedt
meer flexibiliteit en de
mogelijkheid van
voorbuigen



**Variabele
dwarsdoorsnede**

Draagt bij tot een hoge
breukbestendigheid

Driehoekige
dwarsdoorsnede
aan de top

Trapezoidale
dwarsdoorsnede
in het midden

Rechthoekige
dwarsdoorsnede
aan het uiteinde

CanalPro

Irrigatie en spoelen

Station SyringeFill Vrijstaand station


60031348 **163,21 €**

1 x Houder fles met basis
3 x Capjes

CanalPro Fleshouder voor wandmontage

60031347 **269,44 €**

1 x Houder voor fles
3 x Capjes



CanalPro Spuiten

15,03 €

50 x Spuiten 5 ml

18,17 €

50 x Spuiten 10 ml

	5 ml	10 ml
●	60019321	60011173
●	60019322	60011174
●	60019323	60011175
●	60019324	60011176

-25%
op irrigatie
oplossingen
CanalPro

CanalPro NaOCl 3 %

1 x 500 ml

65002866 ~~40,90 €~~ **30,68 €**



CanalPro NaOCl 6 %

1 x 500 ml

65002867 ~~40,90 €~~ **30,68 €**

CanalPro SyringeFill Cap

60019662 **11,68 €**

1 x SyringeFill Cap



CanalPro EDTA 17 %

1 x 500 ml

60019651 ~~85,22 €~~ **63,92 €**



CanalPro Slotted end Tip

60011167 **42,11 €**

100 x Gegleufde eindtip maat 27G - 0,4 mm

60011168 **50,68 €**

100 x Gegleufde eindtip maat 30G - 0,3 mm



CanalPro CHX 2 %

1 x 500 ml

60019658 ~~65,62 €~~ **49,22 €**



CanalPro Side Port Tips

60011169 **107,54 €**

100 x Tip met laterale opening maat 27G - 0,4 mm

60011170 **117,32 €**

100 x Tip met laterale opening maat 30G - 0,3 mm



HyFlex EDM

HyFlex EDM Refills

55,46 €

3 x Vijlen naar keuze (tabel hiernaast)



	Orifice Opener 25/12	HandFiles	Glijpadvijl naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal		Vorbereiding	Vormgeving	Afwerkingsvijl		
			15/03	10/05	20/05	25/~ OneFile	40/04	50/03	60/02
Lengte	Refill x 3 400 tpm - 2,5 Ncm		Refill x 3 300 tpm - 1,8 Ncm	Refill x 3 300 tpm - 1,8 Ncm	Refill x 3 400 tpm - 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm - 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm - 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm - 2,5 Ncm	Refill x 3 400 tpm - 2,5 Ncm
15 mm	60019596	Handvijl naar keuze	-	-	-	-	-	-	-
21 mm	-		60023493	60022269	60022275	60022270	60022271	60022272	60022274
25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595	60019597	60019598	60019599
31 mm	-		60041082	60041081	60041084	60041085	60041087	60041088	60041089

HyFlex EDM - Guttapercha punten

24,93 €

60 x EDM Guttapercha punten

HyFlex EDM - Papierpunten

15,16 €

100 x EDM Papierpunten

	20/05	OneFile 25/~	40/04	50/03	60/02	Assortiment 20/05 - 60/02
60 x EDM Guttapercha punten	60022706	60022707	60022708	60022709	60022710	60022705
100 x EDM Papierpunten	60022742	60022743	60022676	60022741	60022740	60022744


*Aanbieding geldig naar keuze uit de volgende referenties: 60019595, 60023492, 60022276.



ENDODONTISCHE HERBEHANDELING

HyFlex Remover

Het essentiële onderdeel
voor uw herbehandeling



SLECHTS ÉÉN VIJL NODIG

voor de verwijdering
van afdichtingsmaterialen




RESPECT

voor de anatomie
van het wortelkanaal



Efficiënt zonder
ENIG OPLOSMIDDEL



INACTIEVE
tip



30/.07

Maximum torque: **2.5 N.cm**

Rotatiesnelheid: **400-800 tpm**

Thermische behandeling: **C.Wire**



Verwijdering van
obturiatiemateriaal
tot WL -3 mm

HyFlex Remover

5 × B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

67,97 €

19 mm	60023649
23 mm	60023648

CanalPro CalciSeal **NIEUW!**

Biokeramisch wortelkanaalcement op basis van calciumsilicaat

Zijn bio-actieve en hydrofiele formule bevordert de minerale interactie met het dentine en dit met het behoud van de benodigde vloeibaarheid om zich in het kanaal en de laterale kanaaltjes te verspreiden.

Zijn bestendigheid tegen vocht vergemakkelijkt het gebruik, levert constante resultaten op en maakt de endoprocEDURE vlotter.

CanalPro CalciSeal

60043033	101,90 €
----------	----------


1 x Spuitje 2 g

15 x Disposable plastic applicatietips

Bio-actieve
en hydrofiele
formule.

PRODUCT VAN DE MAAND
NOVEMBER
TOT
-33%
op CanalPro
CalciSeal
Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE-vertegenwoordiger

Waarom kiezen voor CanalPro CalciSeal?



Hoge concentratie
calciumsilicaat



Optimale thixotropie
voor de perfecte
obturatie



Uitstekende
radio-opaciteit



Fijne en flexibele
tipjes voor een
precieze applicatie



Verhoogde pH-waarde
voor een anti-
microbiële bescherming



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code

ParaPost Fiber

Glasvezelfstiften voor indicaties in directe techniek

-25%

op Gamma
ParaPost

- ✓ Cilindrisch – conische stift voor smalle kanalen waar de bescherming van een gezonde tandstructuur essentieel is*
- ✓ 4 % tapered design zorgt voor een goede apicale pasvorm met greater taper vijltechniek*
- ✓ Translucent, lichtdoorlatend voor een snelle cementering
- ✓ Ontwerp met drie koppen voor een eenvoudige lengteaanpassing van de stift
- ✓ Afgeronde ondersneden kopvorm voor een optimale kernretentie
- ✓ Vier maten*

ParaPost Taper Lux* Refills

~~82,42 €~~ **61,82 €**

5 × Glasvezelstiften, zonder metaal

Formaat	Ø in mm	5 Stks.
3	0,90	-
4	1,00	-
4,5	1,14	PF18145
5	1,25	PF1815
5,5	1,40	PF18155
6	1,50	PF1816



ParaPost Fiber Lux Refills

~~82,42 €~~ **61,82 €**

5 × Glasvezelstiften, zonder metaal

Formaat	Ø in mm	5 Stks.
3	0,90	PF1713
4	1,00	PF1714
4,5	1,14	PF17145
5	1,25	PF1715
5,5	1,40	PF17155
6	1,50	PF1716



ParaPost Fiber White Refills

~~75,45 €~~ **56,59 €**

5 × Glasvezelstiften, zonder metaal

Formaat	Ø in mm	5 Stks.
3	0,90	PF1613
4	1,00	-
4,5	1,14	PF16145
5	1,25	PF1615
5,5	1,40	PF16155
6	1,50	PF1616



Introkit Taper Lux*

PF180 ~~354,81 €~~ **266,11 €**

15 × Glasvezelstiften
4 × Boren



Introkit Fiber Lux

PF170 ~~354,81 €~~ **266,11 €**

15 × Glasvezelstiften
6 × Boren



Introkit Fiber White

PF160 ~~243 €~~ **182,25 €**

10 × Glasvezelstiften
6 × Boren



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code

TIJDELIJK VULMATERIAAL
MET DUBBELE ZEKERHEID

DuoTEMP

- Dual-cure
- Hoge randansluiting
- Gemakkelijk te verwijderen
- 1 materiaal met meerdere toepassingen



DuoTEMP Eco kit

7090	93,77 €
------	---------

5 x Spuitje van 5 g

Vergelijking randansluiting



DuoTEMP™

IRM*

Cavit*

Fermit*

Dwarsdoorsnede humane molaren gevuld met DuoTEMP en vervolgens ondergedompeld in methyleenblauwe kleurstof om de marginale afsluiting te bepalen. DuoTEMP toonde excellente eigenschappen. Interne data. *:geen trademark van COLTENE

Gemakkelijke, snelle applicatie



Eén component zonder menging. Goede hechting aan de caviteit. Gemakkelijk verwijderbaar.

DUAL CURE STOMPOPOUW-
EN BEVESTIGINGSCEMENT

ParaCore

Duaal uithardend composietcement, versterkt met glaspartikels: **3 indicaties – 1 materiaal**

- Stiftcementatie
- Stompouwbouwmateriaal
- Cementatie van kroon- en brugwerk zonder metaal = monoblok!



Navulling ParaCore automix, 2 x 5 ml

114,27 €

2 x 5 ml Kleur naar keuze
20 x Mixing tips met intra-orale tip

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

Navulling ParaCore automix, 5 x 5 ml

224,06 €

5 x 5 ml Kleur naar keuze

White	60036587
Dentine	60036588
Dentine SLOW	60036589
Trans SLOW	60036590

Navulling Paracore cartridge automix, 1 x 25 ml

241,59 €

1 x 25 ml Kleur naar keuze
20 x Mixing tips met intra-orale tip

White	5854
Dentine	5853



Voor meer informatie, scan deze QR-code

BRILLIANT Bulk Fill Flow


BRILLIANT Bulk Fill Flow is het ideale vulmateriaal voor snelle en eenvoudige restauraties. Gebaseerd op de BRILLIANT vulstoftechnologie is het de perfecte partner voor BRILLIANT EverGlow en EverGlow Flow.

-25%
op BRILLIANT
Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow - Refill Spuit
1 enkele tint, Multi Shade adaptief materiaal

60033280 46,23 € 34,67 €

1 x Spuit 2,3 g
11 x Applicatietips



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code



GEEN BOVENLAAG NODIG


Dankzij de hoge slijtvaste eigenschappen kunnen kwaliteitsrestauraties in één efficiënte stap worden gemaakt, aangezien er geen afdeklaag nodig is.

TOT 4 MM BETROUWBARE UITHARDINGSDIEPTE

Incrementen met een dikte tot 4 mm worden binnen 20 sec betrouwbaar uitgehard ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Deze eigenschap in combinatie met de oppervlaktebevochtiging en de vloeibaarheid van het materiaal zorgt ervoor dat u tijdens uw werk veel tijd kunt besparen.

ÉÉN ADAPTIEF MULTI SHADE MATERIAAL

Dankzij het kameleoneffect van BRILLIANT Bulk Fill Flow kan het Multi Shade materiaal zich aanpassen aan een scala aan kleuren van gebitselementen.



NIEUWE KLEUR BESCHIKBAAR

BRILLIANT EverGlow

Uitzonderlijke polijstbaarheid
en langdurig stralende glans

- DuoShade Systeem
- 8 dentinekleuren voor de meeste restauraties
- 2 glazuurtinten
- 5 opakers voor complexere restauraties

BRILLIANT EverGlow
Refills Tips

~~87,05 €~~ **65,29 €**

20 x Tips 0,2 g



BRILLIANT EverGlow
Refills Spuitjes

~~59,53 €~~ **44,65 €**

1 x Draaispuit 3 g

BRILLIANT EverGlow Flow

Universeel submicron
hybride composiet

BRILLIANT EverGlow Flow
Refills Spuiten

~~35,70 €~~ **26,78 €**

1 x Spuit 2 g
5 x Standaard applicatietips
5 x Fijne applicatietips



-25%
op BRILLIANT
EverGlow
en Flow


		BRILLIANT EverGlow		BRILLIANT EverGlow Flow
		Tips, 20 x 0,2 g	Draaispuit, 1 x 3 g	Draaispuit, 1 x 2 g
DENTINE	XTRA BLEACH	60042913	60042912	-
	BLEACH	60019706	60019697	60019752
	A1/B1	60019707	60019698	60019753
	A2/B2	60019708	60019699	60019754
	A3/D3	60019709	60019700	60019755
	A3.5/B3	60019710	60019701	60019756
	C2/C3	60019716	60019702	-
	A4/C4	60019717	60019703	60019757
GLAZUUR	BLEACH TRANSLUCENT	60019719	60019705	-
	TRANSLUCENT	60019718	60019704	60019758
OPAQUE	OBL	60019746	60019743	-
	OA1	60019747	60019744	-
	OA2	60023823	60023819	60019751
	OA3	60019748	60019745	60023825
	OA4	60023824	60023820	-

NIEUWE KLEUR BESCHIKBAAR

VERSTERKT COMPOSITEBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES

BRILLIANT Crios

Blokje en schijf 100 % versterkte composiet voor permanente restauraties. Het wordt gebruikt met het CAD/CAM Cerec*- systeem voor indirecte restauraties in de stoel.



*Geen trademark van COLTENE

PRODUCT VAN DE MAAND
DECEMBER
TOT
-33%
op BRILLIANT Crios
Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE-vertegenwoordiger



Waarom kiezen voor BRILLIANT Crios ?



Elasticiteitsmodulus vergelijkbaar met die van de tand, voor een schokabsorberend effect en een aangenaam gevoel bij occlusie



Beschermst zowel de gerestaureerde tand als de antagonistische tand




Vereenvoudigde procedure: eenvoudig chairside frezen, snelle afwerking

BRILLIANT Crios
CEREC/INLAB



133,33 €

5 × Blokken (maat 12 mm of 14 mm)



NIEUWE KLEUR – XTRA BLEACH

BRILLIANT Crios
Schijven 14 mm

480,01 €

1 × Schijf 14 mm

BRILLIANT Crios
Schijven 18 mm

533,36 €

1 × Schijf 18 mm



BLOC CEREC/INLAB (5 stuks.)

SCHIJF (1 stuk.)

	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
	Maat 12	Maat 14	Maat 12	Maat 14	Maat 14	Maat 14	Maat 18	Maat 14	Maat 18	Maat 14	Maat 18
XTRA BLEACH	-	60042907	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
B2	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SELF-ADHESIVE DUAL-
CURING RESIN CEMENT

SoloCem

Betrouwbaar cemen-
teren in 1 stap

Uw partner voor bijna alle indirecte
hechtingsindicaties. Afhankelijk van de indicatie
kunt u cemen-teren met of zonder bonding. Voor
een universeel gebruik - vraag naar Solocem.



Esthetische
cementering



Duurzame
restauraties



SoloCem Refills

123,67 €

1 x Automix spuit 5 ml (kleur naar keuze)
5 x Mengtips kort fijn
5 x Mengtips kort superfijn

Dentine	60014062
Opaque white	60014061
Trans	60019840



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code

LICHTUITHARDENDE UNIVERSELE
ÉÉNSTAPSBONDING

ONE COAT 7 UNIVERSAL

De hechting
in alle situaties



Een universele
éénstapsbonding
geschikt voor alle indicaties
en etstechnieken



Extreem economisch:
tot 300 applicaties
in een flesje



Uitzonderlijke hechtwaarden
en een excellente
randaansluiting



ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Unidose

60019540 136,88 €

50 x Unidose 0,1 ml
50 x Applicatieborstel



ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Flesje

60019539 106,72 €

1 x Flesje 5 ml



PRODUCT VAN DE MAAND
DECEMBER

TOT
-50%
op het flesje 5 ml
ONE COAT 7
UNIVERSAL

Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE-vertegenwoordiger

*Methacryloyloxydecyldiwaterstoffosfaat

BEETREGISTRATIEMATERIAAL OP BASIS VAN SILICONEN

Jet Blue Bite

Beetregistratie met uitmuntende precisie

Een precieze beetregistratie is noodzakelijk om de realistische occlusie van inferieure en superieure dentitie te reproduceren in de articulator. Het materiaal moet bijgevolg aan specifieke eisen voldoen. De jarenlange expertise van COLTENE in siliconen afdruckmaterialen is terug te vinden in de Jet Blue Bite, een beetregistratiemateriaal dat snelle en accurate resultaten oplevert.

Beetregistratie	Silicone	Kleur	Shore hardheid*	Dimensionele stabiliteit	Werktijd	Uithardingstijd	Smaak
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutraal
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutraal

*Shore hardheid varieert tussen +/- 2

Zachte consistentie

- ✓ Perfect natuurlijke occlusie dankzij de mousse-achtige consistentie
- ✓ Geen terugvering tijdens het inbijten
- ✓ Sijpelt niet in de interdentale ruimtes



Jet Blue Bite, 1 x 50 ml

37,08 €

1 x 50 ml
6 x Mengtips
6 x Spreidertips

Fast	6491
Super Fast	6493

Jet Blue Bite, 4 x 50 ml

124,82 €

4 x 50 ml
12 x Mengtips
12 x Spreidertips

Fast	6495
Super Fast	6497



Voor meer informatie, scan deze QR-code

A-SILICONEN GEBASEERD AFDRUKMATERIAAL

AFFINIS PRESIDENT The Original

PRODUCT VAN DE MAAND
OKTOBER
TOT
-33%*
op AFFINIS
en PRESIDENT
The Original
Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE-vertegenwoordiger



Voor meer
informatie op
AFFINIS, scan
deze QR-code



Voor meer
informatie op
PRESIDENT, scan
deze QR-code

PUTTY

AFFINIS putty

115,08 €

2 × 300 ml Basis en katalysator
2 × Lepels



PRESIDENT The Original putty

93,07 €

2 × 300 ml Basis en katalysator
2 × Lepels



PUTTY	AFFINIS	PRESIDENT The Original
putty	-	 60019942
putty soft	 6530	 60019943
putty soft fast	 6531	 60022166
putty super soft	 6535	 60019944

*Aanbieding geldig naar keuze uit de volgende referenties: AFFINIS putty: 6530, 6535; AFFINIS light: 6775; AFFINIS System 360: 6487. PRESIDENT The Original putty: 60019942, 60022166, 60019943; PRESIDENT The Original light: 60019938.

LIGHT

AFFINIS en AFFINIS PRECIOUS

76,82 €

2 × 50 ml
12 × Universele mixing tips



PRESIDENT The Original light 50 ml

61,45 €

2 × 50 ml
12 × Universele mixing tips



LIGHT	AFFINIS	PRESIDENT The Original
Xtra light	-	 60019937
light	 6501	 60019938
light fast	 6601	-
regular	 6511	 60019939
regular fast	 6611	-
PRECIOUS light	 6775	-
PRECIOUS regular	 6776	-



SYSTEM 360

AFFINIS system 360

225,33 €

2 × 380 ml Navulling
1 × Fixatiering




PRESIDENT The Original system 360

193,83 €

2 × 380 ml
1 × Fixatiering



SYSTEM 360	AFFINIS	PRESIDENT The Original
MonoBody	 6482	 60019946
heavy body	 6487	 60019948
putty	 6472	-



ACCESSOIRES

Tips voor gebruik met AFFINIS en PRESIDENT The Original


Universal Mixing Tip,
× 40 stks.

60019663 43,75 €



Universal Mixing Tip,
× 100 stks.

60019694 80,77 €



Oral Tips Yellow,
× 100 stks.

6555 79,48 €



Oral Tips White,
× 100 stks.

6210 62,35 €



Gamma mengtips

Ontdek ons
volledige
assortiment
tips voor uw
toepassingen.



	Universal Mixing Tips 1	Universal Mixing Tips 1	Oral Tips Yellow 2	Oral Tips White 3	Flat 4	Dynamic Mixing Tip Yellow 5	Fixation Ring 6	Mixing Tip Short Super Fine, Ø 1 mm 7	Mixing Tip Short Fine Ø 1,8 mm 8	Mixing Tip Long Fine 9	Mixing Tip Long Fine 10	Flow Application Needles Fine, Ø 0,4 mm 11
	60019663 × 40	60019694 × 100	6555 × 100	6210 × 100	6223 × 100	6162 × 40	6163 × 1	6747 × 40	6759 × 40	6749 × 40	60019562 × 24	60022137 × 20
	43,75 €	80,77 €	79,48 €	62,35 €	33 €	61,42 €	6,46 €	49,46 €	52,55 €	48,02 €	37,11 €	14,85 €
PRESIDENT The Original 50 ml Light body, Regular body, Xtra light body	✓	✓	✓	✓								
AFFINIS CLASSIQUE en PRECIOUS 50 ml Light body, Light body fast, Regular body, Regular body fast	✓	✓	✓	✓								
PRESIDENT The Original System 360, Heavy body, MonoBody						✓	✓					
AFFINIS SYSTEM 360 MonoBody, Heavy Body, Putty						✓	✓					
Jet Blue Bite 50 ml Fast, Superfast	✓	✓			✓							
ParaCore 25 ml Automix dentine, Automix white	✓	✓	✓	✓								
ParaCore 5 ml Automix intro kit, Automix dentine, Automix white, Refill								✓	✓	✓		
Fill-Up! 4,5 g Intro kit, Refill								✓	✓	✓		
TempoSIL 2 5 ml Dentin intro kit, Dentin refill, White intro kit, White refill								✓	✓	✓		
GuttaFlow bioseal 5 ml Kit, Refill											✓	
BRILLIANT EverGlow en Bulk Fill Flow Kit, Refill												✓

Aanbiedingen Sympress II + **AFFINIS** of **PRESIDENT** The Original

Ref aanbod **SYMPRESSPROMOSMALL**
met **AFFINIS**

1.549 €

1 ×



Introkit AFFINIS
System 360 ⁽¹⁾

2 ×



Refill AFFINIS
System 360 ⁽²⁾

1 ×



Refill AFFINIS of
AFFINIS PRECIOUS ⁽³⁾

1 ×
Automatische mengmachine
AFFINIS Sympress II



Ref aanbod **SYMPRESSPROMOLARGE**
met **AFFINIS**

1.895 €

1 ×



Introkit AFFINIS
System 360 ⁽¹⁾

6 ×



Refill AFFINIS
System 360 ⁽²⁾

3 ×



Refill AFFINIS of
AFFINIS PRECIOUS ⁽³⁾

Ref aanbod **SYMPRESSPROMOSMALL**
met **PRESIDENT The Original**

1.549 €

1 ×



Introkit PRESIDENT
The Original System 360 ⁽⁴⁾

2 ×



Refill PRESIDENT
The Original System 360 ⁽⁵⁾

1 ×



Refill PRESIDENT
The Original ⁽⁶⁾

Ref aanbod **SYMPRESSPROMOLARGE**
met **PRESIDENT The Original**

1.895 €

1 ×



Introkit PRESIDENT
The Original System 360 ⁽⁴⁾

6 ×



Refill PRESIDENT
The Original System 360 ⁽⁵⁾

3 ×



Refill PRESIDENT
The Original ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Intro kit AFFINIS System 360 - 380 ml (base en catalyst) + 10 mixing tips + 1 fixatie ring. Heavy Body (6485)

⁽²⁾ Refills AFFINIS System 360 - 2 × 380 ml + 1 fixatie ring. Viscositeiten naar keuze (Mixer is mogelijk): Putty (6472) of Heavy Body (6487) of MonoBody (6482)

⁽³⁾ Refills AFFINIS Klassiek of PRECIOUS - 2 × 50 ml + 12 mixing tips. Viscositeiten naar keuze (Mixer is mogelijk): Light (6501) of Light Fast (6601) of Regular (6511) of Regular Fast (6611) of PRECIOUS Light (6775) of PRECIOUS Regular (6776)

⁽⁴⁾ Introkit PRESIDENT The Original System 360 - 380 ml (base en catalyst) + 10 mixing tips + 1 fixatie ring. Heavy Body (60019947)

⁽⁵⁾ Refills PRESIDENT The Original System 360 - 2 × 380 ml + 1 fixatie ring. Viscositeiten naar keuze (Mixer is mogelijk): Heavy Body (60019948) of MonoBody (60019946)

⁽⁶⁾ Refills PRESIDENT The Original Light - 2 × 50 ml + 12 mixing tips. Viscositeiten naar keuze (Mixer is mogelijk): Light body (60019938) of Xtra light body (60019937) of Regular body (60019939)

HySolate Dental Dam latex



Verbeterde zichtbaarheid
dankzij een
doeltreffende isolatie



Beveiliging en
bescherming

-20%
op een selectie
van referenties



HySolate latex cofferdam, poedervrij en een laag proteïnegehalte

Maat	Kleur	Dikte				Hoeveelheid
		Fine	Medium	Heavy	X-heavy	
152 x 152 mm	Groen	60034418 21,90 € 17,52 €	60034419 24,32 € 19,46 €	60034420 27,90 € 22,31 €	60034421 28,75 € 23 €	x36
	Black Edition		60031352 27,99 € 22,39 €	60031353 32,09 € 25,67 €	60031354 33,08 € 26,46 €	
	Blauw		60034442 24,32 € 19,46 €	60034443 27,90 € 22,31 €		
	Light	60034427 21,90 € 17,52 €	60034428 24,32 € 19,46 €	60034429 27,90 € 22,31 €	60034430 28,75 € 23 €	
	Fiesta (assortiment)	60034433 21,90 €	60034436 25,26 €	60034438 27,99 €		
127 x 127 mm	Groen	60034414 21,90 €	60034415 24,32 €	60034416 27,90 €	60034417 28,75 €	x52
	Blauw		60034441 24,32 €			
	Light	60034424 21,90 €	60034425 24,32 €	60034426 27,90 €		
	Fiesta (assortiment)	60034434 21,90 €	60034435 25,26 €	60034437 27,99 €		

HySolate Dental Dam zonder latex

-20%
op HySolate
SyntX

NIEUW!



HySolate
cofferdam
zonder latex



HySolate
Flexi Dam
cofferdam
zonder latex



HySolate
Flexi Dam
met kader
zonder latex



HySolate
SyntX Dam
zonder latex

HySolate cofferdam zonder latex

Maat	Kleur	Medium	Hoeveelheid
127 x 127 mm	Groen	H09928	42,13 € ×15
152 x 152 mm	Groen	H09105	42,13 € ×15
	Groen	H09106	218,24 € ×75

HySolate Flexi Dam cofferdam zonder latex

Maat	Kleur	Medium	Hoeveelheid
152 x 152 mm	Blauw	H09947	48,02 €
	Groen	H09946	48,02 € ×30
	Paars	H09945	48,02 €

HySolate Flexi Dam met kader zonder latex

Maat	Kleur	Medium	Hoeveelheid
100 x 105 mm	Paars met kader	H00750	83,06 € ×20

HySolate SyntX Dam zonder latex

Maat	Kleur	Medium	Hoeveelheid
127 x 127 mm	Blauw	60037566	42,84 € 34,27 € ×30
	Blauw	60037567	46,02 € 36,82 € ×30
152 x 152 mm	Blauw	60037568	112,10 € 89,68 € ×75



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code

RESORBEERBARE HEMOSTATISCHE GELATINESPONSJES
VOOR EEN BETROUWBARE EN DOELTREFFENDE BLOEDSTELPING

roeko Gelatamp



	Gelatamp met colloïdaal zilver	Gelatamp white	Gelatamp forte
Sterke punten	Langdurige antibacteriële werking dankzij colloïdaal zilver	Bevordert de hemostase en stabiliseert het bloedstolsel	Onmiddellijke absorptie dankzij de speciale sponsachtige structuur
Samenstelling	Dierlijke gelatine + colloïdaal zilver	Dierlijke gelatine	Dierlijke gelatine
Kleur	Bruin	Wit	Wit
Afmetingen	14 × 7 × 7 mm	10 × 10 × 10 mm	10 × 10 × 4 mm
Absorptie	  > 35 × het eigen gewicht	 50 × het eigen gewicht	 60 × het eigen gewicht
Resorptie	4 weken	4 weken	4 weken
Gebruik	Droog	Droog of bevochtigd met steriele fysiologische zoutoplossing	Droog
	Doos van 20 stuks. 274002 22,46 €	Doos van 24 stuks. 60052842 18,82 €	Doos van 24 stuks. 60036568 39,34 €
	Doos van 50 stuks. 274007 51,67 €		
	1 × doos van 10 dubbele blisters (20 stuks.) 274008 24,96 €		

SciCan BRAVO G4

Autoclaven met kamers verkrijgbaar
in 3 maten: **17L** **22L** **28L**



G4-
technologie



Intelligente
en efficiënte
features



Verschillende
vulopties

SciCan BRAVO G4
Dim. 60 × 48 × 46 cm

17 l

22 l

28 l

Contacteer
uw COLTENE-
Groengenwoordiger

Cyclus	Type Cyclus	17 L		22 L		28 L	
		Duur Cyclus	Max. Lading	Duur Cyclus	Max. Lading	Duur Cyclus	Max. Lading
134°C Universeel	B	42 min	6 kg	46 min	7,5 kg	56 min	9 kg
134 °C Holle instrumenten niet verpakt	S	35 min	6 kg	39 min	7,5 kg	44 min	9 kg
134 °C Volle instrumenten verpakt	S	33 min	6 kg	39 min	7,5 kg	45 min	9 kg
134 °C Prionen	B	56 min	6 kg	60 min	7,5 kg	70 min	9 kg
121 °C Universeel	B	58 min	6 kg	63 min	7,5 kg	69 min	9 kg
134 °C Helixtest	n.a.	20 min	n.a.	24 min	n.a.	24 min	n.a.
Vacuümtest	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.	18 min	n.a.
Gepersonaliseerd 134° of 121°	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code



Contacteer
uw COLTENE-
Groengenwoordiger



BioSonic UC50DB

Een grote in het klein!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale capaciteit van de tank	3,2 liter
Nuttig volume	2,0 liter
Totale afmetingen (L x l x h)	27,3 x 21,9 x 20,3 cm
Afmetingen tank (L x l x P)	19,7 x 14,6 x 10,5 cm
Vermogen	50 watt
Frequentie	53 kHz

UC50DB230CE

- 1 x Instrumentenmandje FingerGuard met metalen bodem
- 1 x Deksel



BioSonic UC300

Harde werker!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale capaciteit van de tank	14,4 liter
Nuttig volume	11 liter
Totale afmetingen (L x l x h)	48,2 x 30,5 x 31,1 cm
Afmetingen tank (L x l x P)	35,6 x 22,9 x 17,1 cm
Vermogen	300 watt
Frequentie	40 kHz

UC300230CE

- 1 x Ultrasoonbad UC300 11L
- 1 x Deksel
- 1 x BioSonic enzymatisch ultrasoon-
reinigingsmiddel UC32 (236 ml)



BioSonic UC40

Geconcentreerde
universele oplossing,
geschikt voor alle
ultrasone bakken

BioSonic UC40

60021960	35,82 €
----------	---------

1 x Geconcentreerde universele oplossing, 1L

60021961	142,51 €
----------	----------

1 x Geconcentreerde universele oplossing, 5L


KENDA Polishette

1-staps gediamanteerd polijststelsel voor excellente glans van anterieure composietrestauraties

Polishers
voor composiet
en hybride-
keramiek

KENDA Polishette 6, 15 of 30 stuks.

PS715C.006	10,93€
PS715C.030	37,24€
PS716C.006	10,93€
PS716C.030	37,24€
PS715M.006	17,25€
PS715M.030	37,24€
PS716M.006	10,93€
PS716M.030	37,24€
PS715F.006	17,25€
PS715F.015	36,35€
PS716F.006	14,53€
PS716F.015	36,35€
PS710X.006	10,93€



Voor eenmalig
gebruiksgemak



Kunststof
mandrel voor
contra-hoekstuk



Aanbevolen/
maximale
rotatiesnelheid:
5.000 omw./min



Druk: 0,3–1 N




KENDA Polishette Assortiment 24 stuks.

PS710X.024	36,35€
------------	--------




ISO 688 245 030 533 065



ISO 688 246 248 523 030



ISO 688 245 030 523 065



ISO 688 246 248 523 030



ISO 838 245 030 503 065



ISO 838 246 248 503 030

Polisher type 6, 15, 30 pcs.	PS715C		PS716C		PS715M		PS716M		PS715F		PS716F	
	.006	.030	.006	.030	.006	.030	.006	.030	.006	.015	.006	.015
Ø mm	6,4		3		6,4		53		6,4		3	
kopje L in mm	5,5		7		5,5		7		5,5		7	
TPM	Rec	5 000 - 7 500	5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500		5 000 - 7 500	
	Max		7 500			7 500				7 500		



Bekijk de
KENDA-katalog

DIATECH Diamantboren

Betere snijcapaciteiten
en hogere levensduur

- Vergulde instrumenten van premium kwaliteit
- 100% natuurlijk diamantpoeder
- 100% visuele kwaliteitscontrole
- Grofheden volgens ISO-normen
- Perfecte kalibratie van standaardvormen
- Hoge concentratie diamanten per mm²




Scan de QR-code en vind er


**200 VERSCHILLENDE
VORMEN
IN 5 GROFHEDEN**



BOLVORM



CYLINDRISCH



TORPEDO



CONISCH



VLAMVORMIG




OMGEKEERDE
KEGEL



PEERVORM



WIEL




TONVORMIG



EIVORMIG



OLIJFVORMIG




BEKER
OF CUP

EXCLUSIEVE
AANBIEDINGEN


Contacteer
uw COLTENE-
Groengenwoordiger






ROND

Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond met hals	Rond met hals	Rond met hals
801 9 0,9	801 10 1	801 12 1.2	801 14 1.4	801 16 1.6	801 18 1.8	801 20 2	801 23 2.3	801 27 2.7	801 29 2.9	802 12 2.3	802 14 2.3	802 16 2.3
6003 1850	6003 1852	6003 1856	6003 1862	6003 1858	6003 1867	6003 1864	6003 1875	6003 1880	6003 1882	6003 1896	6003 1906	6003 1908
							6003 1872	6003 1878	6003 1884	6003 1894		6003 1910
							6003 1870					



CYLINDER

Afgeplatte Cylinder	Afgeplatte Cylinder	Afgeplatte Cylinder	Afgeplatte Cylinder	Afgeplatte Cylinder	Afgeplatte Cylinder	Afgeplatte Cylinder	Afgeplatte Cylinder	Afgeplatte Cylinder	Afgeplatte Cylinder	Afgeronde Cylinder	Afgeronde Cylinder	Afgeronde Cylinder
835 8 3	835 10 4	835 12 4	835 14 4	835 16 4	837 12 7	837 12 8	837 14 8	837 16 8	881 10 8	881 12 8	881 14 8	881 16 8
6003 2002	6003 2005	6003 2008	6003 2010	6003 2012	6003 2050	6003 2052	6003 2054	6003 2056	6003 2596	6003 2598	6003 2604	6003 2610
								6003 2058	6003 2594	6003 2602	6003 2608	6003 2614
										6003 2600	6003 2606	6003 2612



NAALD

Needle	Needle	Needle	Needle	Needle	Vlam	Vlam	Vlam	Vlam	Vlam	Vlam	Vlam	Vlam
859 10 10	859 12 10	859 14 10	859 16 10	859 18 10	862 10 8	862 12 8	862 14 8	862 16 8	863 12 10	863 16 10	864 14 12	889 9 3.5
6003 2404	6003 2401	6003 2398	6003 2408	6003 2410	6003 2450	6003 2448	6003 2446	6003 2456	6003 2466	6003 2474	6003 2486	6003 2660
					6003 2448	6003 2446	6003 2452	6003 2460	6003 2462	6003 2472	6003 2480	6003 2658
								6003 2458		6003 2470	6003 2476	6003 2656



AFGERONDE TAPER

Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper	Afgeronde Taper
845R 25 4	856 12 8	856 14 8	856 14 9	856 16 7	856 16 8	856 16 9	856 18 8	856 18 9	856 21 8	856 21 9	856 25 7	856 25 8
6003 2110	6003 2280	6003 2284	6003 2282	6003 2286	6003 2294	6003 2298	6003 2300	6003 2302	6003 2316	6003 2320	6003 2330	6003 2336
6003 2108	6003 2278	6003 2282			6003 2292	6003 2296	6003 2304	6003 2306	6003 2310	6003 2314	6003 2334	6003 2338
					6003 2290	6003 2296			6003 2308	6003 2322	6003 2332	

Vorm kop

Referentie vorm kop

Diameter kop ISO 1/10mm

Kop lengte in mm

C	107-181 µm*
M	64-126 µm*
F	27-76 µm*
EF	10-36 µm*

*Korrelgrootte volgens ISO 7711-3



Voor meer informatie, scan deze QR-code

POLISHERS VOOR COMPOSITEN,
COMPOMEREN EN HYBRIDE-KERAMIEK

KENDA Deluxe

Het luxegamma voor polijsten van composiet

De KENDA Deluxe is ontwikkeld in samenwerking met klinisch deskundigen en is een performant tweestaps gediamenteerd polijststelsel voor moderne esthetische tandheelkunde.

KENDA Deluxe

Navulverpakkingen met 6, 12 of 25 polishers

	× 6	× 12	× 25/20
Alle vormen	30,52 €	55,48 €	110,96 €
ShapeGuards	52,06 €	96,46 €	164 €

KENDA Deluxe

Assortiment van 12 polishers

0400.012	55,46 €
----------	---------



Voor meer
informatie, scan
deze QR-code

DIATECH Speedster

Het samengaan van
kracht en precisie

- ✓ Opvallende snijdoeltreffendheid vermindert de preparatietijd en de behandelingsduur
- ✓ Permanent contactbehoud tussen snijblad en dentinoppervlak voor een zachtere preparatie
- ✓ Minder trilling en ratelen
- ✓ Behoud van de tandstructuur
- ✓ Grotere weerstand tegen slijtage
- ✓ Een lagere levensduur



S5-314-012 - Doos van 10 boren

237114AA	33,68 €
----------	---------


S5-314-012 - Doos van 100 boren

237214AA	312,56 €
----------	----------

AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:



Regional Manager Benelux
Sabien.Baisier@coltene.com
+32 472 095 035



**België - Vlaanderen
en Nederlandstalig Brussel**
Anka.Tierens@coltene.com
+32 498 93 56 25

Niet contractuele documenten en foto's, prijzen mogen op ieder ogenblik aangepast worden zonder verwittiging. Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen. aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2026. Design : www.filigranestudio.fr. © COLTENE, Adobe Stock.

Afdruk / Uitgever

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contact verkoop

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com
www.coltene.com

Service Centrum

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Ma. t/m vr.: 08:00 tot 17:00 CEST

 **COLTENE GROUP**