

OFFRES PROMOTIONNELLES*

Valable du 31 août au 18 décembre 2026

Uniquement pour les revendeurs participants BeNeLux.
Tous les prix sont en €, hors TVA.



* Région du BeNeLux



Menu

OPUS	4
C20	12
C50	14
Newtron	17
Piezotome Cube	21
Implant Center 2	22
Miniled	24
Riskontrol	28
Mouth mirrors	30
Expasyl	31
X-mind Dc	32
X-mind Unity	33
Sopix2	34
X-mind Optima 3D	36
X-mind Prime2	40
PSPIX2	43
Contact	47

opus YOUR WAY

€ 7.968

€ 880

Opus cart



reddot winner 2026
medical devices and technology design

acteon | opus



OPUS®

Témoignages

Ceux qui l'ont essayé en parlent le mieux

Cet appareil va complètement transformer ma façon de traiter mes patients. Il simplifiera les rendez-vous et facilitera la transition entre le polissage supra- et sous-gingival. Avec tout disponible sur un seul appareil, l'expérience du patient chez l'hygiéniste sera améliorée.

DH Sam Mc Hale (Royaume-Uni)

Cet appareil est exactement ce que j'attendais... Il offre un flux de travail efficace !

**Dr. Frederik-Christian
Hollay (Allemagne)**

OPUS® a placé la barre plus haut : conserver le détartreur fiable et fluide tout en créant un combiné est une véritable révolution. OPUS® n'est pas seulement une machine, mais un partenaire pour offrir des soins d'exception à vos patients.

**DH Charlotte Benson
(Royaume-Uni)**

L'aéropolissage est une expérience agréable pour le patient.

**DH Carlotta Becciani
(Italie)**

Polyvalent, facile à utiliser, simple à entretenir, esthétique, plus efficace, moins invasif, délicat, conçu avec un savoir-faire humain et une touche personnelle.

**Dr. Tea Natsvlishvili
(Géorgie)**

C'est une machine très bien conçue qui aide à offrir aux patients des traitements de la meilleure qualité, avec une efficacité élevée et un flux de travail sans douleur.

**DH Kassem Sindian
(Belgique)**

OPUS est mon meilleur allié et mon assistant lors des traitements des patients. Il est facile à entretenir, très intuitif et c'est un vrai plaisir de l'utiliser. Mes patients sont également très satisfaits des résultats, ce qui me confirme son efficacité.

**DH Sylvi Boer
(Pays-Bas)**



De la prophylaxie simple aux traitements complexes, OPUS® s'adapte à chaque procédure et à chaque patient. **Sa polyvalence vous permet de travailler à votre façon, en élevant les standards et en répondant aux attentes des patients.**

Pour chaque **indication**,

min

PROTHÈSE

Intervention min
Précision MAX

Finition prothétique
Préparation minimale des
cavités et micro-abrasion
Descellement

PARODONTIE

SRP⁽¹⁾ min
Préservation MAX

Débridement parodontal
Soin de l'implant
Traitement des
péri-implantites



CHOISISSEZ VOTRE FAÇON,

*Nous donnons aux praticiens les moyens de créer des traitements personnalisés,
basés sur des preuves scientifiques et conformes aux recommandations
EFP S3⁽²⁾ pour traiter tous les stades de la maladie parodontale.*

1. SRP : Simplifier, Réduire, Préserver

2. Sanz M, et al. Treatment of stage I-III periodontitis-The EFP S3 level clinical practice guideline. *J Clin Periodontol.* 2020;47 Suppl 22(Suppl 22):4-60.



Avec OPUS®, vous trouvez toujours une solution minMAX : invasivité et contraintes minimales, performance et confort maximaux, à votre manière.

une solution minMAX

MAX

PROPHYLAXIE

Élimination des taches
et du biofilm
PMPR*
Détartrage supra-gingival

Effort min
Confort MAX

ENDODONTIE

Préparation de la cavité
d'accès et du canal
Activation de l'irrigant
Préparation a retro
Obturation
Retraitement

Incertitude min
Contrôle MAX

RENDEZ VOTRE SOIN UNIQUE

Notre approche allie polyvalence et rigueur scientifique pour permettre des traitements efficaces et peu invasifs, adaptés à chaque patient.

*Retrait mécanique professionnel de la plaque dentaire

OPUS[®]

Fonctionnalités intelligentes, contrôle sans effort

Combiné Aéropolisseur & Générateur à ultrasons

Système Grab & Go pour les poudres

Pas de manipulation – insertion et retrait rapides des flacons, avec pressurisation automatique déclenchée par une pression sur la pédale

Pas de remplissage – les flacons pré-remplis vous évitent de transférer la poudre manuellement

Pas de nettoyage – le système scellé empêche la contamination

Système ColorDrive :

Code couleur intuitif pour des traitements immédiats :




Mode Ultrasons :

Réglage automatique de la puissance en fonction de l'indication sélectionnée



Mode Aéropolissage :

Réglages automatiques de la puissance et de l'indication en fonction du flacon de poudre inséré.



À VOTRE FAÇON

Conçu pour s'adapter intuitivement à vous

→ **Développé avec des professionnels dentaires et fort de plusieurs décennies d'expertise**, OPUS® s'adapte à vous, et non l'inverse. De son interface ergonomique à ses réglages automatiques intelligents, chaque détail simplifie votre flux de travail, le rendant plus fluide et véritablement personnalisé.

Reconnaissance automatique de la pièce à main

Détecte automatiquement la pièce à main et sélectionne le mode approprié.

Interface tactile intuitive


Fonctionne même avec des **gants humides**.

Aucun menu caché — toutes les fonctions essentielles sont visibles en un coup d'œil.



Pédale intuitive

Quatre commandes intuitives pour une liberté totale et des transitions fluides pendant les procédures.




Cart ergonomique*

Compact, mobile et conçu pour s'intégrer parfaitement à n'importe quel espace de travail.

*accessoire optionnel

BOOSTÉS PAR OPUS®

Fonctionnalités ultrasoniques exclusives OPUS® conçues pour éviter toute perte de vibration




Contrôle strict de l'amplitude de vibration

Grâce à la technologie haute fréquence et aux vibrations linéaires, la technologie OPUS® garantit une **amplitude de vibration constante** et une zone d'action précise, **quel que soit le niveau de puissance choisi** ou les conditions cliniques rencontrées.

Elle élimine efficacement le tartre tout en préservant l'intégrité des tissus dentaires. La technologie Newtron® et son amplitude contrôlée assurent :

- Une intervention efficace
- Un traitement minimalement invasif
- Un risque réduit de microtraumatismes




Irrigation contrôlée pour une cavitation optimale

Un contrôle précis de l'irrigation garantit une cavitation optimale à l'extrémité de l'insert, maximisant la dégradation du biofilm et améliorant la désinfection de la zone traitée.¹²³

La synergie entre les ultrasons et l'irrigation renforce l'**action antibactérienne**, essentielle pour des soins efficaces.


1. Vyas N, et al. High Speed Imaging of Cavitation around Dental Ultrasonic Scaler Tips. *PLoS One*. 2016;11(3):e0149804.
 2. Felver B, et al. Cavitation occurrence around ultrasonic dental scalers. *Ultrason Sonochem*. 2009;16(5):692-7.
 3. Gagnot G, Pobleto M-G. Du bon usage des ultrasons : la maîtrise des vibrations. *Revue d'Odonto. Stomatologie* 2004;33:85-9.

Système exclusif de contrôle du bouchage conçu pour minimiser le risque de bouchage, du flacon à la buse



Système d'aspiration de la poudre par le haut

Contrairement aux systèmes conventionnels qui aspirent la poudre par le bas, provoquant des phénomènes de stratification et d'agglomération, OPUS® aspire par le haut, créant un vortex à l'intérieur du flacon. Ce vortex garantit un flux de poudre constant dans le conduit, réduit les pertes et prévient le bouchage.



Système de distribution à 2 voies

Les conduits d'air et de poudre SILKY restent séparés du canal d'eau jusqu'à l'extrémité de la buse, réduisant ainsi le risque de bouchage.

C20

UN JEU D'ENFANT UNE MAÎTRISE DE PRO

Plus qu'un simple outil, la C20 améliore le processus de diagnostic en créant une expérience engageante et interactive tant pour l'équipe dentaire que pour les patients.

En simplifiant la communication et en optimisant l'efficacité au fauteuil, la C20 aide à transformer les cabinets en environnements performants et axés sur les patients.



Rejoignez
la partie
**DE LA DENTISTERIE
MODERNE**



Montez
de niveau
VOTRE CABINET

START

Appuyez
sur start
ET C'EST PARTI

FABRIQUÉ EN
EUROPE



~~€1.499~~
€1.399

Ref. avec AIS: S_C20_0002

Ref. sans AIS: S_C20_0001

Appuyez sur démarrer, Et c'est parti.

Le C20 offre une expérience prête à l'emploi, ce qui le rend facile à installer dans n'importe quel cabinet dentaire. Son design intuitif permet aux utilisateurs de commencer à capturer et à gérer des images immédiatement, améliorant ainsi le flux de travail sans aucune interruption.



Prêt à l'emploi

Utilisable dès l'installation avec un pilote préinstallé.



Connecteurs universels

USB 2 et prise universelle




Personnalisation

Une large gamme de paramètres pour répondre à vos besoins.




Compatible Windows® et Mac®




C50

Lumière du jour



Transcription des **couleurs naturelles** pour une meilleure interprétation de la teinte dentaire et aide à l'identification des pathologies et au contrôle post-traitement.

Lumière du jour⁺



Contraste élevé soulignant les fissures anatomiques et les détails de la structure/ profondeur de la dentine.

- Full HD: 1920x1080
- Conception ergonomique avec un petit embout (facile à utiliser pour les petites bouches/enfants)
- Autofocus
- Caractéristique diagnostique : détection de la plaque dentaire et des caries (C50 Fluo)

~~€3.241,41~~

€2.999

(lumière du jour)

Ref. S_C50_0002 DAY LIGHT

~~€4.666,05~~

€3.999

(technique de fluorescence)

Ref. S_C50_0001 FLUO



4 Modes

Lumière du jour




Transcription des **couleurs naturelles** pour une meilleure interprétation de la teinte dentaire et aide à l'identification des pathologies et au contrôle post-traitement.

Perio




Amélioration de la **plaque dentaire** et de l'**inflammation gingivale** grâce à l'amplification chromatique.

Lumière du jour*



Contraste élevé soulignant les fissures anatomiques et les détails de la structure/profondeur de la dentine.

Cario



Détection des caries par fluorescence par LEDs.

5 Visions

Macro



Intra-oral



Portrait



Dent




Sourire



Système exclusif et breveté

Système de codage des couleurs™

La sélection de la puissance est déterminée avec précision grâce au Color Coding System™, qui associe intuitivement chaque anneau de couleur de l'insert à l'une des 4 gammes de puissance.



newtron

p5XS

1

Ref. F00246




1S

Ref. F00245



H3

Ref. F00369



P5XS b-LED incl. livré avec les inserts suivants :
Ref. F62100

~~€2.857,89~~

€2.140,99



N°4

Ø22


Ref. MP3622PH

MAINTENANT INCLUS

PURE REFLECT®

d'une valeur de **€39,99** Ref. MP3622PH

RÉGLAGES SIMPLES ET INTUITIFS AVEC LE COLOR CODING SYSTEM™*



* Système de code couleur



Newtron® pièce à main standard



ref. F12281 - Autoclavable

~~€651,37~~

€345,78

Pièce à main Newtron® LED



ref. F12609

~~€901,61~~

€504,90

Pièce à main Newtron® Slim B. LED



• avec un anneau LED bleu : ref. F12900

~~€875,34~~

• avec un anneau LED bleu : ref. F12905

€559,98

hygiène

Kit hygiène



ref. F00935

~~€529,14~~

€473,99

periodontics

Kit pério



ref. F00936

~~€670,97~~

€599,99

implantprotect pure titanium

Kit de protection pour implant



ref. F02120

~~€735,54~~

€682,38

endosuccess retreatment

Kit endo succes retraitement





ref. F00737

~~€702,36~~

€632,40

- Excellente vision, anneau LED complet
- Éviter la nécrose jusqu'à 120 ml d'irrigation avec une pompe péristaltique
- Amélioration de la durabilité de la pièce à main, irrigation externe
- Hygiène maximale, lignes stériles à usage unique ou autoclavables
- Possibilité d'utiliser des sachets de 1L
- Large choix d'applications cliniques, 38 inserts
- Les inserts II sont compatibles avec le IC2, Piezotome Cube, Piezotome2 et le Piezotome Solo




piezotome cube

**Adaptation dynamique de la
puissance pour des chirurgies
osseuses de qualité**

~~€7.799,04~~
€5.762,99

Ref. F50100

Livré avec une pédale multifonctions,
une pièce à main Piezotome® CUBE LED,
1 support de pièce à main, un kit Essential II
(6 inserts BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3
et LC2), une clé dynamométrique,
une potence, 2 lignes d'irrigation
autoclavables, 5 clips et 15 perforateurs.



Console de commande à ultrasons pour chirurgie intra-orale.
Dispositifs médicaux de classe IIa (GMED) - CE 0459
Fabricant : SATELEC®, une société du groupe ACTEON® - France

implant center 2

3 modes :

- Piezotome® (chirurgie osseuse).
- Newtron® (soins paro, endo, ...).
- I-Surge™ (moteur d'implantologie).

Ref. F27200 - Livré avec un moteur à LED, un cordon moteur LED, une pédale progressive, 2 supports, 2 porte-pièces à main, 2 lignes d'irrigation stérilisables et 30 perforateurs stérilisables et 30 perforateurs.

**L'union des technologies
pour des chirurgies osseuses
rapides en toute sécurité**

~~€14.901,47~~
€9.790,99



Console de commande à ultrasons pour la dentisterie classique et la dentisterie intra-orale, et console de commande motorisée pour l'implantologie dentaire
Dispositifs médicaux de classe IIa (GMED) - CE 0459 - Fabricant : SATELEC®, une société du groupe ACTEON® - France



Bone Surgery™ II Kit*

Ref. F87509 - Tips BS1S II, BS2L II, BS2R II, BS4 II, BS5 II, BS6 II.

~~€1.432,35~~ **€1.111,99**



Sinus Lift II Kit*

Ref. F87519 - Tips SL1 II, SL2 II, SL3 II, SL4 II, SL5 II.

~~€1.077,92~~ **€1.009,99**



Intralift™ II Kit*

Ref. F87536 - Tips TKW1 II, TKW2 II, TKW3 II, TKW4 II, TKW5 II (Ø 3 mm).

~~€1.367,71~~ **€1.111,99**



Extraction™ II Kit*

Ref. F87546 - Tips LC1 II, LC2 II x2, LC2L II, LC2R II, Ninja® II.

~~€1.087,60~~ **€1.009,99**

* Les kits sont livrés avec un porte-inserts métallique autoclavable et une clé universelle autoclavable.

Dispositifs médicaux de classe IIa (GMED) - CE 0459 - Fabricant : SATELEC®, une société du groupe ACTEON® - France

Accessoires

Promotion valable uniquement pour ImplantCenter2

Pièce à main Newtron® LED



Ref. F12609

Pour Piezotome® 2 et ImplantCenter™ 2

Dispositifs médicaux de classe IIa (GMED) - CE 0459
Fabricant : SATELEC®, une société du groupe ACTEON® - France

Cordon Newtron® LED



Ref. F12830

Pour Piezotome® 2 et ImplantCenter™ 2

€2.022,97

€1.489

Lignes d'irrigation universelles Stériles x10



€184,07

€147,99

as from 4 pieces

Ref. F59905 - A usage unique avec cassette intégrée et système de contrôle du débit.

Dispositif médical de classe I (GMED) - CE 0459
Fabricant : SATELEC®, une société du groupe ACTEON® - France

Pièce à main PIEZOTOME® LED + cordon



Ref. F12815

~~€1.635,16~~

€1.324,99

Dispositifs médicaux de classe IIa (GMED) - CE 0459
Fabricant : SATELEC®, une société du groupe ACTEON® - France



Universal II Kit*

Ref. F87539 - Tips BS6, LC1, LC2, CE1, CE3 et PZ1.

~~€1.393,47~~ **€1.111,99**



Essential II Kit*

Ref. F87528 - Tips BS1S II, BS4 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II, LC2 II.

~~€1.432,35~~ **€1.111,99**



Crest Splitting II Kit*

Ref. F87567 - Tips CS1 II, CS2 II, CS3 II, CS4 II, CS5 II, CS6 II.

~~€927,18~~ **€938,7**



Crown Extension II Kit*

Ref. F87554 - Tips BS6 II, CE1 II, CE2 II, CE3 II.

~~€737,70~~ **€630,99**

* Les kits sont livrés avec un porte-inserts métallique autoclavable et une clé universelle autoclavable.

miniled ortho 2

~~€1.486,25~~

€1.111,99

Ref. F05220

- **Signal personnalisé**

Une alerte (bip, micro-flash, alerte mixte ou pas d'alerte) invite l'utilisateur à passer à la polymérisation suivante toutes les 4 sec.

- **Puissance**

3000mW/cm²
(avec guide optique Ø5,5mm).

- **Batterie longue durée**

MiniLED Ortho 2 peut soigner 15 patients à puissance maximale, sans qu'il soit nécessaire de le recharger pendant la journée.

- **Ortho friendly**

Temps d'exposition personnalisables de 4, 8, 12 et 32 sec, spécifiquement étudiés pour passer d'un bracket à l'autre ou pour soigner une arcade complète.

- **Efficacité & sécurité**

Durcit efficacement et rapidement tout type de matériau en orthodontie.

Aucun ventilateur bruyant et peu hygiénique n'est nécessaire pour refroidir la lampe.

Traitements Orthodontiques

Polymérisation en quelques secondes
de quelques brackets à un quadrant entier.



Simplement Puissant

Plus performant en termes
de puissance, efficacité et vitesse

~~€1.435,51~~
€1.111,99

Ref. F05214



miniled supercharged

• Visibilité

Écran lumineux avec modes et
durées personnalisables,
décompte du temps de
polymérisation et indicateur de charge.




• Puissance

2000mW/cm²
(avec guide optique Ø7,5mm).

3000mW/cm²
(avec guide optique Ø5,5mm - optional).

• Résultats optimaux


3 modes pour répondre à tous les besoins cliniques.



MODE RAPIDE

Rapide et facile


Pleine puissance pendant 3, 4,
5 ou 10 secondes, selon l'épaisseur du composite.



MODE PULSÉ

Augmentation de température limitée

5 ou 10 flashes de 1 sec pour une
polymérisation en sécurité.



MODE PROGRESSIF

Évite la rétraction des composites

Augmentation progressive de la
puissance pendant 9 ou 15 secondes
pour assurer une parfaite étanchéité
de la restauration.

miniled standard

● Rapide

Seulement 6 à 12 sec pour polymériser un composite de 2mm.

● Puissance

1250mW/cm²
(avec guide optique Ø7,5mm).

2000mW/cm²
(avec guide optique Ø5,5mm - optional).

● Sécurité

Le chargeur de base comprend un radiomètre pour vérifier l'intensité de la lumière.

● Résultats optimaux

3 modes pour répondre à tous les besoins cliniques.


~~€1.117,47~~

€907,99

Ref. F02507

Très Polyvalent


L'alliance de la puissance
et de la sécurité



MODE RAPIDE

Rapide et facile


Pleine puissance pendant 10 sec (bip à 5 secondes) en profondeur régulière.



MODE PULSÉ

Rapidité & sécurité des alliés

10 flashes de 1 sec (bip après 5 flashes) avec des temps d'arrêt pour préserver la pulpe dentaire.



MODE PROGRESSIF

Pas de fissures dues à la contrainte

Augmentation progressive de la puissance (bip toutes les 5 sec) pour un durcissement complet et sûr.





servotome

Livré avec une pédale simple,
un porte-électrodes autoclavable,
un coffret de 10 électrodes et
un bracelet conducteur.

Ref. F57210

~~€2.025,86~~

€1.732,99



Riskontrol® contribue à la protection clinique



RISKONTROL® est également une solution **VERTE**

- Embout à usage unique
- Économique : simplifier le processus pour gagner du temps
- Plastique recyclable : respectueux de l'environnement
- Économisez du temps et de l'argent
- Les embouts RISKONTROL® sont faciles à plier pour trouver la courbe idéale pour atteindre toutes les zones
- Le système breveté de verrouillage sécurisé protège encore plus vos patients




Les embouts stérilisables ne sont plus suffisants plus.

RISKONTROL® peut être utilisé pour toutes les procédures.




Facile à ajuster

1




Il est installé.

2



Il est ajusté.

3



Il est verrouillé.

Découvrez notre la gamme RISKONTROL®

A l'achat de 10 boîtes
1 adaptateur FOC

Adaptez vos conseils au goût

de vos patients



art
by **riskontrol** ~~€62,76~~
€32,99



Ref. 201 700 - Menthe



Ref. 201 701 - Mandarine



Ref. 201 702 - Réglisse



Ref. 201 703 - Anis



Ref. 201 704 - Cassis

Embouts non stériles à usage unique (x 250)

Protégez entièrement votre seringue air/eau

grâce à la gaine en plastique

~~€33,59~~
€29,99



total protec
by **riskontrol**



Ref. 201 750



Ref. 201 751

Embouts non stériles avec protection souple (x 100)

Classic by RISKONTROL®, Art by RISKONTROL®, Total Protec by RISKONTROL® : dispositif médical de classe I. Sterile by RISKONTROL® : dispositif médical de classe Is. CE0459 (GMED). Lire attentivement les instructions figurant sur l'emballage avant utilisation. Toutes les informations obligatoires nécessaires à une utilisation correcte de ces dispositifs figurent dans le résumé des caractéristiques du produit disponible sur le site Internet du laboratoire. Fabricant : PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND - Groupe ACTEON® - FRANCE.

Ajoutez de la couleur

à l'expérience de soins de vos patients



~~€57,78~~
€32,90

classic
by **riskontrol**



Ref. 201 664 - Blanc



Ref. 201 665 - Bleu



Ref. 201 666 - Jaune



Ref. 201 667 - Vert



Ref. 201 668 - Rose

Embouts non stériles à usage unique (x 250)

Choisir un environnement totalement stérile

le flux de travail

~~€38,89~~
€30,50



sterile
by **riskontrol**



Ref. 201 770

Embouts stériles à usage unique (x 96)



Miroirs de bouche

PURE REFLECT®

- Image très claire
- Résistant

Parfait dans tous les domaines

RH

- Réflexion grisée



TI

- Réflexion

FRONT SURFACE

Vue en coupe




Image reflétée directement sur le verre, sans distorsion.

PAS DE DOUBLE IMAGE

BACK SURFACE

Vue en coupe d'un miroir aluminium





Image reflétée sous le verre. **DOUBLE IMAGE**

PURE REFLECT®



N°	Ref.	N.
4	MP3622PH	12
5	MP3624PH	12

~~€56,33~~

€39,99

Miroirs : dispositifs médicaux dentaires professionnels de classe I - CE
Fabricant : GROUPE PRODONT HOLLIGER ACTEON® - France



UNE TRIPLE ACTION



1 EFFET ASTRINGENT
aide à assécher complètement le sillon sans sang ni liquide.



2 OUVRIR LE SULCUS
efficacement sans douleur ni dommage aux tissus grâce à la viscosité soigneusement calculée par notre expertise clinique.

3 PRÉSERVER L'ATTACHEMENT ÉPITHÉLIAL*
pour réduire le risque de récession gingivale et de résorption osseuse.

* La canule ne doit pas être insérée dans le sulcus

**expasyl
exact**



Pâte pour ouverture sulculaire temporaire
20 capsules (0,3g) Expasyl™ Exact - Ref. 261010



Pâte pour ouverture sulculaire temporaire
20 capsules (1g) Expasyl™ - Ref. 261030

expasyl



Droit - Ref. 261005
Courbé - Ref. 261015

x-mind dc



Les générateurs X-MIND® peuvent s'adapter à n'importe quelle configuration de cabinets.

3 longueurs de bras sont disponibles : 41 cm (16.2"), 82.5 cm (32.5") et 110 cm (43.5") :

- Montage mural par le dessus
- Montage mural par le dessous

Également disponibles en montage unit, en montage plafond et en version mobile.

Grâce à sa plaque murale adaptable, il est facile de remplacer un ancien générateur par le X-Mind® sans avoir à forer dans le mur.



~~€4.821,80~~

€3.199

Disponible avec une télécommande sans fil



Plus de problèmes de câblage

Dites adieu aux travaux de câblage compliqués et coûteux traditionnellement nécessaires pour connecter le bouton à distance dans votre cabinet.

Kit de boutons sans fil X-MIND

DCRef. 5.15.00135

Tous les appareils X-Mind DC
livrés à partir d'avril 2021

€299



Rentabilité

Économisez sur les frais d'installation grâce à la solution sans fil facile à intégrer.



Une plus grande commodité

Profitez de la liberté et de la flexibilité d'une connexion sans fil, pour rendre votre cabinet plus efficace et plus convivial.



Version murale au choix	Attache par le haut cône long	Attache par le haut cône rectangulaire	Attache par le bas cône long	Attache par le bas cône rectangulaire
0,40 m bras	Ref. 5.92.23137	Ref. 5.92.23167	Ref. 5.92.23130	Ref. 5.92.23160
0,80 m bras	Ref. 5.92.23138	Ref. 5.92.23168	Ref. 5.92.23131	Ref. 5.92.23161
1,10 m bras	Ref. 5.92.23139	Ref. 5.92.23169	Ref. 5.92.23132	Ref. 5.92.23162

Toutes les références pour le X-MIND DC

Choisissez parmi une variété de cônes pour mieux répondre à vos besoins cliniques



Long cône (31 cm - 12")
Recommandé pour la technique parallèle



Cône court (20 cm - 8")
Recommandé pour la technique de la bissectrice



Rectangulaire Long cône (31 cm - 12")
Réduit de 50% les rayons X appliqués sur la peau du patient

Dispositifs médicaux de classe IIb (IMQ) - CE0051 Fabricant : de Götzen ACTEON® Group - Italie

x-mind unity

~~€5.882,40~~
€3.999

Une image précise et contrastée

- Une image contrastée et définie
- Protection optimisée du patient
- L'association du générateur et du détecteur

Fixation par le haut, bras 0,80 m, cône court.

Radiographie intrabuccale

- Très haute qualité
 - Positionnement précis et flexible
 - Passage rapide du mode traditionnel au mode numérique
- Temps d'exposition minimum : 0,02s
 - Minuterie programmable
 - Montage par le haut ou par le bas

Dispositifs médicaux de classe IIb (IMQ) - CE0051 Fabricant : de Götzen ACTEON® Group - Italie





sopix 2



Une qualité d'image remarquable, même pour les endodontiques les plus complexes

SOPIX^{®2} fournit une image de haute résolution en exploitant les dernières technologies disponibles sur le marché.



Capteur SOPIX^{®2} USB Sensor taille 1
haute définition livré avec un support
pour capteur et 10 protège-capteurs
Ref. S_802_0008

~~€7.058,90~~ **€3.999**

Également disponible en taille 2
Ref. S_802_0009

~~€8.345,08~~ **€5.499**

Dispositifs médicaux de classe IIa (GMED) - CE0459
Fabricant : Groupe Sopro ACTEON[®] - France

Libérez-vous des contraintes avec
le système intégré et sa partie
capteur détachable.



SOPIX®2 Plug-in kit T1

Ref. SK60-1000

~~€6.655,03~~ **€5.999**

SOPIX®2 Plug-in kit S2

Ref. SK60-1001

~~€9194,22~~ **€7.499**

taille 2
31x42mm

taille 1
25x39mm



sopix² plug-in

La dernière technologie sans compromis
sur la qualité d'image, avec plus de
sécurité, de liberté et de confort.

Résolution : >18lp/mm

Dispositifs médicaux de classe IIa (GMED) - CE0459
Fabricant : Groupe Sopro ACTEON® - France

Découvrez la famille X-MIND® optima 3D

X-MIND® optima 2D/3D mural 100-240V

Appareil 2D/3D 5 x 5 à 12 x 10, installation murale

VERSION CORE : W1203005.DRT · € 43.999,00

VERSION FLEX: W1203005 · € 46.999,00



X-MIND® optima 2D/3D ceph 100-240V

Appareil 2D/3D CEPH 5 x 5 à 12 x 10, installation au sol

VERSION CORE : W1203010.DRT · € 54.999,00

VERSION FLEX : W1203010 · € 57.999,00

X-MIND® optima 2D/3D 100-240V

Appareil PAN 2D/3D 5 x 5 à 12 x 10, installation au sol

VERSION CORE : W1203005.FLDRT · € 45.999,00

VERSION FLEX : W1203005.FL · € 48.999,00



Réf	Option
W1000026	RealGUIDE® (licence à vie)
W1203107*	17x12 FOV *Disponible uniquement pour la version FLEX
W0900153	Option DICOM
W0900046	AIS autonome
W1200129	Abonnement d'un an à WeDiagnostix



ACTEON CLUB
Dépliant de bienvenue
+ Webkey



RCU inclus

x-mind optima3D



AIS



RealGUIDE®

Clarté exceptionnelle.

Au cœur du X-MIND® optima 3D se trouve **une technologie de détecteur de pointe**, garantissant une clarté d'image exceptionnelle et une couverture anatomique remarquable. **Sa gamme complète de champs de vision (FOV)**, allant de 5x5 à 17x12* cm (Ø x H), le rend adapté à **une large gamme de procédures dentaires**, de la dentisterie générale à l'orthodontie et à la chirurgie maxillo-faciale, tout en augmentant la tolérance au positionnement du patient et en réduisant le risque d'artéfacts marginaux.



CLARTÉ EXTRAORDINAIRE

Tirez le meilleur parti de la qualité avec le tout **nouveau filtre ClearIQ**



VERSATILITÉ REMARQUABLE

De 5x5 à 17x12*, une solution sur mesure pour chaque besoin clinique



PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU

Profondeur d'image améliorée avec la nouvelle plage de sortie kV 60-90



CONFORT MAXIMAL POUR LE PATIENT

Flux d'acquisition rapide et facile




RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES POSITIONNEURS

Précision maximale



ZERO EMPREINTE


Accessibilité maximale



*Option - Le coût supplémentaire pour la version 17x12 est de €3.000

5x5 cm FOV

- Améliore la **détection des canaux radiculaires**, notamment en cas de **formes anormales** des canaux radiculaires.



8.5x5 cm FOV

- Utile pour la **chirurgie implantaire** et en dentisterie générale en tant qu'examen à faible dose, **limité à une seule mâchoire**.




8.5x9 cm FOV

- Utile pour la **chirurgie implantaire complexe** ainsi que pour le diagnostic des ATM gauche ou droite.



12x10 cm FOV


- Adapté à la plupart des **cas de chirurgie orale**, y compris la chirurgie implantaire multiple



17x12 cm FOV


Nouveau

- Représente la solution parfaite pour les **cas orthognathiques complexes**, la **planification des implants zygomatics** et la **chirurgie orthodontique**.



Découvrez la famille 2D Prime

X-mind prime est disponible en trois configurations : montage mural 2D, 2D avec céphalométrie, et 2D sur pied, afin de répondre à toutes les exigences d'installation et cliniques.



~~€27.786,47~~
€13.999

X-MIND® prime WALL 110-240V

Code de commande : W1200001

La plus petite solution d'imagerie extra-orale 2D d'ACTEON® jamais conçue pour une **accessibilité maximale dans tous les contextes.***



~~€46.677,78~~
avec un capteur : **€24.999**

~~€55.279,20~~
avec deux capteurs : **€29.999**

X-MIND® prime CEPH 110-240V

Code de commande : W1200009

Complément céphalométrique pour un système 2D complet, toujours avec la même philosophie d'excellence, **idéal pour les applications pédiatriques.**



~~€30.786,47~~
€14.999

X-MIND® prime FLOOR 100-240V


Code de commande : W1200001.FL

Bénéficiez d'un ensemble complet d'examens 2D


X-mind prime propose une gamme complète d'examens 2D conçus pour répondre aux divers besoins de la dentisterie générale, y compris l'imagerie panoramique dentaire, l'évaluation de l'articulation temporo-mandibulaire et l'examen des sinus maxillaires.




Panoramique dentaire



Sinus maxillaires



Articulation temporo-mandibulaire



Panoramique enfant



Hémipanoramique
(gauche et droite)



Ailes de morsure
gauche et droite



Vue frontale



PSPIX²

est AUTONOME

Le processus entièrement automatisé permet de s'affranchir des contraintes

Il suffit de déposer la plaque dans la fente, le PSPIX² détectera automatiquement la taille, scanner la plaque, optimisera l'image et l'enverra instantanément à votre logiciel d'imagerie.

Entre-temps, il efface et éjecte automatiquement la plaque pour une réutilisation immédiate ou passe en mode veille.

**Numériser
simplement &
rapidement**

Procédé entièrement automatisé



~~€8.525,20~~
€6.299

Ref. S_702_0013

1

Auto-access :

La porte ne s'ouvre que lorsque la plaque d'imagerie est insérée.

2

Auto-détection :

PSPIX² détecte automatiquement la taille de la plaque d'imagerie insérée.

3

Auto-scan:

PSPIX² numérise et optimise l'image avant de l'afficher sur le poste de travail adéquat.

4

Auto-éjection :

La plaque d'imagerie est automatiquement effacée et éjectée pour une réutilisation immédiate.

5

Mode éco :

PSPIX² passe automatiquement en mode économique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Housse de protection pour ERLM*

Pour **PSPIX®2** et **PSPIX®**
(ancienne génération)

~~€85,82~~
€65,99



	PSPIX® (ancienne génération)	
	Lot de 250	
Taille 0		700338L
Taille 1		700339L
Taille 2		700340L
Taille 3		700341L

Capteurs ERLM*

Pour **PSPIX®2**

~~€131,16~~
€96,99



	PSPIX®2	
	Lot de 2	
Taille 0 (22 x 35mm)		990215
Taille 1 (24 x 40mm)		990216
Taille 2 (31 x 41mm)		990217
Taille 3 (27 x 54mm)		990218

Protections pour plaques ERLM*

Housse de protection pour
PSPIX® et **PSPIX®2**
(ancienne génération)

~~€48,06~~
€26,99



Compatible avec	PSPIX®2	PSPIX
	✓	✓
PSPIX®	✓	✓
SOREDEX® Digora	✓	✓
INSTRUMENTARIUM® Express	✓	✓
DÜRR DENTAL® Vistascan®	✓	✓
KAVO®	✓	✓

	PSPIX® (ancienne génération)	
	Lot de 250	
Taille 0		700342L
Taille 1		700343L
Taille 2		700344L
Taille 3		700345L

Protections pour plaques ERLM*

Pour **PSPIX®2**

~~€98,88~~
€100,86



	PSPIX®2	
	Lot de 300	
Taille 0		700546
Taille 1		700547
Taille 2		700548
Taille 3		700549

- Protection contre les rayures, la lumière et la contamination croisée
- Ergonomique et simple d'utilisation
- Solution économique

* Ecran Radio Luminescent à Mémoire pour système numérique à plaques au phosphore.

Plaque d'imagerie **PSPIX®2** - Dispositifs médicaux de classe IIa (GMED) - CE0459
Fabricant : Groupe Sopro ACTEON® - France
Sachet et housse : dispositifs médicaux de classe I - CE
Fabricant : Groupe Sopro ACTEON® - France



Les plaques d'imagerie fines et flexibles, disponibles en 4 tailles, vous permettront de scanner facilement toutes les morphologies...



Enfant, Adulte
Périapicale



Taille 0
22x35mm

Adulte, Aile de morsure
Périapical



Taille 1
24x40mm

Enfant



Taille 2
31x41mm

Aile de morsure



Taille 3
27x54mm


Occlusal




Taille 4
69x54mm

... et tous les cas cliniques


Parodontie




Endodontie



Orthodontie



Pédodontie




Cariologie




Implantologie



Occlusal



Aile de morsure





CONTACTS



Responsable des ventes régionales Équipement et consommables BeLux

Sandra DELLA-FINA

Tél. : +32 (0) 494 116 499

sandra.della-fina@acteongroup.com

Responsable des ventes régionales Équipement et consommables Pays-Bas

Roger VAN EIJSDEN

Tél. : +31 (0) 624 835 367

roger.vaneijsden@acteongroup.com

Responsable régional des ventes imagerie BeNeLux

Andy LUBERTI

Tél. : +31 (0) 613 948 984

andy.luberti@acteongroup.com

Spécialiste en imagerie BeNeLux

Pierre DEKUSSCHE

Tél. : +32 494 111 253

pierre.dekussche@acteongroup.com

Administration Commerciale

Sabine PARIS

Belgium

Tél. : +33 (0) 556 349 332

Fax : +33 (0) 566 349 331

sabine.paris@acteongroup.com

Nirina INISAN

Luxembourg / The Netherlands

Tél. : +33 (0) 556 349 250

Fax : +33 (0) 566 349 331

nirina.inisan@acteongroup.com

ACTEON® Service client

Le service client est joignable
à l'adresse suivante :

Imaging

supportbenelux@acteongroup.com

Équipements

support@acteongroup.com

ACTEON®

17 avenue Gustave Eiffel

33700 MERIGNAC - FRANCE

Tél. : +33 (0) 556 340 607

Fax : +33 (0) 556 349 292

info@acteongroup.com

www.acteongroup.com

Document non contractuel

Copyright© 2026 ACTEON®. Tous droits réservés. Aucune information ni aucune partie du présent document ne peut être reproduite ou divulguée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable d'ACTEON®.

Réservé à un usage dentaire professionnel.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation.

Toutes les informations indispensables à la bonne utilisation de ces dispositifs figurent dans le mode d'emploi ou dans le résumé des caractéristiques du produit disponibles sur www.acteongroup.com.

Date de création : Août 2026

x-mind optima3D

Code QR EASY-JOIN

SCANEZ-MOI !



 **acteon club**