

Laboratorio

SERIE NEVO

Dispensador para frascos



DISPENSACIÓN PRECISA, SEGURA Y SENCILLA

El **dispensador para frascos DragLab de la serie NEVO** está diseñado para la dispensación precisa, segura y eficiente de reactivos directamente desde frascos de laboratorio. Con cinco modelos de volumen ajustable que cubren rangos de dispensación de **0,5 mL a 100 mL**, la serie NEVO ofrece soluciones flexibles para la manipulación de líquidos en una amplia variedad de aplicaciones rutinarias de laboratorio. Diseñado para un manejo cómodo, el dispensador combina un ajuste de volumen regulable, un movimiento suave del pistón, materiales en contacto con el líquido resistentes a productos químicos y conexiones de frasco adaptables. Su tubo telescópico permite adaptarse a diferentes tamaños de frascos, mientras que su construcción autoclavable contribuye a cumplir los requisitos prácticos de higiene y esterilización en el laboratorio.

Manipulación precisa de líquidos para aplicaciones de laboratorio



La **serie NEVO de DragLab** ofrece una solución práctica para la dispensación controlada de reactivos directamente desde frascos de laboratorio. Su diseño de volumen ajustable permite al usuario seleccionar el volumen de dispensación requerido dentro del rango de funcionamiento de cada modelo, favoreciendo unos procedimientos de manipulación de líquidos eficientes y reproducibles. El dispensador incorpora un mecanismo de pistón suave para un funcionamiento controlado y utiliza materiales en contacto con el líquido como **PTFE, FEP, vidrio de borosilicato y polímeros**. Estos materiales proporcionan resistencia a los reactivos de laboratorio de uso habitual y permiten un funcionamiento fiable en entornos de laboratorio rutinarios. Los adaptadores para frascos están diseñados para adaptarse a los cuellos de los frascos de reactivos de laboratorio de uso habitual, mientras que el tubo telescópico puede ajustarse para adaptarse a diferentes tamaños de frascos. La serie NEVO también es autoclavable a **121 °C** cuando sea necesario y se calibra de acuerdo con **ISO 8655**. Con cinco rangos de volumen desde **0,5–5 mL hasta 10–100 mL**, la serie NEVO ofrece una opción flexible para la manipulación de líquidos y la dispensación de reactivos en aplicaciones de laboratorio.

Aplicaciones:

- Preparación y dispensación de reactivos.
- Transferencia y dosificación de líquidos de laboratorio.
- Preparación de muestras y soluciones.
- Procedimientos de laboratorio farmacéutico.
- Manipulación de productos químicos y reactivos.
- Procedimientos de laboratorio biotecnológico.
- Procedimientos de investigación y análisis de laboratorio.

Calidad y experiencia



DragLab está certificada según **ISO 9001:2015**, lo que refleja nuestro firme compromiso con la calidad y la excelencia. Optimizamos continuamente nuestros procesos de producción, garantizando que cada etapa sea eficiente y eficaz. Mediante el desarrollo y la innovación continuos, nos esforzamos por cumplir y superar los estándares del sector. Nuestro enfoque centrado en el cliente prioriza las necesidades y la satisfacción de nuestros clientes, impulsándonos a mantener rigurosos protocolos de aseguramiento de la calidad. Esta dedicación garantiza que los equipos de laboratorio fabricados por DragLab cumplan sistemáticamente los más altos estándares de calidad y fiabilidad.

Los equipos de laboratorio DragLab se diseñan cuidadosamente y se fabrican con materiales de alta calidad para cumplir con los requisitos más exigentes de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación impulsa el desarrollo y la mejora continuos, basados en el uso diario y en los avances tecnológicos constantes. «**Calidad y experiencia**» no se refiere únicamente a la creación de diseños de productos atractivos; refleja la política de nuestra empresa de priorizar una alta disponibilidad y un servicio centrado en el cliente como objetivo fundamental. Esta dedicación se extiende a todos los productos DragLab, que cumplen con las normas europeas vigentes y llevan el marcado CE.



El **dispensador para frascos DragLab de la serie NEVO** proporciona una dispensación de reactivos precisa, segura y eficiente directamente desde frascos de laboratorio. Con cinco modelos de volumen ajustable que cubren de **0,5 a 100 mL**, ofrece soluciones flexibles para la manipulación de líquidos en aplicaciones rutinarias de laboratorio. El movimiento suave del pistón, los materiales en contacto con el líquido resistentes a productos químicos, las conexiones adaptables para frascos y el tubo telescópico garantizan un funcionamiento cómodo y fiable, mientras que su construcción autoclavable contribuye a una higiene eficaz en el laboratorio.



Características:

Dispensación fiable

Dispensación precisa de reactivos directamente desde frascos de laboratorio.

Volumen ajustable

Ajuste sencillo y cómodo del volumen dentro del rango de dispensación de cada modelo.

Amplia selección de volúmenes

Cinco modelos cubren rangos de dispensación de 0,5 mL a 100 mL para diferentes requisitos de manipulación de líquidos en el laboratorio.

Resistencia química

Las piezas en contacto con el líquido están fabricadas con PTFE, FEP, vidrio de borosilicato y materiales poliméricos para ofrecer resistencia a los reactivos de laboratorio de uso habitual.

Movimiento suave del pistón

Favorece una dispensación controlada y cómoda.

Adaptadores para frascos

Diseñados para adaptarse a los cuellos de los frascos de reactivos de laboratorio de uso habitual.

Tubo telescópico

Se ajusta fácilmente para adaptarse a diferentes tamaños de frascos de laboratorio.

Construcción autoclavable

Adecuada para la esterilización a 121 °C cuando sea necesario.

Calibración según ISO 8655

Calibrado de acuerdo con ISO 8655 para favorecer un rendimiento volumétrico fiable.

Garantía:

2 años de garantía en todo el mundo.

Especificaciones:

Descripción general del producto	
Producto	Dispensador para frascos DragLab NEVO Series
Rango de volumen	0.5–5 mL / 1–10 mL / 2.5–30 mL / 5–60 mL / 10–100 mL
Ajuste del volumen	Ajuste sencillo y cómodo del volumen dentro del rango de dispensación de cada modelo.
Materiales	PTFE, FEP, vidrio de borosilicato, polímero
Pistón	PTFE
Autoclavabilidad	121 °C
Compatibilidad con frascos	Cuellos de frascos de reactivos de laboratorio de uso habitual
Temperatura de funcionamiento	0–40 °C
Tubo	Telescópico
Calibración	
Calibración	Todos los dispensadores para frascos de la serie NEVO se someten a pruebas y se certifican de acuerdo con los procedimientos de DIN EN ISO 8655.
Calibración en el laboratorio	Permite una recalibración rápida sin desmontaje. Los intervalos de recalibración rutinaria dependen del uso.
Certificado de calibración	Laboratorio acreditado según ISO 17025
Seguridad y conformidad	
Normas	DIN EN ISO 8655, ISO 17025
Certificación	CE
Gestión de la calidad	ISO 9001:2015
Gestión ambiental	ISO 14001
Accesorios	
Accesorios	Bandeja para reactivos, herramienta de calibración, soporte de almacenamiento y puntas de muestra.

Información para pedidos:

Descripción	Modelo	Número de artículo
Dispensador para frascos, 0,5–5 mL	DP 405	7400005
Dispensador para frascos, 1–10 mL	DP 410	7400010
Dispensador para frascos, 2,5–30 mL	DP 430	7400030
Dispensador para frascos, 5–60 mL	DP 460	7400060
Dispensador para frascos, 10–100 mL	DP 490	7400090