

Laboratoire

SÉRIE NEVO

Distributeur sur flacon



DISTRIBUTION PRÉCISE, SÛRE & SIMPLE

Le **distributeur sur flacon DragLab de la série NEVO** est conçu pour le dosage précis, sûr et efficace des réactifs directement à partir de flacons de laboratoire. Avec cinq modèles à volume réglable couvrant des plages de distribution de **0,5 mL à 100 mL**, la série NEVO offre des solutions flexibles de manipulation des liquides pour une large gamme d'applications courantes de laboratoire. Conçu pour une utilisation pratique, le distributeur associe un réglage ajustable du volume, un mouvement fluide du piston, des matériaux en contact avec le liquide résistants aux produits chimiques et des raccords de flacons adaptables. Son tube télescopique s'adapte à différentes tailles de flacons, tandis que sa conception autoclavable répond aux exigences pratiques d'hygiène et de stérilisation en laboratoire.

Manipulation précise des liquides pour les applications de laboratoire



La **série NEVO de DragLab** offre une solution pratique pour le dosage contrôlé des réactifs directement à partir de flacons de laboratoire. Sa conception à volume réglable permet à l'utilisateur de sélectionner le volume de distribution requis dans la plage de fonctionnement de chaque modèle, favorisant ainsi des opérations efficaces et reproductibles de manipulation des liquides. Le distributeur est équipé d'un mécanisme de piston fluide pour un fonctionnement contrôlé et utilise des matériaux en contact avec le liquide tels que le **PTFE, le FEP, le verre borosilicaté et des polymères**. Ces matériaux offrent une résistance aux réactifs de laboratoire couramment utilisés et permettent un fonctionnement fiable dans les environnements de laboratoire de routine. Les adaptateurs de flacon sont conçus pour s'adapter aux cols de flacons de réactifs de laboratoire couramment utilisés, tandis que le tube télescopique peut être réglé pour s'adapter à différentes tailles de flacons. La série NEVO est également autoclavable à **121 °C** lorsque nécessaire et est calibrée conformément à la norme **ISO 8655**. Avec cinq plages de volume allant de **0,5–5 mL à 10–100 mL**, la série NEVO offre un choix flexible pour la manipulation des liquides et le dosage des réactifs en laboratoire.

Applications:

- Préparation et distribution des réactifs.
- Transfert et dosage des liquides de laboratoire.
- Préparation des échantillons et des solutions.
- Opérations de laboratoire pharmaceutique.
- Manipulation des produits chimiques et des réactifs.
- Opérations de laboratoire biotechnologique.
- Procédures de recherche et d'analyse en laboratoire.



Qualité et expertise



DragLab est certifiée **ISO 9001:2015**, ce qui témoigne de notre engagement constant en faveur de la qualité et de l'excellence. Nous optimisons en permanence nos processus de production afin de garantir que chaque étape soit efficace et performante. Grâce à un développement et à une innovation continus, nous nous efforçons de respecter et de dépasser les normes du secteur. Notre approche centrée sur le client accorde la priorité aux besoins et à la satisfaction de nos clients, nous conduisant à maintenir des protocoles rigoureux d'assurance qualité. Cet engagement garantit que les équipements de laboratoire fabriqués par DragLab répondent constamment aux plus hauts standards de qualité et de fiabilité.

Les équipements de laboratoire DragLab sont conçus avec soin et fabriqués à partir de matériaux de haute qualité afin de répondre aux exigences les plus rigoureuses de nos clients. Notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation favorise un développement et une amélioration continus, fondés sur l'utilisation quotidienne des produits et sur les avancées technologiques constantes. « **Qualité et expertise** » ne se limite pas à la création de designs de produits attrayants ; cette notion reflète la politique de notre entreprise, qui place un haut niveau de disponibilité et un service centré sur le client au cœur de ses objectifs fondamentaux. Cet engagement s'étend à l'ensemble des produits DragLab, qui sont conformes aux normes européennes en vigueur et portent le marquage CE.



Le **distributeur sur flacon DragLab de la série NEVO** permet un dosage précis, sûr et efficace des réactifs directement à partir de flacons de laboratoire. Avec cinq modèles à volume réglable couvrant des volumes de **0,5 à 100 mL**, il offre des solutions flexibles de manipulation des liquides pour les applications courantes de laboratoire. Le mouvement fluide du piston, les matériaux en contact avec le liquide résistants aux produits chimiques, les raccords de flacons adaptables et le tube télescopique assurent une utilisation pratique et fiable, tandis que la conception autoclavable favorise une hygiène efficace en laboratoire.



Caractéristiques:

Distribution fiable

Dosage précis des réactifs directement à partir des flacons de laboratoire.

Volume réglable

Réglage simple et pratique du volume dans la plage de distribution de chaque modèle.

Large choix de volumes

Cinq modèles couvrent des plages de distribution de 0,5 mL à 100 mL pour répondre aux différentes exigences de manipulation des liquides en laboratoire.

Résistance aux produits chimiques

Les pièces en contact avec le liquide sont fabriquées en PTFE, FEP, verre borosilicaté et matériaux polymères pour assurer une résistance aux réactifs de laboratoire couramment utilisés.

Mouvement fluide du piston

Favorise une distribution contrôlée et confortable.

Adaptateurs de flacon

Conçus pour s'adapter aux cols de flacons de réactifs de laboratoire couramment utilisés.

Tube télescopique

Se règle facilement pour s'adapter à différentes tailles de flacons de laboratoire.

Conception autoclavable

Adaptée à la stérilisation à 121 °C lorsque nécessaire.

Calibration selon ISO 8655

Calibré conformément à la norme ISO 8655 afin de favoriser des performances volumétriques fiables.

Garantie:

Garantie de 2 ans dans le monde entier.

Spécifications :

Présentation du produit	
Produit	Distributeur sur flacon DragLab NEVO Series
Plage de volume	0.5–5 mL / 1–10 mL / 2.5–30 mL / 5–60 mL / 10–100 mL
Réglage du volume	Réglage simple et pratique du volume dans la plage de distribution de chaque modèle.
Matériaux	PTFE, FEP, verre borosilicaté, polymère
Piston	PTFE
Autoclavabilité	121 °C
Compatibilité des flacons	Cols de flacons de réactifs de laboratoire couramment utilisés
Température de fonctionnement	0–40 °C
Tube	Télescopique
Calibration	
Calibration	Tous les distributeurs sur flacon de la série NEVO sont testés et certifiés conformément aux procédures DIN EN ISO 8655.
Calibration en laboratoire	Permet une recalibration rapide sans démontage. Les intervalles de recalibration de routine dépendent de l'utilisation.
Certificat de calibration	Laboratoire accrédité ISO 17025
Sécurité & conformité	
Normes	DIN EN ISO 8655, ISO 17025
Certification	CE
Management de la qualité	ISO 9001:2015
Management environnemental	ISO 14001
Accessoires	
Accessoires	Plateau à réactifs, outil de calibration, support de rangement et pointes d'échantillonnage.

Informations de commande:

Description	Modèle	Référence
Distributeur sur flacon, 0,5–5 mL	DP 405	7400005
Distributeur sur flacon, 1–10 mL	DP 410	7400010
Distributeur sur flacon, 2,5–30 mL	DP 430	7400030
Distributeur sur flacon, 5–60 mL	DP 460	7400060
Distributeur sur flacon, 10–100 mL	DP 490	7400090