

Laboratorio

SERIE REVO

Dispensador para frascos



DISPENSACIÓN PRECISA, SEGURA Y SENCILLA

El **dispensador para frascos DragLab de la serie REVO** está diseñado para la dispensación precisa, segura y eficiente de reactivos directamente desde frascos de laboratorio. Su diseño de volumen ajustable proporciona una manipulación flexible de líquidos para aplicaciones rutinarias de laboratorio, mientras que la **válvula de recirculación integrada ayuda a reducir la pérdida de reactivo durante el cebado**. El dispensador combina un movimiento suave del pistón, materiales en contacto con el líquido resistentes a productos químicos como **PTFE, FEP, vidrio de borosilicato y polímeros**, y conexiones adaptables para frascos. Los adaptadores para frascos y el tubo telescópico permiten utilizarlo con diferentes tamaños de frascos de laboratorio, mientras que su construcción autoclavable permite la esterilización a **121 °C** cuando sea necesario. La serie REVO está calibrada de acuerdo con **ISO 8655** y se suministra con un certificado de calibración documentado.

Manipulación precisa de líquidos para aplicaciones de laboratorio



El **dispensador para frascos DragLab de la serie REVO** ofrece una solución práctica para la dispensación controlada de reactivos directamente desde frascos de laboratorio. Su diseño de volumen ajustable permite al usuario seleccionar el volumen de dispensación requerido dentro del rango de funcionamiento de cada modelo, favoreciendo unos procedimientos de manipulación de líquidos eficientes y reproducibles. El dispensador incorpora un **mecanismo de pistón suave** y una **válvula de recirculación integrada**, que ayuda a reducir la pérdida de reactivo durante el cebado. Los materiales en contacto con el líquido, incluidos **PTFE, FEP, vidrio de borosilicato y polímeros**, proporcionan resistencia a los reactivos de laboratorio de uso habitual y permiten un funcionamiento fiable. Los adaptadores para frascos están diseñados para adaptarse a los cuellos de los frascos de reactivos de laboratorio de uso habitual, mientras que el tubo telescópico puede ajustarse para adaptarse a diferentes tamaños de frascos. La serie REVO también es **autoclavable a 121 °C cuando sea necesario** y está calibrada de acuerdo con **ISO 8655**, con un certificado de calibración documentado incluido.

Aplicaciones:

- Preparación y dispensación de reactivos.
- Transferencia y dosificación de líquidos de laboratorio.
- Preparación de muestras y soluciones.
- Procedimientos de laboratorio farmacéutico.
- Manipulación de productos químicos y reactivos.
- Procedimientos de laboratorio biotecnológico.
- Procedimientos de investigación y análisis de laboratorio.

Calidad y experiencia



DragLab está certificada según **ISO 9001:2015**, lo que refleja nuestro firme compromiso con la calidad y la excelencia. Optimizamos continuamente nuestros procesos de producción, garantizando que cada etapa sea eficiente y eficaz. Mediante el desarrollo y la innovación continuos, nos esforzamos por cumplir y superar los estándares del sector. Nuestro enfoque centrado en el cliente prioriza las necesidades y la satisfacción de nuestros clientes, impulsándonos a mantener rigurosos protocolos de aseguramiento de la calidad. Esta dedicación garantiza que los equipos de laboratorio fabricados por DragLab cumplan sistemáticamente los más altos estándares de calidad y fiabilidad.

Los equipos de laboratorio DragLab se diseñan cuidadosamente y se fabrican con materiales de alta calidad para cumplir con los requisitos más exigentes de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación impulsa el desarrollo y la mejora continuos, basados en el uso diario y en los avances tecnológicos constantes. «**Calidad y experiencia**» no se refiere únicamente a la creación de diseños de productos atractivos; refleja la política de nuestra empresa de priorizar una alta disponibilidad y un servicio centrado en el cliente como objetivo fundamental. Esta dedicación se extiende a todos los productos DragLab, que cumplen con las normas europeas vigentes y llevan el marcado CE.



El **dispensador para frascos DragLab de la serie REVO** proporciona una dispensación de reactivos precisa, segura y eficiente directamente desde frascos de laboratorio. Su diseño de volumen ajustable ofrece una manipulación flexible de líquidos para aplicaciones rutinarias de laboratorio, mientras que la **válvula de recirculación integrada ayuda a reducir la pérdida de reactivo durante el cebado**. El movimiento suave del pistón, los materiales en contacto con el líquido resistentes a productos químicos, las conexiones adaptables para frascos y el tubo telescópico garantizan un funcionamiento cómodo y fiable, mientras que su construcción autoclavable contribuye a cumplir los requisitos prácticos de higiene y esterilización en el laboratorio.



Características:

Válvula de recirculación

Reduce la pérdida de reactivo durante el cebado al redirigir el líquido de vuelta al frasco de reactivo.

Dispensación fiable

Proporciona una dispensación precisa y controlada directamente desde frascos de reactivos de laboratorio.

Volumen ajustable

Permite ajustar fácilmente el volumen en todo el rango de funcionamiento de cada modelo.

Resistencia química

Los componentes en contacto con el líquido, fabricados con PTFE, FEP, vidrio de borosilicato y polímero, ofrecen resistencia a los reactivos de laboratorio de uso habitual.

Movimiento suave del pistón

Favorece una dispensación controlada, suave y cómoda.

Adaptadores para frascos

Diseñados para adaptarse a los cuellos de los frascos de reactivos de laboratorio de uso habitual, proporcionando una compatibilidad flexible con diferentes frascos.

Tubo telescópico

Se ajusta para adaptarse a diferentes tamaños de frascos de laboratorio.

Construcción autoclavable

Permite la esterilización a 121 °C cuando sea necesario.

Calibración según ISO 8655

Calibrado de acuerdo con ISO 8655 y suministrado con un certificado de calibración documentado.

Garantía:

2 años de garantía en todo el mundo.

Especificaciones:

Descripción general del producto	
Tipo de producto	Dispensador para frascos con válvula de recirculación
Rango de volumen	0.5–5 mL / 1–10 mL / 2.5–30 mL / 5–60 mL / 10–100 mL
Tipo de volumen	Volumen ajustable
Válvula de recirculación	Sí
Materiales	PTFE, FEP, vidrio de borosilicato, polímero
Adaptadores para frascos	Compatibles con cuellos de frascos de laboratorio de uso habitual
Temperatura de funcionamiento	0–40 °C
Tubo	Telescópico
Autoclavabilidad	121 °C
Calibración	
Calibración	Todos los dispensadores para frascos de la serie NEVO se someten a pruebas y se certifican de acuerdo con los procedimientos de DIN EN ISO 8655.
Calibración en el laboratorio	Sí
Certificado de calibración	Laboratorio acreditado según ISO 17025
Seguridad y conformidad	
Normas	DIN EN ISO 8655, ISO 17025
Certificación	CE
Gestión de la calidad	ISO 9001:2015
Gestión ambiental	ISO 14001
Accesorios	
Accesorios	Bandeja para reactivos, herramienta de calibración, soporte de almacenamiento y puntas de muestra

Información para pedidos:

Descripción	Modelo	Número de artículo
REVO – Dispensador para frascos, 0,5–5 mL	DP 505	7500005
REVO – Dispensador para frascos, 1–10 mL	DP 510	7500010
REVO – Dispensador para frascos, 2,5–30 mL	DP 530	7500030
REVO – Dispensador para frascos, 5–60 mL	DP 560	7500060
REVO – Dispensador para frascos, 10–100 mL	DP 590	7500090