

Laboratuvar

REVO SERİSİ

Şişe Üstü Dispenser



HASSAS, GÜVENLİ VE KOLAY DAĞITIM

DragLab REVO Serisi Şişe Üstü Dispenser, reaktiflerin doğrudan laboratuvar şişelerinden hassas, güvenli ve verimli şekilde dağıtılması için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir hacim tasarımı, rutin laboratuvar uygulamaları için esnek sıvı aktarımı sağlarken, entegre **geri dönüş valfi** astarlama sırasında **reaktif kaybının azaltılmasına yardımcı olur**. Dispenser; yumuşak piston hareketini, **PTFE, FEP, borosilikat cam ve polimer** gibi kimyasallara dayanıklı sıvıyla temas eden malzemeleri ve uyarlanabilir şişe bağlantılarını bir araya getirir. Şişe adaptörleri ve teleskopik tüp farklı laboratuvar şişesi boyutlarıyla uyumluluğu desteklerken, otoklavlanabilir tasarım gerektiğinde **121 °C**'de sterilizasyon imkânı sunar. REVO Serisi **ISO 8655** standardına göre kalibre edilir ve belgelenmiş bir kalibrasyon sertifikası ile birlikte sunulur.

Laboratuvar Uygulamaları için Hassas Sıvı Transferi



DragLab REVO Serisi Şişe Üstü Dispenser, reaktiflerin doğrudan laboratuvar şişelerinden kontrollü şekilde dağıtılması için pratik bir çözüm sunar. Ayarlanabilir hacim tasarımı, kullanıcının her modelin çalışma aralığı içerisinde gerekli dağıtım hacmini seçmesine olanak tanıyarak verimli ve tekrarlanabilir sıvı aktarım iş akışlarını destekler. Dispenser, **yumuşak piston mekanizmasına** ve **entegre geri dönüş valfine** sahiptir; bu valf astarlama sırasında reaktif kaybının azaltılmasına yardımcı olur. **PTFE, FEP, borosilikat cam ve polimer** gibi sıvıyla temas eden malzemeler yaygın laboratuvar reaktiflerine karşı dayanıklılık sağlayarak güvenilir çalışmayı destekler. Şişe adaptörleri yaygın laboratuvar reaktif şişesi boyunlarına uyacak şekilde tasarlanırken, teleskopik tüp farklı şişe boyutlarına uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir. REVO Serisi gerektiğinde **121 °C**'de **otoklavlanabilir** ve **ISO 8655** standardına göre kalibre edilir; ürünle birlikte belgelenmiş bir kalibrasyon sertifikası sunulur.

Uygulamalar:

- Reaktif hazırlama ve dağıtımı.
- Laboratuvar sıvılarının aktarımı ve dozlanması.
- Numune ve çözelti hazırlama.
- İlaç laboratuvarı iş akışları.
- Kimyasal ve reaktiflerin kullanımı.
- Biyoteknoloji laboratuvarı iş akışları.
- Araştırma ve analitik laboratuvar prosedürleri.

Kalite ve Uzmanlık



DragLab, kalite ve mükemmelliğe olan sarsılmaz bağlılığımızı yansıtan **ISO 9001:2015** sertifikasına sahiptir. Üretim süreçlerimizi sürekli olarak optimize ederek her aşamanın verimli ve etkili olmasını sağlıyoruz. Sürekli geliştirme ve yenilik yoluyla sektör standartlarını karşılamaya ve aşmaya çalışıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini önceliklendirerek titiz kalite güvence protokollerini sürdürmemizi sağlar. Bu bağlılık, DragLab tarafından üretilen laboratuvar cihazlarının sürekli olarak en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılamasını güvence altına alır.

DragLab laboratuvar cihazları, müşterilerimizin en zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak özenle tasarlanır ve üretilir. Mükemmellik ve yeniliğe olan bağlılığımız, günlük kullanım deneyimleri ve sürekli teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi teşvik eder. **“Kalite ve Uzmanlık”** yalnızca etkileyici ürün tasarımları oluşturmak anlamına gelmez; aynı zamanda yüksek hazırlık düzeyini ve müşteri odaklı hizmeti temel hedefimiz olarak önceliklendiren şirket politikamızı yansıtır. Bu yaklaşım, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun olan ve CE işareti taşıyan tüm DragLab ürünlerini kapsamaktadır.



DragLab REVO Serisi Şişe Üstü Dispenser, reaktiflerin doğrudan laboratuvar şişelerinden hassas, güvenli ve verimli şekilde dağıtılmasını sağlar. Ayarlanabilir hacim tasarımı, rutin laboratuvar uygulamaları için esnek sıvı aktarımı sunarken, entegre **geri dönüş valfi astarlama sırasında reaktif kaybının azaltılmasına yardımcı olur**. Yumuşak piston hareketi, kimyasallara dayanıklı sıvıyla temas eden malzemeler, uyarlanabilir şişe bağlantıları ve teleskopik tüp kolay ve güvenilir kullanımı desteklerken, otoklavlanabilir tasarım pratik laboratuvar hijyeni ve sterilizasyon gereksinimlerini destekler.



Özellikler:

Geri Dönüş Valfi

Sıvıyı reaktif şişesine geri yönlendirerek astarlama sırasında reaktif kaybının azaltılmasına yardımcı olur.

Güvenilir Dağıtım

Reaktiflerin doğrudan laboratuvar reaktif şişelerinden hassas ve kontrollü şekilde dağıtılmasını sağlar.

Ayarlanabilir Hacim

Her modelin çalışma aralığı boyunca kolay hacim ayarı yapılmasını sağlar.

Kimyasal Dayanım

PTFE, FEP, borosilikat cam ve polimer malzemelerden üretilen sıvıyla temas eden bileşenler, yaygın laboratuvar reaktiflerine karşı dayanıklılık sağlar.

Yumuşak Piston Hareketi

Kontrollü, yumuşak ve konforlu dağıtımı destekler.

Şişe Adaptörleri

Yaygın laboratuvar reaktif şişelerinin boyunlarına uyacak şekilde tasarlanmış olup farklı şişelerle esnek uyumluluk sağlar.

Teleskopik Tüp

Farklı laboratuvar şişesi boyutlarına uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir.

Otoklavlanabilir Tasarım

Gerektiğinde 121 °C'de sterilizasyonu destekler.

ISO 8655 Kalibrasyonu

ISO 8655 standardına göre kalibre edilir ve belgelenmiş bir kalibrasyon sertifikası ile birlikte sunulur.

Garanti:

Dünya genelinde 2 yıl garanti.

Teknik Özellikler:

Ürüne Genel Bakış	
Ürün Tipi	Geri Dönüş Valfli Şişe Üstü Dispenser
Hacim Aralığı	0.5–5 mL / 1–10 mL / 2.5–30 mL / 5–60 mL / 10–100 mL
Hacim Tipi	Ayarlanabilir Hacim
Geri Dönüş Valfi	Evet
Malzemeler	PTFE, FEP, borosilikat cam, polimer
Şişe Adaptörleri	Yaygın laboratuvar şişesi boynlarıyla uyumlu
Çalışma Sıcaklığı	0–40 °C
Tüp	Teleskopik
Otoklavlanabilirlik	121 °C
Kalibrasyon	
Kalibrasyon	Tüm NEVO Serisi Şişe Üstü Dispenserler, DIN EN ISO 8655 prosedürlerine göre test edilir ve sertifikalandırılır.
Laboratuvar İçi Kalibrasyon	Evet
Kalibrasyon Sertifikası	ISO 17025 akreditasyonlu laboratuvar
Güvenlik ve Uygunluk	
Standartlar	DIN EN ISO 8655, ISO 17025
Sertifikasyon	CE
Kalite Yönetimi	ISO 9001:2015
Çevre Yönetimi	ISO 14001
Aksesuarlar	
Aksesuarlar	Reaktif tepsisi, kalibrasyon aparatı, raf askısı ve numune uçları

Sipariş bilgileri:

Açıklama	Model	Ürün numarası
REVO – Şişe Üstü Dispenser, 0,5–5 mL	DP 505	7500005
REVO – Şişe Üstü Dispenser, 1–10 mL	DP 510	7500010
REVO – Şişe Üstü Dispenser, 2,5–30 mL	DP 530	7500030
REVO – Şişe Üstü Dispenser, 5–60 mL	DP 560	7500060
REVO – Şişe Üstü Dispenser, 10–100 mL	DP 590	7500090