

Laboratoire

SÉRIE REVO

Distributeur sur flacon

DISTRIBUTION PRÉCISE, SÛRE & SIMPLE

Le **distributeur sur flacon DragLab de la série REVO** est conçu pour le dosage précis, sûr et efficace des réactifs directement à partir de flacons de laboratoire. Sa conception à volume réglable offre une manipulation flexible des liquides pour les applications courantes de laboratoire, tandis que la **vanne de recirculation intégrée contribue à réduire la perte de réactif lors de l'amorçage**. Le distributeur associe un mouvement fluide du piston, des matériaux en contact avec le liquide résistants aux produits chimiques tels que le **PTFE, le FEP, le verre borosilicaté et les polymères**, ainsi que des raccords de flacons adaptables. Les adaptateurs de flacons et le tube télescopique permettent une utilisation avec différentes tailles de flacons de laboratoire, tandis que la conception autoclavable permet une stérilisation à **121 °C** lorsque nécessaire. La série REVO est calibrée conformément à la norme **ISO 8655** et fournie avec un certificat de calibration documenté.

Manipulation précise des liquides pour les applications de laboratoire



Le **distributeur sur flacon DragLab de la série REVO** offre une solution pratique pour le dosage contrôlé des réactifs directement à partir de flacons de laboratoire. Sa conception à volume réglable permet à l'utilisateur de sélectionner le volume de distribution requis dans la plage de fonctionnement de chaque modèle, favorisant ainsi des opérations efficaces et reproductibles de manipulation des liquides. Le distributeur est équipé d'un **mécanisme de piston fluide** et d'une **vanne de recirculation intégrée**, qui contribue à réduire la perte de réactif lors de l'amorçage. Les matériaux en contact avec le liquide, notamment le **PTFE, le FEP, le verre borosilicaté et les polymères**, offrent une résistance aux réactifs de laboratoire couramment utilisés et permettent un fonctionnement fiable. Les adaptateurs de flacons sont conçus pour s'adapter aux cols de flacons de réactifs de laboratoire couramment utilisés, tandis que le tube télescopique peut être réglé pour s'adapter à différentes tailles de flacons. La série REVO est également **autoclavable à 121 °C lorsque nécessaire** et calibrée conformément à la norme **ISO 8655**, avec un certificat de calibration documenté fourni avec le produit.

Applications:

- Préparation et distribution des réactifs.
- Transfert et dosage des liquides de laboratoire.
- Préparation des échantillons et des solutions.
- Opérations de laboratoire pharmaceutique.
- Manipulation des produits chimiques et des réactifs.
- Opérations de laboratoire biotechnologique.
- Procédures de recherche et d'analyse en laboratoire.



Qualité et expertise



DragLab est certifiée **ISO 9001:2015**, ce qui témoigne de notre engagement constant en faveur de la qualité et de l'excellence. Nous optimisons en permanence nos processus de production afin de garantir que chaque étape soit efficace et performante. Grâce à un développement et à une innovation continus, nous nous efforçons de respecter et de dépasser les normes du secteur. Notre approche centrée sur le client accorde la priorité aux besoins et à la satisfaction de nos clients, nous conduisant à maintenir des protocoles rigoureux d'assurance qualité. Cet engagement garantit que les équipements de laboratoire fabriqués par DragLab répondent constamment aux plus hauts standards de qualité et de fiabilité.

Les équipements de laboratoire DragLab sont conçus avec soin et fabriqués à partir de matériaux de haute qualité afin de répondre aux exigences les plus rigoureuses de nos clients. Notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation favorise un développement et une amélioration continus, fondés sur l'utilisation quotidienne des produits et sur les avancées technologiques constantes. « **Qualité et expertise** » ne se limite pas à la création de designs de produits attrayants ; cette notion reflète la politique de notre entreprise, qui place un haut niveau de disponibilité et un service centré sur le client au cœur de ses objectifs fondamentaux. Cet engagement s'étend à l'ensemble des produits DragLab, qui sont conformes aux normes européennes en vigueur et portent le marquage CE.



Le **distributeur sur flacon DragLab de la série REVO** permet un dosage précis, sûr et efficace des réactifs directement à partir de flacons de laboratoire. Sa conception à volume réglable offre une manipulation flexible des liquides pour les applications courantes de laboratoire, tandis que la **vanne de recirculation intégrée contribue à réduire la perte de réactif lors de l'amorçage**. Le mouvement fluide du piston, les matériaux en contact avec le liquide résistants aux produits chimiques, les raccords de flacons adaptables et le tube télescopique assurent une utilisation pratique et fiable, tandis que la conception autoclavable répond aux exigences pratiques d'hygiène et de stérilisation en laboratoire.



Caractéristiques :

Vanne de recirculation

Réduit la perte de réactif lors de l'amorçage en redirigeant le liquide vers le flacon de réactif.

Distribution fiable

Assure un dosage précis et contrôlé directement à partir des flacons de réactifs de laboratoire.

Volume réglable

Permet un réglage facile du volume sur toute la plage de fonctionnement de chaque modèle.

Résistance aux produits chimiques

Les composants en contact avec le liquide, fabriqués en PTFE, FEP, verre borosilicaté et polymère, offrent une résistance aux réactifs de laboratoire couramment utilisés.

Mouvement fluide du piston

Favorise une distribution contrôlée, fluide et confortable.

Adaptateurs de flacon

Conçus pour s'adapter aux cols de flacons de réactifs de laboratoire couramment utilisés afin d'offrir une compatibilité flexible avec différents flacons.

Tube télescopique

S'adapte à différentes tailles de flacons de laboratoire.

Conception autoclavable

Permet la stérilisation à 121 °C lorsque nécessaire.

Calibration selon ISO 8655

Calibré conformément à la norme ISO 8655 et fourni avec un certificat de calibration documenté.

Garantie :

Garantie de 2 ans dans le monde entier.

Spécifications:

Présentation du produit	
Type de produit	Distributeur sur flacon avec vanne de recirculation
Plage de volume	0.5–5 mL / 1–10 mL / 2.5–30 mL / 5–60 mL / 10–100 mL
Type de volume	Volume réglable
Vanne de recirculation	Oui
Matériaux	PTFE, FEP, verre borosilicaté, polymère
Adaptateurs de flacon	Compatibles avec les cols de flacons de laboratoire couramment utilisés
Température de fonctionnement	0–40 °C
Tube	Télescopique
Autoclavabilité	121 °C
Calibration	
Calibration	Tous les distributeurs sur flacon de la série NEVO sont testés et certifiés conformément aux procédures DIN EN ISO 8655.
Calibration en laboratoire	Oui
Certificat de calibration	Laboratoire accrédité ISO 17025
Sécurité & conformité	
Normes	DIN EN ISO 8655, ISO 17025
Certification	CE
Management de la qualité	ISO 9001:2015
Management environnemental	ISO 14001
Accessoires	
Accessoires	Plateau à réactifs, outil de calibration, support de rangement et pointes d'échantillonnage

Informations de commande:

Description	Modèle	Référence
REVO – Distributeur sur flacon, 0,5–5 mL	DP 505	7500005
REVO – Distributeur sur flacon, 1–10 mL	DP 510	7500010
REVO – Distributeur sur flacon, 2,5–30 mL	DP 530	7500030
REVO – Distributeur sur flacon, 5–60 mL	DP 560	7500060
REVO – Distributeur sur flacon, 10–100 mL	DP 590	7500090