

Laboratoire

SÉRIE DP

Micropipette à 8 canaux –

Volume réglable

20 - 200 μ l

PRÉCISE, SÛRE & EFFICACE

La **micropipette à 8 canaux à volume réglable DragLab de la série DP** est conçue pour une manipulation multicanaux des liquides précise, confortable et fiable. Avec des modèles à volume réglable couvrant **0,5–50 µL**, elle permet un pipetage efficace et reproductible de plusieurs échantillons simultanément. Son système à déplacement d'air à faible volume d'air mort, son mouvement fluide du piston, son éjection sécurisée des pointes et sa conception ergonomique favorisent une utilisation précise et confortable, tandis que la **calibration en laboratoire** et l'**autoclavabilité à 121 °C** offrent des performances adaptées aux opérations courantes de laboratoire.



Manipulation précise des liquides pour les applications de laboratoire

La **micropipette à 8 canaux à volume réglable DragLab de la série DP** offre une solution fiable pour une manipulation multicanaux des liquides précise et reproductible. Sa conception à volume réglable permet à l'utilisateur de sélectionner le volume de pipetage requis dans la plage de fonctionnement de chaque modèle, favorisant ainsi un pipetage parallèle efficace de plusieurs échantillons. La série DP associe un **système à déplacement d'air à faible volume d'air mort**, un mouvement fluide du piston, une manipulation ergonomique et un éjecteur de pointes intégré pour une utilisation précise et confortable. Sa construction en polycarbonate, sa capacité de **calibration en laboratoire** et son **autoclavabilité à 121 °C** offrent des performances pratiques pour les opérations courantes de laboratoire. Avec trois modèles à 8 canaux couvrant **0,5–10 µL**, **2–20 µL** et **5–50 µL**, la série DP constitue une solution flexible pour les applications de pipetage multicanaux de précision.

Applications:

- **Laboratoires cliniques & de diagnostic** — Pipetage parallèle efficace lors de la préparation et de l'analyse de routine des échantillons.
- **Biologie moléculaire** — Transfert simultané d'échantillons et de réactifs dans plusieurs puits.
- **Laboratoires pharmaceutiques & biotechnologiques** — Pipetage parallèle précis pour la préparation des échantillons et des réactifs.
- **Laboratoires de recherche & universitaires** — Manipulation efficace de plusieurs échantillons au cours des procédures expérimentales.
- **Laboratoires de microbiologie** — Manipulation multicanaux reproductible des liquides pour les opérations courantes de laboratoire.
- **Laboratoires de contrôle qualité** — Transfert multicanaux homogène des liquides pour les procédures de contrôle de routine.



Qualité et expertise



DragLab est certifiée **ISO 9001:2015**, ce qui témoigne de notre engagement constant en faveur de la qualité et de l'excellence. Nous optimisons en permanence nos processus de production afin de garantir que chaque étape soit efficace et performante. Grâce à un développement et à une innovation continus, nous nous efforçons de respecter et de dépasser les normes du secteur. Notre approche centrée sur le client accorde la priorité aux besoins et à la satisfaction de nos clients, nous conduisant à maintenir des protocoles rigoureux d'assurance qualité. Cet engagement garantit que les équipements de laboratoire fabriqués par DragLab répondent constamment aux plus hauts standards de qualité et de fiabilité..

Les équipements de laboratoire DragLab sont conçus avec soin et fabriqués à partir de matériaux de haute qualité afin de répondre aux exigences les plus rigoureuses de nos clients. Notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation favorise un développement et une amélioration continus, fondés sur l'utilisation quotidienne des produits et sur les avancées technologiques constantes. « **Qualité et expertise** » ne se limite pas à la création de designs de produits attrayants ; cette notion reflète la politique de notre entreprise, qui place un haut niveau de disponibilité et un service centré sur le client au cœur de ses objectifs fondamentaux. Cet engagement s'étend à l'ensemble des produits DragLab, qui sont conformes aux normes européennes en vigueur et portent le marquage CE.



La **micropipette à 8 canaux à volume réglable DragLab de la série DP** permet une manipulation multicanaux des liquides précise, confortable et efficace pour les applications cliniques, de recherche, pharmaceutiques et de laboratoire. Avec trois plages de volume de **0,5 µL à 50 µL**, elle permet le pipetage simultané et reproductible de plusieurs échantillons. Sa conception à faible volume d'air mort, le mouvement fluide du piston, la manipulation ergonomique et l'éjecteur de pointes intégré favorisent une utilisation précise et confortable, tandis que la **calibration en laboratoire** et l'**autoclavabilité à 121 °C** offrent des performances fiables pour les opérations courantes de laboratoire.



Caractéristiques:

Précision fiable

Manipulation précise et reproductible de plusieurs échantillons simultanément.

Manipulation ergonomique

Conçue pour réduire la fatigue de la main lors des tâches répétitives de pipetage multicanaux.

Réglage sécurisé du volume

Le réglage clair du volume contribue à prévenir les erreurs de sélection accidentelles pendant l'utilisation.

Éjecteur de pointes

Permet le retrait rapide et sûr des pointes de pipette après utilisation.

Pointes universelles

Compatible avec la plupart des pointes de pipette standard couramment utilisées.

Construction autoclavable

Stérilisable à **121 °C** conformément à la procédure recommandée.

Calibration en laboratoire

Permet d'effectuer des contrôles de calibration de routine et un réglage pratique pour garantir des performances de pipetage fiables.

Faible volume d'air mort

Minimise le volume d'air dans le système de pipetage afin de favoriser une meilleure précision de pipetage.

Mouvement fluide du piston

Le mouvement fluide du piston permet un pipetage multicanaux léger et confortable.

Garantie:

Garantie de 2 ans dans le monde entier

Spécifications:

Micropipette à 8 canaux de la série DP							
Volume réglable	MODÈLE	PLAGE DE VOLUME (µl)	INC. (µl)	PRÉCISION		CV	
				+/-%	+/-µl	+/-%	+/-µl
	DP 810	0.5–10 µL	0.01	1	0.1	0.5	0.05
	DP 820	2-20 µl	0.02	0.8	0.16	0.4	0.08
	DP 850	5-50 µl	0.04	0.8	0.4	0.4	0.2

Spécifications:

Présentation du produit	
Produit	Micropipette DragLab DP Series
Configuration	8 canaux
Type de volume	Volume réglable
Plage de volume	0.5–10 µL, 2–20 µL, 5–50 µL
Matériau	Polycarbonate (PC)
Affichage du volume	Affichage du volume facile à lire
Verrouillage du volume	Oui
Éjecteur de pointes	Intégré
Compatibilité des pointes	La plupart des pointes de pipette standard couramment utilisées
Mouvement du piston	Souple / fluide
Calibration	
Calibration	Selon ISO 8655
Calibration en laboratoire	Oui
Certificat de calibration	Laboratoire accrédité ISO 17025
Sécurité & conformité	
Autoclavabilité	Autoclavable à 121 °C conformément à la procédure recommandée
Système à déplacement d'air	Faible volume d'air mort
Température de fonctionnement	0–40°C
Certification	CE
Management de la qualité	ISO 9001:2015

Management environnemental	ISO 14001
Accessoires	
Accessoires	Plateau à réactifs, outil de calibration, support de rangement et pointes d'échantillonnage

Informations de commande:

Description	Modèle	Référence
Micropipette à 8 canaux, série DP, volume réglable, 0,5–10 µl	DP 810	7108010
Micropipette à 8 canaux, série DP, volume réglable, 2–20 µl	DP 820	7108020
Micropipette à 8 canaux, série DP, volume réglable, 5–50 µl	DP 850	7108050