

Laboratorio

SERIE DP

Micropipeta de 8 canales –

Volumen ajustable

20 - 200 μ l

PRECISA, SEGURA Y EFICIENTE

La **micropipeta de 8 canales de volumen ajustable DragLab de la serie DP** está diseñada para una manipulación multicanal de líquidos precisa, cómoda y fiable. Con modelos de volumen ajustable de **0,5–50 µL**, permite realizar un pipeteo eficiente y reproducible de varias muestras simultáneamente. Su sistema de desplazamiento de aire con bajo espacio de aire muerto, el movimiento suave del émbolo, la expulsión segura de las puntas y su diseño ergonómico favorecen un funcionamiento preciso y cómodo, mientras que la **calibración en el laboratorio** y la **autoclavabilidad a 121 °C** proporcionan un rendimiento práctico para los procedimientos rutinarios de laboratorio.



Manipulación precisa de líquidos para aplicaciones de laboratorio

La **micropipeta de 8 canales de volumen ajustable DragLab de la serie DP** ofrece una solución fiable para una manipulación multicanal de líquidos precisa y reproducible. Su diseño de volumen ajustable permite al usuario seleccionar el volumen de pipeteo requerido dentro del rango de funcionamiento de cada modelo, facilitando un pipeteo paralelo eficiente de varias muestras. La serie DP combina un **sistema de desplazamiento de aire con bajo espacio de aire muerto**, un movimiento suave del émbolo, un manejo ergonómico y un expulsor de puntas integrado para un funcionamiento preciso y cómodo. Su construcción de policarbonato, la capacidad de **calibración en el laboratorio** y la **autoclavabilidad a 121 °C** proporcionan un rendimiento práctico para los procedimientos rutinarios de laboratorio. Con tres modelos de 8 canales que cubren **0,5–10 µL**, **2–20 µL** y **5–50 µL**, la serie DP ofrece una solución flexible para aplicaciones de pipeteo multicanal de precisión.

Aplicaciones:

- **Laboratorios clínicos y de diagnóstico** — Pipeteo paralelo eficiente durante la preparación y el análisis rutinario de muestras.
- **Biología molecular** — Transferencia simultánea de muestras y reactivos a múltiples pocillos.
- **Laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos** — Pipeteo paralelo preciso para la preparación de muestras y reactivos.
- **Laboratorios de investigación y académicos** — Manipulación eficiente de múltiples muestras durante los procedimientos experimentales.
- **Laboratorios de microbiología** — Manipulación multicanal reproducible de líquidos para los procedimientos rutinarios de laboratorio.
- **Laboratorios de control de calidad** — Transferencia multicanal uniforme de líquidos para los procedimientos de análisis rutinario.

Calidad y experiencia



DragLab está certificada según **ISO 9001:2015**, lo que refleja nuestro firme compromiso con la calidad y la excelencia. Optimizamos continuamente nuestros procesos de producción, garantizando que cada etapa sea eficiente y eficaz. Mediante el desarrollo y la innovación continuos, nos esforzamos por cumplir y superar los estándares del sector. Nuestro enfoque centrado en el cliente prioriza las necesidades y la satisfacción de nuestros clientes, impulsándonos a mantener rigurosos protocolos de aseguramiento de la calidad. Esta dedicación garantiza que los equipos de laboratorio fabricados por DragLab cumplan sistemáticamente los más altos estándares de calidad y fiabilidad.

Los equipos de laboratorio DragLab se diseñan cuidadosamente y se fabrican con materiales de alta calidad para cumplir con los requisitos más exigentes de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación impulsa el desarrollo y la mejora continuos, basados en el uso diario y en los avances tecnológicos constantes. «**Calidad y experiencia**» no se refiere únicamente a la creación de diseños de productos atractivos; refleja la política de nuestra empresa de priorizar una alta disponibilidad y un servicio centrado en el cliente como objetivo fundamental. Esta dedicación se extiende a todos los productos DragLab, que cumplen con las normas europeas vigentes y llevan el marcado CE.



La **micropipeta de 8 canales de volumen ajustable DragLab de la serie DP** proporciona una manipulación multicanal de líquidos precisa, cómoda y eficiente para aplicaciones clínicas, de investigación, farmacéuticas y de laboratorio. Con tres rangos de volumen de **0,5 µL a 50 µL**, permite el pipeteo simultáneo y reproducible de múltiples muestras. Su diseño con bajo espacio de aire muerto, el movimiento suave del émbolo, el manejo ergonómico y el expulsor de puntas integrado favorecen un funcionamiento preciso y cómodo, mientras que la **calibración en el laboratorio** y la **autoclavabilidad a 121 °C** proporcionan un rendimiento fiable para los procedimientos rutinarios de laboratorio.



Características:

Precisión fiable

Manipulación precisa y reproducible de múltiples muestras simultáneamente.

Manejo ergonómico

Diseñada para reducir la fatiga de la mano durante las tareas repetitivas de pipeteo multicanal.

Ajuste seguro del volumen

El ajuste claro del volumen ayuda a evitar errores accidentales de selección del volumen durante el funcionamiento.

Expulsor de puntas

Permite retirar las puntas de pipeta de forma rápida y segura después de su uso.

Puntas universales

Compatible con la mayoría de las puntas de pipeta estándar de uso habitual.

Construcción autoclavable

Esterilizable a **121 °C** siguiendo el procedimiento recomendado.

Calibración en el laboratorio

Permite realizar comprobaciones rutinarias de calibración y ajustes prácticos para garantizar un rendimiento fiable de pipeteo.

Bajo espacio de aire muerto

Minimiza el espacio de aire dentro del sistema de pipeteo para favorecer una mayor precisión de pipeteo.

Movimiento suave del émbolo

El movimiento suave del émbolo permite un pipeteo multicanal ligero y cómodo.

Garantía:

2 años de garantía en todo el mundo

Especificaciones:

Micropipeta de 8 canales de la serie DP							
Volumen ajustable	MODELO	RANGO DE VOLUMEN (μl)	INC. (μl)	PRECISIÓN		CV	
				+/-%	+/-μl	+/-%	+/-μl
	DP 810	0.5–10 μL	0.01	1	0.1	0.5	0.05
	DP 820	2-20 μl	0.02	0.8	0.16	0.4	0.08
	DP 850	5-50 μl	0.04	0.8	0.4	0.4	0.2

Especificaciones:

Descripción general del producto	
Producto	Micropipeta DragLab DP Series
Configuración	8 canales
Tipo de volumen	Volumen ajustable
Rango de volumen	0.5–10 μL, 2–20 μL, 5–50 μL
Material	Polycarbonato (PC)
Pantalla de volumen	Pantalla de volumen de fácil lectura
Bloqueo de volumen	Sí
Expulsor de puntas	Integrado
Compatibilidad de puntas	La mayoría de las puntas de pipeta estándar de uso habitual
Movimiento del émbolo	Suave / fluido
Calibración	
Calibración	Según ISO 8655
Calibración en el laboratorio	Sí
Certificado de calibración	Laboratorio acreditado según ISO 17025
Seguridad y conformidad	
Autoclavabilidad	Autoclavable a 121 °C siguiendo el procedimiento recomendado
Diseño de desplazamiento de aire	Bajo espacio de aire muerto
Temperatura de funcionamiento	0–40°C
Certificación	CE
Gestión de la calidad	ISO 9001:2015

Gestión ambiental	ISO 14001
Accesorios	
Accesorios	Bandeja para reactivos, herramienta de calibración, soporte de almacenamiento y puntas de muestra

Información para pedidos:

Descripción	Modelo	Número de artículo
Micropipeta de 8 canales, serie DP, volumen ajustable, 0,5–10 µl	DP 810	7108010
Micropipeta de 8 canales, serie DP, volumen ajustable, 2–20 µl	DP 820	7108020
Micropipeta de 8 canales, serie DP, volumen ajustable, 5–50 µl	DP 850	7108050