

Laboratorio

Soporte giratorio para 6 micropipetas de la serie DP

PRECISIÓN, COMODIDAD Y FIABILIDAD

 DragLab

El **soporte giratorio DragLab** está diseñado para el almacenamiento seguro, organizado y cómodo de hasta **seis micropipetas de la serie DP**. Su **cabezal giratorio de 360°** proporciona un fácil acceso desde cualquier ángulo de trabajo, mientras que su base estable permite un manejo seguro con una sola mano. Compatible con micropipetas **monocanal y multicanal de la serie DP**, su diseño ligero y compacto ayuda a mantener los espacios de trabajo del laboratorio organizados y eficientes.

Precisión y organización

El **soporte giratorio DragLab para 6 micropipetas de la serie DP** ofrece una solución práctica para el almacenamiento seguro, organizado y cómodo de micropipetas. Su **capacidad para seis pipetas** permite mantener varias micropipetas DP almacenadas de forma segura y fácilmente accesibles, mientras que el **cabezal giratorio de 360°** proporciona un acceso sencillo desde cualquier ángulo de trabajo. El soporte giratorio incorpora una base estable para un manejo seguro con una sola mano, es compatible con micropipetas **monocanal y multicanal de la serie DP**, y combina un diseño ligero con una limpieza sencilla y una base compacta para una organización eficiente del laboratorio.



Aplicaciones:

- **Almacenamiento de micropipetas** — Almacenamiento seguro y organizado de hasta seis micropipetas de la serie DP.
- **Trabajo rutinario de laboratorio** — Mantiene las micropipetas utilizadas con frecuencia fácilmente accesibles en el puesto de trabajo.
- **Pipeteo monocanal** — Proporciona un almacenamiento cómodo y un acceso sencillo a las micropipetas monocanal de la serie DP.
- **Pipeteo multicanal** — Permite el almacenamiento organizado de micropipetas multicanal compatibles de la serie DP.
- **Puestos de trabajo de laboratorio compartidos** — Ayuda a mantener un área de pipeteo organizada y eficiente en cuanto al espacio.
- **Organización de la mesa de laboratorio** — Su base compacta ayuda a ahorrar espacio valioso en la mesa de trabajo y mantiene las pipetas accesibles.

Calidad y experiencia



DragLab está certificada según **ISO 9001:2015**, lo que refleja nuestro firme compromiso con la calidad y la excelencia. Optimizamos continuamente nuestros procesos de producción, garantizando que cada etapa sea eficiente y eficaz. Mediante el desarrollo y la innovación continuos, nos esforzamos por cumplir y superar los estándares del sector. Nuestro enfoque centrado en el cliente prioriza las necesidades y la satisfacción de nuestros clientes, impulsándonos a mantener rigurosos protocolos de aseguramiento de la calidad. Esta dedicación garantiza que los equipos de laboratorio fabricados por DragLab cumplan sistemáticamente los más altos estándares de calidad y fiabilidad.

Los equipos de laboratorio DragLab se diseñan cuidadosamente y se fabrican con materiales de alta calidad para cumplir con los requisitos más exigentes de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación impulsa el desarrollo y la mejora continuos, basados en el uso diario y en los avances tecnológicos constantes. «**Calidad y experiencia**» no se refiere únicamente a la creación de diseños de productos atractivos; refleja la política de nuestra empresa de priorizar una alta disponibilidad y un servicio centrado en el cliente como objetivo fundamental. Esta dedicación se extiende a todos los productos DragLab, que cumplen con las normas europeas vigentes y llevan el marcado CE.



El **soporte giratorio DragLab** permite almacenar de forma segura hasta **seis micropipetas de la serie DP** y cuenta con un **cabezal giratorio de 360°** para facilitar el acceso. Su diseño estable y compacto admite pipetas **monocanal y multicanal**, ayudando a mantener los espacios de trabajo del laboratorio organizados y eficientes.



Características:

Capacidad para 6 pipetas

Almacena de forma segura hasta seis micropipetas de la serie DP y las mantiene fácilmente accesibles.

Cabezal giratorio de 360°

Proporciona un acceso sencillo a cada pipeta desde cualquier ángulo de trabajo.

Compatibilidad con pipetas monocanal y multicanal

Diseñado para alojar micropipetas monocanal y multicanal de la serie DP.

Base estable

Proporciona un soporte seguro para facilitar el manejo de las pipetas con una sola mano.

Diseño ligero

Fácil de colocar y mover por el laboratorio según sea necesario.

Fácil limpieza

Puede limpiarse con **agua o desinfectantes de laboratorio** para facilitar el mantenimiento rutinario.

Base compacta

Ayuda a ahorrar valioso **espacio en la mesa de laboratorio** y mantiene las pipetas organizadas.



Especificaciones:

Descripción general del producto	
Tipo de producto	Soporte para micropipetas
Capacidad	6 micropipetas
Compatibilidad	Micropipetas monocanal y multicanal de la serie DP
Rotación	Cabezal giratorio de 360°
Material	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Dimensiones	Altura: 323 mm × Diámetro de la base: 195 mm
Color	Blanco y azul
Autoclavabilidad	No autoclavable
Certificación	CE
Gestión de la calidad	ISO 9001:2015
Gestión ambiental	ISO 14001

Información para pedidos:

Descripción	Modelo	Número de artículo
Soporte giratorio para 6- micropipetas de la serie DP	DP 160	7200160