

FİZYOTERAPİ

Nemli Isı Terapisi Hot Pack'leri

**YENİDEN KULLANILABİLİR NEMLİ ISI
TERAPİSİ – FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON İÇİN**



DRAGMED Hot Pack Serisi, vücudun belirli bölgelerine yönelik nemli, rahatlatıcı terapötik ısının gerekli olduğu fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için tasarlanmıştır. Yeniden kullanılabilir Hot Pack'ler, üreticinin talimatlarına uygun şekilde doğru olarak ısıtıldığında ve kullanıldığında **30 dakikaya kadar** nemli ısı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Esnek yapıları, vücudun farklı bölgelerine uygulanmalarını sağlar.

YENİDEN KULLANILABİLİR NEMLİ ISI TERAPİSİ – FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON İÇİN

DRAGMED Hot Pack Serisi, fizik tedavi, rehabilitasyon, spor terapisi ve profesyonel sağlık hizmetleri uygulamalarında pratik ve etkili nemli ısı terapisi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yeniden kullanılabilir Hot Pack'ler, **bentonit bazlı bir hidrokolloid malzeme** ile doldurulmuş olup, doğru şekilde ısıtıldığında ve uygulandığında nemli ve rahatlatıcı ısıyı muhafaza etmek ve iletmek üzere tasarlanmıştır. Esnek paket yapısı, farklı boyut ve şekillerin tedavi bölgesine göre konumlandırılmasına olanak tanır; böylece seri hem lokal uygulamalar hem de daha geniş bölgeler için uygundur. Hot Pack'ler üreticinin talimatlarına uygun şekilde doğru olarak ısıtıldığında ve kullanıldığında **30 dakikaya kadar terapötik nemli ısı** sağlayabilir. Seri; standart, yarım boy, omurga, boyun konturlu, diz/omuz ve büyük boy seçenekleri dahil olmak üzere birden fazla konfigürasyonda sunulmaktadır. Bu sayede sağlık profesyonelleri, tedavi bölgesine ve klinik uygulamaya uygun Hot Pack'i seçebilir. Benzer profesyonel Hot Pack serilerinde kullanılan farklı anatomik formatlar; küçük eklemler ve boyundan sırt, omurga, omuzlar ve daha geniş vücut bölgelerine kadar farklı alanların tedavisini destekler.

Uygulamalar:

- Boyun sertliği ve rahatsızlığı
- Sırt ve omurga rahatsızlıkları
- Kas ağrısı ve sertliği
- Eklem ve kas rahatsızlıkları
- Artrite bağlı ağrı ve sertlik
- Burkulmalar
- Morluklar
- Kas ve yumuşak doku rahatsızlıkları
- Spor terapisi ve rehabilitasyon
- 7 Genel fizyoterapi uygulamaları

Kalite ve Uzmanlık



DragMed, kalite ve mükemmelliğe olan sürekli bağlılığımızı yansıtan **ISO 9001:2015** sertifikasına sahiptir. Üretim süreçlerimizi sürekli olarak optimize ederek her adımın verimli ve etkili olmasını sağlıyoruz. Sürekli geliştirme ve inovasyon yoluyla sektör standartlarını karşılamayı ve aşmayı hedefliyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini önceliklendirerek titiz kalite güvence protokollerini sürdürmemizi sağlamaktadır. Bu bağlılık, DragMed tarafından üretilen fizyoterapi ekipmanlarının sürekli olarak en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılamasını sağlamaktadır.

DragMed Fizyoterapi Cihazları, müşterilerimizin en yüksek gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak titizlikle tasarlanmakta ve üretilmektedir. Mükemmellik ve inovasyona olan bağlılığımız; günlük kullanım ve sürekli teknolojik gelişmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi desteklemektedir. **“Kalite ve Uzmanlık”** yalnızca etkileyici ürün tasarımları oluşturmakla ilgili değildir; yüksek hazırlık düzeyini ve müşteri odaklı hizmeti temel hedefimiz olarak önceliklendiren şirket politikamızı yansıtmaktadır. Bu bağlılık, güncel Avrupa standartlarına uygun olan ve CE işaretini taşıyan tüm DragMed ürünlerini kapsamaktadır.



DRAGMED Hot Pack Serisi, modern fizyoterapi ve rehabilitasyon ortamlarının gereksinimleri için geliştirilen pratik ve yeniden kullanılabilir tasarımları etkili nemli ısı terapisi ile bir araya getirir. Birden fazla boyut ve anatomik konfigürasyonda sunulan seri, hedefli ve bölgesel ısı uygulamaları için esnek tedavi seçenekleri sunarken, dayanıklı yapısı profesyonel klinik ortamlarda güvenilir kullanımı destekler.

Özellikler:

Nemli Isı Terapisi

Profesyonel fizik tedavi ve rehabilitasyon ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmış rahatlatıcı nemli ısı sağlar.

Yeniden Kullanılabilir Yapı

Hot Pack'ler, üreticinin talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında, temizlendiğinde ve saklandığında tekrar tekrar ısıtılmak ve kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bentonit Bazlı Dolgu

Paketler, nemli ısı uygulamalarına uygun doğal bentonit bazlı bir dolgu malzemesi içerir. Bentonit/hidrokolloid dolgu, profesyonel yeniden kullanılabilir nemli ısı paketlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dayanıklı Kumaş Yapısı

Paketler, klinik ortamlarda tekrarlı kullanım için tasarlanmış dayanıklı dokuma kumaş ile kaplanmıştır.

Çoklu Boyut ve Şekiller

Farklı boyut ve konfigürasyon seçenekleri, Hot Pack Serisinin çeşitli anatomik bölgelere ve tedavi gereksinimlerine uyum sağlamasına olanak tanır.

Kolay Kullanım

Entegre askı kulpları, özellikle yoğun klinik ortamlarda Hot Pack'lerin uygun ısıtma ünitelerine taşınmasını ve yerleştirilmesini kolaylaştırır.

Klinik Uyumluluk

Seri; fizik tedavi merkezlerinde, rehabilitasyon tesislerinde ve profesyonel sağlık hizmetleri ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hydrocollator Tipi Isıtma

Sağlanan ürün bilgileri, ürünlerin Hydrocollator tipi nemli ısıtma üniteleriyle kullanım için uygun olduğunu belirtmektedir.



Ürün Portföyü

Konfigürasyon	Boyut	Tipik Uygulama
Yarım Boy	13 × 30 cm	Küçük veya lokal tedavi bölgeleri
Standart	30 × 30 cm	Genel amaçlı uygulamalar
Omurga – Küçük	22 × 35 cm	Küçük sırt/omurga bölgeleri
30 × 40 cm	30 × 40 cm	Genel ve bölgesel uygulamalar
Diz / Omuz	30 × 50 cm	Diz, omuz ve büyük eklemler
Boyun Konturlu	61 cm	Boyun ve servikal bölge
Omurga – Büyük	30 × 61 cm	Daha geniş omurga ve sırt bölgeleri
Büyük Boy	38 × 61 cm	Geniş vücut bölgeleri ve büyük tedavi alanları

Teknik Özellikler

Ürün Genel Bakışı	
Ürün Tipi	Yeniden kullanılabilir Nemli Isı Hot Pack
Uygulama	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Isı Terapisi	Nemli Isı
Dolgu Malzemesi	Bentonit bazlı hidrokolloid dolgu
Kılıf	Dayanıklı dokuma kumaş
Mevcut Konfigürasyonlar	Farklı boyutlar ve anatomik formatlar
Standart Boyut	30 × 30 cm
Yeniden Kullanılabilir	Evet
Isıtma Yöntemi	Nemli ısıtma ekipmanları için uygundur
Hydrocollator Tipi Üniteler	Sağlanan ürün bilgilerine göre uyumludur
Terapötik Isı Süresi	30 dakikaya kadar
Kullanım	Uygun tasarımlarda askı kulpları
Uygulama Alanları	Boyun, sırt, omurga, diz, omuz ve diğer vücut bölgeleri

Sipariş Bilgileri:

Konfigürasyon	Ürün Kodu
Nemli Isı Hot Pack Pedleri 30 × 30 cm (Standart Boyut)	5141006
Nemli Isı Hot Pack Pedleri 61 cm (Boyun Konturlu)	5141002
Nemli Isı Hot Pack Pedleri 38 × 61 cm (Büyük Boy)	5141004
Nemli Isı Hot Pack Pedleri 13 × 30 cm (Yarım Boy)	5141014
Nemli Isı Hot Pack Pedleri 22 × 35 cm (Omurga – Küçük)	5141008
Nemli Isı Hot Pack Pedleri 30 × 40 cm	5141016
Nemli Isı Hot Pack Pedleri 30 × 61 cm (Omurga – Büyük)	5141010
Nemli Isı Hot Pack Pedleri 30 × 50 cm (Diz / Omuz)	5141012