

3M™ Filtek™ Dental Restoratives

En fullstendig serie med restaureringsløsninger for å passe til dine unike behov.

3M er et av verdens mest anerkjente selskaper, med en lang rekke oralpleieprodukter og -tjenester. 3M™ Filtek™ Dental kompositter har blitt brukt i mer enn 2 milliarder restaureringer over hele verden. Vår familie med Filtek tannrestaureringsmidler lar deg velge riktig alternativ for enhver kliniske behov – fra svært estetisk til svært enkelt for en enklere hverdag.

Egenskaper	Estetikk og allsidighet		Estetikk og enkelhet		Effektivitet og enkelhet	
	3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal kompositt	3M™ Filtek™ Supreme Flowable Flowable kompositt	3M™ Filtek™ Easy Match Universal kompositt	3M™ Filtek™ Universal kompositt	3M™ Filtek™ One Bulk Fill kompositt	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable kompositt
 Hovedfordeler	- Eksepsjonell estetikk med naturlig fluorescens - Enestående styrke for anterior og posterior	- Nesten ingen bobler eller materiale som renner - Ergonomisk design - Utvalg av kanylespissstørrelser (20 G, 27 G)	- Raskt, enkelt og intuitivt valg av farge uten at det går ut over opasiteten - Forenklede ettlags restaureringer, uten behov for "blocker". - Naturlig adaptiv opasitet	- Universell opasitet for konsekvent estetikk - Pink Opaquer for å maskere mørke områder - Lite stress i materialet	- Økt opasitet for forbedret estetikk - Ettrinns plassering opptil 5 mm	- Nesten ingen bobler eller materiale som renner - Ettrinns plassering opptil 4 mm - Ergonomisk design
 Antall farger	36 (dentin, fylde, emalje, gjennomskinnelig)	12	3	8 (pluss Extra White og Pink Opaquer)	5	4
 EKTE nanoteknologi	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei
 Håndtering	Fast	Flyter etter behov	Fast	Kremet	Formbar	Tilpasser seg enkelt
 Poleringsretensjon	Utmerket	Utmerket	Utmerket	Utmerket	Utmerket	ikke relevant*
 Slitestyrke	Utmerket	Utmerket	Utmerket	Utmerket	Utmerket	ikke relevant*
 Trygt for komposittoppvarming og injection moulding^{1,2}	Kapsler	Sprøyter og kapsler	Kapsler	Kapsler	Kapsler	Sprøyter og kapsler
						

¹ Varm kapsler opptil 70 °C (158 °F) i opptil 1 time. ² Varm flytende sprøyter opp til 70 °C (158 °F) i opptil 1 time, opptil 25 ganger. ³ 3M interne data.

*Filtek Bulk Fill Flowables tiltenkte bruk krever minst 2 mm på det okklusive cavosurface for en universell eller posterior kompositt.

Du finner en fullstendig liste over indikasjoner i bruksanvisningen for produktet.

Solventum Norge
Karvesvingen 5
0576 Oslo
Norway

www.3M.com/Filtek

Solventum, S-logoen og Filtek er varemerker som tilhører Solventum eller dets tilknyttede selskaper. 3M og 3M-logoen er varemerker som tilhører 3M.