



Oppdag Varios Combi Pro2



ULTRALYD
SCALER

PULVER
BEHANDLING





Pulver- håndstykke




Prophy Set




Kombiner Prophy-settet
ditt med ønsket pulver.

Bytt pulver etter
ønsket bruksområde.



FLASH Pearl
Kalsiumkarbonat



SOFT Pearl
Glycinbasert




Perio Set




Perio Mate Powder
Glycinbasert

Kombiner Perio-settet ditt
med Perio Mate-pulver.


Bytt perio-munnstykker
etter ønsket bruksområde.



Jet Nozzle



Perio Nozzle




Perio Nozzle with Tip



Uavhengig enhet og kamre

Koble enkelt fra pulverføringslinjene
(pulverkammer, slange og håndstykker) for hånd.





Verdens første scalerhåndstykke i titan


Laget for å vare.
Komfortabel i bruk.

NSK Varios2 Lux




Ultralydscaler

Konkurrent A
(markert med blått)



DURAGRIP




LIGHT





Med over 70 ulike
spisser å velge mellom



Vannoppvarming

For både ultralydscaleren og
pulverhåndstykkene.





Vannflaske

Koble enkelt fra og fest vannbeholderen igjen.



Automatisk rengjøring

Hold innsiden av Varios Combi Pro2 ren med dens fire automatiske rengjøringsmoduser.



Automatisk
rengjøring
Pulver



Automatisk
rengjøring
Pulver



Automatisk
rengjøring
Ultralydscaler



Automatisk
rengjøring
Dobbel

CLM

CLM Mode

Rens vannkretsen inne i enheten ved å bruke vår b.clean-løsning og CLM-modusinnstilling.



Trådløs multifunksjonell fotkontroll


Enkel, håndfri betjening.





Justerbart vannvolum

Presis og intuitiv kontroll av vannvolumet.



Smart-Display Panel

Viser kun de konsoliderte tastene som er relevante for gjeldende prosedyre.



Effektjustering



iCart Prophy2 med vann- flaskesett*

Kombiner Varios Combi Pro2
med iCart Prophy2.

*Valgfri



You spoke, we built.

Snakk med din salgsrepresentant for å finne ut mer.

Create it 