

HELT ENKELT TIL Å STOLE PÅ

Ditt komplette system for kvalitetsrestaureringer

Den nye restaureringsløsningen fra Ultradent Products inkluderer alt klinikere trenger for å skape vakre restaureringer av høy kvalitet – fra preparering til polering!

Viktigheten av konserverende tannbehandling går langt utover behandling av akutte problemer, ettersom den har langvarige konsekvenser for pasientens velbefinnende. Når man er klar over utfordringene, er ikke bare grundig diagnostisering og behandlingsplan avgjørende, men også omhyggelig valg av materialer som er til å stole på, for bedre kvalitet, effekt og estetikk. Selv ved svikt på bare én komponent vil hele restaureringen være utilstrekkelig og kreve ny behandling. Derfor har Ultradent Products utviklet en ny [restaureringsløsning](#) basert på en hel rekke velutprøvde og fullstendig tilpassede produkter som er konstruert for fungere perfekt sammen. Det systematiske tilpassede konseptet letter prosedyrene for restaurerende behandling og støtter tannlegene i å skape langvarige, minimalt intensive og vakre restaureringer – for større pålitelighet, økt tillit og fornøyde pasienter.

Trinn 1: PREPARERING

Første trinn for restaureringer med lang levetid.

Vellykkede komposittrestaureringer krever tette, interproksimale kontakter og naturlige konturer for å sikre en naturlig anatomi. Med ringer med en holdbarhet som gjør at de kan brukes mer enn 1000 ganger er [Halo™ matrisesystemet](#) et system av høy kvalitet for holdbare restaureringer. Det brukervennlige systemet gjør det mulig å lage konsistente, vakre og anatomisk konturerte komposittrestaureringer på kortere tid. Det byr på alle nødvendige komponenter, som f.eks. nitinolringer, matrisebånd av rustfritt stål og plastkiler, som fungerer perfekt sammen og er egnet til de fleste kliniske utfordringer.



Trinn 2: ETSING

En overlegen bonding starter med et overlegent etsemiddel.

Etsing danner grunnlaget for en adekvat adhesiv teknikk. Etsemiddelet [Ultra-Etch™](#) holder seg pålitelig på plass, samtidig som det trenger inn i selv de minste fissurer. Det er det eneste etsemiddelet som behøves for total-etch-prosedyrer. 35 % fosforsyre med ideell viskositet forhindrer prematur tørking og gir perfekt kontroll av mengden. Fordi det kan skylles bort raskt og enkelt, flyter ikke etsemiddelet Ultra-Etch ut. Det er utviklet for å lette presis applisering og total kontroll. Studier viser at Ultra-Etch-etsemidlets unike selvbegrensende sammensetning skaper en optimal overflate på dentin.¹



Trinn 3: BONDING

Gullstandarden innen bonding.

Formålet med et bondingmiddel er ikke bare å oppnå en sterk og holdbar bonding. I en ideell verden bidrar det til å håndtere vanlige problemer som sensitivitet eller nedbrytning av bonding over tid. [Peak™ Universal Bond](#) adhesive inneholder Ultradents blanding med Dymetech™ fosfatmonomer for bedre styrke og større fleksibilitet. Dessuten opplever pasientene mindre sensitivitet postoperativt når de behandles med Peak Universal Bond-adhesiv.² Med 7,5 % fyllstoff er viskositeten optimal for minimal filmtykkelse (2 µm) og suveren styrke. Men det beste kommer nå: Bruk av Ultra-Etch 35 % fosforsyre og Peak Universal Bond oppnår høyeste bondingstyrker på dentin og emalje.³



Trinn 4: KOMPOSITT

Komposittrestaureninger med bare én enkelt farge.

[Transcend™ universell kompositt](#) er en ekte kompositt med bare én enkelt farge. Den sikrer en tidligere uoppnådd fargematch med bare én enkelt Universal Body-farge - uten behov for blokkeringsmiddel eller opaquer. Resin Particle Match™ teknologien fra Ultradent Products gir avbalanserte brytningsindekser mellom resin- og fyllstoffpartikler og dermed en perfekt translucens. Transcend-kompositt har evnen til å gå fint i ett med de fleste omliggende tenner med bruk av bare én enkelt farge. Universal Body-fargen er selvjusterende, f.eks. under en blekeprosess. Transcend-kompositt er optimalt egnet i både anteriore og posteriore områder. For tilfeller hvor sjikt-teknikk er egnet, finnes det et enkelt og komplementært fargesystem (fire dentin- og to emaljefarger). Lagerbeholdningen på tannlegekontoret har aldri tidligere vært så enkelt å holde styr på, så økologisk og så økonomisk.



Trinn 5: HERDING

Herdelampen står fram i nytt lys

Formålet med en herdelampe er ikke bare å polymerisere fyllingsmaterialer. Det dreier seg også om å kontrollere krympingen av kompositten for å forhindre mikrolekkasje og marginale gliper. [VALO™ X](#) LED-herdelampen er ment være den mest innovative herdelampen på markedet. Brukerne vil oppleve tillit på et nytt nivå, med konstant, enhetlig herdekraft fra den ekstra store 12,5 mm linsen. Den sikrer at hver behandling er pålitelig og effektiv, inkludert en bedre herdedybde, kollimering av strålen og varmestyring. VALO X-herdelampen byr på to kraftmoduser og to hjelpe-lysmoduser for diagnostikk (svart og hvitt lys). Enkeltknapp-aktiveringen gir også et brukergrensesnitt med akselerometer-funksjon, slik at brukerne kan veksle mellom lampens effektmoduser og diagnostiske moduser helt enkelt ved å veive med håndstykket, en lett trommeslagbevegelse eller ved å trykke på en knapp. VALO X leveres med fem hjelpelenser, som utvider kapasiteten ytterligere. Det har aldri tidligere vært så lett å fremstille komposittrestaureninger som nå med Transcend-kompositt og VALO X-herdelampen.



Trinn 6: PUSS OG POLERING

Garantien for at pasientene skal få et bredt og vakkert smil.

Enestående estetiske resultater og pasienttilfredshet kan oppnås med den dynamiske duoen: [Jiffy™ Natural polerere](#) og Transcend-kompositt. Tilsvarende et hemmelig våpen forsterker Jiffy Natural polerere naturlig glans og finish på Transcend-komposittrestaureringer, og dermed sikres det at alle smil blir strålende og feilfrie. Jiffy Natural system for pussing og polering av kompositt sikrer et vedvarende strålende og velstelt inntrykk. Det består av formbare spiralformede hjul som enkelt tilpasser seg tannen for å gjenskape emaljens naturlige glans.



Utførelse av tillitsvekkende restaureringer

Enkel kombinasjon, lytefri prosedyrer, upåklagelige resultater.

Ved å kombinere produktene i den nyskapende løsningen for restaureringer fra Ultradent Products vil enhver bruker bli en arkitekt for suksess og heve nivået for pasientenes tannpleie. Hver komponent har synergieffekt for å produsere holdbare restaureringer med upåklagelig estetikk. Med disse verktøyene og materialene vil brukerne oppnå å nyte tillit uten sidestykke og overgå pasientenes forventninger.

La oss komme i gang!

1, 2, 3. Arkiverte data.