

PANTALON D'OPERE PP 38g/m² PAREDES BLEU FONCE

TAILLE ENFANT
M / L
XL / XXL

953320

953321

953322

Pantalon d'opéré en polypropylène 38 g/m², opaque bleu foncé, conçue pour une utilisation en environnement médical et hospitalier.

Destination : destiné à l'habillage du patient lors de d'une opération chirurgicale , afin d'éviter les contaminations croisées



LES + PRODUITS

- + Résistant & doux
- + Confortable et léger : 38 g/m²
- + Conditionnement en sachet de 10 pantalons



Des gestes simples pour maîtriser vos budgets et préserver l'environnement. Dans le cadre de son engagement RSE, Paredes prône l'Éco Attitude à travers des contenus pédagogiques, promouvant une consommation raisonnée et efficace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Polypropylène (PP) 38 g/m ²
FILS DE COUTURE	100 % Polyester
COULEUR	Bleu foncé opaque
ETIQUETTE	Polyester
DUREE DE VIE DU PRODUIT	36 mois

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	TAILLE	SACHET	COLISAGE
953320	Taille enfant	10 pantalons par sachet 28 x 36 cm	Colis de 10 sachets 50 x 31 x 31 cm
953321	M / L		Colis de 10 sachets 50 x 31 x 39 cm
953322	XL / XXL		

PANTALON D'OPERE PP 38g/m2 PAREDES BLEU FONCE

CERTIFICATIONS

Dispositif médical de classe I, Conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances au règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux normes harmonisés et/ou spécifications techniques applicables, listées ci-dessous :

ISO 10993-5 :2009 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5 : essais concernant la cytotoxicité in vitro

ISO 10993-10 :2021 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10: Essais de sensibilisation cutanée

EN ISO 11737-1/A1 :2021 Stérilisation des produits de santé - Méthodes microbiologiques - Partie 1 : détermination d'une population de microorganismes sur des produits - Amendement 1

Fabrication conforme au système de management de la qualité certifié ISO 13485:2016.



Définition des pictogrammes dispositif médical



Tenir à l'écart de la lumière du soleil



Limites de températures



Craint l'humidité



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Référence catalogue



Dispositif médical



Numéro de lot du fabricant



Date de fabrication



Date limite d'utilisation



Fabricant du Dispositif Médical



Conformes aux règlements européens applicables



Ne pas réutiliser



Non stérile



Identifiant unique du dispositif