

VESTE DE BLOC PPSB 45g/m² PAREDES BLEU FONCE

S / M
958180
L / XL
958181
XXL
958182

Veste de bloc PPSB 45g/m², opaque bleu foncé, conçue pour une utilisation en environnement médical et hospitalier.

Destination : utilisé par le personnel médical pour se protéger du froid, destiné à empêcher la transmission d'agents infectieux entre le personnel chirurgical et les patients au cours des interventions chirurgicales.


DISPOSITIF MÉDICAL
MATIÈRE ANTISTATIQUE
LATEX
2
NON STÉRILE

LES + PRODUITS

- + Ample et confortable
- + Protection efficace contre le froid
- + Léger : 45 g/m²
- + Conditionnement en sachet de 10 unités

éco attitude
pour toujours mieux consommer

Des gestes simples pour maîtriser vos budgets et préserver l'environnement. Dans le cadre de son engagement RSE, Paredes prône l'Éco Attitude à travers des contenus pédagogiques, promouvant une consommation raisonnée et efficace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PPSB 45 g/m ²
COMPOSANTS	- Fabriquée en polypropylène non tissé léger et résistant. - Encolure et poignets en jersey - Fermeture par 4 boutons pression. 1 poche plaquée
COULEUR	Bleu foncé
DUREE DE VIE DU PRODUIT	60 mois

- Indications d'utilisation :**
- personnel soignant au bloc opératoire
 - Soignants travaillant dans des environnements médicaux climatisés nécessitant une protection contre le froid.
 - Equipes intervenant en zones à risques infectieux (urgences, isolement...)

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	TAILLE	SACHET	COLISAGE
958180	S / M	10 vestes par sachet 27 x 30 cm	Colis de 10 sachets 60 x 28 x 30 cm
958181	L / XL		
958182	XXL		

VESTE DE BLOC PPSB 45g/m2 PAREDES BLEU FONCE

CERTIFICATIONS

Dispositif médical de classe I, Conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances au règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux normes harmonisés et/ou spécifications techniques applicables, listées ci-dessous :

Testé selon NF EN 13795-2 :2025 : vêtements et champs chirurgicaux - méthodes d'essai - partie 2 tenue de bloc

ISO 10993-5 :2009 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5 : essais concernant la cytotoxicité in vitro

ISO 10993-10 :2021 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10: Essais de sensibilisation cutanée

EN ISO 11737-1/A1 :2021 Stérilisation des produits de santé - Méthodes microbiologiques - Partie 1 : détermination d'une population de microorganismes sur des produits - Amendement 1

NF EN ISO 9073-1 :2023 Non tissés - Méthodes d'essais - partie 1 : détermination de la masse surfacique

NORME NF EN ISO 9073-3 :2023 Non-tissés - Méthodes d'essai - Partie 3 : détermination de la résistance à la traction et de l'allongement à la rupture par la méthode sur bande

NF EN 1773:1997 Textiles- Etoffes – détermination de la largeur et de la longueur.

Fabrication conforme au système de management de la qualité certifié ISO 13485:2016.



DEFINITION DES PICTOGRAMMES DISPOSITIF MEDICAL



Tenir à l'écart
de la lumière
du soleil



Limites de
températures



Craint
l'humidité



Ne pas utiliser
si l'emballage
est endommagé



Référence
catalogue



Dispositif
médical



Numéro de
lot du
fabricant



Date de
fabrication



Date limite
d'utilisation



Fabricant du
Dispositif
Médical



Conformes aux
règlements
européens
applicables



Ne pas
réutiliser



Non stérile



Identifiant
unique du
dispositif