

BLOUSE DE SOIN PP 16g/m² PAREDES TAILLE UNIQUE

 958300

 958301

Veste de soin PP 16g/m², à usage unique, conçue pour une utilisation en environnement médical et hospitalier.

Destination : utilisé par le personnel médical ou le patient, destiné à empêcher la transmission d'agents infectieux.


 DISPOSITIF
MÉDICAL

~~LATEX~~

2

 NON
STÉRILE

LES + PRODUITS

- + Souple et légère
- + Poignets élastiqués
- + Léger : 16 g/m²
- + Conditionnement en sachet de 10 unités



pour toujours mieux consommer

Des gestes simples pour maîtriser vos budgets et préserver l'environnement. Dans le cadre de son engagement RSE, Paredes prône l'Éco Attitude à travers des contenus pédagogiques, promouvant une consommation raisonnée et efficace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PP 16 g/m ²
COMPOSANTS	<ul style="list-style-type: none"> • Fabriquée en polypropylène non tissé léger et résistant. • Liens à l'encolure et à la taille • Manches longues avec poignets élastiqués
TAILLE	110 x 130 cm
TAILLE DES MANCHES	80 cm
DUREE DE VIE DU PRODUIT (DLU)	60 mois

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COULEUR	SACHET	COLISAGE
958300	BLEU	10 blouses par sachet 27 x 30 cm	Colis de 10 sachets 30 x 26 x 29 cm
958301	BLANC		

BLOUSE DE SOIN PP 16g/m2 PAREDES TAILLE UNIQUE

CERTIFICATIONS



Dispositif médical de classe I, Conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances au règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux normes harmonisés et/ou spécifications techniques applicables, listées ci-dessous :

ISO 10993-5 :2009 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5 : essais concernant la cytotoxicité in vitro

ISO 10993-10 :2021 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10: Essais de sensibilisation cutanée

EN ISO 11737-1/A1 :2021 Stérilisation des produits de santé - Méthodes microbiologiques - Partie 1 : détermination d'une population de microorganismes sur des produits - Amendement 1

Fabrication conforme au système de management de la qualité certifié ISO 13485:2016.

Définition des pictogrammes dispositif médical



Tenir à l'écart de la lumière du soleil



Limites de températures



Craint l'humidité



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

REF

Référence catalogue

MD

Dispositif médical

LOT

Numéro de lot du fabricant



Date de fabrication



Date limite d'utilisation



Fabricant du Dispositif Médical



Conformes aux règlements européens applicables



Ne pas réutiliser



Non stérile



Identifiant unique du dispositif