

schülke -+



Solution prête à l'emploi, filtrée contre les germes, à base d'alcool, pour la désinfection des surfaces en salles propres.

perform® advanced alcohol EP

Notre plus

- Fongicide en seulement 2 minutes
- Action rapide et sans traces résiduelles
- Solution filtrée sur membrane de 0,2 µm
- Adaptée aux salles blanches de classes C/D
- Prêt à l'emploi
- Sans colorant ni parfum
- Temps de séchage court

Domaines d'utilisation

- Salles propres de classe C ou D
- Zones de production non classées en industrie
- Zones de stockage en industrie
- Désinfection des gants en zone C et D

Désinfection des surfaces de toute nature, des équipements et du matériel.

Conseils d'utilisation

Appliquer perform® advanced alcohol EP sans dilution sur les surfaces à désinfecter et laisser agir. Recouvrir intégralement la surface à l'aide d'un tissu approprié.

Ne convient pas aux surfaces sensibles à l'alcool, tel que les surfaces en verre acrylique (plexiglass).

Efficacité microbiologique

Efficacité	Concentration	Temps de contact
Bactéries <i>EN1276, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	1 min
Fongique <i>EN1650, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	2 min

Efficacité	Concentration	Temps de contact
Aspergillus niger <i>EN13697</i>	prêtes à l'emploi	2 min
activité virucide limitée	prêtes à l'emploi	30 sec



Données relatives au produit

Enregistrement

Produit biocide déclaré auprès des autorités pour les applications en TP2 et TP4.

Composition

Pour 100 g de produit : 25 g d'Ethanol (94%), 35 g de Propan-1-ol.

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,89 g/cm ³ / 20 °C
pH	env. 7 / 20 °C
Point d'éclair	27 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide

Remarques particulières

Utiliser les désinfectants avec précaution.

Lire attentivement l'étiquette, la documentation technique ainsi que la fiche de sécurité relative au produit.

Informations environnementales

schulke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schulke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



EMAS

GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



DQS MED

ISO 9001:2008



DQS MED

ISO 13485

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

Schülke France
Schülke France SARL
22 terrasse Bellini
92800 Puteaux France
Tél +33 1 42 91 42 42
Fax +33 1 42 91 42 88
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schulke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schulke.com