

Benchmark
BMG460

Table with 7 columns: Chemical, Code Letter, Breakthrough Time, Level, Mean Degradation, and two empty columns. It lists degradation levels for 40% Sodium Hydroxide, 30% Hydrogen Peroxide, and 37% Formaldehyde.

EN ISO 374-5:2016
VIRUS
The product is in compliance with the PPE regulation (EU) 2016/425. EU Type examination carried out by: - SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified body No. 2777)

Intended: Medical and PPE Cat III
CE
2777 Comply to PPE Regulation 2016/425 Cat III

STATEMENT AND CAUTION
Test results were taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemicals and other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. The chemical resistance

has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals,

degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. There are no possible allergens within the glove that are known to cause harm to the wearer. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections.

EN - Single use nitrile examination glove, Powder-Free, Food Safe, Not Made With Natural Rubber Latex, Textured finish, Non-Sterile, Prevents Type I Allergies, Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. Obsolescence: When stored as recommended will not suffer change in chemical properties for up to five years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. Made in Malaysia. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-doc.com/benchmark. Comply with EN455 (-1, -2, -3, -4).

DE - Einweg-Nitril-Untersuchungshandschuh, Puderfrei, Nahrungsmittelsicher, Nicht aus Naturkautschuklatex. Leichte Riefelung, Nicht steril, Beugt Type I-Allergien vor. Der Schutz betrifft nur die Hand. Bei auftretender Reizung ärztliche Hilfe aufsuchen. Überalterung: Bei einer Aufbewahrung gemäß den Empfehlungen ändern sich die mechanischen Eigenschaften der Handschuhe bis zu fünf Jahre ab Fertigungsdatum nicht. Die Haltbarkeit kann nicht genau angegeben werden und ist von der Anwendung abhängig. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Eignung der Handschuhe für den Verwendungszweck zu bestimmen. Untersuchen Sie die Handschuhe vor Gebrauch auf Defekte oder Mängel. Benutzte Handschuhe sollten durch Müllverbrennung entsorgt werden oder gemäß den Vorschriften der Kommunalbehörde. Hergestellt in: Malaysia. Die Konformitätserklärung ist auf gg-doc.com/benchmark verfügbar und kann heruntergeladen werden. EN455 einhalten (-1, -2, -3, -4).

ES - Guante de examen de nitrilo de un solo uso. Sin polvo. Aptos para alimentos. No están fabricados en látex de caucho natural. Ligeramente texturizados. No estériles. Evitan alergias del Tipo I. La protección se limita únicamente a las manos. En caso de irritación, consulte con un médico. Obsolescencia: Cuando se almacenan como se recomienda, las propiedades mecánicas de los guantes no sufrirán ningún cambio durante un periodo de hasta cinco años desde la fecha de fabricación. La vida útil no puede especificarse y depende de la aplicación, por lo que se es responsableidad del usuario asegurarse de la idoneidad del guante para su uso previsto. Antes del uso, inspeccione el guante para detectar cualquier defecto o imperfección. Los guantes usados deben desecharse por incineración o según las regulaciones de las autoridades locales. País de origen: Malasia. Para acceder y descargar la Declaración de conformidad, visite gg-doc.com/benchmark. Cumplir con EN455 (-1, -2, -3, -4).

FA - دستکش نیترولیک بدون استفاده از پودر رایگان. غای ازمن. ساخته شده با لاتکس لاستیک طبیعی. پایان صاف جلوگیری می کند. حفاظت فقط به دست محدود است. در صورت تحریک شدن به 1 غیر استریل. از آلودگی نوع مشور و پزشکی مراجعه کنید.
هندی و پزشکی های مکانیکی دستکش، در صورت نگهداری در شرایط پیشبندی، تا پنج سال از تاریخ تولید دستکش تغییر نمی شود. عمر مفید را نمی توان مشخص کرد و به کار برد بستگی دارد. خصوصاً اطمینان از تناسب دستکش با کار برد مورد نظر بر عهده کار بر است دستکش را پیش از مصرف برای وجود نقص یا عیب بررسی کنید
دستکش های مورد استفاده باید با طبق مقررات محلی. ساخته شده در مالدی
دستکش کنید. برای دیدن و دانلود کردن «پایه ساز گاری» به gg-doc.com/benchmark مراجعه کنید
EN455 (-1, -2, -3, -4)

FR - Gants d'examen en nitrile à usage unique. Non poudrés. Adaptés pour la nourriture. Non fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel. Légèrement texturés. Non stériles. Préviennent les allergies de type I. La protection se limite à la main. En cas d'irritation, demandez conseil à votre médecin. Obsolescence: S'ils sont conservés aux conditions conseillées, leurs propriétés mécaniques

resteront les mêmes pendant au moins cinq ans à partir de leur date de fabrication. La durée de vie ne peut pas être indiquée car elle dépend de l'utilisation qui est faite du produit. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les gants conviennent à l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. Avant l'utilisation, inspecter les gants pour tout défaut ou imperfection. Les gants usés doivent être éliminés par incinération ou conformément à la réglementation des autorités locales. Pays d'origine: Malaisie. Pour accéder et télécharger la déclaration de conformité, merci de visiter gg-doc.com/benchmark. Conforme à EN455 (-1, -2, -3, -4).

HI - फलक उपयोग नाइट्राइडन परीक्षा दस्ताने, पाउडर-फ्री, फूड सेफ, नैचुरल रबर लेटेक्स से नहीं बना है, सूक्ष्म प्रतिरोध, नॉन-स्टिराइल, टाइप I आलर्जी से बचाव, केवल हाथों की रक्षा के लिए, अगर किसी भी प्रकार की नुकसान हो तो डॉक्टर की सलाह ले. (Obsolescence) जब संस्तरों के अनुसार भंडारण किया गया हो तो स्तरानों की बर्तिरियाण की गारंटी से 5 वर्षों तक यांत्रिक प्रोपर्टी में कोई बदलाव नहीं आएगा। सेवाकाल को निरिस्टिफ्ट नहीं किया जा सकता और इसके प्रयोग पर निश्चर करना है और वह प्रयोगकर्ता की ज़िम्मेदारी है वह इसके बांझित प्रयोग के लिए दस्ताने की उपयुक्तता को सुनिश्चित करें. जब Globus I-CON™ सिस्टिम के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लंबे का इस्तेमाल करें: जलरस परीक्षा में, बर्तनरूम, क्लिनिकल परीक्षा और कचिस्म को छोड़ कर. प्रत्यक्ष दस्ताने को भूक या स्थानीय पराशक्तिरिय के बर्तिस्मिन के अनुसार निपटया जाना चाहिए. मनेशिया में नैरिस्ति. अनुकूलता घोषणा (Declaration of Conformity) तक पहुँचने और डाउनलोड करने के लिए, कृपया gg-doc.com/benchmark पर जाएँ EN455 के साथ अनुपालन (-1, -2, -3, -4).

IT - Quanto da esplorazione monouso in nitrile. Senza polveri. Per alimenti. Non realizzati in lattice di gomma naturale. Leggermente strutturati. Non sterili. Evita le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente alla mano. In caso di irritazione, consultare un medico. Invecchiamento: Se conservati come descritto, i guanti conserveranno le proprietà meccaniche per un periodo di tempo pari a cinque anni dalla data di produzione. La vita utile non può essere specificata e dipende dalle applicazioni del prodotto, è responsabilità dell'utente valutare l'idoneità dei guanti per l'uso previsto. Ispezionare i guanti prima dell'uso allo scopo di individuare eventuali difetti o imperfezioni. I guanti usati devono essere smaltiti mediante incenerimento o secondo la regolamentazione delle autorità locali. Paese di origine: Malaysia. Per accedere e scaricare la Dichiarazione di Conformità visitate gg-doc.com/benchmark. Conforme a EN455 (-1, -2, -3, -4).

NL - Nitril onderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik. Poedervrij. Voedselveilig. Niet gemaakt met natuurlijk rubber latex. Licht gestructureerd. Niet-steriel. Voorkomst Type I allergieën. Uitsluitend bescherming voor de handen. Onmiddellijk een arts raadplegen in geval van irritatie. Veroudering: Wanneer de handschoenen worden opgeslagen zoals aanbevolen, ondergaan deze geen verandering in mechanische eigenschappen gedurende tot maar liefst vijf jaar vanaf de productiedatum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en hangt af van de toepassing en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de handschoen voor zijn beoogde gebruik te beoordelen. Voor gebruik dient u de handschoenen te inspecteren op eventuele defecten of onvolkomenheden. Gebruikte handschoenen moeten vernietigd worden door verbranding of via de reglementen welke door de plaatselijke overheid zijn bepaald. Land van oorsprong: Maleisië. Voor het openen en downloaden van de Conformiteitsverklaring gaat u naar gg-doc.com/benchmark. Voldoen aan EN455 (-1, -2, -3, -4).

PL - Rękawice nitylowe jednorazowego użytku. Bezpydrowe. Bezpieczne w kontakcie z żywności. Nie zawierają naturalnego gumy lateksowej. Lekko teksturowane. Niesterylne. Nie powodują ryzyka wystąpienia u użytkownika alergii typu I. Produkt służy wyłącznie do ochrony dłoni. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy skonsultować z lekarzem. Okres przydatności: O ile rękawice będą przechowywane zgodnie z zaleceniami, ich właściwości mechaniczne nie ulegną

zmianie przez okres do pi lat od daty wyprodukowania. Nie jest możliwe podanie okresu przydatności rękawic, który zależy od sposobu ich użytkowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy rękawice nadają się do danego zastosowania. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub wad. Zwykle rękawice należy usuwać spalając lub zgodnie z przepisami lokalnych władz. Kraj pochodzenia: Malezja. Aby uzyskać dostęp i pobrać deklarację zgodności, prosimy zająć na stronie gg-doc.com/benchmark. Zgodność z EN455 (-1, -2, -3, -4).

PT - Luva de exame de nitrilo de uso único. Sem pó. Adequadas para a manipulação de alimentos. Isentas de látex de borracha natural. Ligeiramente texturizadas. Não esterilizadas. Evita alergias do tipo I. A proteção está limitada à mão. Em caso de irritação, procure assistência médica. Validade: Se armazenadas da forma recomendada, as luvas não sofrerão alterações nas propriedades mecânicas durante um máximo de cinco anos, a partir da data de fabrico. Não é possível especificar a vida útil, dependente da aplicação. É, pois, responsabilidade do utilizador determinar a adequação da luva para a utilização pretendida. Antes do uso, inspecione as luvas a nível de defeitos ou imperfeições. As luvas usadas devem ser descartadas por incineração ou conforme o regulamento das autoridades locais. País de origem: Malásia. Para aceder e descarregar a Declaração de Conformidade, visite gg-doc.com/benchmark. Cumprir com EN455 (-1, -2, -3, -4).

TR - Tek kullanımlık nitril mayuneye eldiven. Toz çermiz. Gidalara Karı Güvenlidir. Doal Kaupuk Lateks ile mal Edilmemir. Haf Dokulu. Steril Deildir. Tip I Alerjileri Engeller. Koruma yalnızca el ile snirirler. El ahlı meydana geldi takdirde tbbi yardım alın. Etklenir: Önerildi eklde saklandında, eldivenlerin ömrü tarlırinden itibaren be yıla kadar mekanik özelliklerinde bir deilisk olmaz. Kullanım şartı belirlenmeye ve uygulamaya baldr; eldivenin kullanım amacına uygunluunun tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanımdan önces eldivenlerde herhangi bir kusur veya eleksik ksmı olup olmadının kontrol edin. Kullanım eldivenler yakarak veya yerd makamların düzenlemelerine göre imha edilmelidir. Üretilidi Ülke: Malezya. Uygunluk Beyanına ermek ve indirmek için lütfen u adresi ziyaret edin gg-doc.com/benchmark. EN455'e uyun (-1, -2, -3, -4).

AR - قفازات نيتريل للاستعمال مرة واحدة أعلى على الطعام غير مصنوعة من لاتكس المطاط الطبيعي. مظهر نهائي نقي غير مغطى. تمنع حساسية من النوع I الحساسية. مصفورة على اليد فقط إذا حدث تهيج. الطلب الرعاية الطبية.
يعلن الاستعمال عند تخزين القفازات حسب التعليمات، فلن تعرض خصائصها الميكانيكية إلى أي تغيير لمدة تصل إلى خمسة سنوات من تاريخ التصنيع. لا يمكن تحديد فترة الصلاحية على نحو دقيق، وتعتمد على الاستعمال ويقع على المستخدم مسؤولية التأكد من مدى صلاحية القفاز للاستخدام المخصص له على لم يعرف أن أي من الخادات أو المعليات المستخدمة في صناعة هذه المنتجات أنها تسبب ضرراً لارتديها إذا حدث تقاعزل، اطلب المساعدة الطبية. قبل الاستخدام، افحص القفازات بعناية بحثاً عن أي عيب أو خلل.
يجب التخلص من القفازات المستخدمة من طريق الحرق أو وفقاً لقوانين و أجراءات السلطات المحلية صنع في ماليزيا

لرؤية و تحميل شهادة مطابقة المواصفات يرجى زيارة الموقع gg-doc.com/benchmark
مغ وفانوسي (-1, -2, -3, -4)