
Adenosin reinst Adenosine research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	10770
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O ₄
Molekulargewicht molecular weight		267.24
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 97.0
Trocknungsverlust (%) loss on drying		max. 0.5
Schmelzpunkt (°C) melting point		233 – 239
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.