

3-Aminobenzoesäureethylestermethansulfonat rein 3-Aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate (Tricain) pure	Kat.Nr./Cat.No. :	12396
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_9H_{11}NO_2 \cdot CH_4SO_3$
Molekulargewicht molecular weight		261.3
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 99.0
Löslichkeit solubility	1% in H ₂ O	klar und farblos clear and colorless
Schmelzpunkt (°C) melting point		147 – 152
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.