

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| Benzamidin-HCl, reinst Benzamidine-HCl, research grade | Kat.Nr./Cat.No. : | 14525 |
|--|--------------------------|--------------|

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|---|---|---|
| Summenformel formula | | $C_7H_8N_2 \cdot HCl$ |
| Molekulargewicht molecular weight | | 156.62 (wasserfrei / anhydrous) |
| Aussehen appearance | | weißes kristallines Pulver white crystallin powder |
| Gehalt (%) assay | Titration bezog. auf getr. Subst. calc. on dried subst. | min. 99.0 |
| Schmelzpunkt (°C) melting point | | 80 – 85 |
| Wasser (%) water | KF | max. 15.0 |
| Identität identity | IR | entspricht corresponds |
| Lagerung (°C) storage | | +2 bis/ to +8 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.