

---

<b>5-Brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galactosid reinst (X-Gal)</b>	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>15243</b>
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside research grade (X-Gal)		

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>14</sub> H <sub>15</sub> BrClNO <sub>6</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		408.6
<b>Aussehen</b> appearance		feines weißes bis grauweißes Pulver fine white to off-white powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	HPLC	min. 99.0
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.