
| | | |
|---|--------------------------|--------------|
| SERVAColor BCIP/NBT Blot-Lösung SERVAColor BCIP/NBT Blot Solution | Kat.Nr./Cat.No. : | 15245 |
|---|--------------------------|--------------|

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| Aussehen appearance | | gelbe Flüssigkeit yellow liquid |
| pH | | 9.6 – 9.8 |
| visuelle Nachweisgrenze auf NC (ng/ml) detection limit (visual) at nitrocellulose membranes | | < 50 |
| Lagerung (°C) storage | | +2 bis/ to +8 |

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.