

<b>Cholesterin</b> reinst Cholesterol research grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>17101</b>
---	--------------------------	--------------

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>27</sub> H <sub>46</sub> O
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		386.7
<b>Aussehen</b> appearance		weißes Pulver white powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	GC	min. 95.0
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Schmelzpunkt (°C)</b> melting point		147 – 150
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying		max. 0.3
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.