

20% SDS Lösung
20% SDS Solution

Kat.Nr./Cat.No. : 20767

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Aussehen

appearance

klare farblose bis leicht
gelbliche Lösung
clear colorless to slightly
yellowish solution

Gehalt SDS (g/l)
assay SDS

200.0

Farbe
color

max. 30 Hazen

A 1cm/ 260 nm

max. 0.4

A 1cm/ 280 nm

max. 0.15

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

Bei Lagerung unter +18°C kann das SDS auskristallisieren. Die Kristalle lösen sich beim Erwärmen des Puffers wieder.

Storage below +18°C may cause crystallization of SDS. Crystals can be solved by warming up the buffer solution.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.