

**Gelrite®**

**Kat.Nr./Cat.No. : 22168**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		weißes bis fast weißes Pulver white to off-white powder
<b>Gelstärke (g/ cm<sup>2</sup>)</b> gel strength		min. 700
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying		max. 15
<b>Transmission (%)</b> Transmittance	0.5 % Gel (20 °C) 497 nm	min. 70
<b>pH</b>		6.0 – 8.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.