
Glutaraldehyd 25% in Wasser für Elektronenmikroskopie **Kat.Nr./Cat.No. : 23114**
hochrein
Glutaraldehyde 25% in water for electron microscopy
high purity

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₅ H ₈ O ₂
Molekulargewicht molecular weight		100.13
Aussehen appearance		klare, farblose Lösung clear, colorless solution
Gehalt (%) assay		25.0 ± 1.0
pH		3.0 – 5.5
Purification index	A 235/ A280, 1 % in H ₂ O	max. 0.5
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.