

Glycerin pflanzlich , Ph. Eur. Glycerol from plant, Ph. Eur.	Kat.Nr./Cat.No. :	23176
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₃ H ₈ O ₃
Molekulargewicht molecular weight		92.09
Aussehen appearance		farblose, viskose Flüssigkeit colorless, viscous liquid
Gehalt (%) assay	Titration	min. 99.5
Farbzahl color value	HAZEN	max. 10
sauer / alk. reag. Substanzen (ml 0.1M NaOH) acidity	Ph.Eur.	max. 0.2
Brechungsindex refractive index	Ph.Eur.	1.470 – 1.475
Wasser (%) water	Ph.Eur.	max. 2.0
Chlorid (ppm) chloride	Ph.Eur.	max. 10
Schwermetalle (ppm) heavy metals	Ph.Eur.	max. 5
Sulfatasche (%) sulfated ash	Ph.Eur.	max. 0.01
Ursprung origin		pflanzlicher Ursprung plant origin
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph.Eur.
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph.Eur.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.